




Gesamtkatalog 2022

Die Schlüssel des gemeinsamen Erfolgs – seit 1868



GEHWOL®

GERLAVIT®

GERLASAN®

GERLACH TECHNIK



GEHWOL[®]

GERLASAN[®]

GERLAVIT[®]

GERLACH TECHNIK





Was die Schlüssel unseres Erfolgs sind...

Das Unternehmen entstand aus einer Vision und Überzeugung, Menschen bei Fußproblemen zu helfen, Fußpflege für alle erschwinglich zu machen, Kompetenz im Fußpflegemarkt aufzubauen sowie das Bewusstsein für die Fußpflege zu schaffen.

Diese Vision und Überzeugung hat Eduard Gerlach zum Pionier der modernen Fußpflege gemacht. Die Vision, Erfahrungen und Werte wurden von Generation zu Generation weitergegeben. So sichert die Eduard Gerlach GmbH den Erfolg des Familienunternehmens – und das über mittlerweile 150 Jahre.

Die Schlüsselmarke, die bis heute ein wichtiger Bestandteil des Firmenlogos ist, begleitet die Eduard Gerlach GmbH bereits seit der Gründung des Unternehmens. Es war eine große Ehre für das Unternehmen, die Erlaubnis der Stadt Lübbbecke zu erhalten, die Schlüssel aus dem Stadtwappen für die eigene Schutzmarke zu verwenden. Sie wurde damals schon auf Produkten aus dem Hause Gerlach aufgebracht, was hohe Wertigkeit der Produkte bestätigte. Zum anderen ist sie ein Ausdruck der Verbundenheit mit der Stadt Lübbbecke.

Das Unternehmen, seine Mitarbeiter, der bewusst gewählte Vertriebsweg über den Fachhandel sowie zufriedene Kunden, die aus Überzeugung die Produkte des Unternehmens kaufen und verwenden, sind die Schlüssel des gemeinsamen Erfolgs.

Unsere Werte

Innovation

Gerlach sieht sich als Impulsgeber der professionellen Fußpflege und als Vorreiter im Markt der Fußpflege. Das Unternehmen wurde aus einer Innovation heraus geboren - der Fusskrem. Es soll auch zukünftig durch Innovationen für neue Produktideen weiterwachsen.

Qualität

Bei Gerlach gelten im Bereich der Qualitätssicherung strenge Richtlinien. Sorgfältigkeit bei der Auswahl der Rohstoffe, Gewissenhaftigkeit bei der Herstellung der Produkte sowie bei der Prüfung der Fertigware sorgen für gleichbleibend hohe Qualität.

Fachhandelstreue

Durch den bewusst gewählten Vertriebsweg über den Fachhandel hat die Eduard Gerlach GmbH über Jahre Vertrauen aufgebaut und pflegt eine treue Partnerschaft. Mit seinen bekannten Marken gibt das Unternehmen dem Fachhandel Produkte an die Hand, die alle Wünsche anspruchsvoller Pflege erfüllen.

Kundenorientierung

Mit seinen Produkten sorgt das Unternehmen seit über 150 Jahren „Für das Wohl der Füße“ und wird auch zukünftig alles dafür tun, um sie gesund zu erhalten. Dem Kunden bei seinen Fußproblemen zu helfen, seinen Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden, ist für Gerlach essenziell. Die Marken GERLASAN und GERLAVIT erweitern die Produktpalette mit Körperpflege-Präparaten.

Mitarbeiterorientierung

Gerlach verfügt über einen treuen Mitarbeiterstamm. Bei der Eduard Gerlach GmbH arbeiten Menschen, die sich dem Unternehmen verbunden fühlen, sich mit dem Unternehmen und der Marke identifizieren und sie leben.

Tradition und Familie

Seit fünf Generationen hat sich die Eduard Gerlach GmbH der Gesundheit der Füße verpflichtet. Über Generationen hat sich im Unternehmen Wissen aufsummiert, das in der Familie weitergegeben wurde. Es ermöglicht so dem Unternehmen, weiter zu wachsen. Dabei spielte und spielt der Familiengedanke eine wichtige Rolle im Unternehmen.

Naturverbundenheit

In der Produktentwicklung bei Gerlach wird Wert auf natürliche Inhaltsstoffe und Verwendung von ätherischen Ölen gelegt. Gerlach steht für das Leitmotiv: Naturkraft für das Wohl der Füße. Basis vieler GEHWOL-Produkte ist das Beste aus der Natur. Dabei spielen Reinheit und Natürlichkeit, Wirksamkeit und Beständigkeit eine große Rolle.





Das Entstehen einer Qualitätsmarke

Der Drogist Eduard Gerlach übernahm 1868 im westfälischen Lübbecke das Colonialwarengeschäft seines Vaters Ludwig und erweiterte es um eine Drogerie. Mit dieser ersten Drogerie im damaligen Kreisgebiet schuf Eduard Gerlach die Basis für ein florierendes Familienunternehmen, das international erfolgreich und mit der Marke GEHWOL zum Synonym für Fußpflege geworden ist. Eduard Gerlach gilt als Pionier der modernen Fußpflege – zu Recht, denn er entwickelte die erste industriell hergestellte Salbe zur Verhütung und Linderung von Fußbeschwerden.

Seine ausgeprägte naturwissenschaftliche Beobachtungsgabe und sein immenses Fachwissen ermöglichten ihm die Entwicklung eines hochwirksamen Präparates auf der Basis von ätherischen Ölen, Fetten und medizinischer Spezialseife, speziellen ungesättigten Fettsäuren, mineralischen Gleitmitteln und desinfizierenden

ätherischen Ölen, das er 1882 als „E. Gerlach’s Präservativ Cream“ auf den Markt brachte. Sein Markenprodukt fand bald reißenden Absatz. Eduard Gerlach gelang es als Erstem, dank der einzigartigen Eigenschaften seiner Spezialcreme und seiner industriellen Herstellungsweise, ein Fußpflegemittel in großen Mengen zu produzieren, darüber hinaus preisgünstig und von stets gleichbleibender Qualität.

Erst dadurch wurde Fußpflege für breite Bevölkerungskreise erschwinglich und so die Voraussetzung für das Entstehen eines allgemeinen Fußpflegebewusstseins geschaffen. Eduard Gerlach erhielt für seine „Präservativ Cream“ zahlreiche internationale Auszeichnungen.

Vom Familienbetrieb zum Industrieunternehmen

Nach dem Tod Eduard Gerlachs 1910 übernahm sein gleichnamiger Sohn den Familienbetrieb und baute ihn zu einem vielseitigen Industrieunternehmen aus, das mit konsequent kundenorientierter Innovationskraft zwei Weltkriege und alle Wirtschaftskrisen wohlbehalten überstand. Die Errungenschaften, das Wissen und die Erfahrungen wurden im Unternehmen stets von Generation zu Generation weitergegeben.

Im Jahr 2018 feierte die Eduard Gerlach GmbH das 150-jährige Firmenjubiläum und stellte gleichzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Im Jubiläumsjahr trat Timor Gerlach-von Waldthausen neben seinem Vater Jobst-Peter Gerlach-von Waldthausen in die Geschäftsführung des Familienunternehmens ein.

Das Unternehmen Eduard Gerlach mit den Marken GEHWOL und GERLACH TECHNIK, die zum Synonym der professionellen Fußpflege geworden sind, wird auch in der Zukunft seine starke Position im Fußpflegemarkt weiter ausbauen.

Haben Sie Lust, noch mehr über die Historie des Unternehmens zu erfahren? Unsere Chronik haben wir für Sie digitalisiert!





GEHWOL FUSSKRAFT – exklusiv für die Fußspezialisten

Nach 80 Jahren Erfahrung und unter Berücksichtigung neuester Forschungsergebnisse wurde 1961 GEHWOL FUSSKRAFT am Markt eingeführt. Was damals in der Praxis für den Gebrauch und für die Praxis zum Verkauf beworben wurde, ist heute die exklusive Produkt-Serie für die professionelle Fußpflege, die mit ihrem Vollsortiment den Bedürfnissen der Patientenfüße gerecht wird und für das Wohl der Füße sorgt.

Treue zum Fachhandel – für die Expertise in der Behandlung und Beratung

Die Eduard Gerlach GmbH als Partner mit langer Tradition hat durch die Kompetenz in der Fußpflege, durch die qualitativ hochwertigen Produkte im Präparate- und Technikbereich, sowie durch umfangreiche Serviceleistungen über Jahrzehnte Vertrauen zum Fachhandel aufgebaut. Dieses Vertrauen findet sich in der Empfehlung und im Verkauf der Produkte wieder. Durch den bewusst gewählten Vertriebsweg über den Fachhandel und die kompetente Beratung durch den flächendeckenden Außendienst zeigen wir gemeinsam Expertise in der professionellen Fußpflege.



GEMEINSAM STARK für das Wohl der Füße

Der Servicegedanke bei Gerlach wird durch eine flächendeckende Außendienststruktur, ein Netz an Servicewerkstätten sowie persönliche Ansprechpartner im Innendienst gelebt.

GEMEINSAM STARK durch Beratung

Ihr Gerlach Ansprechpartner im Außendienst berät Sie bei Fragen der Praxisausstattung, weist Sie in die Handhabung neuer Geräte, Instrumente oder auch Behandlungstechniken ein und steht bei verpflichtenden Aufgaben etwa im Bereich der Hygiene, der Wartung oder der Validierung von Medizinprodukten unterstützend zur Seite. Ein Teil der Gerlach-Fachhandelsberater selbst sind ausgebildete Podologen, die neben ihrer Praxistätigkeit Aus- und Fortbildungsaufgaben in Schulen, auf Messen oder bei Seminaren übernehmen. Kompetente Beratung ermöglicht eine starke Performance gegenüber Kunden, die Wert auf professionelle Fußpflege und qualitative Produkte legen.

GEMEINSAM STARK durch Kundennähe

Kundenzufriedenheit ist ein wichtiger Faktor für die Stärkung des Markenimage. Deshalb legen wir viel Wert darauf, Sie als unsere Fachhandelspartner gut zu beraten, Ihnen Informationen und Material für die tägliche Arbeit zur Verfügung zu stellen, um den Kunden gegenüber professionell auftreten zu können. Darüber hinaus ist es uns sehr wichtig, regelmäßig Feedback zu Produkten und zur Unternehmenskommunikation zu bekommen. Wir sind dankbar für Ihre Rückmeldungen, die wir gern bewerten und als Impulse für Weiterentwicklungen aufnehmen.



Ihr Beratungs-Team

Ihre Ansprechpartner im Service

Sollte es einmal ein technisches Problem geben, hilft Ihnen die hauseigene Reparaturwerkstatt oder eine Servicewerkstatt in der Nähe.

Muss Ihr Fußpflegegerät repariert oder gewartet werden, sorgt das Service-Team dafür, dass Sie ein einwandfreies Leihgerät erhalten.



Ihre Ansprechpartner im Vertrieb

Wir haben für Sie immer ein offenes Ohr und stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. Sie können uns jederzeit anrufen oder mit einem unserer Außendienstmitarbeiter in Ihrer Nähe Kontakt aufnehmen.

Unser Service außerhalb der Öffnungszeiten

Hatten Sie einen vollen Terminkalender und konnten Ihre Bestellung nicht aufgeben? Kein Problem – das breite Produktportfolio bildet auch unser Online-Shop unter www.gehwol.de ab!

Gern für Sie da in Lübbecke

Auftragsbearbeitung Nord

Jessica Tralls 05741 330-131	Elke Felber 05741 330-156
------------------------------------	---------------------------------



Auftragsbearbeitung Mitte

Natascha Glavonjic-Milutinovic 05741 330-133	Miriam Hafner 05741 330-155
--	-----------------------------------



Auftragsbearbeitung Süd

Sabine Dreier 05741 330-139	Monika Harmsen 05741 330-122
-----------------------------------	------------------------------------



Zentrale

Elvira Schwittay 05741 330-0	Katharina Klippenstein 05741 330-0
------------------------------------	--




Technischer Kundendienst


Matthias Borchert 05741 330-152	Rita Hartmann 05741 330-175
---------------------------------------	-----------------------------------



Technischer Kundendienst

Fritz Harmsen 05741 330-188	Eduard Hübner 05741 330-188
-----------------------------------	-----------------------------------





* mit Ausstellungsraum

<p>1 *</p> <p>Alfred Genth</p>  <p>24808 Jevenstedt Itzehoer Chaussee 15 Tel. 04337 1432 Fax 04337 919092 Mobil 0151 52574924 alfred-genth @t-online.de</p>	<p>2 *</p> <p>Andreas Passehl</p>  <p>18211 Börgerende-Rehwalde Storchenwiese 61 Mobil 0152 54762892 passehla62@gmail.com</p>	<p>3 *</p> <p>Björn Drucks</p>  <p>22399 Hamburg Harksheider Straße 36 Tel. 040 6061222 Fax 040 6022966 Mobil 0160 5248345 bjoern.drucks @t-online.de</p>	<p>4</p> <p>Hans-Dieter Dyllus</p>  <p>28865 Lilienthal Falkenberger Landstr. 14 Tel. 04298 6978872 Fax 04298 6978873 Mobil 0177 4058367 hd-dyllus@ewetel.net</p>	<p>5</p> <p>Thomas Goede</p>  <p>14974 Ludwigsfelde/OT Ahrendorf An der Koppel 14 Tel. 03378 5100800 Fax 03378 5100801 Mobil 0178 9199564 th.goede@arcor.de</p>	<p>6</p> <p>Frank Runge</p>  <p>26160 Bad Zwischenahn Tel. 04403 81 07377 Fax 04403 81 05506 Mobil 0173 4565664 gehwo @handelsagentur-fr.de</p>	<p>7</p> <p>Olaf Berzik</p>  <p>30179 Hannover Vahrenwalder Str. 269a Tel. 0511 9666818 Fax 0511 9666819 Mobil 0172 3803335 hvberzik@web.de</p>
<p>8</p> <p>Gudrun Meusel</p>  <p>16548 Glienicke Eichhornstraße 18 Tel. 033056 77814 Fax 033056 77814 Mobil 0176 80120377 meusel.gudrun@web.de</p>	<p>9</p> <p>Ingo Müller</p>  <p>39124 Magdeburg Am Vogelgesang 6 Tel. 0391 2545376 Fax 0391 25443797 gehwo@ handelsvertretung- mueller.com</p>	<p>10</p> <p>Dirk Lehnertz</p>  <p>47803 Krefeld Dahlerdyk 48 b Tel. 02151 655525 Fax 02151 655526 Mobil 0163 6301163 info@dirklehnertz.de</p>	<p>11</p> <p>Marc Ritter</p>  <p>59427 Unna-Massen Im Kamp 2 Tel. 02303 50736 Fax 02303 58159 Mobil 0176 20941482 info@hvritter.de www.hvritter.de</p>	<p>12 *</p> <p>R. und G. Schmidt</p>  <p>01594 Staucha-Treben Kurze Straße 7 Tel. 035268 82436 Fax 035268 81359 fachberatung-schmidt @t-online.de * Präsentations- und Schulungszentren</p>	<p>13 + 14</p> <p>Torsten Rehborn</p>  <p>41564 Kaarst Illisweg 2 Tel. 02131 2982666 Fax 02131 2982667 Mobil 0171 3413230 info@hv-rehborn.de</p>	<p>15 *</p> <p>Ralf Grotstollen</p>  <p>45134 Essen Schellstraße 6 Tel. 0201 3195893 Fax 0201 3195894 Mobil 0172 8187442 ralf-grotstollen @t-online.de www.grotstollen.de</p>
<p>16</p> <p>Jürgen Frank</p>  <p>34253 Lohfelden Herchenbachstr. 18 Tel. 0561 81679563 Fax 0561 81683545 Mobil 0173 3808694 gehwo@hv-frank.de www.hv-frank.de</p>	<p>17</p> <p>Bernd Hielscher</p>  <p>99084 Erfurt Johannesstraße 35 Tel. 0361 6449363 Fax 0361 6449364 Mobil 0177 2784874 b.hielscher@gmx.net</p>	<p>18 *</p> <p>Norbert Ulm</p>  <p>51789 Lindlar Im Rosengarten 11 Tel. 02266 44382 Fax 02266 45175 hv.ulm@t-online.de www.hv-ulm.de</p>	<p>19</p> <p>S. und D. Käppel</p>  <p>08491 Buchwald bei Reichenbach Unterbuchwalder Str. 1 Tel. 03765 13700 Fax 03765 12302 kaepfel.buchwald @googlemail.com</p>	<p>20 *</p> <p>Matthias Wesner</p>  <p>63477 Maintal Berliner Straße 71-75 Tel. 06181 431610 mobil 0151 23982448 wesner3005@t-online.de www.wesner3005.de</p>	<p>21 *</p> <p>Uwe Gärtner</p>  <p>55126 Mainz-Finthen Dahlienweg 19 Tel. 06131 40847 Fax 06131 477060 Mobil 0172 3089220 handelsvertretung. gaertner@t-online.de</p>	<p>22 *</p> <p>Heike Starker</p>  <p>92318 Neumarkt Paul-Keller-Straße 35c Tel. 09181 8188 Fax 09181 290448 Mobil 0160 7052284 h.starker@web.de www.starker-hv.de</p>
<p>23</p> <p>Jens Scheid</p>  <p>71065 Sindelfingen Eyachstraße 17 Tel. 07031 7359100 Fax 07031 7359101 Mobil 0172 8598713 hv-scheid@gmx.de Christine Scheid Tel. 0178 5616312</p>	<p>24</p> <p>Thord Schick</p>  <p>89081 Ulm Bei der Wiege 39 Tel. 0731 6026066 Fax 0731 6026067 Mobil 0176 80186969 schick-gehwo@gmx.de</p>	<p>25</p> <p>Silvia Maibohm</p>  <p>32312 Lübbecke Bäckerstraße 4-8 Mobil 0151 23797339 silvia.maibohm @gehwo.de www.gehwo.de</p>	<p>26</p> <p>Thomas Jobst</p>  <p>93346 Ihrlerstein Am Wiesengrund 1 Tel. 09441 7039044 Fax 09441 7039045 Mobil 0160 7486610 thomas.jobst@gmx.net</p>			

* mit Ausstellungsraum

Nordrhein-Westfalen

EDUARD GERLACH GmbH
Bäckerstraße 4-8
32312 Lübbecke
Telefon: 05741 330-0
Telefax: 05741 330-400
E-Mail: info@gehwol.de
Internet: www.gehwol.de

Bremen

M & B-Technische Dienstleistungen,
E. Meseck
Osterholzer Heerstraße 37
28307 Bremen
Telefon: 0421 414407
Technik: 0421 4585840
Telefax: 0421 413210
Mobil: 0172 4340352
E-Mail: meseck-bremen@ewetel.net

Hamburg

Hermann Steffen GmbH
Reparatur-Service
Flachsland 35
22083 Hamburg
Telefon: 040 290636
Telefax: 040 29820550
E-Mail: info@hermann-steffen.de
Internet: www.hermann-steffen.de

Mecklenburg-Vorpommern

Schmoldt Elektrik und Elektronik
Waldemarstraße 42
18057 Rostock
Telefon: 0381 4997499
Telefax: 0381 4997095
Mobil: 0172 3203007
E-Mail: info@schmoldt-elektro.de
Internet: www.schmoldt-elektro.de

Berlin

Weißer Ware Service Berlin
Christian Peltz
Schillerpromenade 6
12459 Berlin
Telefon: 030 53790240
Telefax: 030 53790242
E-Mail: wwsberlin@t-online.de
Internet: www.wws-berlin.de

Berlin/Brandenburg

DLGS24 GmbH
Meyerstraße 15
14776 Brandenburg an der Havel
Telefon: 03381 2833396
Telefax: 03381 2833399
E-Mail: mail@dlgs24.de
Internet: www.dlgs24.de

Sachsen West und Thüringen

ESRA GmbH
Friedensstraße 64
08468 Reichenbach
Telefon: 03765 78900 (Büro)
Telefon: 03765 78933 (Werkstatt)
Telefax: 03765 789012
E-Mail: medizintechnik@esra.de
Internet: www.esra.de

Sachsen Ost / Brandenburg Süd

Medizin-Labortechnik Möbius
Birkwitzer Straße 13
01796 Pirna
Telefon: 03501 524236
Telefax: 03501 585932
E-Mail: mail@medizin-labortechnik.de
Internet: www.medizin-labortechnik.de

Sachsen-Anhalt

Medizintechnik Ziems
Mario Ziems
Menzer Weg 1
39175 Königsborn
Telefon: 039292 697190
Mobil: 0172 39445923
E-Mail: info@medizintechnik-ziems.de
Internet: www.medizintechnik-ziems.de

Hessen Nord

Elektrotechnik Jungermann Dörbaum
Sascha Dörbaum / Björn Jungermann
Am Posthof 3
34281 Gudensberg
Telefon: 05603 918871
Mobil: 0172 5661839
E-Mail: info@e-jd.de
Internet: www.e-jd.de

Niedersachsen

Elektro-Hardel
Stefan Hardel
Dresdener Straße 19
30853 Langenhagen
Telefon: 0511 778188
Telefax: 0511 722774
E-Mail: info@elektro-hardel.de
Internet: www.elektro-hardel.de

Bayern

Bonath Dental e.K.
Obere Bahnhofstraße 24
90556 Cadolzburg
Telefon: 09103 4957250
Telefax: 09103 4957254
E-Mail: kontakt@bonath-dental.de
Internet: www.bonath-dental.de

Bayern

Elektroanlagen Gruber GmbH
Werner Gruber
Ludwig-Ganghofer-Weg 9
84137 Vilsbiburg
Telefon: 08741 8154
Mobil: 0177 8890082
E-Mail: elektro-werner-gruber@web.de

Baden-Württemberg

Dental Industrieservice
Elvis Luik
Am Sportplatz 1
73269 Hochdorf
Telefon: 07153 54789
Telefax: 07153 58210
E-Mail: info@dental-service-bw.de
Internet: www.dental-service-bw.de

Saarland

Dental- und Labortechnik KLOS
Birkenweg 26
66127 Saarbrücken
Telefon: 06898-8520901
E-Mail: klos-dentalservice@t-online.de
Internet: www.dentalservicebetriebe.de
Nur Einrichtungen.

Hessen Süd

Elektro Köhler Service
Jens Köhler
Langstraße 12
63549 Ronneburg
Telefon: 06184 92750
Telefax: 06184 927520
E-Mail: info@elektrokoehler.de
Internet: www.elektrokoehler.de

Nordrhein-Westfalen

gsd geräte service dirks
Ludger Dirks
Hoher Weg 20
46348 Raesfeld
Telefon: 02865 6030930
Mobil: 0151 41225482
E-Mail: service@gsdraesfeld.de
Internet: www.gsdraesfeld.de

Nordrhein-Westfalen

Fußpflegeservice Nickel
Straßburger Straße 11
44137 Dortmund
Telefon: 0231 129516
Mobil: 0157 50627189
E-Mail: service.nickel@gmx.de

Nordrhein-Westfalen


Patrick Adolfs
An der Brandshütte 14
40699 Erkrath
Telefon: 0163 7799101
E-Mail: patrick.adolfs@gerlachserviceadolfs.de
Internet: www.gerlachserviceadolfs.de

Das Unternehmen Gerlach live erleben

Seit 1889 nimmt Gerlach an Messen weltweit teil, um den Interessenten und Kunden seine Produkte und Innovationen vorzustellen. Der Firmengründer Eduard Gerlach reiste durch Weltausstellungen von Berlin nach Wien, Nizza, Brüssel, Chicago, Paris und Kairo.

Heute sind wir auf Fachmessen für Kosmetik und Fußpflege in Deutschland vertreten. Die Präsentation der Produkte und Innovationen auf Auslandsmessen übernehmen unsere internationalen Vertriebspartner in vielen Ländern der Welt.

Besuchen Sie uns auf den Fachmessen und lernen Sie das Unternehmen Gerlach und seine Marken kennen. Probieren Sie unsere Produkte aus und lassen Sie sich von unserem Messteam kompetent beraten.



Auf welchen Messen Sie uns aktuell treffen können, finden Sie unter:
<https://www.gehwol.de/Unternehmen/Fachmessen>



Qualität bedeutet Innovation und Sicherheit

Der Gerlach Innovationsprozess

Mit einer Idee fängt alles an. Der Ursprung ist oftmals ganz verschiedener Art. Impulse aus der Entwicklung und anderen Unternehmensabteilungen oder gar der Geschäftsführung, aber auch Markttrends oder -anforderungen können ausschlaggebend sein.

Alles beginnt in der Produktentwicklungsrunde: Ein Team, bestehend aus der Geschäftsführung und den Abteilungen Entwicklung, Produktmanagement, Marketing, Vertrieb, Qualitätssicherung, Produktion sowie Einkauf. Diese interdisziplinäre Runde trifft sich alle zwei Wochen, um Ideen, Trends und Ansätze auszutauschen. Auch die probiotische balance Pflege-Serie hat hier ihren Ursprung. Ausschlaggebend waren in diesem Fall die Beobachtung und Einschätzung von Trends im Markt. Probiotika - zu diesem Zeitpunkt ein aufkommendes Trendthema - sind vor allem aus dem Lebensmittelbereich, zum Beispiel als Nahrungsergänzungsmittel, oder im Arzneibereich, vereinzelt auch in der Kosmetik bekannt. Gleichzeitig traten im Verbraucherbereich die Themen „Vorbeugung, Gesunderhaltung oder Prävention“ immer mehr in den Vordergrund. Inzwischen ist es für viele selbstverständlich und ein fester Bestandteil der täglichen Routine, sich aktiv und präventiv für die eigene Gesundheit einzusetzen. Gerlach hat diese Trend-Themen verknüpft und für die Hautpflege besetzt. Zum Zeitpunkt der Markteinführung war die Probiotik im Bereich der Fuß- und Beinpflege deutschlandweit zudem einzigartig. Es entstand ein neues Konzept für alle, die etwas für die Gesunderhaltung ihrer Haut tun möchten. Dadurch lag es auch nahe, die beiden Traditionsmarken GEHWOL und GERLASAN zu kombinieren, um so ein ganzheitliches Pflegeprogramm anzubieten. Nachdem im Gerlach-Team die Leitwirkstoffe für das minimalistische Konzept feststanden, starteten mehrere Abteilungen parallel die Arbeit an den Produkten: Die Entwicklung kümmerte sich um die Formulierung, während das Produktmanagement mehrere Markt- und Wettbewerbsanalysen durchführte, um die Positionierung festzulegen. Zusammen mit dem Marketing ent-

standen das Design sowie die Vorbereitungen für die Kommunikation und Werbung zur Pflege-Serie. Zugleich beschäftigte sich der Einkauf mit der Suche nach geeigneten Rohstofflieferanten und passenden Packmitteln. Der Vertrieb legte Vertriebswege fest und stimmte sich mit den Partnern im Ausland zur Einführung der Produkte ab. Was hier am Beispiel der balance gezeigt wurde, gilt für alle Gerlach-Innovationen: Nur die Zusammenarbeit aller Abteilungen ermöglicht die Fertigstellung und erfolgreiche Neueinführung der Idee.



Hat sich eine Neuentwicklung in ersten Tests bewährt, wird von ihr eine kleine Menge in einer Testanlage unter realen Produktionsbedingungen hergestellt. Während des Entwicklungsprozesses werden die Produkte immer wieder hinsichtlich ihrer Struktur und Stabilität geprüft.



Die Gerlach Qualitätssicherung

Einhaltung hoher Qualitätsstandards und Produktsicherheit sind zwei wesentliche Aufgaben der Gerlach-Qualitätssicherung. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, wird bei Gerlach ein dreistufiger Qualitätssicherungsprozess durchlaufen. Direkt nach der Anlieferung werden die Inhaltsstoffe untersucht, um daraus sichere und wirksame Präparate zu produzieren. Des Weiteren werden direkt nach der Herstellung der sogenannte Bulk und nach der Abfüllung das fertige Produkt geprüft. Zusätzlich wird streng darauf geachtet, dass die gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien eingehalten werden, um dem hohen Anspruch des internationalen Marktes gerecht zu werden.

Alle Rohstoffe, bei denen eine Belastung mit Keimen nicht ausgeschlossen werden kann, werden vor der Produktion mikrobiologisch genau untersucht. Dazu wird der verdünnte Rohstoff unter einem keimfreien Luftstrom auf eine Nährplatte aufgetragen. Bei 36 bis 37 Grad Celsius werden die Platten drei Tage lang bebrütet. Wären im untersuchten Rohstoff beispielsweise Bakterien oder Pilze enthalten, würden sich diese vermehren und sichtbar werden. In diesem seltenen Fall bleibt der Rohstoff für die Produktion gesperrt. Mit diesem Schritt wird bei Gerlach frühzeitig die hohe Produktqualität sichergestellt.

Der Gerlach Herstellungsprozess


Die Qualitätsansprüche bei der Produktion von GEHWOL-Präparaten sind hoch und basieren auf zwei wesentlichen Säulen: Sorgsamkeit bei der Auswahl der Ausgangsstoffe und deren gewissenhafte Verarbeitung. Beide Aspekte gewährleisten die hohe Qualität der Produkte und die daraus resultierende Anerkennung in der professionellen Fußpflege weltweit. Grundlage des Produktionsprozesses bilden die umfassenden Vorgaben, die im Kosmetikrecht gefordert sind. Diese Vorgaben ziehen sich durch alle Produktionsbereiche, um eine bestmögliche Qualität zu gewährleisten: Ausgangsmaterialien, Personal, Räumlichkeiten und technische Ausstattung, Hygiene, Herstellungsvorgänge und ihre Dokumentation, Etikettierung und Verpackung. Besonders wichtig ist, dass alle Prozessschritte einer Produktionseinheit, einer sogenannten Charge, detailliert aufgezeichnet werden, um auch nachträglich Gewissheit über den Ablauf der Herstellung von jeweils einem Ansatz Creme oder Flüssigkeit zu haben. Dokumentiert werden zum Beispiel die Rührgeschwindigkeit, die Homogenisatordrehzahl, das Vakuum im Kessel und die Temperatur. Anschließende Probenziehungen und Untersuchungen auf mikrobiologische Reinheit stellen sicher, dass während der Herstellung das Produkt nicht verunreinigt wurde. Diese Schritte runden die hohen Ansprüche der Qualitätssicherung bei Gerlach ab.



Auf der Primär- und Sekundärverpackung wird jedes Produkt mit einer Chargennummer gekennzeichnet. Damit lässt sich jederzeit feststellen, in welchem Produktionszyklus das Präparat hergestellt wurde, und der Herstellungsprozess rekonstruieren.

Wirkstoffe - deren Auswahl und Bedeutung

Anders als arzneilich wirksame Substanzen dürfen kosmetische Wirkstoffe nur das Hautorgan beeinflussen. Sie dienen der Reinigung, Pflege und dem Schutz der gesunden oder der gestörten Haut. Mehr als der einzelne Stoff entscheidet oft die Gesamtrezeptur über die Wirksamkeit und den Nutzen eines Pflegeproduktes. Die in Gerlach-Präparaten eingesetzten Wirkstoffe werden sorgfältig ausgewählt und verarbeitet. Dabei kommen immer wieder innovative Wirkstoffe zum Einsatz, wie z.B. das MicroSilver BG™ in der Rezeptur von GEHWOL med® Sensitive oder der probiotische Wirkstoff BIOTILYS® in der GEHWOL® und GERLASAN® balance Pflege-Serie. In ihrer Kombination mit weiteren Wirkstoffen stellen sie das Gesamtkonzept der innovativen Rezepturen dar.



Dreifach-Schutz mit BIOTILYS®

1. Schutz der natürlichen Hautbarriere vor äußeren Einflüssen.
2. Senkung des transepidermalen Wasserverlustes (TEWL), das heißt Verbesserung der Wasserspeicherung der Haut.
3. Verbesserung des Feuchtigkeitsgehaltes der Haut.

Hautbarriere-Stärker: Probiotisches BIOTILYS®

Der innovative Inhaltsstoff BIOTILYS® wird aus dem Lactobacillus pentosus gewonnen, das zur Familie grampositiver Bakterien der Ordnung Lactobacillales (Milchsäurebakterien) gehört. Durch Fermentation entsteht Milchsäure, deren schützende und regenerierende Wirkung die Medizin schon seit längerem

kennt. BIOTILYS® wirkt sowohl antimikrobiell wie auch als Radikalfänger und beruhigt die Haut. Zudem unterstützt das Probiotikum die Hautbarriere bei der Hautbefeuchtung (Hydratation) und schützt vor Verlust von Feuchtigkeit (TEWL). Placebokontrollierte, klinische Studien¹ belegen, dass der TEWL durch BIOTILYS® auf ein Drittel sinkt und die Hautbarriere wiederhergestellt wird. Zudem ergaben die In-vivo-Untersuchungen eine deutliche Zunahme der Hydratation (Hautfeuchtigkeit). Der probiotische Wirkstoff BIOTILYS® in GEHWOL und GERLASAN balance Produkten fördert die natürliche Vermehrung gesunder Bakterien der Hautflora und bringt diese wieder in Balance. Er regeneriert und stärkt die natürliche Hautbarriere und schützt die Haut.

Quelle: 1 Rachida Nachat-Kappes, Aurélie Gardarin, Laurent Rios, Edwige Ranouille, Magali Favre-Mercuret, Véronique Jay-Debaut, Jean-Yves Berthon: „Probiotische Fraktionen“, Greentech S.A., Frankreich

Die Sensitiveformel für Symptom- und Infektionsschutz mit MicroSilver BG™

Hochreines Mikrosilber (MicroSilver BG™) mit Depot-Effekt sorgt für eine normale Hautflora. Silberionen stören den Zellstoffwechsel von Bakterien und Pilzen, die sich nicht mehr ausbreiten und das natürliche Mikroklima auf der Haut aus dem Gleichgewicht bringen können. Inspiriert von den beruhigenden Naturkomponenten wilder Pistazie lindert der darin enthaltene Wirkstoff SymSitive®* Juckreiz und Hautbrennen. SymRelief®* ist die Verbindung aus organisch kultiviertem Ingwerextrakt und Bisabolol und ist die beruhigende Komponente gegen Rötungen. Eingesetzt in der Rezeptur der GEHWOL med® Sensitive stellt der Wirkstoff die Sensitiveformel für Symptom- und Infektionsschutz.

*eingetragene Unionsmarke der Symrise AG, Deutschland



MicroSilver BG™ lagert sich depotartig im Hautrelief an, ohne die Haut zu durchdringen.



Rötungen sind eine entzündliche Reaktion der Haut auf bakterielle oder allergene Reize.



Verbesserung des Hautbildes nach Pflege mit einer MicroSilver BG™-haltigen Creme.

Avocadoöl



Das wirkstoffreiche Öl ist besonders mild und hautglättend. Von der Haut wird es schnell aufgenommen und dringt gut ein, insbesondere bei trockener und schuppiger Haut.

Jojobaöl



ist ein hautpflegendes Öl. Erzeugt ein samtiges, weiches Hautgefühl, wird schnell von der Haut aufgenommen und hält die Haut glatt und geschmeidig.

Lanolin



hautfettähnlicher Stoff mit hervorragenden pflegenden Eigenschaften, enthält Provitamin D. Ist in besonders gekennzeichneten GEHWOL-Präparaten enthalten.

Mandelöl



wird aus den reifen, schalenfreien Samen des Mandelbaums gewonnen. Es enthält ca. 90 % ungesättigte Fettsäuren, wovon 20-30 % den Anteil an Linolsäure darstellt. Durch die Fähigkeit, gut in die Haut einzudringen, ist das Mandelöl ein guter Wirkstoffträger und erhöht somit die Pflegewirkung einer Formulierung. Es eignet sich gut für empfindliche Haut und beruhigt gereizte Hautpartien.

Moringaöl



ein leichtes, gut spreitendes Öl, das von der Haut gut aufgenommen wird. Hautpflegend, feuchtigkeitsspendend und barrierestärkend.

Sanddornöl



mit einem hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren und Vitaminen. Pflegt und regeneriert die Haut, wirkt entzündungshemmend.

Sesamöl



zieht schnell in die Haut ein, schützt die natürliche Hautbarriere. Ein guter Wirkstoffträger in den Rezepturen.

Sheabutter



pflanzliche Fettkomponente mit einem besonders hohen Anteil unverseifbarer Bestandteile zur Pflege beanspruchter Haut. Gibt der Haut Geschmeidigkeit und Elastizität. Bindet Feuchtigkeit in der Oberhaut.

Weizenkeimöl



Vitaminreiches Öl, macht die Haut geschmeidig, günstiger Einfluss auf brüchige Nägel.

Bergkieferöl



belebend, erfrischend, mit desinfizierender und desodorierender Wirkung.

Citronellöl



wirkt stark antiseptisch, erfrischt, regt an, heilt.

Eukalyptusöl



aktivitätserhöhend, antiseptisch und wundheilend.

Kampfer



wirkt antimikrobiell und antiseptisch. Hat wärmende, durchblutungsfördernde sowie juckreizlindernde Eigenschaften.

**Lavendelöl/
Lavandinöl**



wirkt beruhigend, heilungsfördernd, gibt Wohlbefinden. Keimtötend.

Menthol



hat kühlende, erfrischende und juckreizlindernde Eigenschaften und wirkt antimikrobiell.

Minzöl



kühlt, erfrischt, antimikrobiell und juckreizlindernd. Krampflösend, tonisierend.

Rosmarinöl




bakterizid, belebend, steigert das Wohlbefinden, aktiviert, fördert die Durchblutung.

Thymianöl



desinfiziert in hohem Maße, aktivitätssteigernd.

Algenextrakte



fördern die Hautdurchblutung, wirken vitalisierend und straffend. Der Feuchtigkeitshaushalt der Haut wird positiv beeinflusst, Hornhaut wird geschmeidiger.

Allantoin



Inhaltsstoff der Rosskastanie, heilungsfördernd.

Aloe-Vera Gel



Aloe-Vera ist eine seit Jahrhunderten verwendete Heilpflanze. Sie enthält eine Vielzahl von Inhaltsstoffen, wie Vitamine und Mineralien, die die feuchtigkeitsspendende und entzündungshemmende Wirkung des Gels ausmachen.

Bambuspulver



Fein gemahlenes Pulver aus dem Inneren des Bambus. Es entfernt sanft Hautschüppchen.

Lactobacillus Pentosus



Der Lactobacillus Pentosus fördert die natürliche Vermehrung gesunder Bakterien der Hautflora und bringt diese bei Abweichungen wieder ins Gleichgewicht. Dadurch wird die natürliche Hautbarriere gestärkt, gereizte und empfindliche Bereiche beruhigt und die Haut gepflegt und geschützt.

Bisabolol



Kamillenwirkstoffe wie Bisabolol haben entzündungshemmende, heilungsfördernde und keimtötende Eigenschaften. Ausgezeichnet hautverträglich.

Ceramide



Mischung aus Ceramiden und Phytospingosin; hautidentisches Lipidkonzentrat, das die schützende Hautbarrierefunktion wiederherstellt. Erreicht auch tiefere Hautschichten.

Farnesol



aus der Natur bekannter, gut verträglicher Deostoff, der durch bakteriostatische Wirkung die Entstehung von Fußgeruch unterbindet.

Granatapfel




enthält bioaktive Substanzen, insbesondere Polyphenole und Flavonoide. Entzündungshemmend, antioxidativ und hautpflegend.

Hafer-Extrakt



Der standardisierte Extrakt enthält hautberuhigende und anti-irritative Avenanthramide. Zusammen mit anderen Bestandteilen begünstigen sie die Hautelastizität und reduzieren Hautreizungen.

Hamamelisextrakt



kräftigt die Gefäße, adstringiert und fördert die Granulation.

Honigextrakt



reguliert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und wirkt hautberuhigend.

Hyaluronsäure




in einer speziellen, tiefenwirksamen Molekülgröße kann von der Haut aufgenommen werden, die Hautregeneration unterstützen und die hauteigenen Abwehrkräfte stärken.

Ingwer-Extrakt




regt die Wärmerezeptoren der Haut an. Sorgt für warme Füße.

Manuka-Konzentrat



Das Konzentrat aus dem Öl des Manuka-Strauches beinhaltet die zur Bekämpfung von Fußgeruch besonders wirksamen Komponenten in hoher Konzentration. Es hat eine Breitbandwirkung gegen Bakterien und Pilze und ist deshalb für die Fußhygiene besonders geeignet.

Med. Spezialseife




wirkt auf osmotischem Wege der Blasenbildung entgegen. Kräftigt die Haut und hält sie elastisch. Normalisiert die Schweißbildung.

Milch




Hydrolysat aus Milchproteinen mit feuchtigkeitsbindenden, hautglättenden und weichmachenden Eigenschaften.

Moorpflanzen



Extrakt aus Isländischem Moos, Torfmoos und dem Farngewächs Engelsüß mit feuchtigkeitsbindenden und hautglättenden Eigenschaften.

Panthenol



Provitamin B5 mit ausgeprägt heilungsfördernden Eigenschaften. Beschleunigt das Zellwachstum.

Paprika-Extrakt



stimuliert die Wärmerezeptoren der Haut und verursacht dadurch ein Wärmegefühl.

Perlmutter Pulver



ist ein fein gemahlenes Pulver aus dem Inneren der Muschelschale. Es entfernt sanft Hautschüppchen.

Seide



Hydrolysat aus Seidenproteinen mit feuchtigkeitsbindenden, hautglättenden Eigenschaften.

Silber (mikronisiert)



Depotbildung nach dem Auftragen in den Hautfalten, regeneriert dadurch die Hautflora. Antimikrobielle Wirkung gegen eine Vielzahl an Keimen, frei von Nanopartikeln.

Tapioka-Stärke




Naturprodukt aus Maniokwurzel, die runden Stärkepartikel vermitteln ein glattes und softes Hautgefühl. Tapiokastärkepartikel im Hautrelief wirken als Puffer für den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Haut und Umgebung.

Urea (Harnstoff, Carbamid)



wird wegen seiner besonderen Hautfreundlichkeit in medizinischen und kosmetischen Präparaten mit großem Erfolg eingesetzt. Dieser körpereigene, hochverträgliche Stoff wirkt hornhauterweichend, antibakteriell und juckreizlindernd. Der Feuchtigkeitshaushalt der Haut wird in idealer Weise reguliert.

Vanille



adstringierende und feuchtigkeitspendende Eigenschaften. (Soft Feet)

Vitamin E-Acetat



schützt die Haut vor vorzeitiger Hautalterung.

Wasserlilie



Extrakt enthält Flavonoide und Tannine, die leicht adstringierend und hautglättend sind. (Soft Feet)

Weißer Tee



Tee Extrakt enthält Polyphenole und Tannine, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit.

Zinkoxid



ist ein in der Pflege empfindlicher Haut hervorragend bewährter Wirkstoff mit antimikrobiellen, schwach adstringierenden und hautschützenden Eigenschaften. Durch die besondere Aktivierung wurde die Wirkung gegen viele schweißzersetzende Hautkeime um ein Vielfaches gesteigert.

PRÄPARATEÜBERSICHT

● **Hauptanwendung**
○ **Zusatzwirkung**

			Hauttyp		desinfizierend	erfrischend/belebend	hautschützend/hautpflegend																				
		Beschreibung siehe Seite	für Diabetiker geeignet	sehr empfindliche Haut	normale Haut	trockene Haut	sehr trockene Haut	gegen Schweißgeruch	gegen Fußschweiß	gegen Entzündungen	Schutz vor Fußpilz	feuchtigkeitsspendend	erfrischend	kühlend	belebend	hautkräftigend	gegen kalte Füße	gegen Blasen laufen	gegen Druckstellen	gegen harte Nägel	Nagelschutz	reinigend	rückfettend	gegen Hornhaut	gegen Hühneraugen	gegen Schunden	
Cremes																											
	53	○	●				●		○	○	○	●	●	○									○				
	54	○	○	●	○	○			○	●	○	○	○										●				
	53	○	○	●		○	○		○	○	○	○	○										○				
	89	○				○			○	○	○	○	○										○				
	62	○		○	●	●	●	○	○	○				○	●	○	●	●	○				●	●		○	
	55	○	●			○			○	○			○	○									○				
	62	○		○	●	●	○	○	○						●	○	●	●	○				●			○	
	52	○			○	○		○	○	○													●	●		○	
	54	○	○	●		○			○	○				●		●							●	○			
	47	○	●			○	○		○	○																	
	46	○	○	○	○	○			○	○																	
	46	○		○	○	○			○	○													○	○		○	
	45	●	○		○	○		○	○	○													○	○		○	
	48	○			○				○	○					○				○								
	45	○			○				○	○					○	○		○					○	○		○	
	44	●	●	○	○			○	○	○					○								○				
	38	○	○	○					○	○					○								○				
	36	○		○	○	○	○		○	○	○				○								○	○		○	
	36	○	○	○	○	○	○		○	○	○				○								○				
	38	○	○	○	○	○			○	○	○												○	○		○	
	37	○	○	○	○	○			○	○	○				○								○				
	37	○		○	○	○	○		○	○					○	○	○						○	○		○	
	32	○		○	○	○			○	○													○	○		○	
	33	○	○	○	○				○	○					○								○				
	32	○		○	○				○	○					○								○	○			
	128	○	○	○					○	○					○								○				
	128	○	○	○					○	○					○								○				
	129	○	○	○					○	○					○								○				
	132	○	○	○	○			○	○	○					○								○				
	132	○	○	○					○	○					○								○				
Schäume																											
	44	●	○	○	○				○	○					○								○				
	33	○	○	○					○	○					○								○				
Sprays																											
	55	○			○				○	○																	
	56	○			○	○			○	○	○				○				○					○			
	56	○			○				○	○	○				○									○			
	90	○			○				○	○	○				○							○					
	39	○			○	○			○	○	○				○								○				
	39	○			○	○			○	○	○				○								○				
	40	○			○	○			○	○	○				○								○				
	133	○	○	○					○	○	○				○								○				

PRÄPARATEÜBERSICHT

● Hauptanwendung
○ Zusatzwirkung

		Beschreibung siehe Seite für Diabetiker geeignet	sehr empfindliche Haut	normale Haut	trockene Haut	sehr trockene Haut	gegen Schweißgeruch	gegen Fußschweiß	gegen Entzündungen	Schutz vor Fußpilz	feuchtigkeitsspendend	erfrischend	kühlend	belebend	hautkräftigend	gegen kalte Füße	gegen Blasen laufen	gegen Druckstellen	gegen harte Nägel	Nagelschutz	reinigend	rückfettend	gegen Hornhaut	gegen Hühneraugen	gegen Schunden	
			Hauttyp								desinfizierend			erfrischend/belebend					hautschützend/hautpflegend							
Flüssigpräparate																										
GEHWOL Fluid	64	○		●							○	○													●	○
GEHWOL Hornhautreweicher (Praxisware)	89																								●	
GEHWOL Hornhautgelee (Praxisware)	91																								●	
GEHWOL Hühneraugen-Tinktur (Arzneimittel)	64		●																						●	●
GEHWOL Nagelmasse	66										○								●							
GEHWOL Nagelweicher	65			●															●						○	
GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Öl	48	○			●						○	○		●					●				●			
GEHWOL med Nagelweicher	49		●																●						○	
GEHWOL med Nagelschutz-Stift	47	○									○	○		●					●				●			
GEHWOL FUSSKRAFT Hornhautreweicher (Praxisware)	83										○														●	
GEHWOL Nagelpflege	65	○			●						○								●				●			
GERIASAN SOFT	90	○				●					○									●		○				
Bäder und Dusche																										
GEHWOL Badesalz	58	○		●	○		○	○						●	●	●				●						
GEHWOL Creme Fußbad	59	○		●	○		○				○		●	●	○					●		○				
GEHWOL Frische-Fußbad	57	○		●	○	●					○	○	●	●						●			●		○	
GEHWOL Fußbad	58	○		○	●		●				○		●	○	●				○	●			●		○	
GEHWOL Perlmutter-Peeling	52	○		○	●						○		○							○		○				
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling	34	○		○	●						○		○							○		○				
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Pflegebad	34	○		○	●	●														●		●				
GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterbad	41	○		●	○	●					○		●	●						●		●		○		
GEHWOL FUSSKRAFT Wärmebad-Konzentrat	40	○		●	●	●					○		●	●						●		●		○		
Puder																										
GEHWOL FUSSPUDER	57	○		●		●	●									○										
GEHWOL med Fußpuder	49	○	○	●		●	●	○	●							○										
Druckschutz																										
GEHWOL Hühneraugen-Pflaster mit Salicylsäure	107																								●	●



46 GEHWOL Rezepturen ohne tierische Inhaltsstoffe und für Veganer geeignet!

Rund eine Million Menschen in Deutschland leben vegan. Das bedeutet, dass sie auf Produkte verzichten, die von oder aus Tieren produziert werden. Bei überzeugten Veganern gilt das auch für die Fußpflegeprodukte. GEHWOL ist mit seinem breiten Sortiment für diesen Trend gewappnet.

GEHWOL balance Fußcreme
GEHWOL balance Bein & Fußlotion
GERLASAN balance Handcreme

GEHWOL FUSSKRAFT BEIN-VITAL
GEHWOL FUSSKRAFT Hornhautreweicher
GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterlotion
GEHWOL FUSSKRAFT
Nagel- und Hautschutz-Spray
GEHWOL FUSSKRAFT Pflegespray
GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterbad
GEHWOL FUSSKRAFT Wärmebad-Konzentrat

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Pflegebad

GEHWOL med Antitranspirant
GEHWOL med Express Pflege-Schaum
GEHWOL med Fußdeo-Creme
GEHWOL med Fußpuder
GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Öl
GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Stift
GEHWOL med Nagelweicher
GEHWOL Badesalz
GEHWOL Balsam NORMALE HAUT
GEHWOL Bein-Balsam
GEHWOL Creme Fußbad
GEHWOL Emulsion
GEHWOL Fluid
GEHWOL Frische-Fußbad
GEHWOL Fuß und Schuh Deo
GEHWOL Fußbad
GEHWOL pflegendes FUSSDEO
GEHWOL Lotion
GEHWOL Fußpuder
GEHWOL Hornhautreweicher
GEHWOL Hornhaut Gelee

GEHWOL Nagelmasse
GEHWOL Nagelpflege
GEHWOL Nagelweicher
GEHWOL Nail repair Gel klar M
GEHWOL Nail repair Gel rosa M
GEHWOL Nail repair Gel opal M
GEHWOL Nail repair Gel klar H
GEHWOL Nail repair Gel rosa H
GEHWOL Nail repair Gel opal H
GEHWOL Nail repair Cleaner
GEHWOL pflegendes Fußspray
GERLASAN achselfrisch
GERLASAN SOFT
GERLAVIT MOOR-VITAMIN-CREME



GEHWOL-Produkte mit veganen Rezepturen

Jetzt QR-Code scannen oder Produktliste aufrufen unter:

https://www.gehwol.de/WebRoot/Store/Shops/gehwol/MediaGallery/gehwol/Fussprobleme_und_Fusspflege/2022_Produktliste_vegan_DE.pdf

Vegan. Auch mit uns.

Veganer führen längst kein Nischendasein mehr. Wurde ihre Frage nach veganen Speisen früher noch mit Stirnrunzeln von Bedienungen quittiert, finden sie heute sogar in Schnellrestaurants vegane Angebote vor. Doch Veganer machen sich nicht nur Gedanken um ihr Essen und was dieses an Zutaten beinhalten mag.

Auch den Ursprung ihrer Kleidung und Kosmetik hinterfragen viele von ihnen.

Vegane Rezepturen von GEHWOL Liebhaber von veganer Kosmetik sind bei GEHWOL an der richtigen Adresse.

Ganze 46 Rezepturen aus dem umfangreichen Sortiment sind frei von tierischen Inhaltsstoffen.

Darunter befinden sich zum einen bewährte Produkte wie etwa das GEHWOL FUSSKRAFT Pflegespray oder das GEHWOL Soft Feet Pflegebad. Zum anderen liegen aber auch die neuesten Produkteinführungen wie der GEHWOL med Express Pflege-Schaum mit 4-fach HYDRO-Komplex sowie die probiotische Pflege-Serie GEHWOL und GERLASAN balance voll im Veggie-Trend.



Intensivpflege bei trockener Haut

Weiteres präventives Potenzial insbesondere für Diabetiker entdeckt

Die Pflege trockener Haut ist wichtig, insbesondere für Diabetiker. Sie hilft Fußproblemen vorzubeugen, so etwa dem diabetischen Fußsyndrom.

Aktuelle Studienergebnisse¹ mit Typ-2-Diabetikern liefern neueste Erkenntnisse über die bereits seit Jahren am Markt etablierte GEHWOL med Lipidro Creme.

Hautdurchblutungsfördernde Effekte bei gestörter peripherer Hautdurchblutung erzielen

Trockene Haut kann eine Folge von Durchblutungs-mangel sein. Besonders Diabetiker sind häufig von einer peripheren Hautdurchblutung betroffen. Durch die sechswöchige Applikation mit der GEHWOL med Lipidro Creme wurde durch die Zunahme des Blutflusses auch die Mikrozirkulation der Haut signifikant verbessert.

> +16% mehr Hautdurchblutung

Barriestabilität durch Abnahme des transepidermalen Wasserverlustes verbessern

Ein Feuchtigkeitsmangel liegt in der Regel an einer gestörten Hautbarriere. Diese ist wiederum für die ungenügende Feuchtigkeitsbindung und mangelnde Feuchtigkeitszufuhr verantwortlich. Durch erhöhte Feuchthaltekapazitäten und somit verbesserte Barriereeigenschaften konnte der transepidermale Wasserverlust (TEWL) reduziert werden.

> -14% weniger Wasserverlust

Hydratation mit Urea, Algenextrakt und Lipiden erhöhen

Durch die spezielle Formulierung von Urea (10%), Algenextrakt und Lipiden konnte nach sechswöchiger Applikation ein signifikanter Anstieg des Feuchtigkeitsgehalts der Hornschicht festgestellt werden.

> +12% mehr Feuchtigkeit

Natürliche Transpirationsfähigkeit der Haut beibehalten

Um die natürliche Transpirationsfähigkeit der Haut zu erhalten, sollten durch die Feuchtigkeit keine okklusiven Effekte auftreten, um eine Erhöhung der Keimdichte zu vermeiden. Durch die thermostabile Wirkung blieb die Hauttemperatur an Fußsohlen und Fußrücken während der sechswöchigen Applikation konstant.




Abb. Messungen der Hauttemperatur an Fußsohlen (Thermografie).

Haut auch in den Zehenzwischenräumen pflegen

Das Eincremen zwischen den Zehen kann möglicherweise Mazerationseffekte und damit ein erhöhtes Infektionsrisiko begünstigen. Die Emulsion mit Feuchthaltesubstanzen und Lipiden wirkt bakteriostatisch, daher wurde keine Erhöhung der Keimbeseidlung zwischen den Zehen während der Anwendung mit der Lipidro Creme festgestellt.

96%

der Diabetiker bestätigen ein sehr gutes oder gutes Hautgefühl



Download der vollumfänglichen Studie mit 360° Betrachtung der Füße unter:

<http://gehvol.de/downloads/lipidro-Studie-2018.pdf>





20% Naturalrabatt (NR)

Immer wenn Sie 12er-Einheiten bestellen,
bezahlen Sie nur 10!

5% Jahresbonus

Schon ab einem Jahresnettoumsatz von 1.200,- Euro mit
GEHWOL Verkaufswaren/ GEHWOL Pflastern und Druckschutz-
mitteln erhalten Sie **5 % als Warengutschein**.

Ab 3.000,- Euro Jahresnettoumsatz erhalten Sie sogar
7% als Warengutschein von uns. Davon ausgenommen
sind Sondergrößen/Portionspackungen und Proben.

Der Naturaljahresbonus wird Ihnen zusammen mit einem
Auftrag **im Folgejahr in Verkaufsware vergütet**
(Abrechnungszeitraum: 1 Kalenderjahr).

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Die aktuelle Fassung ist nachzulesen im Internet unter:
<https://www.gehwol.de/Allgemeine-Geschäftsbedingungen>



Unsere Marken

GEHWOL®

alles für das Wohl der Füße

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet – Produkte zum Wohlfühlen

GEHWOL FUSSKRAFT – die Produkt-Serie mit ätherischen Ölen

Gehwol med – für jedes Fußproblem eine Lösung

Gehwol – die klassische Produkt-Serie

Gehwol – die Spezial-Präparate

Gehwol – die Druckschutz-Produkte

GEHWOL® / GERLASAN® balance

das probiotische Pflegekonzept für gestresste Haut

GERLASAN®

die Körperpflege

GERLAVIT®

die Gesichtspflege

mit der natürlichen Kraft des Moorextraktes

GERLACH TECHNIK

für die professionelle Ausstattung von Fußpflege- und Podologiepraxen sowie Kosmetikinstituten

Das GEHWOL Markenversprechen

Aus Überzeugung GEHWOL

Die Marke GEHWOL - seit 1910 für das Wohl der Füße

Das Unternehmen Gerlach ist über Jahrzehnte zum Synonym der Fußpflege geworden. Seine Marke GEHWOL, die 1910 angemeldet wurde, steht seitdem für das Wohl der Füße. Die vielfältige Produktpalette bietet Lösungen für jedes Fußproblem.

Die Produktlinie GEHWOL Fusskraft – exklusiv für die Fußspezialisten

Nach 60 Jahren Erfahrung und unter Berücksichtigung neuester Forschungsergebnisse wurde 1961 die Fußpfleger-Eigenmarke GEHWOL Fusskraft am Markt eingeführt. Was damals in der Praxis für den Gebrauch und für die Praxis zum Verkauf beworben wurde, ist heute die exklusive Produktlinie für die professionelle Fußpflege, die mit ihrem Vollsortiment den Bedürfnissen der Patientenfüße gerecht wird und für das Wohl der Füße sorgt.

Treue zum Fachhandel – für die Expertise in der Behandlung und Beratung

Die Eduard Gerlach GmbH als Partner mit langer Tradition hat durch die Kompetenz im Markt der Fußpflege und durch die qualitativ hochwertigen Produkte über Jahrzehnte Vertrauen zum Fachhandel aufgebaut. Dieses Vertrauen findet sich in der Empfehlung und im Verkauf der Produkte wieder. Durch den bewusst gewählten Vertriebsweg über den Fachhandel und die kompetente Beratung durch den flächendeckenden Außendienst zeigen wir gemeinsam Expertise im Markt der Fußpflege.

Die Qualität der Produkte – für das gemeinsame Image und Zufriedenheit der Kunden

Die Marke GEHWOL steht seit jeher für Qualität. Die Qualitätssicherung bei Gerlach hat ein dreistufiges System aus Qualitätsprüfungen, die mit dem Wareneingang aller verwendeten Rohstoffe beginnt und der Fertigware endet. Für GEHWOL-Produkte muss sichergestellt sein, dass der Kunde immer einwandfreie Ware von gleichbleibend hoher Qualität erhält. Denn wo GEHWOL draufsteht, muss auch GEHWOL drin sein.

Forschung und Entwicklung – für erfolgreiches Weiterkommen in der professionellen Fußpflege

Die Eduard Gerlach GmbH hat die Mission, den Markt der professionellen Fußpflege weiterzuentwickeln. Gerlach liebt Füße und wird alles dafür tun, um sie gesund zu erhalten. Ein kompetentes Team aus verschiedenen Abteilungen des Unternehmens entwickelt Ideen, die nicht nur den aktuellen Marktanforderungen gerecht werden. Bei Gerlach versucht man auch, Trends aufzuspüren, um den Zukunftsmarkt bedienen zu können. Auch in der Zukunft will das Unternehmen sagen können: Füße, die sich viel bewegen, soll man stets mit GEHWOL pflegen.

SOFT FEET



FUSSKRAFT



GEHWOL med



GEHWOL



PRAXISWARE



DRUCKSCHUTZ



DRUCKSCHUTZ
PRAXISWARE



BALANCE



GERLASAN
GERLAVIT



VERKAUFS-
FÖRDERUNG



Inhalt

Der Name GEHWOL steht seit jeher für Kompetenz und Zuverlässigkeit in der Fußpflege. Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um das Wohl Ihrer Kunden geht.

Wir setzen in unseren Produkten stets die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ein, verbunden mit dem Know-how unserer Forschung und jahrzehntelanger Erfahrung.

Nur das Beste ist uns gut genug.

Denn Ihre Kunden vertrauen Ihnen und dieses Vertrauen möchten wir nachhaltig rechtfertigen und sichern.

Wir kennen die Anforderungen, wir kennen den Markt – und wir sind immer für Sie da.

Zum Wohle Ihrer Kunden. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

EK = EH / Einkauf p. Stück ohne MwSt.
UVP = unverbindl. Preisempfehlung
EH / Verkaufspreis pro Stück
inkl. 19% MwSt.

Bild-, Produkt-, Farbabweichungen und Preisänderungen vorbehalten. Für drucktechnische Farbabweichungen, Satzfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Alle abgebildeten Angebote ohne Dekoration.

Hinweis:

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Die aktuelle Fassung ist nachzulesen im Internet unter:

[https://www.gehwol.de/Allgemeine-](https://www.gehwol.de/Allgemeine-Geschaeftsbedingungen)

[Geschaeftsbedingungen](https://www.gehwol.de/Allgemeine-Geschaeftsbedingungen)

FUSSPFLEGE

30 GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet –
Produkte zum Wohlfühlen

35 GEHWOL FUSSKRAFT® –
die Produkt-Serie mit ätherischen Ölen

42 GEHWOL med® –
für jedes Fußproblem eine Lösung

50 GEHWOL® – die klassische Produkt-Serie
60 Gerlachs GEHWOL® Spezial-Cremes
63 GEHWOL® – Spezial-Präparate
67 GEHWOL® – Nail repair

74 Praxisware

94 GEHWOL® – die Druckschutz-Produkte

112 GEHWOL® – Praxisware
Druckschutz-Produkte

KÖRPERPFLEGE

126 GEHWOL/GERLASAN® balance

130 GERLASAN®

130 GERLAVIT®

134 Verkaufshilfen

140 Dekorationen / Werbemittel



GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet – Produkte zum Wohlfühlen

Die Produkte dieser Serie stehen für Wohlfühlpflege.

Die Leave-on Produkte enthalten tiefenwirksames Hyaluron.

Verfeinert wurden die Rezepturen mit verschiedenen Extrakten, wie z.B. Aloe-Vera, Milch und Honig oder Wasserlilie. Die Produkte für eine wohltuende Auszeit sind exklusiv in der professionellen Fußpflege erhältlich.





siehe Seite 76*

GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Creme Milch & Honig für gepflegte Füße und Beine

Produktvorteile:

- mit Milchpeptiden und Honigextrakt für spürbar geschmeidige und sichtbar glatte Haut
- tiefenwirksames Hyaluron unterstützt die Hautregeneration und stärkt die hauteigenen Abwehrkräfte
- enthält vitaminreiches Avocadoöl und weitere wertvolle Lipide
- in Kombination mit Urea bindet Hyaluron Feuchtigkeit auch in tieferen Hautschichten und schützt vor Hornhautbildung
- spendet der Haut Feuchtigkeit, zieht schnell ein und hinterlässt ein samtweiches Hautgefühl
- der angenehme Duft erfrischt
- schützt vor Fußpilz

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 240 200	40 ml	Tube (VE = 24 Stck.)
101 240 700	125 ml	Tube
101 241 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Butter Granatapfel & Moringa für gepflegte Füße und Beine

Produktvorteile:

- die reichhaltige Formulierung mit Granatapfelextrakt und Moringaöl macht die Haut geschmeidig
- rückfettende Sheabutter verleiht der Haut ein angenehm weiches Hautgefühl und stärkt die Hautbarriere
- Feuchtigkeit wird in tieferen Hautschichten gebunden und die Haut wird vor Hornhautbildung geschützt
- tiefenwirksames Hyaluron wird von der Haut aufgenommen und kann in Verbindung mit Vitamin E und Avocadoöl die Hautregeneration unterstützen und die hauteigenen Abwehrkräfte stärken
- Füße und Beine werden intensiv gepflegt



siehe Seite 76*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 290 600	100 ml	Tiegel
101 291 100	500 ml	Praxisdose



GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Lotion

Wasserlilie & Seide für gepflegte Beine und Füße

Produktvorteile:

- mit Wasserlilie für beruhigende sowie adstringierende Wirkung und mit glättendem Seidenextrakt
- tiefenwirksames Hyaluron speichert Feuchtigkeit auch in tieferen Hautschichten
- wohltuend bei müden, schweren Beinen durch erfrischende und pflegende Wirkstoffe aus der Rotalge *Palmaria Palmata*
- Avocadoöl und Phytosqualan wirken gegen trockene, raue und schuppige Haut und reduzieren den Feuchtigkeitsverlust
- lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein



siehe Seite 77*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 250 700	125 ml	Tube
101 251 100	500 ml	Praxisdose



GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Schaum

Aloe-Vera & Olive für gepflegte Füße und Beine

Produktvorteile:

- hochkonzentrierter Aloe-Vera Extrakt füllt in Kombination mit Urea leere Feuchtigkeitsdepots
- tiefenwirksames Hyaluron dringt effektiv in die Haut ein und versorgt sie langanhaltend mit Feuchtigkeit
- wertvolles Oliven- sowie Avocadoöl macht die Haut geschmeidig, sichtbar glatter und reduziert nachhaltig die Hautrauigkeit
- gut geeignet für die schnelle Wellness-Pflege zwischendurch
- der frische Duft sorgt für ein besonderes Pflegerlebnis



siehe Seite 77*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 280 700	125 ml	Dose
101 282 700	300 ml	Praxisdose



siehe Seite 78*

GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Peeling Bambus & Jojoba für gepflegte Füße und Beine

Produktvorteile:

- mit natürlichem Bambusgranulat und Jojobawachs für eine schonende Massage und Aktivierung der Hautdurchblutung
- Zuckerkristalle erleichtern die schnelle Ablösung von gröberen Hautschuppen, das Bambusgranulat führt die Feinglättung durch
- Avocadoöl und Honigextrakt versorgen die Haut mit wertvollen Pflegestoffen
- Vitamin E schützt die Haut und verhindert die vorzeitige Hautalterung
- entfernt sanft und gründlich abgestorbene Hautzellen
- erneuert die Hautoberfläche und glättet sie
- einfache Anwendung des Peelings in der Dusche

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 120 700	125 ml	Tube
101 121 101	500 ml	Praxisdose



siehe Seite 78*

GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Pflegebad Mandel & Vanille für gepflegte Füße und Beine

Produktvorteile:

- mit beruhigendem Mandelöl und verführerischer Vanille
- Mandelöl macht die Haut schön weich und gibt ihr Schutz
- Vanille zusammen mit Vitamin E sowie Pflegeölen aus Avocado und Rizinus spenden viel Feuchtigkeit, erweichen Hornhaut und sorgen für ein glattes, vitales Hautbild
- besitzt ein speziell für sensible Haut entwickeltes Netzmittel für eine gleichmäßige Verteilung der Pflegeöle im Wasser
- milchschiefernde, angenehm duftende Emulsion
- spendet intensiv Feuchtigkeit und schützt die Hautflora
- für jeden Hauttyp geeignet
- auch als Dusch- oder Vollbad anwendbar

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 262 000	200 ml	Flasche
101 261 200	1.000 ml	Flasche

* Die Praxisware finden Sie auf der angegebenen Seite.

GEHWOL FUSSKRAFT – die Produkt-Serie mit ätherischen Ölen

Die exklusive Produkt-Serie für die professionelle Fußpflege mit ihrem Vollsortiment wird den Bedürfnissen der Füße gerecht und sorgt dafür, dass sie sich wohlfühlen. Ob Rosmarin, Lavendel oder Bergkiefer – die natürlichen ätherischen Öle verleihen den Produkten eine besondere Charakteristik.





siehe Seite 79*

GEHWOL FUSSKRAFT® BLAU

Feuchtigkeitsspendende, naturfrische Pflege für trockene und spröde Haut

Produktvorteile:

- mit natürlichen ätherischen Ölen aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel
- belebender Kampfer und kühlendes Menthol lindern Fußbrennen und Fußschmerzen
- Lanolin in Kombination mit feuchtigkeitsspendender Aloe-Vera und Harnstoff pflegen die Fußhaut und machen sie wieder elastisch, geschmeidig und glatt
- die Cremeformulierung mit bewährten Wirkstoffen schützt vor Fußgeruch, Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 020 500	75 ml	Tube
101 020 700	125 ml	Tube
101 021 100	500 ml	Praxisdose



siehe Seite 79*

GEHWOL FUSSKRAFT® GRÜN

Naturfrische Pflege für geruchlose Füße

Produktvorteile:

- mit Sheabutter, Jojobaöl und Aloe-Vera sowie dem Wirkstoffkomplex Deozinc für langanhaltenden Schutz vor Fußgeruch
- natürliche ätherische Öle, belebender Kampfer und kühlendes Menthol lindern Fußbrennen und Fußschmerzen
- normalisiert die Schweißbildung
- macht die Füße frisch, geruchlos, glatt und geschmeidig
- bewährte desinfizierende Wirkstoffe schützen vor Fußpilz, Juckreiz und Bläschenbildung zwischen den Zehen
- schnell einziehende, pflegende Cremegrundlage

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 010 500	75 ml	Tube
101 010 700	125 ml	Tube
101 011 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® MINT

Für frische Füße und Beine



Produktvorteile:

- natürliches Menthol, ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel erfrischen und stärken müde und brennende Füße
- die kühlende Minzelotion mit asiatischem Heilpflanzenöl belebt die Füße und pflegt sanft
- zieht schnell ein, fettet nicht, kühlt und erfrischt
- befreit nachhaltig von Fußgeruch
- bewährte Wirkstoffe schützen vor Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen



siehe Seite 80*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 040 500	75 ml	Tube
101 040 700	125 ml	Tube
101 041 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® ROT

Wärmender Pflegebalsam gegen kalte Füße für trockene, spröde Haut



Produktvorteile:

- belebender Kampfer, Extrakte aus Paprika und Ingwer sowie ätherische Öle aus Rosmarin und Bergkiefer regen die Durchblutung an und sorgen für ein wohliges Wärmegefühl
- gibt müden, angestregten und schmerzenden Füßen Wohlbefinden
- hautfreundliche Intensivpflegestoffe kräftigen die trockene, spröde Fußhaut und machen sie wieder glatt und geschmeidig
- bewährte Wirkstoffe schützen vor Fußgeruch, Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen



siehe Seite 80*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 230 500	75 ml	Tube
101 230 700	125 ml	Tube
101 231 100	500 ml	Praxisdose



siehe Seite 81*

GEHWOL FUSSKRAFT® BEIN-VITAL

Vitalisierender Balsam für müde, schwere Beine.
Hautglättend, nichtfettend.

Produktvorteile:

- mit wertvollem Avocadoöl, einem Extrakt aus Meeresalgen und Vitamin E
- Allantoin und Bisabolol unterstützen die pflegenden Eigenschaften und verstärken die mild desodorierende Wirkung der pflanzlichen Wirkstoffe
- Hamamelis wirkt reizlindernd und hautstraffend
- die trockene, schuppige Haut wird vermindert, Hautfeuchtigkeit spürbar verbessert
- bei einer leichten Massage werden die natürlichen Inhaltsstoffe von der Haut aufgenommen und wirken lindernd bei müden, schweren Beinen
- vitalisiert die Beine und macht sie frisch
- zieht schnell ein

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 110 700	125 ml	Tube
101 111 100	500 ml	Praxisdose



siehe Seite 81*

GEHWOL FUSSKRAFT® Hydrolipid-Lotion

Intensive Pflege für trockene Haut

Produktvorteile:

- Urea und Glycerin binden nachhaltig Feuchtigkeit in tieferen Hautschichten
- Avocado- und Jojobaöl gleichen mangelnde Lipide bei trockener Haut aus
- Ceramide stärken die natürliche Hautbarriere und schützen die Haut vor dem Austrocknen
- erweicht die Hornhaut und reduziert übermäßige Neubildung
- schützt vor Fußgeruch und Fußpilz
- lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 100 700	125 ml	Tube
101 101 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® Nagel- und Hautschutz-Spray

Zur Pflege der Nägel sowie zum Schutz vor Haut- und Nagelpilz

Produktvorteile:

- verbessert die Elastizität, Stabilität und das Wasserbindungsvermögen des Nagels
- Panthenol und Vitamin E-Acetate fördern die Regeneration
- Bisabolol und Clotrimazol schützen vor Haut- und Nagelpilz
- das gut spreitende Öl kann bequem auf und unter den Nagel sowie zwischen den Zehen aufgetragen werden



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 160 300	50 ml	Dose
101 160 600	100 ml	Dose

GEHWOL FUSSKRAFT® Kräuterlotion

Zur Beseitigung von Fußgeruch und Erfrischung der Füße. Hornhauterweichend und hautpflegend.

Produktvorteile:

- mit ätherischen Ölen aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel
- Menthol kühlt und erfrischt den müden Fuß
- beseitigt Fußgeruch, desodoriert langanhaltend und desinfiziert
- macht harte Hornhaut geschmeidig
- beugt Hautjucken und Fußpilz vor
- kann einfach aufgesprüht und eingerieben werden
- umweltfreundliches Pumpspray ohne Treibgas



siehe Seite 82*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 130 800	150 ml	Flasche
101 131 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® Pflegespray

Zur Beseitigung von Fußgeruch und Erfrischung der Füße.
Hornharterweichend.

Produktvorteile:

- erfrischt und beseitigt gleichzeitig lästigen Fußgeruch
- die Haut wird wirksam vor Fußpilz geschützt
- natürliche Pflegestoffe beruhigen die Haut und fördern ihre Regeneration
- Urea und Allantoin spenden Feuchtigkeit und verhindern Hornhaut
- die Fußhaut bleibt glatt und gepflegt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 190 800	150 ml	Dose

GEHWOL FUSSKRAFT® Wärmebad-Konzentrat

Zum Durchwärmen kalter Füße

Produktvorteile:

- enthält natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel sowie Extrakte aus Paprika und Ingwer
- es regt die Durchblutung an und sorgt für direkte und anhaltend wohltuende Wärme an den Füßen
- Lavendel beruhigt und entspannt
- milde Tenside, pflegendes Avocadoöl und wertvolles Vitamin E verhindern das Austrocknen der Haut, sodass ihre Elastizität erhalten bleibt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 180 800	150 ml	Flasche



GEHWOL FUSSKRAFT® Kräuterbad

Zur Erweichung der Hornhaut sowie gegen Fußschweiß und Fußgeruch

Produktvorteile:

- enthält ätherische Öle von Bergkiefer, Rosmarin und Lavendel auf natürlicher Grundlage
- hartnäckige Hornhaut, Schwielen und Hühneraugen werden gründlich erweicht
- hervorragend geeignet bei rauen und rissigen Füßen (Schrunden, Rhagaden und Rötungen)
- reinigt intensiv und desodoriert nachhaltig
- belebt die Füße und verleiht ein langanhaltendes, wohltuendes Frischegefühl

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 152 000	10 x 20 g	Portionsbeutel
101 151 000	250 g	Beutel
101 151 600	400 g	Beutel
101 151 300	5 kg	Eimer
101 151 400	10 kg	Eimer



siehe Seite 82*

Medizinisches Pflegekonzept

für normale, trockene und empfindliche Haut

GEHWOL med
Express Pflege-Schaum

GEHWOL med
Lipidro Creme

GEHWOL med
Hornhaut-Creme

GEHWOL med
Schrunden-Salbe

GEHWOL med
Sensitive

Basispflege
bei normaler bis
trockener Haut

Intensivpflege
bei trockener Haut
und zum Schutz vor
Hornhaut

**Bei übermäßiger
Hornhaut.**
Entfernt störende
Hornhaut in 28 Tagen

**Bei stark
verhornter,
rissiger, trockener
und rauer Haut.**

**Medizinische
Spezialpflege**
bei empfindlicher,
juckender oder
geröteter Haut



Feuchtigkeitspflege

Lipid- und Feuchtigkeitspflege

Sensitive Pflege

Sofort-Feuchtigkeit
4-fach-Hydro-Komplex mit
Nachtkerzenöl, Moor-
pflanzenextrakt, Urea und
Avocadoöl. Für Feuchtig-
keitsversorgung!

Nachhaltige Pflege
Pflege-Komplex mit
Urea (10%), Algenextrakt,
Allantoin, Sanddornöl und
Avocadoöl. Für Hydro-
Lipid-Balance!

Intensive Pflege
Pflege-Komplex mit
Urea (18%), Glycerin,
Allantoin, Seidenextrakt
und Avocadoöl. Zur
Hornhautreduktion!

Regenerierende Pflege
Salbengrundlage mit
medizinischer Spezial-
seife, Lanolin, Panthenol.
Zur Schrundenbe-
handlung!

3-fach-Sensitive-Pflege
3-fach-Wirksamkeit. Infektionsschutz
mit MicroSilver BG™, Reduktion
von Juckreiz und Rötungen. Barriere-
schutz mit Ceramiden und Mandel-
öl. Gegen Keimverbreitung!

GEHWOL med® – für jedes Fußproblem eine Lösung

Die besonders wirksame Produkt-Serie bietet ein medizinisches Pflegekonzept für normale, trockene und empfindliche Haut.





Klinisch
Dermatologisch
geprüft

auch für
Diabetiker
geeignet

siehe Seite 83*

GEHWOL med® Sensitive

Medizinische Pflege für empfindliche, juckende oder gerötete Haut

Produktvorteile:

- Spezial-Pflege mit hochreinem MicroSilver BG™
- das nano-freie Mikrosilber bildet ein Depot in den Hautfalten und gibt Silberionen dosiert ab, die den Zellstoffwechsel von Bakterien und Pilzen stören
- lindert Juckreiz, Hautbrennen und reduziert Rötungen
- regeneriert die natürliche Mikroflora der Haut
- wirkt übermäßiger Keimverbreitung entgegen
- hautidentische Ceramide regenerieren die natürliche Barrierefunktion der Haut und schützen sie vor dem Austrocknen
- Mandelöl beruhigt die Haut, pflegt sie geschmeidig und spendet Feuchtigkeit
- auch für therapiebegleitende Pflege bei Neurodermitis, Fuß- und Nagelpilz
- ohne Parabene, Duftstoffe, PEG Emulgatoren und Silikonöle

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 130 500	75 ml	Tube
104 130 700	125 ml	Tube
104 131 100	500 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

auch für
Diabetiker
geeignet

siehe Seite 84*

GEHWOL med® Express Pflege-Schaum

Basispflege für normale bis trockene Haut

Produktvorteile:

- 4-fach Hydro-Komplex aus Nachtkerzenöl, Moorpflanzenextrakt, Urea und Avocadoöl
- Nachtkerzenöl unterstützt die natürliche Hauffeuchte-Balance, stärkt die Hautbarriere und somit die natürliche Schutzfunktion der Haut
- Moorpflanzenextrakt füllt die Feuchtigkeitsdepots der Haut auf und macht sie geschmeidig
- Urea versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, mindert Druckstellen und hilft, Verhornungen vorzubeugen
- Avocadoöl schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und regt Zellregeneration an
- zieht schnell ein, fettet nicht und pflegt die Haut in Express-Geschwindigkeit
- ohne Parabene, Silikone und PEG-Emulgatoren
- unparfümiert

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 140 700	125 ml	Dose
104 142 700	300 ml	Praxisdose



siehe Seite 84*

GEHWOL med® Lipidro® Creme

Intensivpflege für trockene Haut und Schutz vor Hornhaut

Produktvorteile:

- nachhaltige Pflege mit Urea (10%), Algenextrakt, Allantoin, Sanddornöl und Avocadoöl gleicht den Mangel an Lipiden und Feuchtigkeit aus
- Harnstoff bindet Wasser in tieferen Hautschichten
- Allantoin fördert die Hautregeneration
- Farnesol wirkt antibakteriell und desodorierend
- bringt die Schutzfunktion der Haut ins natürliche Gleichgewicht
- verbessert die Feuchthaltekapazitäten der Haut und fördert die Hautdurchblutung
- erweicht die Hornhaut und reduziert übermäßige Neubildung
- schützt vor Fußgeruch, Fußpilz und wirkt entzündungshemmend
- unparfümiert

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 080 201	40 ml	Tube (VE = 24 Stck.)
104 080 500	75 ml	Tube
104 080 700	125 ml	Tube
104 081 100	500 ml	Praxisdose



siehe Seite 85*

GEHWOL med® Schrunden-Salbe

Regenerierende Pflegesalbe für stark verhornte, rissige, trockene und raue Haut

Produktvorteile:

- Salbengrundlage aus medizinischer Spezialseife, Lanolin und Panthenol
- kombiniert mit natürlichen ätherischen Ölen und entzündungshemmendem Bisabolol
- durch regelmäßige Anwendung erhält die Haut ihre natürliche Elastizität und Widerstandskraft zurück und wird geschützt

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 010 500	75 ml	Tube
104 010 700	125 ml	Tube
104 011 100	500 ml	Praxisdose



GEHWOL med® Hornhaut-Creme

Zur Entfernung übermäßiger Hornhaut

Produktvorteile:

- Pflege-Komplex mit Urea (18%), Glycerin, Allantoin, Seidenextrakt und Avocadoöl
- lockert den Zellverbund der harten Hornschichten
- sofortige Erweichung und spürbare Reduzierung der Hornhaut innerhalb weniger Tage
- Lipide schützen und stärken
- Seidenextrakt spendet Feuchtigkeit und glättet die Hautoberfläche
- Normalzustand der Haut wird im Allgemeinen in 28 Tagen erreicht



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 120 500	75 ml	Tube
104 120 700	125 ml	Tube



GEHWOL med® Fußdeo-Creme

Zur Beseitigung des Fußgeruchs für 24 Stunden

Produktvorteile:

- mit hochkonzentriertem Wirkstoffextrakt aus Manukaöl, welches sich besonders durch die Wirkung gegen Bakterien und Pilzen auszeichnet
- beseitigt langanhaltend starken Fußgeruch
- feuchtigkeitsspendend und pflegend mit Jojobaöl und Aloe-Vera
- antimikrobielle und hautschützende Eigenschaften durch Zinkoxid
- ungesättigte Fettsäuren unterstützen die natürlichen Hautfunktionen
- sorgt bei regelmäßiger Anwendung für geruchlose Füße, geschmeidige Haut und schützt vor Fußpilz



siehe Seite 85*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 070 500	75 ml	Tube
104 070 700	125 ml	Tube
104 071 100	500 ml	Praxisdose



GEHWOL med® Antitranspirant Cremelotion zur Schweißreduzierung

Produktvorteile:

- Aloe-Vera, Avocadoöl und Glycerin pflegen die Haut
- Aluminiumchlorohydrat reduziert die Schweißbildung
- Zink-Ricinoleat beseitigt Gerüche und Natrium-PCA schützt die Haut vor Austrocknung
- schützt die Haut vor schweißzeretzenden Mikroorganismen, vor Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen
- führt bei regelmäßiger, täglicher Anwendung zu trockeneren, geruchsfreien Füßen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 110 700	125 ml	Tube



GEHWOL med® Nagelschutz-Stift Zur Pflege der Nägel und zum Schutz vor Pilzbefall

Produktvorteile:

- enthält die hochwertigen Pflegestoffe Jojobaöl, Vitamin E-Acetat, Panthenol und Bisabolol
- pflegt die Nägel nachhaltig, macht sie schön und elastisch
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall
- mit drei Ersatzspitzen zum Auswechseln



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 102 300	3 ml	Stift

GEHWOL med® Nagel- und Hautschutz-Öl

Zur Pflege der Nägel und Haut sowie zum Schutz vor Pilzbefall

Produktvorteile:

- enthält die hochwertigen Pflegestoffe Weizenkeimöl, Panthenol und Bisabolol
- brüchige, spröde Nägel werden elastisch und schön und erhalten einen natürlichen Seidenglanz
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall



siehe Seite 86*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 020 100	15 ml	Flasche
104 020 300	50 ml	Flasche

GEHWOL med® Nagel- und Hautschutz-Creme

Zur Pflege der Nägel und Haut sowie zum Schutz vor Pilzbefall

Produktvorteile:

- enthält die hochwertigen Pflegestoffe Weizenkeimöl, Panthenol und Bisabolol
- brüchige, spröde Nägel werden elastisch und schön und erhalten einen natürlichen Seidenglanz
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 030 100	15 ml	Tube

GEHWOL med® Nagelweicher

Verhütet das Einwachsen der Nägel und starke Verhornungen

Produktvorteile:

- erweicht schnell und schonend Verhornungen
- Beschwerden durch eingewachsene Zehennägel werden gelindert
- beseitigt schmerzhaften Druck des Nagels auf das beanspruchte Gewebe
- macht die Nagelhaut elastisch
- enthält entzündungshemmendes Bisabolol



siehe Seite 86*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 040 100	15 ml	Flasche
104 040 300	50 ml	Flasche

GEHWOL med® Fußpuder

Schützt vor Pilzbefall und desodoriert

Produktvorteile:

- enthält die hochwertigen Pflegestoffe Tapiokastärke, Zinkoxid und Bisabolol
- schützt vor Fußgeruch und Fußschweiß
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall
- hält die Füße trocken



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 090 600	100 g	Streudose



GEHWOL – die klassische Produkt-Serie

Für alle, die ihren Füßen und Beinen Gutes tun wollen, bietet diese Produkt-Serie ein breites Sortiment. Die regenerierenden Produkte dieser Serie treffen jeden Geschmack.





GEHWOL® Softening-Balsam

Pflegebalsam für seidenweich gepflegte Füße und Beine

Produktvorteile:

- mit Aktivstoffen aus Milch und Honig
- enthält 10% Urea und hautfreundliche Lipide
- Proteine aus Milch- und Honigextrakt machen die Haut spürbar geschmeidiger und sichtbar glatter
- tiefenwirksames Hyaluron unterstützt die Hautregeneration
- Hyaluron und Urea binden Feuchtigkeit bis in die tiefen Hautschichten und erweichen harte Hautstellen
- die Hautfeuchtigkeit wird intensiv gesteigert
- hautfreundliche Lipide und Avocadoöl pflegen die Haut, unterstützen die Hautregeneration und stärken die Abwehrkräfte der Haut



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 340 700	125 ml	Tube



GEHWOL® Perlmutt-Peeling

Pflegendes Peeling für Beine und Füße

Produktvorteile:

- mit Perlmuttpulver, feinen Zuckerkristallen und massierenden Jojobawachskügelchen
- enthält entzündungshemmendes Bisabolol, hautberuhigendes Panthenol, Algenextrakt und Jojobaöl
- entfernt Hautschüppchen und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit
- macht die Haut glatt und geschmeidig



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 540 700	125 ml	Tube



GEHWOL® Bein-Balsam

Wohltuend-pflegender Heilkräuterbalsam für Beine und Füße

Produktvorteile:

- enthält heilungsförderndes Allantoin, ein Wirkstoff der Rosskastanie
- mit adstringierendem Hamamelis-Extrakt sowie mit reizlinderndem Menthol und Panthenol
- enthält entzündungshemmendes Bisabolol, ein Bestandteil der Kamille
- zieht schnell ein, fettet nicht und gibt sofort ein wohltuendes Gefühl der Frische gegen schwere, müde Beine
- eine leichte Massage kräftigt die Venen und lindert Beinbeschwerden
- sorgt bei regelmäßiger Anwendung für glatte und geschmeidige Haut
- schützt vor Fußpilz



siehe Seite 87*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 430 700	125 ml	Tube
102 431 100	500 ml	Praxisdose



GEHWOL® Balsam

Erfrischend belebender Fuß-Balsam für normale Haut

Produktvorteile:

- enthält kühlendes Menthol und natürliche ätherische Öle aus Rosmarin und Lavendel
- Jojobaöl und Aloe-Vera pflegen die Haut und machen sie widerstandsfähig
- lindert Fußbrennen und Ermüdungserscheinungen
- zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehm gepflegtes Hautgefühl
- versorgt die Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit
- verhindert nachhaltig Fußgeruch und bietet wirksamen Schutz vor Fußpilz



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 420 500	75 ml	Tube
102 420 700	125 ml	Tube



GEHWOL® Balsam

Erfrischend belebender Fuß-Balsam für trockene, spröde Haut

Produktvorteile:

- enthält kühlendes Menthol und natürliche ätherische Öle aus Rosmarin und Lavendel
- mit hautfreundlichen Pflegestoffen wie Avocadoöl und Lanolin
- rissige und raue Haut wird wieder glatt und geschmeidig
- Aloe-Vera bindet zusätzliche Feuchtigkeit
- lindert Fußbrennen und Ermüdungserscheinungen
- verhindert nachhaltig Fußgeruch und bietet wirksamen Schutz vor Fußpilz



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 470 500	75 ml	Tube
102 470 700	125 ml	Tube



GEHWOL® Wärme-Balsam

Feuchtigkeitsspendende Pflege gegen kalte Füße

Produktvorteile:

- mit Extrakten aus Algen, Paprika und Ingwer sowie ätherischen Ölen aus Rosmarin, Lavendel und belebendem Kampfer
- enthält Pflegestoffe wie Avocadoöl, Bienenwachs, Aloe-Vera, Urea und Glycerin
- regt die Durchblutung an und spendet ein angenehmes Wärmegefühl
- hilft der Haut, die natürliche Feuchtigkeit zu speichern und zu binden
- schützt vor Fußgeruch und Fußpilz sowie vor Juckreiz zwischen den Zehen
- pflegt normale und trockene Haut intensiv, macht sie glatt und geschmeidig



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 440 500	75 ml	Tube

GEHWOL® Frische-Balsam

Kühlende Creme für müde, brennende Füße



Produktvorteile:

- mit Pfefferminzöl und Menthol sowie Pflegestoffen Jojobaöl, Urea und Glycerin
- erfrischt müde, brennende und stark beanspruchte Füße und Beine
- belebt sofort, kühlt und desodoriert langanhaltend
- reguliert die Feuchtigkeit der Haut und macht verhärtete Hautpartien wieder elastisch
- schützt vor Fußgeruch und Fußpilz sowie Juckreiz zwischen den Zehen
- zieht schnell ein und fettet nicht



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 370 500	75 ml	Tube

GEHWOL® Fuß + Schuh Deo

Für hygienische Frische und Schutz



Produktvorteile:

- Zink-Ricinoleat beseitigt und verhindert Schweißgeruch
- für Sport und unterwegs, z.B. in Hotelzimmern, Bädern, beim Anprobieren von Schuhen etc.
- angenehme Parfümierung gibt Sicherheit
- antimikrobielle Wirkstoffe schützen vor Fußpilz
- kann auf die Füße und in die Schuhe gesprüht werden



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 360 800	150 ml	Dose



GEHWOL® pflegendes Fußspray

Erfrischt, desodoriert, schützt und pflegt

Produktvorteile:

- enthält Urea und Allantoin
- erfrischt und desodoriert die Füße und schützt wirksam vor Fußpilz
- pflegt die Füße und gibt der Haut die notwendige Feuchtigkeit
- die Haut bleibt glatt und gepflegt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 350 800	150 ml	Dose



GEHWOL® pflegendes FUSSEDEO

Desodoriert, erfrischt, schützt und pflegt

Produktvorteile:

- enthält natürliche Heilpflanzenöle aus Rosmarin und Lavendel in ausgewogener Kombination mit Bisabolol und Menthol sowie mit dem Hautvitamin Panthenol, mit Urea
- erfrischt langanhaltend, beseitigt Fußgeruch nachhaltig und schützt vor Fuß- und Nagelpilz
- macht Hornhaut geschmeidig
- das Pumpspray sprüht mit dem Überkopfsprüher in jeder Lage



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 380 800	150 ml	Flasche

GEHWOL® Fußpuder

Desodorierendes Spezialpuder



Produktvorteile:

- hält die Füße trocken, geschmeidig und geruchlos
- schützt vor Fußpilz
- duftet sauber und frisch
- kann zusätzlich in die Strümpfe gestreut werden



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 480 600	100 g	Dose

GEHWOL® Frische-Fußbad

Erfrischendes Fußbad für müde, brennende Füße



Produktvorteile:

- enthält Algenextrakt sowie Pflegestoffe wie Sojaöl und Urea
- kühlendes Menthol sorgt für ein langanhaltendes Frische-Gefühl
- Urea und Algenextrakt spenden bei trockener, rissiger Haut Feuchtigkeit
- reinigt die Haut intensiv und wirkt hornharterweichend
- Hornhaut oder Schwielen werden weich und können leicht entfernt werden
- wirkt gegen Fußgeruch



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 552 600	330 g	Dose

GEHWOL® Badesalz

Belebender, erfrischender Rosmarinbadezusatz



Produktvorteile:

- enthält Rosmarinöl
- reinigt die Füße sanft und gründlich
- regt die Durchblutung an und belebt
- schützt vor Fußgeruch
- anwendbar für Fuß- und Vollbäder
- regelmäßige Anwendung schützt vor Fußpilz



siehe Seite 87*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 522 200	10 x 25 g	Portionsbeutel
102 521 200	1.000 g	Flasche

GEHWOL® Fußbad

Belebendes Kräuterölbad für müde Füße



Produktvorteile:

- enthält natürliche ätherische Öle aus Lavendel, Rosmarin und Thymian
- fördert die Durchblutung, beseitigt Fußbrennen und belebt müde Füße langanhaltend
- Hornhaut, Schwielen und Hühneraugen werden erweicht
- die Haut wird widerstandsfähiger und bleibt geschmeidig
- desodoriert Füße nachhaltig
- Haut wird porentief gereinigt



siehe Seite 88*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 492 000	10 x 20 g	Portionsbeutel
102 491 000	250 g	Beutel
102 491 600	400 g	Beutel
102 491 300	5 kg	Eimer
102 491 400	10 kg	Eimer

GEHWOL® Creme-Fußbad

Pflegendes Badekonzentrat für müde Füße



Produktvorteile:

- mit Speik, Lavendel und Menthol
- tut müden, schmerzenden und überanstrengten Füßen gut
- rückfettende Inhaltsstoffe machen die Fußhaut geschmeidig
- der frische Duft nach Speik und Lavendel beruhigt und entspannt
- beugt bei regelmäßiger Anwendung Fußpilz vor und desodoriert nachhaltig



siehe Seite 88*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 500 800	150 ml	Flasche
102 501 200	1.000 ml	Flasche
102 501 400	2.000 ml	Flasche
102 501 300	5.000 ml	Flasche



GEHWOL- Spezial-Cremes

Strapazierte Füße brauchen ein wirksames Pflegemittel. Gerlachs GEHWOL FUSSKREM wurde millionenfach bei der Pflege strapazierter Füße vorbeugend angewendet. Seit 1882. Gerlachs GEHWOL EXTRA leistet ihren Beitrag für die Intensiv-Pflege und Kräftigung der strapazierten Füße.





Gerlachs GEHWOL® FUSSKREM

Für strapazierte Füße und stark beanspruchte Haut, Schutz vor Wund- und Blasenläufen

Produktvorteile:

- mit medizinischer Spezialseife und Vaseline
- Menthol verhindert Fußbrennen, Talkum bindet den Fußschweiß
- Thymian-, Citronell- und Lavendelöl wirken desodorierend und antimikrobiell
- schützt die Haut bei starker Beanspruchung
- kräftigt die Haut, macht sie widerstandsfähig
- präventiv, insbesondere vor Sport- und Outdoor-Aktivitäten einsetzbar
- bildet eine Art Schutzschicht auf der Haut
- verbessert die Gleifähigkeit der Haut im geschlossenen Schuhwerk
- Reibungswiderstand sinkt, die Haut bleibt vor Wundläufen und Blasen geschützt
- bieten einen Schutz vor Frostbeulen und kalten Füßen
- schützt auch Hände bei starker Beanspruchung

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 400 500	75 ml	Tube
102 402 300	55 ml	Dose



Gerlachs GEHWOL® EXTRA

Universal-Fußpflege-Creme für die tägliche Intensiv-Pflege

Produktvorteile:

- mit natürlichen ätherischen Ölen aus Eukalyptus, Rosmarin, Lavendel und Thymian
- pflegt und kräftigt belastete Füße intensiv
- desodoriert und desinfiziert die Fußhaut
- belebt die Füße und steigert ihre Leistungsfähigkeit
- regt die Durchblutung an und schützt gegen kalte und feuchte Füße
- schützt vor Fußbrennen, Fußpilz, Fußgeruch, Hornhaut, Wund- und Blasenläufen
- macht trockene, rissige Haut geschmeidig

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 410 500	75 ml	Tube

GEHWOL- Spezial-Präparate

Diese Produkt-Serie bietet einzelne Präparate für gezielte Anwendungen – vorbeugend oder bei speziellen Fußproblemen.



GEHWOL® Hühneraugen-Tinktur

Wirkstoff: Salicylsäure (Ph.Eur.)

- zur äußerlichen Anwendung gegen Hühneraugen
- Lösung zur Anwendung auf der Haut

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 422)
Freiverkäufliches Arzneimittel

Warnhinweis: Kontakt mit den Augen zu vermeiden.



Arzneimittel

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 590 100	15 ml	Flasche

GEHWOL® Fluid

Zur Pflege und bei der Behandlung von eingewachsenen Nägeln, Hornhaut und Hühneraugen

Produktvorteile:

- pflegt und verschönert Haut und Nägel
- macht harte Haut geschmeidig
- Hilfsmittel bei Arbeiten mit Instrumenten an eingewachsenen Nägeln, Hornhaut, Hühneraugen und im Nagelfalz
- desinfiziert, beugt Entzündungen vor und beruhigt gereizte Haut



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 090 100	15 ml	Flasche

GEHWOL® Nagelpflege

Bei brüchigen Fuß- und Fingernägeln und zur Unterstützung der präparativen Behandlung von Nagelmykosen

Produktvorteile:

- enthält einen hohen Anteil Weizenkeimöl mit Vitamin E
- mit aktiven Bestandteilen des ätherischen Öls der Kamille in einer Lösung mit optimalem Netz- und Spreiteffekt
- fördert das gesunde Nagelwachstum



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 510 101	15 ml	Flasche

GEHWOL® Nagelweicher

Verhütet Einwachsen der Nägel und starke Verhornungen

Produktvorteile:

- macht Nägel und Nagelhaut elastisch
- erweicht schnell und schonend Verhornungen
- mindert Beschwerden durch eingewachsene Zehennägel
- beseitigt schmerzhaften Druck des Nagels auf das beanspruchte Gewebe



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 570 100	15 ml	Flasche

GEHWOL® Nagelmasse

Für Verschönerung, Schutz und Reparatur der Zehen- und Fingernägel

Produktvorteile:

- stark haftend, dauerelastisch zur Glättung unebener und zur Festigung eingerissener Nägel sowie zur Fixierung künstlicher Nägel
- zum Schutz vor Nagelpilz
- gibt dem Nagel ein schönes und natürliches Aussehen
- Nagellack kann zusätzlich verwendet werden



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 520 100	15 ml	Tube

GEHWOL Nail repair System

Das GEHWOL Nail repair System ist ein Komplettpaket zur Nagelreparatur für Maniküre und Pediküre. Es besteht aus dem lichthärtenden 1-Phasen GEHWOL Nail repair Gel in den Ausführungen klar, rosa oder opal und dem GEHWOL Nail repair Cleaner.



Schön in Form

Nagelprothetik

GEHWOL Nail repair-System wurde speziell zur Nagelreparatur für Maniküre und Pediküre entwickelt.

Mit dem Cleaner sollte der Nagel gereinigt werden. Nach der Vorbehandlung wird die erste Gelschicht aufgetragen. Die drei Farben klar, opal und rosa lassen sich untereinander so mischen, sodass die Nagelfarbe optimal an die natürliche angeglichen werden kann. Als füllende Basis dient dabei das klare Gel. Je nach Naturfarbe wird opal (für eher weiße Nägel) oder rosa beigemischt. Selbstverständlich können auch beide Farben zur Farbgestaltung zugefügt werden. Die Mischung erfolgt am einfachsten direkt auf dem Nagelbett. Durch die erhöhte Viskosität (Variante H, hochviskos) kann das Gel punktgenau appliziert werden, ohne zu verlaufen. Das erleichtert die Verarbeitung. Das Gel härtet zudem erst unter UV-Licht aus.

Gut versorgt kann der Nagel problemlos unter der Prothese nachwachsen. Die besondere Eigenschaft des Nail repair Gels ist, dass es sich überall dort ablöst, wo die Haut Fett bildet. So wird der neue Nagel nicht im Wachstum behindert. Zusätzlich sollte das Nagelbett wirkungsvoll vor Pilzbefall geschützt werden, etwa mit dem bewährten GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Öl. Es verteilt sich gut zwischen der künstlichen Nagelplatte sowie dem Nagelbett. Wichtig dabei ist eine regelmäßige Nagelpflege. Diese kann der Patient zwischen den Terminen selbst durchführen.



Bereiten Sie mit dem GEHWOL Nail repair Cleaner den Nagel vor. Dieser befreit von verdickten, verpilzten Nagelteilen, säubert den Nagelfalz und entfettet das Nagelbett. Rauen Sie die Nagelplatte mit einem stumpfen Instrument leicht an.

Die drei Farben klar, opal und rosa lassen sich untereinander so mischen, dass die jeweilige Nagelfarbe optimal an die natürliche Farbe angeglichen werden kann. Als füllende Basis dient dabei das klare Gel.

In der Praxis haben sich spezielle Modellagepinsel mit austauschbaren Köpfen bewährt. Sie können nach jeder Behandlung ausgewechselt werden, sodass die Hygiene immer gewahrt bleibt.

Zeitdruck beim Verarbeiten entsteht nicht. Denn das Gel härtet erst unter UV-Licht aus. Der künstliche Nagel wird unter der Speziallampe mit reinem UV-Licht (380 bis 400 nm) in zwei Minuten ausgehärtet.

Für ein optimales Ergebnis, das dem natürlichen Nagel sehr ähnelt, sollten Zehennägel mit zwei bis drei Schichten rekonstruiert werden. Das gewährleistet eine gute Flexibilität des künstlichen Nagels und schützt das Nagelbett optimal.



Axel Pelster ist Podologe und Krankenpfleger und seit vielen Jahren ein versierter Kenner des GEHWOL Nail repair Systems. Im Video erklärt er die praktische Anwendung. Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie, wie einfach Sie mit dem GEHWOL Nail repair System Top-Ergebnisse erzielen können.

GEHWOL® Nail repair Gel, M

Zur Behandlung und zum Wiederaufbau erkrankter oder beschädigter Nägel, mittelviskos

Produktvorteile:

- lichthärtendes Polymerisationsharz ermöglicht eine hochelastische Nagelbeschichtung, die dem natürlichen Nagel angepasst ist
- zur Behandlung defekter, spröder und gerissener Nägel
- kann auch zur Befestigung von Spangen eingesetzt werden
- selbsthaftend, spannungsfrei und ohne speziellen Haftvermittler aufzutragen
- die dünne Tubenspitze ermöglicht sparsames, genaues und hygienisches Auftragen
- wird unter UV-Licht ausgehärtet
- kann vor erneutem Pilzbefall schützen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 532 503	5 ml, klar	Tube
102 532 501	5 ml, rosa	Tube
102 532 502	5 ml, opal	Tube

GEHWOL® Nail repair Gel, H

Zur Behandlung und zum Wiederaufbau erkrankter oder beschädigter Nägel, hochviskos

Produktvorteile:

- lichthärtendes Polymerisationsharz ermöglicht eine hochelastische Nagelbeschichtung, die an den natürlichen Nagel angepasst ist
- zur Behandlung defekter, spröder und gerissener Nägel
- kann auch zur Befestigung von Spangen eingesetzt werden
- selbsthaftend, spannungsfrei und ohne speziellen Haftvermittler aufzutragen
- die dünne Tubenspitze ermöglicht sparsames, genaues und hygienisches Auftragen
- wird unter UV-Licht ausgehärtet
- kann vor erneutem Pilzbefall schützen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 532 506	5 ml, klar	Tube
102 532 505	5 ml, rosa	Tube
102 532 504	5 ml, opal	Tube

GEHWOL® Nail repair Cleaner

Zur Reinigung von Nageloberflächen



Produktvorteile:

- zur Reinigung und Entfettung des Nagels vor der Anwendung des GEHWOL Nail Repair Gels
- nach Abschluss des Nagelaufbaus sollte die Dispersionsschicht mit dem Cleaner entfernt werden
- Instrumente und Pinsel, die mit ungehärtetem GEHWOL Nail Repair Gel benetzt sind, können ebenfalls damit gereinigt werden

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 530 800	150 ml	Flasche

LED-Lichthärtegerät BiLED

Zur Aushärtung von LED- und UV-Gelen sowie Lacken

Produktvorteile:

- sparsames Einstiegsgerät für Hand und Fuß mit elektronischem 3fach-Timer (30, 60, 120 Sekunden)
- herausnehmbare Bodenplatte zur hygienischen Reinigung
- ausgestattet mit 17 Power LEDs (365/405 nm), ein UV-Röhrenwechsel ist daher nicht nötig



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
LED-Lichthärtegerät BiLED	302 190 100

UV-Lampe für die ambulante Fußpflege Zur Aushärtung des Gels



Produktvorteile:

- mit 9 UV-Schwarzlicht-LEDs
- Gehäuse aus rostfreiem, widerstandsfähigem, eloxiertem Aluminium
- mit einem Gewicht von nur 50 g (ohne Batterien) besonders für die ambulante Fußpflege geeignet
- Aushärtung des Gels in 2 Minuten, indem man die Lampe in einem Abstand von etwa 2 cm über das Behandlungsfeld hält
- 3 AAA-Zellen erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Länge 9,3 cm; Durchmesser 2,9 cm

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
UV-Lampe für die ambulante Fußpflege	302 181 205

Gelmodellagepinsel



Produktvorteile:

- 318 010 400 mit 10 Austauschköpfen, Größe 4
- 318 010 500 mit 10 Austauschköpfen, Größe 6
- mit den Gelmodellagepinseln kann das Gel gut „in Form“ gebracht werden

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Gelmodellagepinsel mit 10 Austauschköpfen, Größe 4	318 010 400
Gelmodellagepinsel mit 10 Austauschköpfen, Größe 6	318 010 500

Doppelinstrument HH 106 R

Für Arbeiten am Nagel, unter dem Nagel und im Nagelfalz

Produktvorteile:

- zur Verarbeitung des GEHWOL Nail repair Gels
- eine Seite mit breiter Fläche für die Verteilung des Gels
- eine schmale Seite für das Arbeiten am Nagelfalz und zur Entfernung des überschüssigen Gels



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Doppelinstrument HH 106 R	312 120 600

Urheber: Maik Becker / www.marathonlessables.com



Höchste Belastung:
250 Kilometer unter-
wegs im Sand
der Sahara – beim
härtesten Wüsten-
lauf der Welt

GEHWOL

Wie weit die Füße tragen?

Bis ins Ziel ohne Blasen und Schwielen!

Wer läuft, fördert Schritt für Schritt seine Gesundheit. Trotzdem können gerade beim Laufen unangenehme Beschwerden wie Blasen oder Schwielen auftreten. Ultraläufer Maik Becker legt daher großen Wert auf Prävention.

Wer kennt es nicht: Blasen, Schwielen und Verdickungen an den Füßen, die jeden Schritt zur Qual machen. Mit dem passenden Equipment sowie dem Abkleben empfindlicher Hautpartien kann man diesen Problemen vorbeugen. Ultraläufer Maik Becker, der mehr als 2.000 Wettkampfkilometer pro Jahr absolviert, hat aber noch einen ganz besonderen Tipp:

»Seit ich Gehwol Fusskrem benutze, habe ich keine Blasen mehr. Trotz Distanzen von bis zu 100 Meilen am Stück in Wasser, Sand, bei Hitze und Kälte, die Fusskrem bildet so etwas wie eine zweite Haut um den Fuß. Was bei solch extremen Belastungen hilft, schützt empfindliche Füße auch bei kürzeren Distanzen.«

Seit 138 Jahren bietet Gerlach's GEHWOL® FUSSKREM eine nahezu unveränderte Rezeptur mit bewährten Wirkstoffen zum Schutz vor Wundscheuern und Blasen, auch beim Wandern und anderen Sportarten. Aufgetragen bildet die Krem eine weiße Schutzschicht um den Fuß, durch die sich die Gleitfähigkeit der Haut im geschlossenen Schuhwerk verbessert. Das Risiko der Blasenbildung sinkt.

Gerlach's GEHWOL® FUSSKREM ANWENDUNGSTIPPS

- Immer vor dem Sport 1–2 mm dick auf die Füße auftragen
- Aufgerollte Socken vorsichtig über die Füße abrollen, damit die Schutzschicht erhalten bleibt
- Hände mit kaltem Wasser und ohne Seife abwaschen

In der
55-ml-Dose
und als
75-ml-Tube
erhältlich



Gerlach's GEHWOL® FUSSKREM ist in Apotheken und bei Fußspezialisten erhältlich.

Urheber: Maik Becker



Ultraläufer
Maik Becker



PRAXISWARE

Haben Sie Ihre Lieblingsprodukte entdeckt und möchten diese bei der Behandlung in Ihrer Praxis einsetzen? Kein Problem, denn die meisten Produkte bekommen Sie bei uns auch in der Praxisgröße.

Erzählen Sie Ihren Kunden während der Behandlung über das Produkt! Durch Ihre persönliche Empfehlung steigern Sie den Präparateverkauf in Ihrer Praxis!

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Praxisware nicht um Verkaufsware handelt!



GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Creme Milch & Honig für gepflegte Füße und Beine



Produktvorteile:

- mit Milchpeptiden und Honigextrakt für spürbar geschmeidige und sichtbar glatte Haut
- tiefenwirksames Hyaluron unterstützt die Hautregeneration und stärkt die hauteigenen Abwehrkräfte
- enthält vitaminreiches Avocadoöl und weitere wertvolle Lipide
- in Kombination mit Urea bindet Hyaluron Feuchtigkeit auch in tieferen Hautschichten und schützt vor Hornhautbildung
- spendet der Haut Feuchtigkeit, zieht schnell ein und hinterlässt ein samtweiches Hautgefühl
- der angenehme Duft erfrischt
- schützt vor Fußpilz



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 241 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Butter Granatapfel & Moringa für gepflegte Füße und Beine



Produktvorteile:

- die reichhaltige Formulierung mit Granatapfelextrakt und Moringaöl macht die Haut geschmeidig
- rückfettende Sheabutter verleiht der Haut ein angenehm weiches Hautgefühl und stärkt die Hautbarriere
- Feuchtigkeit wird in tieferen Hautschichten gebunden und die Haut wird vor Hornhautbildung geschützt
- tiefenwirksames Hyaluron wird von der Haut aufgenommen und kann in Verbindung mit Vitamin E und Avocadoöl die Hautregeneration unterstützen und die hauteigenen Abwehrkräfte stärken
- Füße und Beine werden intensiv gepflegt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 291 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Lotion Wasserlilie & Seide für gepflegte Beine und Füße



Produktvorteile:

- mit Wasserlilie für eine beruhigende sowie adstringierende Wirkung und mit glättendem Seidenextrakt
- tiefenwirksames Hyaluron speichert Feuchtigkeit auch in tieferen Hautschichten
- wohltuend bei müden, schweren Beinen durch erfrischende und pflegende Wirkstoffe aus der Rotalge *Palmaria Palmata*
- Avocadoöl und Phytosqualan wirken gegen trockene, raue und schuppige Haut und reduzieren den Feuchtigkeitsverlust
- lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 251 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Schaum Aloe-Vera & Olive für gepflegte Füße und Beine



Produktvorteile:

- hochkonzentrierter Aloe-Vera Extrakt füllt in Kombination mit Urea leere Feuchtigkeitsdepots
- tiefenwirksames Hyaluron dringt effektiv in die Haut ein und versorgt sie langanhaltend mit Feuchtigkeit
- wertvolles Oliven- sowie Avocadoöl macht die Haut geschmeidig, sichtbar glatter und reduziert nachhaltig die Hautrauigkeit
- gut geeignet für die schnelle Wellness-Pflege zwischendurch
- der frische Duft sorgt für ein besonderes Pflegerlebnis



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 282 700	300 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Peeling Bambus & Jojoba für gepflegte Füße und Beine

Produktvorteile:

- mit natürlichem Bambusgranulat und Jojobawachs für eine schonende Massage und Aktivierung der Hautdurchblutung
- Zuckerkristalle erleichtern die schnelle Ablösung von gröberen Hautschuppen, das Bambusgranulat führt die Feinglättung durch
- Avocadoöl und Honigextrakt versorgen die Haut mit wertvollen Pflegestoffen
- Vitamin E schützt die Haut und verhindert die vorzeitige Hautalterung
- entfernt sanft und gründlich abgestorbene Hautzellen
- erneuert die Hautoberfläche und glättet sie
- einfache Anwendung des Peelings in der Dusche



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 121 101	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Pflegebad Mandel & Vanille für gepflegte Füße und Beine

Produktvorteile:

- mit beruhigendem Mandelöl und verführerischer Vanille
- Mandelöl macht die Haut schön weich und gibt ihr Schutz
- Vanille zusammen mit Vitamin E sowie Pflegeölen aus Avocado und Rizinus spenden viel Feuchtigkeit, erweichen Hornhaut und sorgen für ein glattes, vitales Hautbild
- besitzt ein speziell für sensible Haut entwickeltes Netzmittel für eine gleichmäßige Verteilung der Pflegeöle im Wasser
- milchschrimernde, angenehm duftende Emulsion
- spendet intensiv Feuchtigkeit und schützt die Hautflora
- für jeden Hauttyp geeignet
- auch als Dusch- oder Vollbad anwendbar



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 261 200	1.000 ml	Flasche

GEHWOL FUSSKRAFT® BLAU

Feuchtigkeitsspendende, naturfrische Pflege für trockene und spröde Haut



Produktvorteile:

- mit natürlichen ätherischen Ölen aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel
- belebender Kampfer und kühlendes Menthol lindern Fußbrennen und Fußschmerzen
- Lanolin in Kombination mit feuchtigkeitsspendender Aloe-Vera und Harnstoff pflegen die Fußhaut und machen sie wieder elastisch, geschmeidig und glatt
- die Cremeformulierung mit bewährten Wirkstoffen schützt vor Fußgeruch, Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 021 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® GRÜN

Naturfrische Pflege für geruchlose Füße



Produktvorteile:

- mit Sheabutter, Jojobaöl und Aloe-Vera sowie dem Wirkstoffkomplex Deozinc für langanhaltenden Schutz vor Fußgeruch
- natürliche ätherische Öle, belebender Kampfer und kühlendes Menthol lindern Fußbrennen und Fußschmerzen
- normalisiert die Schweißbildung
- macht die Füße frisch, geruchlos, glatt und geschmeidig
- bewährte desinfizierende Wirkstoffe schützen vor Fußpilz, Juckreiz und Bläschenbildung zwischen den Zehen
- schnell einziehende, pflegende Cremegrundlage



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 011 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® MINT

Für frische Füße und Beine



Produktvorteile:

- natürliches Menthol, ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel erfrischen und stärken müde und brennende Füße
- die kühlende Minzelotion mit asiatischem Heilpflanzenöl belebt die Füße und pflegt sanft
- zieht schnell ein, fettet nicht, kühlt und erfrischt
- befreit nachhaltig von Fußgeruch
- bewährte Wirkstoffe schützen vor Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 041 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® ROT

Wärmender Pflegebalsam gegen kalte Füße für trockene, spröde Haut



Produktvorteile:

- belebender Kampfer, Extrakte aus Paprika und Ingwer sowie ätherische Öle aus Rosmarin und Bergkiefer regen die Durchblutung an und sorgen für ein wohliges Wärmegefühl
- gibt müden, angestregten und schmerzenden Füßen Wohlbefinden
- hautfreundliche Intensivpflegestoffe kräftigen die trockene, spröde Fußhaut und machen sie wieder glatt und geschmeidig
- bewährte Wirkstoffe schützen vor Fußgeruch, Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 231 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® BEIN-VITAL

Vitalisierender Balsam für müde, schwere Beine.
Hautglättend, nichtfettend.



Produktvorteile:

- mit wertvollem Avocadoöl, einem Extrakt aus Meeresalgen und Vitamin E
- Allantoin und Bisabolol unterstützen die pflegenden Eigenschaften und verstärken die mild desodorierende Wirkung der pflanzlichen Wirkstoffe
- Hamamelis wirkt reizlindernd und hautstraffend
- die trockene, schuppige Haut wird vermindert, Hautfeuchtigkeit spürbar verbessert
- bei einer leichten Massage werden die natürlichen Inhaltsstoffe von der Haut aufgenommen und wirken lindernd bei müden, schweren Beinen
- vitalisiert die Beine und macht sie frisch
- zieht schnell ein



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 111 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® Hydrolipid-Lotion

Intensive Pflege für trockene Haut



Produktvorteile:

- Urea und Glycerin binden nachhaltig Feuchtigkeit in tieferen Hautschichten
- Avocado- und Jojobaöl gleichen mangelnde Lipide bei trockener Haut aus
- Ceramide stärken die natürliche Hautbarriere und schützen die Haut vor dem Austrocknen
- erweicht die Hornhaut und reduziert übermäßige Neubildung
- schützt vor Fußgeruch und Fußpilz
- lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 101 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® Kräuterlotion

Zur Beseitigung von Fußgeruch und Erfrischung der Füße.
Hornharterweichend und hautpflegend.



Produktvorteile:

- mit ätherischen Ölen aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel
- Menthol kühlt und erfrischt den müden Fuß
- beseitigt Fußgeruch, desodoriert langanhaltend und desinfiziert
- macht harte Hornhaut geschmeidig
- beugt Hautjucken und Fußpilz vor
- kann einfach aufgesprüht und eingerieben werden



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 131 100	500 ml	Flasche

GEHWOL FUSSKRAFT® Kräuterbad

Zur Erweichung der Hornhaut sowie gegen Fußschweiß
und Fußgeruch



Produktvorteile:

- enthält ätherische Öle von Bergkiefer, Rosmarin und Lavendel auf natürlicher Grundlage
- hartnäckige Hornhaut, Schwielen und Hühneraugen werden gründlich erweicht
- hervorragend geeignet bei rauen und rissigen Füßen (Schrunden, Rhagaden und Rötungen)
- reinigt intensiv und desodoriert nachhaltig
- belebt die Füße und verleiht ein langanhaltendes, wohltuendes Frischegefühl



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 151 300	5 kg	Eimer
101 151 400	10 kg	Eimer

GEHWOL FUSSKRAFT® Hornhauterweicher

Zur schnellen und genauen Hornhauterweichung mit 25% Urea



Produktvorteile:

- das Spendersystem wandelt das Flüssigprodukt in einen feinporigen Schaum mit hochkonzentrierter Urea und Milchsäure um
- ermöglicht eine punktgenaue, schnelle Hornhauterweichung
- die erweichte Hornhaut kann bereits nach fünf Minuten leicht entfernt und somit die Behandlungszeit verkürzt werden
- der Schaum bleibt stabil auf der Haut und quillt nicht auf
- das unbeabsichtigte Erweichen weiterer Hautareale wird verhindert
- enthält keine Duftstoffe

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 171 100	500 ml	Flasche

GEHWOL med® Sensitive

Medizinische Pflege für empfindliche, juckende oder gerötete Haut



Produktvorteile:

- Spezial-Pflege mit hochreinem MicroSilver BG™
- das nano-freie Mikrosilber bildet ein Depot in den Hautfalten und gibt Silberionen dosiert ab, die den Zellstoffwechsel von Bakterien und Pilzen stören
- lindert Juckreiz, Hautbrennen und reduziert Rötungen
- regeneriert die natürliche Mikroflora der Haut
- wirkt übermäßiger Keimverbreitung entgegen
- hautidentische Ceramide regenerieren die natürliche Barrierefunktion der Haut und schützen sie vor dem Austrocknen
- Mandelöl beruhigt die Haut, pflegt sie geschmeidig und spendet Feuchtigkeit
- auch für therapiebegleitende Pflege bei Neurodermitis, Fuß- und Nagelpilz
- ohne Parabene, Duftstoffe, PEG-Emulgatoren und Silikonöle



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 131 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL med® Express Pflege-Schaum

Basispflege für normale bis trockene Haut



Produktvorteile:

- 4-fach Hydro-Komplex aus Nachtkerzenöl, Moorpflanzenextrakt, Urea und Avocadoöl
- Nachtkerzenöl unterstützt die natürliche Hautfeuchte-Balance, stärkt die Hautbarriere und somit die natürliche Schutzfunktion der Haut
- Moorpflanzenextrakt füllt die Feuchtigkeitsdepots der Haut auf und macht sie geschmeidig
- Urea versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, mindert Druckstellen und hilft, Verhornungen vorzubeugen
- Avocadoöl schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und regt Zellregeneration an
- zieht schnell ein, fettet nicht und pflegt die Haut in Express-Geschwindigkeit
- ohne Parabene, Silikone und PEG-Emulgatoren
- unparfümiert



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 142 700	300 ml	Praxisdose

GEHWOL med® Lipidro® Creme

Intensivpflege für trockene Haut und Schutz vor Hornhaut



Produktvorteile:

- nachhaltige Pflege mit Urea (10%), Algenextrakt, Allantoin, Sanddornöl und Avocadoöl gleicht den Mangel an Lipiden und Feuchtigkeit aus
- Harnstoff bindet Wasser in tieferen Hautschichten
- Allantoin fördert die Hautregeneration
- Farnesol wirkt antibakteriell und desodorierend
- bringt die Schutzfunktion der Haut ins natürliche Gleichgewicht
- verbessert die Feuchthaltekapazitäten der Haut und fördert die Hautdurchblutung
- erweicht die Hornhaut und reduziert übermäßige Neubildung
- schützt vor Fußgeruch, Fußpilz und wirkt entzündungshemmend
- unparfümiert



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 081 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL med® Schrunden-Salbe

Regenerierende Pflegesalbe für stark verhornte, rissige, trockene und raue Haut



Produktvorteile:

- Salbengrundlage aus medizinischer Spezialseife, Lanolin und Panthenol
- kombiniert mit natürlichen ätherischen Ölen und entzündungshemmendem Bisabolol
- durch regelmäßige Anwendung erhält die Haut ihre natürliche Elastizität und Widerstandskraft zurück und wird geschützt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 011 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL med® Fußdeo-Creme

Zur Beseitigung des Fußgeruchs für 24 Stunden



Produktvorteile:

- mit hochkonzentriertem Wirkstoffextrakt aus Manukaöl, welches sich besonders durch die Wirkung gegen Bakterien und Pilze auszeichnet
- beseitigt langanhaltend starken Fußgeruch
- feuchtigkeitsspendend und pflegend mit Jojobaöl und Aloe-Vera
- antimikrobielle und hautschützende Eigenschaften durch Zinkoxid
- ungesättigte Fettsäuren unterstützen die natürlichen Hautfunktionen
- sorgt bei regelmäßiger Anwendung für geruchlose Füße, geschmeidige Haut und schützt vor Fußpilz



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 071 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL med® Nagel- und Hautschutz-Öl

Zur Pflege der Nägel und Haut sowie zum Schutz vor Pilzbefall

Produktvorteile:

- enthält die hochwertigen Pflegestoffe Weizenkeimöl, Panthenol und Bisabolol
- brüchige, spröde Nägel werden elastisch und schön und erhalten einen natürlichen Seidenglanz
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 020 300	50 ml	Flasche

GEHWOL med® Nagelweicher

Verhütet das Einwachsen der Nägel und starke Verhornungen

Produktvorteile:

- erweicht schnell und schonend Verhornungen
- Beschwerden durch eingewachsene Zehennägel werden gelindert
- beseitigt schmerzhaften Druck des Nagels auf das beanspruchte Gewebe
- macht die Nagelhaut elastisch
- enthält entzündungshemmendes Bisabolol



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 040 300	50 ml	Flasche



GEHWOL® Bein-Balsam

Wohlwend-pflegender Heilkräuterbalsam für Beine und Füße

Produktvorteile:

- enthält heilungsförderndes Allantoin, ein Wirkstoff der Rosskastanie
- mit adstringierendem Hamamelis-Extrakt sowie mit reizlinderndem Menthol und Panthenol
- enthält entzündungshemmendes Bisabolol, ein Bestandteil der Kamille
- zieht schnell ein, fettet nicht und gibt sofort ein wohlwendes Gefühl der Frische gegen schwere, müde Beine
- eine leichte Massage kräftigt die Venen und lindert Beinbeschwerden
- sorgt bei regelmäßiger Anwendung für glatte und geschmeidige Haut
- schützt vor Fußpilz



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 431 100	500 ml	Praxisdose



GEHWOL® Badesalz

Belebender, erfrischender Rosmarinbadezusatz

Produktvorteile:

- enthält Rosmarinöl
- reinigt die Füße sanft und gründlich
- regt die Durchblutung an und belebt
- schützt vor Fußgeruch
- anwendbar für Fuß- und Vollbäder
- regelmäßige Anwendung schützt vor Fußpilz



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 521 200	1.000 g	Flasche



GEHWOL® Fußbad

Belebendes Kräuterölbäd für müde Füße

Produktvorteile:

- enthält natürliche ätherische Öle aus Lavendel, Rosmarin und Thymian
- fördert die Durchblutung, beseitigt Fußbrennen und belebt müde Füße langanhaltend
- Hornhaut, Schwielen und Hühneraugen werden erweicht
- die Haut wird widerstandsfähiger und bleibt geschmeidig
- desodoriert Füße nachhaltig
- Haut wird porentief gereinigt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 491 300	5 kg	Eimer
102 491 400	10 kg	Eimer



GEHWOL® Creme-Fußbad

Pflegendes Badekonzentrat für müde Füße

Produktvorteile:

- mit Speik, Lavendel und Menthol
- tut müden, schmerzenden und überanstrengten Füßen gut
- rückfettende Inhaltsstoffe machen die Fußhaut geschmeidig
- der frische Duft nach Speik und Lavendel beruhigt und entspannt
- beugt bei regelmäßiger Anwendung Fußpilz vor und desodoriert nachhaltig



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 501 200	1.000 ml	Flasche
102 501 400	2.000 ml	Flasche
102 501 300	5.000 ml	Flasche

GEHWOL® Emulsion zur Fußmassage

Zur belebenden und durchblutungsfördernden Fußmassage



Produktvorteile:

- mit ätherischen Ölen aus Menthol und Kampfer
- bildet einen gleitenden Film auf der Haut für eine angenehme Massage
- desodoriert langanhaltend und schützt vor Pilzbefall



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 451 100	500 ml	Praxisdose
102 451 400	2.000 ml	Flasche

GEHWOL® Hornhauterweicher

Alkalische Lösung zur Erweichung von Hornhaut, Hühneraugen und Schwielen



Produktvorteile:

- Anwendung vor der instrumentellen Entfernung durch Fußspezialisten
- betroffene Partien werden kurz vor der Behandlung benetzt

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 071 100	500 ml	Flasche
101 071 400	2.000 ml	Flasche



GEHWOL® Lotion

Zur Reinigung und Erfrischung der Füße

Produktvorteile:

- desinfizierende alkoholische Lotion mit Menthol und Lavendelöl
- eignet sich zur Reinigung und Erfrischung der Füße vor oder nach der Fußpflege
- schützt vor Fußpilz und Bakterien



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 061 100	500 ml	Flasche
101 061 200	1.000 ml	Flasche



GERLASAN® SOFT

Zur milden und gründlichen Reinigung der Hände

Produktvorteile:

- rückfettendes medizinisches Hand-Wasch-Gel
- hautschonend durch Protein
- ohne Farbstoffe



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
205 071 200	1.000 ml	Flasche
205 071 300	5.000 ml	Kanister

GEHWOL® Hornhaut-Gelee

Zur Erweichung von Hornhaut, Hühneraugen und Schwielen



Produktvorteile:

- nicht tropfendes, alkalisches Gelee
- besonders exakt zu dosieren

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 081 200	1.000 ml	Flasche

GERLASAN® Handcreme

Feuchtigkeitsspendend, hautschützend, schnell einziehend.
Zur täglichen Pflege der Hände.



Produktvorteile:

- Formulierung aus Aloe-Vera, Jojoba, Tapioka und Harnstoff (Urea)
- mit hautberuhigendem Bisabolol und regenerationsförderndem Panthenol
- mit pilzvorbeugenden, antimikrobiellen Inhaltsstoffen für den Schutz der Hände
- pflegt und schützt strapazierte Hände intensiv, insbesondere bei häufigem Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln sowie Verwendung von Schutzhandschuhen
- lässt sich gut verteilen, zieht schnell ein und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
205 021 100	500 ml	Praxisdose



730 060 000



730 090 000



730 220 000

GEHWOL® Spender

für GEHWOL Hornhauterweicher

- Dosierpumpe zur Applikation von Flüssigkeiten
- Spender für 1.000/ 2.000 und 5.000 ml
- zur Vermeidung von Unter- oder Überdosierung
- leichte und hygienische Entnahme des Mittels

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
730 060 000	für 1.000 ml	Spender
730 090 000	für 2.000 ml	Spender
730 220 000	für 5.000 ml	Spender



730 040 100



730 050 000

GEHWOL® Sprayer

für Gehwol Lotion

- Sprayer zur Applikation von Flüssigkeiten
- zum flächigen Aufsprühen
- Sprayer für 500 und 1.000 ml Flaschen
- leichte und hygienische Entnahme des Mittels

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
730 040 100	für 500 ml	Sprayer
730 050 000	für 1.000 ml	Sprayer



GEHWOL – die Druckschutz-Produkte

Sanft gepolstert: der perfekte Druck- und Reibungsschutz für geplagte Füße.
Diese Produkt-Serie aus besonders hautfreundlichem, weichem, hochelastischem
Polymer-Gel bietet für jedes Fußproblem eine Lösung.





Medizinprodukt

siehe Seite 116*



Medizinprodukt

siehe Seite 116*

GEHWOL® Korrekturring G

Zur Linderung typischer Beschwerden bei Hammerzehen

Produktvorteile:

- hautfreundlicher, weicher Polymer-Gel-Ring
- streckt, senkt und führt den Zeh sanft in die normale Position
- das betroffene Zehengelenk wird entlastet und die Hornhautbildung eingeschränkt
- eignet sich gut bei Hühneraugen sowie bei Druckstellen auf und zwischen den Zehen



GEHWOL® Hühneraugen-Schutzpolster-Ring G

Zur Linderung der Schmerzen bei Hühneraugen

Produktvorteile:

- hautfreundliches, anschmiegsames, weiches und schützendes Polymergel-Polster
- dreidimensional legt er sich vor, um bzw. auf das schmerzende Hühnerauge und entlastet es



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 690 100	3 Stück
315 250 100	12 Stück



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 692 100	3 Stück klein
315 252 200	12 Stück klein
102 692 200	3 Stück mittel
315 252 300	12 Stück mittel



Medizinprodukt

siehe Seite 117*



Medizinprodukt

siehe Seite 117*

GEHWOL® Zehenschutzring G

Bei Druckbeschwerden zwischen und auf den Zehen

Produktvorteile:

- hautfreundlicher, flexibler Polymer-Gel-Ring
- für gleichmäßig entlastende Druckverteilung, z.B. bei Warzen oder Hühneraugen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 692 400	2 Stück mini
315 252 400	12 Stück mini
102 692 500	2 Stück klein
315 252 500	12 Stück klein
102 692 600	2 Stück mittel
315 252 600	12 Stück mittel
102 692 700	2 Stück groß
315 252 700	12 Stück groß

GEHWOL® Zehenschutz

Zum Schutz vor Druckschmerz zwischen und auf den Zehen

Produktvorteile:

- außen: nahtloses hochelastisches Gewebe
- innen: flexibles Polymer-Gel-Pad
- sorgt für gleichmäßig entlastende Druckverteilung zwischen und auf den Zehen, z. B. bei Warzen oder Hühneraugen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 680 200	2 Stück klein
315 240 200	12 Stück klein
102 680 300	2 Stück mittel
315 240 300	12 Stück mittel
102 680 400	2 Stück groß
315 240 400	12 Stück groß



Medizinprodukt

siehe Seite 118*



Medizinprodukt

siehe Seite 118*

GEHWOL® Zehenkappe G

Bei Druckbeschwerden zwischen und auf den Zehen

Produktvorteile:

- hautfreundliche, hochelastische Polymer-Gel-Kappe
- für gleichmäßig entlastende Druckverteilung
- geeignet bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- geeignet bei Nagelfalz- und Zehenkuppen-Problemen
- auch für kleine Zehen geeignet



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 693 400	2 Stück mini
315 253 500	6 Stück mini
102 690 300	2 Stück klein
315 250 300	6 Stück klein
102 690 200	2 Stück mittel
315 250 200	6 Stück mittel

GEHWOL® Zehenkappe

Zum Schutz vor Druckschmerz zwischen und auf den Zehen

Produktvorteile:

- außen: nahtloses hochelastisches Gewebe
- innen: vollflächig mit flexiblem und hautpflegendem Polymer-Gel beschichtet
- sorgt für gleichmäßig entlastende Druckverteilung zwischen und auf den Zehen
- anwendbar bei Hühneraugen zwischen den Zehen sowie bei Nagelfalz- und Zehenkuppenproblemen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 680 500	1 Stück mittel
315 240 500	6 Stück



Medizinprodukt

siehe Seite 119*



Medizinprodukt

siehe Seite 119*

GEHWOL® Zehenspreizer G

Bei Ballendeformationen und zur Zehenkorrektur

Produktvorteile:

- hautfreundliches Polymer-Gel-Kissen
- anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- schützt vor Wundreiben, Hautreizungen und Verhornungen



Abbildung
etwas
verkleinert

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 691 200	3 Stück klein
315 251 200	4 Stück klein
102 691 300	3 Stück mittel
315 251 300	4 Stück mittel
102 691 400	3 Stück groß
315 251 400	4 Stück groß

GEHWOL® Zehenteiler G D

Bei Ballendeformationen und zur Zehenkorrektur

Produktvorteile:

- hautfreundliches Polymer-Gel-Kissen
- anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- schützt vor Reibung und Hautreizungen
- schlanke Trennsteg für besseren Tragekomfort



Bilder
entsprechen
Originalgröße

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 692 800	3 Stück klein
315 252 800	15 Stück klein
102 692 900	3 Stück mittel
315 252 900	15 Stück mittel
102 693 000	3 Stück groß
315 253 000	15 Stück groß



Medizinprodukt

siehe Seite 120*



Medizinprodukt

GEHWOL® Zehenteiler

Zum Schutz bei eng aneinander liegenden Zehen

Produktvorteile:

- hautfreundliches Polymer-Gel-Plättchen
- anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- schützt vor Reibung und Hautreizungen

GEHWOL® Ballenpolster mit Zehenteiler

Zur Druckentlastung und Verteilung am Großzehenballen

Produktvorteile:

- hautfreundliches, weiches, elastisches Polymer-Gel
- schmerzhafte Ballen, Hühneraugen und Blasen werden gelindert
- die Zehen werden ausgerichtet
- verhindert das Überlappen der 1. und 2. Zehe
- im Gel enthaltenen Öle pflegen die Haut und machen Schwielen sowie Hornhaut geschmeidig
- passt dank seiner speziellen Form in jeden Schuh und sorgt für sofortige Linderung



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 680 900	3 Stück klein
315 240 900	15 Stück klein
102 681 000	3 Stück groß
315 241 000	15 Stück groß



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 681 100	1 Stück



Medizinprodukt

siehe Seite 120*



Medizinprodukt

siehe Seite 121*

GEHWOL® Kleinzechen-Ballenpolster G

Zur Druckentlastung bei Kleinzechenballen

Produktvorteile:

- hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polster
- erleichtert das Gehen bei schmerzhaften Kleinzechenballen (Schneiderballen)
- sorgt für Schutz und Komfort
- das Kleinzechen-Ballenpolster soll unter einem Strumpf getragen werden, wodurch dieses am Fuß fixiert wird

GEHWOL® Ballenpolster G

Zur Druckentlastung bei Großzechenballen

Produktvorteile:

- hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polster
- erleichtert das Gehen bei schmerzhaften Großzechenballen
- sorgt für Schutz und Komfort
- das Ballenpolster soll unter einem Strumpf getragen werden, wodurch dieses am Fuß fixiert wird
- kann alternativ mit Zehenteiler verwendet werden



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 693 500	1 Stück klein
315 253 600	2 Stück



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 690 000	1 Stück
315 250 000	2 Stück



Medizinprodukt



Medizinprodukt

GEHWOL® Ballenpolster mit Elastikbinde

Zur Druckentlastung und Verteilung am Großzehenballen

Produktvorteile:

- anpassungsfähige Elastikbinde mit eingearbeitetem, hochelastischen Polymer-Gel-Polster
- Fixierung am großen Zeh sorgt für eine perfekte Positionierung am Fuß und verhindert das Verrutschen
- sorgt für unmittelbare Entlastung für den Großzehenballen
- durch die spezielle Form passend für jeden Schuh
- durch einfaches Wenden rechts und links tragbar
- Einheitsgröße – passend für alle Fußgrößen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 681 600	1 Stück

GEHWOL® Vorfuß- und Ballenpolster mit Elastikbinde

Bei Druckschmerzen im Bereich des Vorfußes und des Großzehenballens

Produktvorteile:

- anpassungsfähige Elastikbinde mit eingearbeitetem, hochelastischen Polymer-Gel-Pad
- sorgt für sofortige Linderung von Druckschmerzen sowie Druckverteilung und bietet unmittelbaren Schutz und Entlastung
- Fixierung am großen Zeh sorgt für eine perfekte Positionierung am Fuß und verhindert das Verrutschen
- durch einfaches Wenden rechts und links tragbar



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 681 700	1 Stück mittel
102 681 800	1 Stück groß



Medizinprodukt

siehe Seite 121*



Medizinprodukt

siehe Seite 122*

GEHWOL® Vorfußpolster G

Zum Schutz des Mittelfußes

Produktvorteile:

- hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polymer-Gel-Kissen
- mit einer dickeren Polsterung im mittleren Bereich
- schützt den Mittelfuß vor Reibung und Druck



Bilder entsprechen Originalgröße

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 690 400	1 Paar klein
315 250 400	1 Paar klein
102 693 300	1 Paar groß
315 252 100	1 Paar groß

GEHWOL® Vorfußpolster

Zum Schutz des Mittelfußes

Produktvorteile:

- komfortables, beidseitig mit elastischem Gewebe beschichtetes Polymer-Gel
- nur 2 mm dick, passt bequem in jeden Schuh
- schützt den Mittelfuß vor Reibung und Druck



Bilder entsprechen Originalgröße

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 680 100	1 Stück
315 240 100	2 Stück



Medizinprodukt



Medizinprodukt

GEHWOL® Vorfußpolster mit Elastikbinde

Zur Linderung von Druckschmerz im Vorfuß

GEHWOL® Vorfußpolster mit Bandage

Zur Linderung von Druckschmerz im Vorfuß

Produktvorteile:

- hautfreundliches, geschmeidiges Polymer-Gel-Pad
- weiche und extrem anpassungsfähige Elastikbinde, durch die das Gel-Pad in der richtigen Position bleibt
- sorgt für sofortige Linderung von Druckschmerz im Vorfuß sowie brennenden Beschwerden an den Fußballen
- durch die spezielle Form passend für jeden Schuh
- durch einfaches Wenden rechts und links tragbar

Produktvorteile:

- hautfreundliches, bequemes und hochelastisches Polymer-Gel-Pad
- elastische Bandage mit perfekter Fixierung um den Fuß, ohne zu verrutschen und die Durchblutung zu beeinflussen
- Schutz und Polsterung im Bereich des Vorfußes mit sofortiger Druckentlastung sowie Linderung der Druckschmerzen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 681 400	1 Stück mittel
102 681 500	1 Stück groß



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 681 200	1 Stück rechts mittel
102 681 300	1 Stück rechts groß
102 681 201	1 Stück links mittel
102 681 301	1 Stück links groß



Medizinprodukt

siehe Seite 122*



Medizinprodukt

siehe Seite 123*

GEHWOL® Fersenpolster G

Zur Druckentlastung bei Fersensporn

Produktvorteile:

- hautfreundliches, hochelastisches, besonders weich dämpfendes Polymergel-Fersenpolster
- Gelwellen wirken exakt an den betroffenen Bereichen des Fußes stoßdämpfend und vermeiden extreme Belastung beim Gehen und Stehen
- Gelwellen erzielen einen sanften, fließenden Übergang vom härteren ins weichere Material des Fersenpolsters
- entlastet Knie, Sprung- und Hüftgelenk sowie Wirbelsäule



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 693 100	1 Paar klein
315 253 300	1 Paar klein
102 693 200	1 Paar mittel
315 253 400	1 Paar mittel
102 693 600	1 Paar groß
315 253 700	1 Paar groß

GEHWOL® Hammerzehen-Polster G

Zur Druckentlastung bei Hammerzehen

Produktvorteile:

- besonders komfortables Polymer-Gel-Polster
- mit breiter, elastischer Schlaufe für sicheren Sitz ohne einzuschnüren
- schützt vor Hautreizungen und Hühneraugen an Zehenkuppen
- erhöht spürbar die Belastbarkeit der Füße



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 691 700	1 Stück rechts klein
315 251 700	2 Stück rechts klein
102 691 800	1 Stück links klein
315 251 800	2 Stück links klein
102 691 500	1 Stück rechts groß
315 251 500	2 Stück rechts groß
102 691 600	1 Stück links groß
315 251 600	2 Stück links groß



Hypoallergen
Medizinprodukt

GEHWOL® Blasenpflaster mit Hydrokolloid-System

Bei Blasen und wundgescheuerter Haut

Produktvorteile:

- Hydrokolloid entzieht der Blase die Feuchtigkeit und verbindet sich mit dieser zu einem atmungsaktiven, gelartigen Schutzkissen
- Gelkissen wirkt wie ein feuchter Wundverband
- deckt die Blase ab und reduziert den Druck
- dank einer Rundumfixierung hält es die Wunde sauber und keimfrei
- ermöglicht gleichzeitig natürliche Wundheilung und schmerzfreies Gehen
- bei wundgescheuerter Haut kann es vorbeugend und schützend angewendet werden
- hypoallergen, atmungsaktiv, wasser- und bakterienabweisend



Bilder
entsprechen
Originalgröße

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 762 001	6 Stück groß



Hypoallergen
Medizinprodukt

GEHWOL® Blasenpflaster mit Hydrokolloid-System

Bei Blasen und wundgescheuerter Haut

Produktvorteile:

- Hydrokolloid entzieht der Blase die Feuchtigkeit und verbindet sich mit dieser zu einem atmungsaktiven, gelartigen Schutzkissen
- Gelkissen wirkt wie ein feuchter Wundverband
- deckt die Blase ab und reduziert den Druck
- dank einer Rundumfixierung hält es die Wunde sauber und keimfrei
- ermöglicht gleichzeitig natürliche Wundheilung und schmerzfreies Gehen
- bei wundgescheuerter Haut kann es vorbeugend und schützend angewendet werden
- in drei Formaten: oval für die Fersen, zylindrisch für die Ballen und runde mit Umschlagflügeln für die Zehen
- hypoallergen, atmungsaktiv, wasser- und bakterienabweisend



Bilder
entsprechen
Originalgröße

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 762 002	6 Stück



Arzneimittel



Medizinprodukt


GEHWOL® Hühneraugenpflaster mit Salicylsäure

Wirkstoff: Salicylsäure

- gegen Hornhaut und Hühneraugen
- weichen Hühneraugen und verhornte Stellen auf, sodass eine schmerzlose Entfernung möglich ist

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 422)
Freiverkäufliches Arzneimittel.

Warnhinweis: Enthält Wollwachs.



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 600 003	6 Stück

GEHWOL® Hühneraugen-Schutzpflaster

Zum Schutz vor Druckschmerz bei Hühneraugen

Produktvorteile:

- weiches Moleskin-Gewebe
- mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend
- schützt vor Druckschmerz bei Hühneraugen sowie bei Hühneraugen zwischen den Zehen und Überbein



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 611 201	9 Stück



Medizinprodukt

GEHWOL® Schutzpflaster oval

Zum Schutz vor Druckschmerzen

Produktvorteile:

- weiches Moleskin-Gewebe
- mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend
- Druckschutz bei Ballen- und Hornhautbeschwerden



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 611 001	4 Stück



Medizinprodukt

GEHWOL® Schutzpflaster dick zum Zuschneiden

Zum Schutz vor Druck und Reibung

Produktvorteile:

- weicher Trikotflausch
- mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend
- zum Zuschneiden in gewünschter Größe
- schützt vor Druck und Reibung bei empfindlicher und strapazierter Haut

Originalgröße 90 x 45



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 761 000	4 Stück



Medizinprodukt



Medizinprodukt

GEHWOL® Zehenringe rund

Zum Schutz vor Druckschmerzen

Produktvorteile:

- aus weichem Filz
- mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend

GEHWOL® Zehenringe oval

Zum Schutz vor Druckschmerzen

Produktvorteile:

- aus weichem Filz
- mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 620 101	9 Stück



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 720 100	9 Stück



Medizinprodukt



Medizinprodukt

GEHWOL® Ballenringe rund

Zum Schutz vor Druckschmerzen

Produktvorteile:

- aus weichem Filz
- mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend

GEHWOL® Ballenringe oval

Zum Schutz vor Druckschmerzen

Produktvorteile:

- aus weichem Filz
- mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 610 101	6 Stück



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 710 100	6 Stück



GEHWOL® Hornhaut-Schwamm

Mit 2-fach Wirkung zur Entfernung von Hornhaut und Hühneraugen

Produktvorteile:

- grob- und feinporiger Mineral-Hornhaut-Schwamm
- grobe Seite zum Entfernen von hartnäckiger Hornhaut, Schwielen und Hühneraugen an den Füßen
- feine Seite für Hände, Knöchel, Knie, etc.
- entfernt abgestorbene Hautzellen und macht die Haut zart und weich



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 770 001	1 Stück



DRUCKSCHUTZ PRAXISWARE

Wenn am Fuß des Patienten Druckbeschwerden entstehen, sorgen unsere Polymer-Gel-Produkte für Entlastung, Linderung und Schutz. Die Sortimentsboxen halten alles für Ihren professionellen Einsatz bereit, inklusive Verkaufsargumente und Tipps zur Anwendung. Sollten bestimmte Artikel in der Box fehlen, können Sie diese einzeln nachbestellen und die Box für Ihre Arbeit wieder komplettieren.





Medizinprodukt

Sortimentsbox GEHWOL Druckschutz

Polymer-Gel-Produkte, textiltfrei

Produktvorteile:

- Druckschutz-Produkte aus weichem, kaum spürbarem, dreidimensional dehnbarem, hochelastischem Polymer-Gel
- schützt vor unangenehmen Schmerz durch Reibung oder Druck
- für die Arbeit mit professionellem Druckschutz
- die Sortimentsbox enthält Produktinformationen, Verkaufsargumente sowie UVP-Angaben

Inhalt:

- 8 Korrekturringe G
- 3 Zehenkappen G, mittel
- 1 Paar Hammerzehen-Polster G
- 2 Zehenspreizer G, klein
- 2 Zehenspreizer G, mittel
- 2 Zehenspreizer G, groß
- 6 Zehenschuttringe G, mini
- 6 Zehenschuttringe G, klein
- 6 Zehenschuttringe G, mittel
- 2 Zehenschuttringe G, groß
- 3 Zehenkappen G, mini
- 3 Zehenkappen G, klein
- 3 Zehenteiler G D, klein
- 3 Zehenteiler G D, mittel
- 3 Zehenteiler G D groß
- 8 Hühneraugen-Schutzpolsterringe G, klein

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 203 712	62 Stück sortiert (17 Produkte)



Medizinprodukt

Sortimentsbox GEHWOL Druckschutz

Polymer-Gel-Produkte, textiltfrei

Produktvorteile:

- Druckschutz-Produkte aus weichem, kaum spürbarem, dreidimensional dehnbarem, hochelastischem Polymer-Gel
- schützt vor unangenehmem Schmerz durch Reibung oder Druck
- für die Arbeit mit professionellem Druckschutz
- die Sortimentsbox enthält Produktinformationen, Verkaufsargumente sowie UVP-Angaben

Inhalt:

- 2 Kleinzeh-Ballenpolster G
- 2 Ballenpolster G
- 1 Paar Vorfußpolster G, klein
- 1 Paar Vorfußpolster G, groß
- 1 Paar Fersenpolster G, klein
- 1 Paar Fersenpolster G, mittel

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 203 750	8 Stück sortiert (6 Produkte)



Medizinprodukt

Sortimentsbox GEHWOL Druckschutz

Polymer-Gel-Produkte, textiltfrei und textilbeschichtet

Produktvorteile:

- Druckschutz-Produkte aus weichem, kaum spürbarem, dreidimensional dehnbarem, hochelastischem Polymer-Gel
- Druckschutz-Produkte mit stretchfähigem, weichem Textilgewebe in Kombination mit Polymer-Gel
- schützt vor unangenehmem Schmerz durch Reibung oder Druck
- für die Arbeit mit professionellem Druckschutz
- die Sortimentsbox enthält Produktinformationen, Verkaufsargumente sowie UVP Angaben

Inhalt:

- 4 Zehenspreizer, klein
- 6 Zehenteiler, klein
- 6 Zehenspreizer, mittel
- 4 Zehenteiler, groß
- 4 Zehenspreizer, groß
- 3 Zehenkappen, normal
- 3 Zehenschutz, mini
- 2 Vorfußpolster
- 6 Zehenschutz, klein/mittel
- 1 Gel-Schlauch, voll beschichtet Gr. 20
- 3 Zehenschutz, groß
- 1 Gel-Schlauch, halb beschichtet Gr. 20

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 203 400	43 Stück sortiert (12 Produkte)



Medizinprodukt



Medizinprodukt

GEHWOL® Korrekturring G

Zur Linderung typischer Beschwerden bei Hammerzehen

Produktvorteile:

- hautfreundlicher, weicher Polymer-Gel-Ring
- streckt, senkt und führt den Zeh sanft in die normale Position
- das betroffene Zehengelenk wird entlastet und die Hornhautbildung reduziert
- eignet sich gut bei Hühneraugen sowie bei Druckstellen auf und zwischen den Zehen



GEHWOL® Hühneraugen-Schutzpolster-Ring G

Zur Linderung der Schmerzen bei Hühneraugen

Produktvorteile:

- hautfreundliches, anschmiegsames, weiches und schützendes Polymergel-Polster
- dreidimensional legt er sich vor, um bzw. auf das schmerzende Hühnerauge und entlastet es



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 250 100	12 Stück

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 252 200	12 Stück klein
315 252 300	12 Stück mittel



Bilder
entsprechen
Originalgröße

Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt

Bilder
entsprechen
Originalgröße

Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt

GEHWOL® Zehenschutzring G

Bei Druckbeschwerden zwischen und auf den Zehen

Produktvorteile:

- hautfreundlicher, flexibler Polymer-Gel-Ring
- für gleichmäßig entlastende Druckverteilung, z.B. bei Warzen oder Hühneraugen
- asymmetrisch geformt; die dickere Seite kann über die Problemstelle positioniert werden



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 252 400	12 Stück mini
315 252 500	12 Stück klein
315 252 600	12 Stück mittel
315 252 700	12 Stück groß

GEHWOL® Zehenschutz

Zum Schutz vor Druckschmerz zwischen und auf den Zehen

Produktvorteile:

- außen: nahtloses hochelastisches Gewebe
- innen: flexibles Polymer-Gel-Pad
- sorgt für gleichmäßig entlastende Druckverteilung zwischen und auf den Zehen, z. B. bei Warzen oder Hühneraugen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 240 200	12 Stück klein
315 240 300	12 Stück mittel
315 240 400	12 Stück groß



Bilder
entsprechen
Originalgröße

Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt

Bilder
entsprechen
Originalgröße

Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt

GEHWOL® Zehenkappe G

Bei Druckbeschwerden zwischen und auf den Zehen

Produktvorteile:

- hautfreundliche, hochelastische Polymer-Gel-Kappe
- für gleichmäßig entlastende Druckverteilung
- geeignet bei Nagelfalz- und Zehenkuppen-Problemen
- auch für kleine Zehen geeignet
- eine kleine Öffnung an der Spitze lässt Luft entweichen und sorgt für angenehmen Tragekomfort
- Kappe umhüllt die Zehe
- Gereizte schmerzende Stellen am der Spitze und an der Seite werden weich gepolstert
- die Reibung der Zehen aneinander wird unterbunden



GEHWOL® Zehenkappe

Zum Schutz vor Druckschmerz zwischen und auf den Zehen

Produktvorteile:

- außen: nahtloses hochelastisches Gewebe
- innen: vollflächig mit flexiblem und hautpflegendem Polymer-Gel beschichtet
- sorgt für gleichmäßig entlastende Druckverteilung zwischen und auf den Zehen
- anwendbar bei Hühneraugen zwischen den Zehen sowie bei Nagelfalz- und Zehenkuppenproblemen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 253 500	6 Stück mini
315 250 300	6 Stück klein
315 250 200	6 Stück mittel

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 240 500	6 Stück



Abbildung
etwas
verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt

Bilder
entsprechen
Originalgröße

Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt

GEHWOL® Zehenspreizer G

Bei Ballendeformationen und zur Zehenkorrektur

Produktvorteile:

- hautfreundliches Polymer-Gel-Kissen
- anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- schützt vor Wundreiben, Hautreizungen und Verhornungen
- mit besonders ausgeprägten Seitenrändern



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 251 200	4 Stück klein
315 251 300	4 Stück mittel
315 251 400	4 Stück groß

GEHWOL® Zehenteiler G D

Bei Ballendeformationen und zur Zehenkorrektur

Produktvorteile:

- hautfreundliches Polymer-Gel-Kissen
- anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- schützt vor Reibung und Hautreizungen
- schlanke Trennsteg für besseren Tragekomfort



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 252 800	15 Stück klein
315 252 900	15 Stück mittel
315 253 000	15 Stück groß



Bilder
entsprechen
Originalgröße

Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt

Bilder
entsprechen
Originalgröße

Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt

GEHWOL® Zehenteiler

Zum Schutz bei eng aneinander liegenden Zehen

Produktvorteile:

- hautfreundliches Polymer-Gel-Plättchen
- anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- schützt vor Reibung und Hautreizungen



GEHWOL® Kleinzehen-Ballenpolster G

Zur Druckentlastung bei Kleinzehenballen

Produktvorteile:

- hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polster
- erleichtert das Gehen bei schmerzhaften Kleinzehenballen (Schneiderballen)
- sorgt für Schutz und Komfort
- das Kleinzehen-Ballenpolster soll unter einem Strumpf getragen werden, wodurch dieses am Fuß fixiert wird



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 240 900	15 Stück klein
315 241 000	15 Stück groß

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 253 600	2 Stück



Abbildung
etwas
verkleinert ✓

✓
Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt

GEHWOL® Ballenpolster G

Zur Druckentlastung bei Großzehenballen

Produktvorteile:

- hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polster
- erleichtert das Gehen bei schmerzhaften Großzehenballen
- sorgt für Schutz und Komfort
- das Ballenpolster soll unter einem Strumpf getragen werden, wodurch dieses am Fuß fixiert wird



Bilder
entsprechen
Originalgröße ✓

✓
Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt

GEHWOL® Vorfußpolster G

Zum Schutz des Vor- und Mittelfußes im Ballenbereich

Produktvorteile:

- hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polymer-Gel-Kissen
- mit einer dickeren Polsterung im mittleren Bereich
- schützt den Mittelfuß vor Reibung und Druck
- lindert Schmerzen und Brennen unter der Fußsohle
- vermindert die Bildung von Hornhaut



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 250 000	2 Stück

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 250 400	1 Paar klein
315 252 100	1 Paar groß



Bilder
entsprechen
Originalgröße

Medizinprodukt



Abbildung
verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt

GEHWOL® Vorfußpolster

Zum Schutz des Vor- und Mittelfußes im Ballenbereich

Produktvorteile:

- komfortables, beidseitig mit elastischem Gewebe beschichtetes Polymer-Gel
- nur 2 mm dick, passt bequem in jeden Schuh
- schützt den Mittelfuß vor Reibung und Druck



GEHWOL® Fersenpolster G

Zur Druckentlastung bei Fersensporn

Produktvorteile:

- hautfreundliches, hochelastisches, besonders weich dämpfendes Polymergel-Fersenpolster
- Gelwellen wirken exakt an den betroffenen Bereichen des Fußes stoßdämpfend und vermeiden extreme Belastung beim Gehen und Stehen
- Gelwellen erzielen einen sanften, fließenden Übergang vom härteren ins weichere Material des Fersenpolsters
- entlastet Knie, Sprung- und Hüftgelenk sowie Wirbelsäule



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 240 100	2 Stück

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 253 300	1 Paar klein
315 253 400	1 Paar mittel
315 253 700	1 Paar groß



Bilder
entsprechen
Originalgröße

Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt



Abbildung
verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizinprodukt

GEHWOL® Hammerzehen-Polster G

Zur Druckentlastung bei Hammerzehen

Produktvorteile:

- besonders komfortables Polymer-Gel-Polster
- mit breiter, elastischer Schlaufe für sicheren Sitz ohne einzuschnüren
- schützt vor Hautreizungen und Hühneraugen an Zehenkuppen
- erhöht spürbar die Belastbarkeit der Füße



Zehenspreizer

Bei Ballendeformationen und zur Zehenkorrektur

Produktvorteile:

- hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polymer-Gel-Kissen
- anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- schützt vor Wundreiben, Hautreizungen und Verhornungen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 251 500	2 Stück rechts
315 251 600	2 Stück links

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 240 600	4 Stück klein
315 240 700	4 Stück mittel
315 240 800	4 Stück groß



Medizinprodukt

Gel-Schlauch

Zum Schutz vor Druckschmerz zwischen und auf den Zehen

Produktvorteile:

- elastischer Trikotschlauch mit hautfreundlicher Gel-Beschichtung zum individuellen Zuschneiden
- kann je nach Problemstellung voll- und halbbeschichtet gewählt werden
- Schlauchlänge 25 cm



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 231 000	1 Stück Ø 15 mm halbbeschichtet
315 230 900	1 Stück Ø 15 mm vollbeschichtet
315 230 700	1 Stück Ø 20 mm halbbeschichtet
315 230 500	1 Stück Ø 20 mm vollbeschichtet
315 230 800	1 Stück Ø 25 mm halbbeschichtet
315 230 600	1 Stück Ø 25 mm vollbeschichtet
300 001 012	Sortiment 6 Schläuche

Spreizfuß

Expertise

Ein Spreizfuß lässt sich gut erkennen. Im Rahmen der Therapie spielen Pflege und Druckschutz eine große Rolle.

„Der Spreizfuß gehört zu den häufigsten Fußproblemen. Zu den Folgen zählen außer Schmerzen unter anderem Hyperkeratose, Schwielen, Hühneraugen oder Zehendeformitäten“, erklärt FUSSPFLEGE AKTUELL-Expertin Dr. Renate Wolansky. Anatomisch senkt sich beim Spreizfuß das Quergewölbe erheblich ab und die Belastung erfolgt auf dem II. bis IV. Mittelfußköpfchen. Der Abrollvorgang des Fußes geschieht auf dem Fersenbein und den II, III. und IV. Mittelfußköpfchen und nicht – wie normalerweise – auf dem I. und V. Mittelfußköpfchen. Durch die Abflachung des Quergewölbes verbreitert sich der Vorfuß. Er fächert quasi auf. Hyperkeratose, Callositas oder Clavi sind die Folgen.

Vor allem beim Gehen und Laufen treten besonders im festen Schuhwerk Schmerzen auf. Zudem führt eine Muskeldysbalance zu Zehendeformitäten wie Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehen, wodurch sich oft schmerzhaft Hühneraugen bilden. Ursachen sind vor allem permanentes Stehen (berufsbedingt) und unzuweckmäßiges Schuhwerk (zu eng, zu spitz, zu klein und zu hoch). Unter Belastung (Gehen, Laufen, Springen oder Treppensteigen) nehmen die Beschwerden meistens zu und in Ruhe lassen sie dann wieder nach. Die Betroffenen belasten den Fuß in vielen Fällen auf dem Außenrand.

Als erfahrener Fußprofi können Sie bereits im Rahmen der Fußinspektion sowohl im Stand als auch im Sitzen einen Spreizfuß erkennen. Auf den Röntgenbildern ist die Aufspreizung der Mittelfußknochen sichtbar. In der akuten Phase erhalten Betroffene Schmerzmedikamente (Analgetika). Zur Schmerzlinderung gehören die temporäre Hochlagerung des Fußes, Kryotherapie oder auch kalte Umschläge, Tapeverbände, und später sind Ultraschallbehandlungen empfehlenswert.

Eine häusliche Fußgymnastik und Fußbäder mit durchblutungsfördernden Zusätzen tragen zur Kräftigung der insuffizienten Fußmuskulatur bei. Für die Therapie spielt die Druckentlastung eine herausragende Rolle, etwa mit dem GEHWOL Druckschutzsortiment. Druckpolster, Spreizfußpelotte oder Schmetterlingsrolle entlasten die Mittelfußköpfchen. Betroffene tragen passendes Schuhwerk aus atmungsaktivem Leder. Für die Entfernung von Hyperkeratose eignet sich die bewährte GEHWOL med Hornhaut-Creme. Sie reduziert in nur 28 Tagen sanft und pflegend die übermäßige Hornhaut.



© Dr. Renate Wolansky

Dr. med. Renate Wolansky

ist Orthopädin, Sportmedizinerin und medizinische Fußpflegerin. Sie lehrt im Fach Podologie, arbeitet als Autorin für Fachbücher und schreibt Fachbeiträge für anerkannte Fachorgane.

Das Röntgenbild zeigt auf, wie das II., III. und IV. Köpfchen der Mittelfußknochen auffächern. Die Belastung des Fußes findet auf dem Fersenbein (Kalkaneus) und dem II. bis IV. Mittelfußköpfchen statt, wodurch sich Schwielen, Keratosen und Clavi bilden.



© Aobe Stock | Joel bubble ben



GEHWOL / GERLASAN balance – das probiotische Pflegekonzept für gestresste Haut

Diese Produkt-Serie ist für alle, die Wert darauf legen, aktiv und präventiv für die Gesundheit etwas zu tun. Die probiotische Pflege-Power auf Basis von drei Aktiv-Wirkstoffen setzt bereits vor der Entstehung von Hautproblemen an.
Mit der balance sorgen Sie für die Balance!



GEHWOL balance Fußcreme

Regeneriert und stärkt gestresste Haut



Produktvorteile:

- ein probiotisches Pflegekonzept für Haut, die täglich durch äußere Einflüsse gestresst ist
- der probiotische Wirkstoff BIOTILYS® stärkt die natürliche Hautbarriere und schützt die Haut
- Weißer Tee-Extrakt spendet Feuchtigkeit und schützt vor Feuchtigkeitsverlust
- Sesamöl pflegt die Haut, macht sie spürbar geschmeidiger und glatter
- die balance Pflege ist vegan, PEG-frei sowie ohne Parabene und Silikonöl



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 330 500	75 ml	Spender

GEHWOL balance Bein & Fußlotion

Regeneriert und pflegt gestresste Haut



Produktvorteile:

- ein probiotisches Pflegekonzept für Haut, die täglich durch äußere Einflüsse gestresst ist
- der probiotische Wirkstoff BIOTILYS® stärkt die natürliche Hautbarriere und schützt die Haut
- Weißer Tee-Extrakt spendet Feuchtigkeit und schützt vor Feuchtigkeitsverlust
- Sesamöl pflegt die Haut, macht sie spürbar geschmeidiger und glatter
- die balance Pflege ist vegan, PEG-frei sowie ohne Parabene und Silikonöl



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 320 500	75 ml	Spender

GERLASAN balance Handcreme

Regeneriert und schützt gestresste Haut



Produktvorteile:

- ein probiotisches Pflegekonzept für Haut, die täglich durch äußere Einflüsse gestresst ist
- der probiotische Wirkstoff BIOTILYS® stärkt die natürliche Hautbarriere und schützt die Haut
- Weißer Tee-Extrakt spendet Feuchtigkeit und schützt vor Feuchtigkeitsverlust
- Sesamöl pflegt die Haut, macht sie spürbar geschmeidiger und glatter
- die balance Pflege ist vegan, PEG-frei sowie ohne Parabene und Silikonöl



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
205 030 300	50 ml	Spender



Über den Fuß hinaus – die Körperpflege von Gerlach

Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Fußpflege. Dieses umfassende Wissen, welches man durch die Forschung über Jahre aufgebaut hat, lässt sich auf andere Bereiche der Körperpflege übertragen. Mit den Marken Gerlavit und Gerlasan bietet die Eduard Gerlach GmbH weitere Qualitätsprodukte an, die über die Fußpflege hinausgehen.



GERLAVIT® Moor Vitamin Creme

Gesichtspflege für empfindliche und trockene Haut



Produktvorteile:

- mit dem Moorpflanzenextrakt aus Torfmoos, Isländischem Moos und Engelsüß
- Moorpflanzenextrakt füllt die Feuchtigkeitsdepots der Haut auf, verbessert ihre Festigkeit und macht sie zart und geschmeidig
- Vitamin E glättet die Haut und wirkt vorzeitiger Hautalterung entgegen
- Panthenol versorgt die Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit, beruhigt sie und ist juckreizlindernd
- Weizenkeim- und Avocadoöl schützen die natürliche Hautbarriere und pflegen die Haut
- Jojobaöl macht die Haut glatt und geschmeidig
- ohne Parabene, Silikon- oder Paraffinöl und unparfümiert

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
251 080 500	75 ml	Tube

GERLASAN® Handcreme

Feuchtigkeitsspendend, hautschützend, schnell einziehend. Zur täglichen Pflege der Hände.



siehe Seite 91*

Produktvorteile:

- Formulierung aus Aloe-Vera, Jojoba, Tapioka und Harnstoff (Urea)
- mit hautberuhigendem Bisabolol und regenerationsförderndem Panthenol
- mit pilzvorbeugenden, antimikrobiellen Inhaltsstoffen für den Schutz der Hände
- pflegt und schützt strapazierte Hände intensiv, insbesondere bei häufigem Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln sowie Verwendung von Schutzhandschuhen
- lässt sich gut verteilen, zieht schnell ein und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
205 020 200	40 ml	Tube (VE = 24 Stck.)
205 020 500	75 ml	Tube
205 021 100	500 ml	Praxisdose



GERLASAN achselfrisch®

Zur milden und nachhaltigen Desodorierung

Produktvorteile:

- Kombination hautfreundlicher Deo-Stoffe, die die geruchsbildende Zersetzung des Schweißes verhütet
- die Ausbreitung schweißzersetzender Bakterien wird verhindert
- schweißzetzende Enzyme werden zuverlässig inaktiviert
- normalisiert die Schweißbildung
- wirkt nachhaltig und intensiv
- macht keine Flecken
- zeichnet sich durch gute Hautverträglichkeit aus



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
202 020 800	150 ml	Flasche



Verkaufshilfen und Werbemittel

Die starken Marken von Gerlach möchten in Ihrer Fußpflege-Praxis
oder in Ihrem Kosmetikinstitut gesehen werden.

Die Platzierung und Sichtbarkeit der Produkte unterstützen wir
mit umfassendem Material für die Verkaufsförderung und Beratung.

Sprechen Sie gerne dazu unsere Berater im Außendienst an
oder bestellen Sie direkt aus unserem Katalog!

Verkaufshilfen



Abb. Sortierung Bodenverkaufsdisplay Dienstleister

GEHWOL Bodenverkaufsdisplay

(als Dauerdisplay) Multivisage

Dieses aufmerksamkeitsstarke Platzierungselement bietet Ihren Kunden eine gute Orientierung im breiten GEHWOL Fußpflege-Sortiment.

- Standfläche (B x T) 38,8 x 35,4 cm
- Höhe ca. 179 cm
- mit 4 Etagen aus Acryl
- 8 Stück Doppelschlaufenhaken für GEHWOL Polymer-Gel, Pflaster- und Druckschutzmittel

- 1 Stück Flyerbox DIN lang aus Acryl
- individuell bestückbar

Bestell-Nr. 720 063 818

GEHWOL Regalaufsätze

Mit GEHWOL Regalaufsätzen aus Acrylglas steigern Sie die Aufmerksamkeit auf die Produkte und die Marke am Regal. Ob ein Element oder mehrere nebeneinander - es ist ein Blickfang für das Regal.

- 3 mm Acrylglas satiniert, 2 x gebogen

Maße (L x B) 30 x 4,6 cm

Bestell-Nr. 720 060 050



Flexible Produkt-Präsentation

GEHWOL Tischdisplays

- 3 mm Acrylglas farblos satiniert

Tischdisplay **groß**:

Maße (L x B x H) 36,5 x 24 x 11,5 cm

Bestell-Nr. 720 060 011

Tischdisplay **mittel**:

Maße (L x B x H) 28,8 x 21,4 x 5,5 cm

Bestell-Nr. 720 062 500



Mit GEHWOL Tischdisplays haben Sie die Möglichkeit, je nach Jahreszeit, Farbgebung oder Platz das passende Display für Ihre Praxis zu wählen. Auf Anfrage stellen wir Ihnen das Display kostenlos für die Platzierung Ihrer gekauften Produkte zur Verfügung.

Aufsteckplakate

- Aufsteckplakate für Tischdisplays:

groß

Image/ Soft Feet **Bestell-Nr.** 720 060 222

Frühling/ Sommer **Bestell-Nr.** 720 060 252

Herbst/ Winter **Bestell-Nr.** 720 061 930

GEHWOL med

Sensitive/ Express

Pflege-Schaum **Bestell-Nr.** 720 060 432



Image



Soft Feet

mittel

Image/ Soft Feet **Bestell-Nr.** 720 060 221

Frühling/ Sommer **Bestell-Nr.** 720 060 251

Herbst/ Winter **Bestell-Nr.** 720 060 920

GEHWOL med

Sensitive/ Express

Pflege-Schaum **Bestell-Nr.** 720 060 431



Frühling



Sommer



Herbst



Winter

klein

Image/ Soft Feet **Bestell-Nr.** 720 060 220

Frühling/ Sommer **Bestell-Nr.** 720 060 250

Herbst/ Winter **Bestell-Nr.** 720 061 910

GEHWOL med

Sensitive/ Express

Pflege-Schaum **Bestell-Nr.** 720 060 430



GEHWOL med
Sensitive



Express Pflege-
Schaum



Sport



Wandern

GEHWOL Deko-Faltschachteln

Unsere bedruckten Deko-Faltschachteln sind vielseitig einsetzbar. Ob als Markenbotschafter im Schaufenster oder am „Point of Sale“, mit unseren Faltschachteln wird das Produkt gut sichtbar.

- 200 % Vergrößerung von der Original-Faltschachtel

Material: 350 g/ m² Algro Design



GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet

Maße (L x B x H) 14,4 x 14,4 x 12,2 cm

Bestell-Nr. 720 293 024 | Soft Feet Butter

Maße (L x B x H) 10 x 10 x 32,4 cm

Bestell-Nr. 720 293 029 | Soft Feet Schaum

Maße (L x B x H) 10,8 x 8,6 x 34,8 cm

Bestell-Nr. 720 293 025 | Soft Feet Creme

720 293 026 | Soft Feet Lotion

720 293 027 | Soft Feet Peeling

720 293 028 | Soft Feet Pflegebad

GEHWOL / GERLAVIT BALANCE

Maße (B x H x T) 8,2 x 8,2 x 31,6 cm

balance Fußcreme, balance Bein & Fußlotion

Maße (B x H x T) 8,2 x 8,2 x 25,6 cm

balance Handcreme

Bestell-Nr. 720 293 031 balance-Set 3-tlg.



GEHWOL med

Maße (B x H x T) 10 x 10 x 32,4 cm

Bestell-Nr. 720 293 019 GEHWOL med Express Pflege-Schaum

Maße (B x H x T) 9,4 x 6,6 x 31,5 cm

Bestell-Nr. 720 293 020 GEHWOL med Hornhaut-Creme

720 293 021 GEHWOL med Lipidro-Creme

720 293 022 GEHWOL med Schründen-Salbe

Maße (B x H x T) 9,4 x 7,6 x 31,6 cm

Bestell-Nr. 720 293 023 GEHWOL med Sensitive

GEHWOL FUSSKRAFT ROT

Maße (B x H x T) 9,4 x 6,6 x 31,5 cm

Bestell-Nr. 720 293 030 | FUSSKRAFT ROT

GEHWOL Deko-Tube med Sensitive

Hochwertiger Tubenaufsteller zur Dekoration und Verkaufsförderung mit Heißfolienprägung in Silber, inklusive Aufbauanleitung.

Maße: ca. 30 x 65 cm

Material: 350 g/m² Chromokarton

Bestell-Nr. 720 296 000



GEHWOL Dekosockel

Unsere beliebte Dekorationshilfe für Ihre Warenpräsentation.

- einfache Handhabung
- universell einsetzbar
- Maße der Präsentationsfläche (L x B) 22 x 27 cm

Dekosockel mittel

Maße Standfuß (L x B x H) 16 x 16 x 24 cm

Bestell-Nr. 720 150 100

Dekosockel groß

Maße Standfuß (L x B x H) 16 x 16 x 32 cm

Bestell-Nr. 720 150 200



GEHWOL Dekowürfel 3er-Set

Modernes und aussagekräftiges Dekorations-Set für Ihre Schaufenster oder Ihren Innenbereich.

- Motiv Füße „GEMEINSAM STARK“
- geeignet als Warenträger oder Hauptdekoration
- hochwertige und stabile Verarbeitung
- schnell einsatzbereit

Maße (B x H x T) 24,5 x 24,5 x 24,5 cm

Material: 350 g/m² Cromosulfatkarton

Bestell-Nr. 720 150 300



Plakate

GEHWOL Plakate sind immer eine wertvolle Ergänzung Ihres Schaufensters. Wählen Sie aus dem aktuellen Angebot das für Sie passende Plakat aus, das Sie aufstellen oder aufhängen können.

So setzen Sie Akzente in Ihrem Schaufenster oder in Ihren Praxisräumen.

Größe der Plakate (L x B) ca. 42 x 60 cm



Image Löwe
Bestell-Nr. 720 211 150



Moor Vitamin Creme
Bestell-Nr. 720 241 801



Frühling
Bestell-Nr. 720 261 900



Sommer
Bestell-Nr. 720 262 000



Image
Bestell-Nr. 720 264 300



Herbst
Bestell-Nr. 720 262 300



Winter
Bestell-Nr. 720 262 200



GEHWOL med Sensitive
Bestell-Nr. 720 243 840



GEHWOL med Express Pflege-Schaum
Bestell-Nr. 720 243 860



balance
Bestell-Nr. 720 243 870



Soft Feet Wohlfühlmomente
Bestell-Nr. 720 243 820



Soft Feet Schaum
Bestell-Nr. 720 264 070



Soft Feet Butter
Bestell-Nr. 720 243 880



Wandern
Bestell-Nr. 720 211 420



Sportler
Bestell-Nr. 720 211 400



Druckschutz
Bestell-Nr. 720 264 350

Proben



GEHWOL Produktproben

Broschüren, Flyer und Werbemittel

Informationsmaterialien für Ihre Kunden.



GEHWOL Diabetesratgeber
Bestell-Nr. 720 662 603

GEHWOL Broschüre Kinderfüße
Bestell-Nr. 720 661 750

Beratungskarte GEHWOL med
Bestell-Nr. 720 050 101



GEHWOL Verbraucherinfos
Bestell-Nr. 720 410 000
GEHWOL FUSSKRAFT Verbraucherinfo
Bestell-Nr. 720 410 100



GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Produktinfos



GEHWOL, GERLAVIT und balance Produktinfos



GEHWOL Bonusheft
Bestell-Nr. 720 902 900



GEHWOL Terminkärtchen
Bestell-Nr. 720 030 000



GEHWOL Therapie-Kalender
Bestell-Nr. 720 040 100

Werbemittel



GEHWOL Bluterplakat
Bestell-Nr. 720 210 000



Geschäftszeitenaufkleber
Bestell-Nr. 720 120 300



GEHWOL Behandlungskarteikarten
Bestell-Nr. 318 100 000




GEHWOL Fensteraufkleber
transparent, farbig bedruckt
Größe: 35 x 14 cm
Bestell-Nr. 720 121 800



Fußpflegepraxis
Größe: 42 x 60 cm
Bestell-Nr. 720 122 101



GEHWOL Aufkleber Hände-Hygiene
Größe: DIN A4
Bestell-Nr. 720 121 100



GEHWOL Behandlungstuch
Größe: 64x64 cm
Bestell-Nr. 720 130 000



GEHWOL Reinigungs- und Desinfektionsplan, Größe: DIN A4
Bestell-Nr. 720 902 803



GEHWOL Geschenkgutschein
Briefform, Format: DIN lang
Bestell-Nr. 720 662 200

GEHWOL Tragetasche Papier
Bestell-Nr. 720 071 009



Raumdekoration



Blechschild

Blechschilder stehen für Langlebigkeit und Qualität. Eine Werbeform, die Blicke auf sich zieht und lange in Erinnerung bleibt.

Maße (L x B) 30 x 40 cm
Material Stahlblech ca. 0,5 mm
Produktion „Made in Germany“

Bestell-Nr. 720 060 500



GEHWOL Funk-Wanduhr mit schwebender Sekunde

Das attraktive Werbemittel mit Zweitnutzen: Mit den GEHWOL Wanduhren sind Sie und Ihre Kunden immer auf der Höhe der Zeit.

30 cm Durchmesser

Bestell-Nr. 720 140 050 (Funk)

Vorschläge für Schaufenster-Dekoration



Für eine Schaufenster-Dekoration mit GEHWOL oder GEHWOL med Produkten empfehlen wir eine Schaufensterbreite zwischen 100 und 120 cm.

Plakate, Podeste sowie Deko-Faltschachteln stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Hinweis: Bild-, Produkt-, Farbabweichungen und Preisänderungen vorbehalten. Für drucktechnische Farbabweichungen, Satzfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.



Werbeleuchten



GEHWOL Außenleuchte

Abmessungen: 790 x 575 x 130 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

- Werkstoff: weißes Acrylglas, beidseitig bedruckt, hochwertiger Aluminiumrahmen
- Beleuchtung: nach geltender VDE/CE, 6 Power LED-System, 2,4 Watt inklusive Konverter
- Befestigung: seitliche Profilhalterung für Wandmontage

Fläche für individuelle Kundenbeschriftung.

Die Fronten sind bei Bedarf leicht austauschbar.

Maße (B x H x T) 79 x 57,5 x 13 cm

Bestell-Nr. 720 110 002

Damit man Sie gut findet

Die GEHWOL Außenleuchte setzt unübersehbar Zeichen für Fußpflegekompetenz, weist den Weg dahin und sorgt in der dunklen Jahreszeit für Signalwirkung. Entscheiden Sie sich für dieses starke Aushängeschild für Ihre Praxis!



Diese werbewirksame, hochwertige Außenleuchte mit Ihrem Geschäftsnamen stellt Ihnen GERLACH zu außerordentlich günstigen Bedingungen zur Verfügung.

Sprechen Sie gerne dazu unsere Berater im Außendienst an!

Partnerschaftspflege

Unser Magazin für Ihre Praxis:
FUSSPFLEGE AKTUELL



Seit mehr als 20 Jahren ist das Magazin FUSSPFLEGE AKTUELL ein wichtiges Element unserer Partnerschaftspflege. Drei Mal jährlich kontaktieren wir Sie, unsere Fachhandelspartner, über dieses Medium und informieren über alles Neue, Innovative, Relevante und Interessante rund um die Fußpflege, den Markt der Fußpflege sowie über unser Unternehmen.

Ob neue Gerlach Produkte, ein Trend oder ein wichtiges Geschehen aus dem Unternehmen – jedes Heft hat eine Titelstory und lädt den Leser ein, mehr zu erfahren. Verschiedene Storys zum Thema Fuß, Fußpflege oder einfach aus dem Alltag der Menschen, bei denen die Füße eine tragende Rolle spielen, bereichern das Heft. Das Magazin greift regelmäßig Weiterbildungsthemen auf und bietet Expertise aus erster Hand. Wir lassen Sie auch an Ergebnissen aus diversen Marktforschungen teilhaben, die wir regelmäßig durchführen lassen. So erfahren Sie über Fußpflegetrends oder die wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Diabetes, die durch den GEHWOL Diabetes Report erhoben werden. Darüber hinaus geben wir Ihnen Tipps zur Verkaufssteigerung oder Gestaltung Ihrer Praxis, Ihres Salons oder Kosmetikinstitutes.

Jedes Heft enthält ein Flyer, in dem wir für Sie aktuelle, attraktive Aktionsangebote zusammengestellt haben.

Bekommen Sie noch keine FUSSPFLEGE AKTUELL?
Bestellen Sie diese gern bei unserem Vertriebsinnendienst!

Kundenpflege

Unser Magazin für Ihre Kunden:
GEHWOL JOURNAL



Haut und Haare schauen sich die Menschen jeden Tag im Spiegel an, sie kontrollieren das Gewicht.
Die Fußpflege beschränkt sich aber oft auf Nägel schneiden.
Warum kümmern wir uns um den Rest des Körpers, aber wenig bis gar nicht um unsere Füße?
Die Füße sind es doch, die uns sicher durch das Leben tragen.

Ihre Kunden haben es schon mal zu Ihnen in die Praxis geschafft. Jedoch sollte das Bewusstsein für die Fußpflege weiter gestärkt werden. Dazu trägt unser Magazin GEHWOL JOURNAL bei. Zwei Mal pro Jahr finden Ihre Kunden interessante und nützliche Themen in unserem Kundenmagazin. Kundenbindung und Imagepflege liegen uns sehr am Herzen. Deshalb informieren wir auch Ihre Kunden über Produkte und Neuentwicklungen. Über das Magazin transportieren wir aber auch die Identität des Unternehmens und bieten den Kunden einen Einblick in das Unternehmensgeschehen. Das schafft Vertrauen.

Entscheiden Sie, welche Menge des kostenlosen Kundenmagazins Sie für Ihre Praxis benötigen.
Mit Ihrem Praxisstempel können Sie gleich das GEHWOL JOURNAL personalisieren.
Überreichen Sie Ihren Kunden etwas Besonderes in Zeiten der Digitalisierung.

ROTIERENDE
INSTRUMENTE



SPANGEN-
TECHNIK



WUND-
VERSORGUNG



AMBULANTE
FUSSPFLEGE



GERLACH
TECHNIK



SONSTIGE
INFORMATIONEN



ORTHONYXIE-
BEDARF



INSTRUMENTE



HYGIENE



PRAXIS-
EINRICHTUNGEN



Inhalt

Wir gemeinsam.

Lassen Sie uns miteinander arbeiten, zum Wohle dessen, der im Mittelpunkt steht: Ihr Kunde. Er erwartet Hilfe zur Linderung seiner Fußprobleme und möchte sich in einer angenehmen Umgebung wohlfühlen.

Nur wenn das gelingt, wird er zum Stammkunden, für den die regelmäßige Fußpflege genauso selbstverständlich wird, wie der Besuch des Frisérs um die Ecke.

Gemeinsam können wir helfen.

Sie durch professionelle Arbeit am Fuß. Wir durch Fußpflegepräparate, die Ihre Therapie gezielt unterstützen und durch Technik, die professionelles Arbeiten erst ermöglicht.

Hinweis:

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Die aktuelle Fassung ist nachzulesen im Internet unter: www.gehwol.de/kontakt/geschaeftsbedingungen

- 152 Fußpflege im Wandel
- 154 Das Gute besser machen
- 156 GERLACH Fußpflegeschränk JUPITER

-
- 158 Praxiseinrichtungen
 - 160 Behandlungseinheiten / Fußpflegeschränke
 - 172 Fußpflegegeräte / Zubehör
 - 186 Patienten- / Arbeitsstühle
 - 204 Arbeitsleuchten
-

- 210 Ambulante Fußpflege

-
- 220 Hygiene für Sicherheit und Vertrauen
 - 224 Sterilisation / Autoklaven / Heißluftsterilisation
 - 243 Ultraschall-Reinigung / Desinfektion / Persönlicher Schutz
-

- 274 Wundversorgung / Pflaster- und Verbandmaterial
-

- 286 **Instrumente**
Zangen / Scheren / Pinzetten / Skalpelle /
Klingen / Spezialinstrumente
-

- 339 Nagelkorrektur-Systeme
-

- 359 Orthonyxiebedarf
 - 369 Lehr- und Anschauungsmaterialien
-

- 376 **Rotierende Instrumente**
Bohrer und Fräser / Schleifkörper / Zubehör /
Fräser-Sets / Bohrerständer / Bürsten
-

- 421 Sonstige Informationen
- 422 Arzneimittelinformationen / Pflichttexte
- 424 Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen
- 427 Stichwortregister

Fußpflege im Wandel

Seit über 150 Jahren begleitet das Haus Gerlach als Partner die Fußpflege, greift Impulse auf, die aus der Praxis kommen, und entwickelt daraus ein bedarfsgerechtes Angebot für den Profi. Die Dachmarken GEHWOL und GERLACH Technik stehen traditionell für Pionierleistungen – im Präparate-Bereich ebenso wie bei der Praxisausstattung. In dem ständigen Bemühen, die Arbeitsbedingungen bei der Fußpflege zu verbessern, setzen wir auf Innovation und umfassenden Service.

Unser Ziel ist es, Interessierten beratend zur Seite zu stehen, deshalb soll unser Programm nicht durch unnötige Vielfalt verwirren. Vielmehr bestimmen erfahrene Praktiker die Auswahl der Instrumente und Einrichtungen für das Gerlach Angebot. Mit ihrer Hilfe entstand ein praxisgerechtes, zeitgemäßes Programm, das allen Anforderungen einer modernen medizinischen und kosmetischen Fußpflege gerecht wird.

Bis in die 60er Jahre wurden fast ausschließlich nicht motorgetriebene Instrumente in der Fußpflege eingesetzt. Die Patientensühle waren in der Höhe kaum verstellbar und die Behandler saßen in gebückter, ungesunder Haltung vor dem Kunden. Der Apparateinsatz in der Fußpflege begann mit langsam laufenden Wellengeräten und dicken, schweren Motorhandstücken. Schleifstaub war ein ungelöstes Problem und Hygiene im medizinischen Sinne wurde nicht betrieben. Schlecht ausgeleuchtete Arbeitsplätze verdarben die Augen und gefährdeten den behandelten Fuß. Kurz: Es war ein unbequemes, mühsames und sogar gesundheitsschädliches Geschäft.

Heute steht innovative, zukunftsweisende Technik im Dienst der Fußpflege. Ergonomisch durchdachte und formschön gestaltete Einrichtungen erleichtern die Arbeit und machen sie für Kunden und Behandler sicher und angenehm.



Das Haus GERLACH hat diese Entwicklung wesentlich beeinflusst und vorangetrieben. Seit 1965 machte sich GERLACH Technik mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Geräten, Instrumenten und Einrichtungen einen Namen.

Bereits 1970 kam das erste Gerlach Fußpflegegerät mit Mikromotorhandstück und Fliehkraftkupplung auf den Markt.

Es folgte der erste Fußpflegeschränk mit integrierter Staubabsaugung – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gesundheitsvorsorge mit Hilfe der Fußpflege-Technologie.

In den folgenden Jahren wurden die Mikromotoren zunehmend leistungsfähiger, vibrationsärmer und erbrachten immer höhere Drehzahlen. Besser ausgewuchtete Fräser, Bohrer und Schleifer verminderten die unangenehmen Vibrationen zusätzlich. Gleichzeitig konnten die Handstücke leichter und schlanker gebaut werden.

1969



1970



1970



1974



1978



1983



1988



Weitere Arbeitserleichterungen brachten z. B. die 1984 von Gerlach ein geführte patentierte Einhebel-Schnellspannvorrichtung und die einfachen, übersichtlichen Bedienmöglichkeiten. Vorrichtungen zum Absaugen des gesundheitsgefährdenden Schleifstaubes arbeiten heute leistungsstark und leise. Für Feinarbeiten stehen Mikromotorhandstücke mit Spraytechnik zur Verfügung. Ein feiner Sprühnebel bindet den Schleifstaub und kühlt gleichzeitig das Arbeitsfeld. Fräsen und Schleifen bei hohen Umdrehungszahlen wird so für den Patienten angenehm und schmerzfrei, für den Fußpfleger zeitsparend und sicher.

Moderne „zwei in eins“-Schränke bieten seit 1993 die Möglichkeit, je nach durchzuführender Arbeit und Fräsergröße zwischen Absaug- und Spraytechnik zu wählen. Die ansprechende Optik der Schränke ist dabei immer mit Bequemlichkeit und Funktionalität verbunden. GERLACH Fußpflegeschränke machen die moderne Technik griffgerecht zugänglich für angenehmes Arbeiten mit kurzen Wegen für die Hand.

Für mehr Komfort, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Fußpflege sorgen die unter ergonomischen Gesichtspunkten entwickelten Patientenstühle.

Mit ihrer Hilfe kann schmerzhaften Verspannungen und Rückenschäden vorgebeugt werden. Durch Höhen- und Neigungsverstellung sowie einstellbare Bein- und Fußstützen wird der Fuß in eine für die jeweilige Arbeit optimale Position gebracht. Der Fußpfleger arbeitet mit geradem Rücken, ermüdungsfrei und ohne Zwangshaltungen.

Auch der richtige Arbeitsstuhl trägt zur Erhaltung der Gesundheit bei. Wegweisend ist hier der Pending-Stuhl:





Fußpflegegerät
damals und heute


Durch seine flexibel gelagerte Sitzfläche sorgt er automatisch für eine korrekte Haltung und optimale, schonende Druckverteilung auf die Bandscheiben. Schwingungen im Pulsrhythmus verbessern zusätzlich die Durchblutung und trainieren die Muskulatur.

Den Kundenanforderungen und Wünschen gerecht zu werden, zählt selbstverständlich zu unserer Philosophie. Wir bieten ein breites Sortiment an Produkten, welches den Bedürfnissen jedes Kunden bestmöglich Rechnung trägt. Dazu gehört auch das Angebot von Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG), welche die Zweckbestimmung haben, am Menschen zur Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder Verletzungen angewendet zu werden.

Der Einsatz solcher Medizinprodukte empfiehlt sich insbesondere für Anwendungen im Bereich der medizinischen Fußpflege. Die entsprechende Einstufung der jeweiligen Produkte als Medizinprodukte mit medizinischer Zweckbestimmung wird aus der Darstellung des jeweiligen Produktes in diesem Katalog ersichtlich.

Der vorliegende Katalog soll mit seiner übersichtlichen Aufteilung, die eine leichte Orientierung ermöglicht, und seinen ergänzenden Informationen dem Leser echte Empfehlungen geben und Entscheidungshilfen bieten.





© adobe stock | Worawut

Das Gute besser machen!

Unser Bestreben nach Innovation

Das neue Absauggerät TITAN von GERLACH TECHNIK hat es gezeigt: Durch Innovationen lässt sich Gutes weiter verbessern. Das Fußpflegegerät hat nicht nur die formellen Hürden der Medizinproduktezulassung gemeistert, sondern erfüllt auch ganz praktische Ansprüche: Details, die Ihren Arbeitsalltag spürbar verbessern.

Wenn schon etwas Neues, dann aber richtig – so lautete das Motto bei der Entwicklung des neuen Absauggerätes TITAN. Ziel der Entwicklung war nicht nur ein formelles Medizinprodukt, sondern eine echte Innovation, die sich an ganz konkreten Bedürfnissen der Anwender orientiert. „Das entspricht unserer Philosophie, Impulsgeber und Vorreiter im Markt der Fußpflege zu sein“, erläutert Timor Gerlach-von Waldthausen, Geschäftsführer der Eduard Gerlach GmbH. „Das Unternehmen entstand aus der Idee für eine Innovation. Damals war es der GEHWOL FUSSKREM, eine Antwort auf die zunehmende Fußbelastung der Menschen in jener frühindustriellen Epoche“.

In der modernen Fußpflegepraxis sind es andere Bedürfnisse, aber der Leitgedanke ist der Gleiche: Der gesamte Entwicklungsprozess wird von der Frage getragen: Was können wir besser machen, was hilft dem Fußprofi? So suchten die Gerlach-Entwickler beim TITAN zum Beispiel nach Dämmkomponenten, um die Geräuschemission des Gerätes im Leistungsbetrieb so weit zu reduzieren, dass „leise“ nicht nur eine Dezibel-Zahl darstellt, sondern für den Anwender ein hörbares Erlebnis – eine Erfahrung in punkto Arbeitskomfort. Auch sollte das Gerät Ideen für die Handhabung

Die geringe Lautstärke für eine entspannte Atmosphäre, durchgängige Glasfront und Slider-Touch-Bedienung für hygienisches Reinigen sowie hohe Absaugleistung mit konstant hoher Kraft in allen Drehzahlbereichen machen den Titan zur echten Innovation.

aufgreifen, die dem Anwender aus seinem Alltag vertraut sind. Einfach, übersichtlich und unkompliziert sollte das Gerät bei all seiner Leistungsstärke sein. Die Mühe hat sich gelohnt. Höchste Hygienestandards durch die durchgängige Glasfront für die hygienische Reinigung, leises Arbeiten oder die innovative Bedienfront mit Slider-Touch-Display etwa zeigen, dass praktische, den Arbeitsalltag des Fußprofis unterstützende Ansprüche umgesetzt werden konnten. Der TITAN hat alle Herausforderungen gemeistert und hilft als echte Innovation, Ihren Arbeitsalltag einfacher und entspannter zu machen.

Qualitätsstandards nachweisen

Formell wurde der TITAN als Medizinprodukt der Klasse IIa zugelassen. Ein Prozess, der ebenfalls viel Zeit brauchte. Zunächst muss der Hersteller durch das Konformitätsbewertungsverfahren nachweisen, dass alle Richtlinien und die darin vorgegebenen grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen eingehalten wurden. Als Basis dafür diente ein Baumuster, welches dem späteren Produkt entspricht. Um das umsetzen zu können, braucht es nicht nur ein Qualitätsmanagement-System, sondern vor allem eine detaillierte Dokumentation. Das wiederum wird von einer im Vorfeld benannten Stelle geprüft. Da alles passte, konnte die bekannte CE-Kennzeichnung am Gerät angebracht werden und die Registrierung erfolgen.




Wenn Sie das innovative Fußpflege-Absauggerät TITAN entdecken möchten, schauen Sie sich das Video an! Denn Bilder sagen mehr als tausend Worte. Haben Sie den TITAN bereits im Einsatz? So zeigt Ihnen ein weiteres Video, wie Sie die Handstückreinigung Ihres Fußpflegegerätes durchführen.

GERLACH FUSSPFLEGESCHRANK JUPITER






Abgeflachte Kanten



UV-Fach zur keimarmen Lagerung der Instrumente direkt am Arbeitsplatz



Hochglänzende, unempfindliche Front in POLYGLOSS SR



Durchlaufende Griffleisten im Schubladenbereich



Praxiseinrichtungen von GERLACH TECHNIK

Für Ihren professionellen Auftritt spielt neben einer kompetenten und individuellen Beratung die Praxisausstattung eine wichtige Rolle. Das Portfolio von GERLACH TECHNIK umfasst Fußpflegegeräte, -schränke sowie ganze Behandlungseinheiten. Für ergonomisches Arbeiten wählen Sie einen passenden Arbeitsstuhl und für Ihre Kunden einen bequemen Patientenstuhl aus. Mit GERLACH TECHNIK Produkten investieren Sie in eine Praxisausstattung, die einen professionellen Eindruck vermittelt und zugleich eine Wohlfühlatmosphäre für Sie und Ihre Kunden schafft.

FUSSPFLEGESCHRÄNKE

In der Fußpflegepraxis gehört der Schrank zum unverzichtbaren Ausstattungsgegenstand.

Um effizientes Arbeiten zu ermöglichen, kommt es bei Konstruktion und Bau auf viele Details sowie Präzision an. GERLACH TECHNIK bietet Ihnen eine Auswahl an Fußpflegeschränken, die Ihren täglichen Anforderungen entsprechen und sich gut in Ihre Praxisumgebung integrieren lassen. Durchdachte Konstruktionen ermöglichen zudem die hygienische Aufbewahrung der Instrumente und aller weiteren Utensilien.

Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2



Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2 mit UV-Fach, Front: icy white

Produktdetails:

- elektronisch regelbare Absaugleistung von 140 bis 350 l/min – stufenlos regelbar
- besonders starke Miele-Staubabsaugung, 99,99 % Feinstaubfiltration, Hygienesicherheit durch automatischen Staubbeutelverschluss
- Elektromikromotor-Handstücke mit Automatikspannung und integrierter Sprayleitung im Sprayhandstück
- sehr leise laufender Kompressor, 500 ml Spraytank
- konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert
- Drehzahlen der Handstücke getrennt abspeicherbar
- Spraymenge und Absaugleistung individuell einstellbar
- je Handstück 3 Drehzahlen programmierbar
- Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten im Fußbereich
- 25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld
- kabelloser Fußschalter mit 3 Funktionen für Fräser und Spray EIN/AUS sowie Trockenbläser
- staubdichte Schubladen als Vollauszüge mit komfortablen Airmatic Dämpfungssystem und hochglänzenden, unempfindlichen Fronten
- hochwertige, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte – leicht zu reinigen und zu pflegen
- voll ausziehbares UV-Fach (1 x 15 Watt) zur keimarmen Lagerung der Instrumente direkt am Arbeitsplatz
- in verschiedenen Farben erhältlich

Technische Daten:

Außenmaße: B 90 cm (ohne Anbauten) x H 76,5 cm (inkl. Rollen) x T 50 cm

Gewicht: 89 kg

Drehzahl Absaughandstück: 5.000 – 42.000 U/min

Drehzahl Sprayhandstück: 2.200 – 42.000 U/min

Handstückgewicht des Absaughandstücks: 150 g

Handstückgewicht des Sprayhandstücks: 190 g

Lieferumfang:

3 Tablett, 3 Fräserkästen, Handstückhalterung, 1 Servicepack, 1 Handstück, 1 Schlauchhalter, 1 Schubladeneinsatz, 4 Staubbeutel, 1.000 ml GERLACH Spraylösung, 1.000 ml GERLACH AquaSpray

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Jupiter Duomatic S 2, basalt grau	301 878 251
Jupiter Duomatic S 2, icy white	301 878 252
Jupiter Duomatic S 2, seidengrau	301 878 256
Zubehör	
GERLACH Spraylösung 5.000 ml	314 191 300
GERLACH AquaSpray 5.000 ml	314 201 300
Staubbeutel HyClean (Packungsinhalt 4 Stück)	301 852 010



Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2 MINI, Front: icy white

Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2 MINI

Produktdetails:

- elektronisch regelbare Absaugleistung von 140 bis 350 l/min – stufenlos regelbar
- besonders starke Miele-Staubabsaugung, elektronisch regelbar, 99,99 % Feinstaubfiltration, Hygienesicherheit durch automatischen Staubbeutelverschluss
- Licht-Sprayhandstück mit integrierter Sprayleitung
- sehr leise laufender Kompressor, 500 ml Spraytank
- Elektromikromotor-Handstücke mit Automatikspannung für einen schnellen und leichten Fräserwechsel
- konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert
- Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten im Fußbereich
- übersichtliches, um 25° geneigtes Bedienfeld für eine einfache Bedienung – besonders leicht zu reinigen
- Drehzahlen der Handstücke getrennt abspeicherbar
- Spraymenge und Absaugleistung individuell einstellbar
- je Handstück 3 Drehzahlen programmierbar – auf Wunsch mit der Spray-/Absaugleistung kombinierbar
- staubdichte Schubladen als Vollauszüge mit komfortablen Airmatic Dämpfungssystem und hochglänzenden, unempfindlichen Fronten
- hochwertige, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte – leicht zu reinigen und zu pflegen
- in verschiedenen Farben erhältlich

Technische Daten:

Außenmaße: B 35 cm (ohne Anbauten) x H 76,5 cm (inkl. Rollen) x 50 cm
 Gewicht: 44,5 kg
 Drehzahl Absaughandstück 5.000 – 42.000 U/min
 Drehzahl Sprayhandstück 2.200 – 42.000 U/min
 Handstückgewicht des Absaughandstücks: 150 g
 Handstückgewicht des Sprayhandstücks: 190 g

Lieferumfang:

1 Handstückhalterung, 1 Servicepack Handstück, 1 Schlauchhalter,
 1.000 ml GERLACH Spraylösung, 1.000 ml AquaSpray

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Jupiter Duomatic S 2 MINI, basalt grau	301 878 253
Jupiter Duomatic S 2 MINI, icy white	301 878 254
Jupiter Duomatic S 2 MINI, seidengrau	301 878 257
Zubehör	
Leuchtenhalter universal	701 506 503
GERLACH Spraylösung 5.000 ml	314 191 300
GERLACH AquaSpray 5.000 ml	314 201 300
Staubbeutel HyClean (Packungsinhalt 4 Stück)	301 852 010

Beistellschrank für JUPITER Duomatic S 2 MINI

Produktdetails:

- staubdichte Schubladen als Vollauszüge mit komfortablen Airmatic Dämpfungssystem und hochglänzenden, unempfindlichen Fronten
- hochwertige, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte – leicht zu reinigen und zu pflegen
- UV-Fach (1 x 15 Watt) zur keimarmen Lagerung der Instrumente direkt am Arbeitsplatz
- Feststellrollen für eine sichere Positionierung des Schrankes



Fußpflegeschrank JUPITER Duomatic S 2 MINI und Beistellschrank, Fronten: icy white

Technische Daten:

Außenmaße:

B 63 cm (ohne Anbauten) x H 75,5 cm (inkl. Rollen) x T 50 cm

Gewicht: 66 kg

Lieferumfang:

3 Instrumententablets, 3 Fräserkästen, 1 Schubladeneinsatz

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Gerlach Beistellschrank für Jupiter Duomatic S 2 MINI, basalt grau	301 878 520
Gerlach Beistellschrank für Jupiter Duomatic S 2 MINI, icy white	301 878 521
Gerlach Beistellschrank für Jupiter Duomatic S 2 MINI, seidengrau	301 878 522

Fußpflegeschränk AT/NT clean



Fußpflegeschränk AT/NT clean mit SIRIUS NT MICRO. Front: icy white

Produktdetails:

- 63 cm breites UV-Fach (1 x 15 Watt) zur keimarmen Lagerung der Instrumente direkt am Arbeitsplatz
- sehr hochwertige, aufklappbare, extrem langlebige, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte – leicht zu reinigen und zu pflegen
- staubdichte Schubladen als Vollauszüge mit komfortablen Airmatic Dämpfungssystem und hochglänzenden, unempfindlichen Fronten
- herausnehmbarer Schubladeneinsatz für Instrumentenablage
- herausziehbares Gerätetablar mit Instrumentenablage
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Feststellrollen für eine sichere Positionierung des Schränkes
- in verschiedenen Farben erhältlich

Technische Daten:

Außenmaße: B 62,5 cm (ohne Anbauten) x H 74 cm (inkl. Rollen) x T 48 cm

Gewicht: 57,1 kg

Lieferumfang:

3 Instrumententablets, 3 Fräserkästen, 1 Schubladeneinsatz,
1 Handstückhalter ohne Einsatz

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
AT/NT clean, icy white	301 877 756
AT/NT clean, basalt grau	301 877 757
AT/NT clean, seidengrau	301 877 758
Zubehör	
Leuchtenhalter universal	701 506 503
Handstückhaltereinsatz SATURN/LUNA	701 875 004
Handstückhaltereinsatz SIRIUS/PUCK	701 875 005
Handstückhaltereinsatz TITAN	701 875 007

Fußpflegeschränk AT/NT clean mini



Produktdetails:

- besonders geeignet für kleinere Praxen
- staubdichte Schubladen als Vollauszüge mit komfortablen Airmatic Dämpfungssystem und hochglänzenden, unempfindlichen Fronten
- hochwertige, aufklappbare, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte – leicht zu reinigen und zu pflegen
- herausziehbares Gerätetablar mit Instrumentenablage
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Feststellrollen für eine sichere Positionierung des Schrankes
- in verschiedenen Farben erhältlich

Fußpflegeschränk AT/NT clean mini mit SIRIUS NT MICRO, Front: seidengrau

Technische Daten:

Außenmaße: B 49,5 cm x H 76 cm x T 49 cm (ohne Anbauten, inkl. Rollen)

Gewicht: 45,3 kg

Lieferumfang:

Handstückhalter ohne Einsatz

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
AT/NT clean mini, icy white	301 879 100
AT/NT clean mini, seidengrau	301 879 110
Zubehör	
Leuchtenhalter universal	701 506 503
Handstückhaltereinsatz SATURN/LUNA	701 875 004
Handstückhaltereinsatz SIRIUS/PUCK	701 875 005
Handstückhaltereinsatz TITAN	701 875 007

Fußpflegeschränk SMALL



Produktdetails:

- besonders geeignet für kleinere Praxen
- Arbeitsplatte mit Schwallrand, schlag- und kratzfest
- herausziehbares Gerätetablar mit Instrumentenablage
- wasserdichte Schubladen als Vollauszüge mit komfortablen Airmatic Dämpfungssystem
- Schubladeninnenteile einteilig (ohne Fugen und Ritzen) – leicht zu reinigen
- Handstückhalter für Rechts- und Linkshänder montierbar
- Befestigungsmöglichkeit für Lampe rechts und links am Schränk
- Feststellrollen für eine sichere Positionierung des Schränkes
- in verschiedenen Farben erhältlich

Fußpflegeschränk SMALL für Rechtshänder, mit LUNA AT MICRO, Front: grau-metallic

Technische Daten:

Außenmaße: B 49,5 cm x H 76 cm (inkl. Rollen) x T 49 cm

Gewicht: 35 kg

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
SMALL - Vollauszug, grau-metallic	301 877 651
SMALL - Vollauszug, astralsilber	301 877 661
Zubehör	
Handstückhalter (ohne Einsatz)	701 875 006
Handstückhaltereinsatz SATURN/LUNA	701 875 004
Handstückhaltereinsatz SIRIUS/PUCK	701 875 005
Handstückhaltereinsatz TITAN	701 875 007
Halterung für Edelstahlbehälter	301 525 003
Edelstahlbehälter	317 100 500

Behandlungseinheit LUNAR



Medizinprodukt

Farbe der Behandlungseinheit lichtgrau (mit Modul LUNAR XB)
Abb. mit Waldmann Ringlupenleuchte LED Basic

Produktdetails:

- individualisierbar dank Modulbauweise
- Schrankmodule können rechts oder links montiert werden
- mit hängenden Schläuchen (XF) oder herausziehbaren Peitschen (XB) erhältlich
- Behandlungsstuhl ARCADIA-X über die Anlage steuerbar
- über zwei Achsen drehbarer Modularm zur optimalen Arbeit direkt am Fuß
- zusätzliche Schränke mit unterschiedlicher Aufteilung auf Anfrage lieferbar
- Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten im Fußbereich
- Touch-Bedienfeld
- getaktete Sprayfunktion und automatische Sprayabschaltung
- stufenlose Regelung der Umdrehungszahl (1.000 – 40.000 U/min)

Technische Daten:

Maße: B 79 cm x H 92 cm bzw.
114 cm x T 64 cm
Gewicht: 90 kg

Zubehör:

314221200	Spraywasser-Entkeimungsmittel ALPRON
317109200	Lubrimed Handstückschmiermittel
317109600	Pflegemittel Lubrifluid
317110000	Reinigungsmittel Spraynet



Modul LUNAR XF

Produktbezeichnung

Bestell.-Nr.

Lunar Behandlungseinheit

Behandlungseinheit ATLAS



Medizinprodukt

Farbe der Behandlungseinheit ATLAS lichtgrau
Abb. mit Waldmann Ringlupenleuchte LED Basic

Produktvorteile:

- individualisierbar dank Modulbauweise
- die geringe Außenmaße von lediglich 79 x 48 cm
- Arbeitsplatte aus Corian – besonders hygienisch
- staubdichte Schubladen mit abgerundeten Innenecken
- über ein Achse drehbarer Modularm
- integriertes Funkmodul, welche eine Steuerung eines STERN PODIA Behandlungsstuhls über das Bedienfeld der Behandlungseinheit ermöglicht
- Touchscreen
- getaktete Sprayfunktion und automatische Sprayabschaltung
- stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit von Turbine und Winkelhandstück mittels Fußschalter AS möglich
- Absaugung über das Turbinenhandstück optional
- komfortabler Fußschalter AS zur stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung des Mikromotors
- Chip-Blower-Funktion (Spanbläser)

Technische Daten:

Maße: B 79 cm x H 74 cm x T 48 cm
Gewicht: 80 kg



Modul ATLAS



Produktbezeichnung

Bestell.-Nr.

Atlas Behandlungseinheit

Die GERLACH Fußpflegeschränke auf einen Blick


Modell	SMALL	AT/NT clean mini	AT/NT clean
Breite ohne Anbauten, ohne Lampenbefestigung Höhe inklusive Rollen	Breite: 49,5 cm Höhe: 76,0 cm Tiefe: 49,0 cm	Breite: 49,5 cm Höhe: 76,0 cm Tiefe: 49,0 cm	Breite: 62,5 cm Höhe: 74,0 cm Tiefe: 48,0 cm
Gewicht	35 kg	45,3 kg	57,1 kg
passendes Gerät	PUCK, SATURN, LUNA oder SIRIUS, TITAN	PUCK, SATURN, LUNA oder SIRIUS, TITAN	PUCK, SATURN, LUNA oder SIRIUS, TITAN
Farbe - Korpus/Arbeitsplatte	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau
Farbe - Front	grau-metallic, astralsilber	seidengrau, icy white	basalt grau, seidengrau, icy white
UV-Fach	ohne	ohne	enthalten
Schubladen-Dämpfungssystem	enthalten	enthalten	enthalten
Fußschalter	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch
Nähere Beschreibung	Seite 167	Seite 166	Seite 165

Alle Preise ohne MwSt. Erfragen Sie unsere aktuellen Leasing-Raten.

Farbskala für Fußpflegeschränke

AT/NT clean; Jupiter Duomatic, Front: hochglanz


basalt grau



seidengrau



icy white



SMALL; Front: matt

grau-metallic



astralsilber



Die GERLACH Fußpflegeschränke auf einen Blick

Modell	Jupiter Duomatic S2 mini	Jupiter Duomatic S2
Breite ohne Anbauten, ohne Lampenbefestigung Höhe inklusive Rollen	Breite: 35,0 cm Höhe: 76,5 cm Tiefe: 50,0 cm	Breite: 90,0 cm Höhe: 76,5 cm Tiefe: 50,0 cm
Gewicht	42 kg	89 kg
passendes Gerät	kompl. inklusive Absaugung und Spraytechnik	kompl. inklusive Absaugung und Spraytechnik
Farbe - Korpus/Arbeitsplatte	lichtgrau	lichtgrau
Farbe - Front	basalt grau, seidengrau, icy white	basalt grau, seidengrau, icy white
UV-Fach	enthalten	enthalten
Schubladen-Dämpfungssystem	enthalten	enthalten
Fußschalter	inkl. kabellosem Fußschalter	inkl. kabellosem Fußschalter
Nähere Beschreibung	Seite 163	Seite 162

Alle Preise ohne MwSt. Erfragen Sie unsere aktuellen Leasing-Raten.



FUSSPFLEGEGERÄTE

Auch Fußpflegegeräte gehören zu den unverzichtbaren Ausstattungsgegenständen jeder Praxis. Dabei spielen hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit eine zentrale Rolle. Ob Absaug- oder Spraytechnik - aus dem GERLACH TECHNIK Produktprogramm wählen Sie ein Gerät, welches Ihren täglichen Anforderungen in der Praxis gerecht wird.



Medizinprodukt

Abb. Gehäusefarbe in lichtgrau



Für mobiles Arbeiten kann der TITAN im Koffer Fußpflege-Ambulanz mitgenommen werden

Fußpflege-Absauggerät TITAN von GERLACH TECHNIK

Medizinprodukt Klasse IIa

Produktvorteile:

- auffallend leise mit nur 32 bis 45 (max. Leistung) dB(A)
- konstant hohe Kraft in allen Drehzahlbereichen
- Frontbedienung aus Glas mit Slider-Touch-Panel
- Glasfront mit 15° Neigung für optimale Sicht und Bedienung
- einfache Reinigung / Desinfektion
- deutliche Geschwindigkeitsanzeige
- Ein-/Aus-Schalter am Handstück
- Änderung der Drehrichtung des Fräasers durch einfaches Tippen auf das Fräser-Drehrichtungssymbol
- Automatik-Fräserspannung für einen besonders komfortablen Fräserwechsel
- oval geformtes Handstück für ergonomisches Arbeiten
- Entlastung des Handgelenks durch drehbaren Schlauch am Handstück
- geriffelte Grifffläche für rutschfesten Halt des Handstücks
- langlebige, wartungsfreie (bürstenlose) Motoren im Handstück und in der Absaugereinheit
- großer Staubbeutel, 330 ml Volumen
- Staubbeutelkontrollanzeige für eine effiziente Absaugleistung des Gerätes
- 99,95 % Abfiltrierungsgrad
- einfacher Staubbeutelwechsel
- kann für den mobilen Einsatz im Fußpflegekoffer Fuß-Ambulanz eingesetzt werden
- eine optional erhältliche Leuchte kann angeschlossen werden

Technische Daten:

Außenmaße: B 37,5 cm x H 14,5 cm x T 16 cm
 Gesamtgewicht: nur 3,1 kg inkl. Handstück und Netzkabel
 Anschlussspannung: 220 - 240 V
 Drehzahl: 2.000 bis 40.000 1/min
 Handstückgewicht: 168 g
 Absaugleistung: 60 bis 250 l/min

Lieferumfang:

1 Packung Staubschutzringe, Reinigungsset für Motor-Handstück

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
TITAN AT, lichtgrau	304 205 610
Zubehör	
Staubbeutelset mit Feinstaubfilter	704 200 508
Gerlach Staubschutzringe	704 207 452



Abb. Gehäusefarbe in platin Silber

Fußpflege-Absauggerät SATURN AT MICRO

Leistungsstarkes Gerät für höchste Ansprüche

Produktdetails:

- 5.000 – 42.000 U/min – regelbar in 10% Schritten
- leichtes, schlankes und leicht zu reinigendes Elektromikromotor-Handstück mit Automatikspannung
- Handstück mit 3 Griffpads und extrem vibrationsarm
- konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert, wartungsfrei, mit Rechts-/Linkslauf
- leichter und sehr biegsamer Absaugschlauch für großen Arbeitsbereich in der Praxis und bei Hausbesuchen
- leistungsstarke, besonders geräuscharme Rundumabsaugung mit max. 150 l/min* und 58 dBa dank eines aufwendigen Schalldämmsystems
- Staubfilter für saubere Raumluft, elektronische Staubbeutelfüllanzeige
- 25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld – LED-Anzeige für eingestellte Drehzahl

Technische Daten:

Außenmaße: B 28 cm x H 12,5 cm x T 28 cm
 Gesamtgewicht: 3,7 kg
 Anschlussspannung: 220 – 240 V
 Drehzahl Absaughandstück: 5.000 – 42.000 U/min
 Handstückgewicht: 150 g
 Absaugleistung: 60 – 150 l/min*

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
SATURN AT MICRO, pastelltürkis	304 205 811
SATURN AT MICRO, pastellblau	304 205 831
SATURN AT MICRO, hellgrau	304 205 801
SATURN AT MICRO, astral Silber	304 205 819
SATURN AT MICRO, platin Silber	304 205 823
Zubehör	
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 310
Staubbeutel V, 5 Stück	704 200 504
Staubbeutel V, 10 Stück	704 200 504
Staubbeutel V, 20 Stück	704 200 504
Feinstaubfilter	704 207 231
Gerlach Staubschutzringe	704 207 406



Abb. Gehäusefarbe in hellgrau

Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO

Leistungsstarkes Gerät für höchste Ansprüche

Produktdetails:

- 6.000 – 30.000 U/min – regelbar in 10% Schritten
- leichtes, schlankes und leicht zu reinigendes Elektromikromotor-Handstück mit Automatikspannung
- Handstück mit 3 Griffpads und extrem vibrationsarm
- konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert, wartungsfrei, mit Rechts-/Linkslauf
- leichter und biegsamer Absaugschlauch für großen Arbeitsbereich in der Praxis und bei Hausbesuchen
- leistungsstarke, besonders geräuscharme Rundumabsaugung mit max. 130 l/min* und 53 dBa dank eines aufwendigen Schalldämmsystems der Absaugturbine
- Staubfilter für saubere Raumluft, elektronische Staubbeutelfüllanzeige
- 25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld – LED-Anzeige für eingestellte Drehzahl

Technische Daten:

Außenmaße: B 28 cm x H 12,5 cm x T 28 cm
 Gesamtgewicht: 3,7 kg
 Anschlussspannung: 220 – 240 V
 Drehzahl Absaughandstück: 6.000 – 30.000 U/min
 Handstückgewicht: 150 g
 Absaugleistung: 80 – 130 l/min*

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
LUNA AT MICRO, pastelltürkis	304 205 911
LUNA AT MICRO, pastellblau	304 205 929
LUNA AT MICRO, hellgrau	304 205 899
LUNA AT MICRO, astralsilber	304 205 921
LUNA AT MICRO, platinsilber	304 205 982
Zubehör	
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 310
Staubbeutel V, 5 Stück	704 200 504
Staubbeutel V, 10 Stück	704 200 504
Staubbeutel V, 20 Stück	704 200 504
Feinstaubfilter	704 207 231
Gerlach Staubschutzringe	704 207 406



Abb. Gehäusefarbe in platin Silber



Staubbeutel V

Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO

Leistungsstarkes Fußpflege-Absauggerät in besonders kompakter Bauweise

Produktdetails:

- im Gewicht nur 2,7 kg
- 6.000 – 30.000 U/min – regelbar in 10% Schritten
- leichtes, schlankes und leicht zu reinigendes Elektromikromotor-Handstück mit Automatikspannung
- konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert, wartungsfrei
- Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten im Fußbereich
- leichter und sehr biegsamer Absaugschlauch für großen Arbeitsbereich in der Praxis und bei Hausbesuchen
- leistungsstarke, besonders geräuscharme Rundumabsaugung mit max. 130 l/min* und 67 dBa dank eines aufwendigen Schalldämmsystems der Absaugturbine
- Staubfilter für saubere Raumluft, elektronische Staubbeutelfüllanzeige
- 25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld – LED-Anzeige für eingestellte Drehzahl

Technische Daten:

Außenmaße: B 35 cm x H 14 cm x T 14 cm
 Gesamtgewicht: 2,7 kg
 Anschlussspannung: 220 – 240 V
 Drehzahl Absaughandstück: 6.000 – 30.000 U/min
 Handstückgewicht: 150 g
 Absaugleistung: 80 – 130 l/min*

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
TRITON AT MICRO, platin Silber	304 206 302
Zubehör	
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 310
Staubbeutel V, 5 Stück	704 200 504
Staubbeutel V, 10 Stück	704 200 504
Staubbeutel V, 20 Stück	704 200 504
Feinstaubfilter	704 207 231
Gerlach Staubschutzringe	704 207 406



Fußschalter Multichannel

Abb. Gehäusefarbe in astralsilber



Beleuchtetes Handstück für SIRIUS NT MICRO



GERLACH Spraylösung für Fußpflege-Spraygeräte

Technische Daten:

Außenmaße: B 28 cm x H 11,5 cm x T 28 cm
 Gewicht: 2,9 kg
 Anschlussspannung: 110 – 240 V
 Drehzahl Sprayhandstück: 2.200 – 42.000 U/min
 Handstückgewicht: 190 g

Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO

Leistungsstarkes Fußpflegespraygerät mit Lichthandstück

Produktdetails:

- 2.200 – 42.000 U/min – stufenlos regelbar
- Elektromikromotor-Handstück mit Automatikspannung
- Handstückzuleitung für großen Arbeitsbereich in der Praxis und bei Hausbesuchen
- konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert, wartungsfrei, mit Rechts-/Linkslauf
- 3 Geschwindigkeitsstufen, individuell und leicht programmierbar, digitale Anzeige der Drehzahl, LED-Anzeige für eingestellte Spraymenge
- Motorhandstück mit 2 LEDs an der Handstückspitze zur hellen, schattenfreien Ausleuchtung des Behandlungsfeldes
- Spraymenge besonders fein einstellbar und 2 Stufen programmierbar
- 25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld
- kabelloser Fußschalter mit 3 Funktionen für Fräser und Spray EIN/AUS sowie Trockenbläser
- 500 ml Spraytank für 65 Stunden Dauerspray

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
SIRIUS NT MICRO, pastelltürkis	304 205 412
SIRIUS NT MICRO, pastellblau	304 206 012
SIRIUS NT MICRO, hellgrau	304 205 512
SIRIUS NT MICRO, astralsilber	304 205 714
SIRIUS NT MICRO, platin Silber	304 205 715
Zubehör	
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 317
Gerlach Spraylösung 5.000 ml	314 191 300
Gerlach AquaSpray 5.000 ml	314 201 300



Abb. Gehäusefarbe in platin Silber



Bedienerfreundliche Folientastatur



Sprayhandstück mit Licht

Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO

Leistungsstarkes Fußpflegespraygerät mit Lichthandstück

Produktdetails:

- im Gewicht leicht – nur 2,7 kg
- 2.000 – 42.000 U/min – stufenlos regelbar
- Elektromikromotor-Handstück mit Automatikspannung und integrierter Sprayleitung
- Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten im Fußbereich
- Handstückzuleitung für großen Arbeitsbereich in der Praxis und bei Hausbesuchen
- konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert, wartungsfrei
- 3 Geschwindigkeitsstufen, individuell und leicht programmierbar, digitale Anzeige der Drehzahl, LED-Anzeige für eingestellte Spraymenge
- Motorhandstück mit 2 LEDs an der Handstückspitze zur hellen, schattenfreien Ausleuchtung des Behandlungsfeldes
- Spraymenge besonders fein einstellbar und 2 Stufen programmierbar
- 25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld
- kabelloser Fußschalter mit drei Funktionen für Fräser und Spray EIN/AUS, sowie Trockenbläser
- 250 ml Spraytank für 30 Stunden Dauerspray

Technische Daten:

Außenmaße: B 35 cm x H 14 cm x T 15 cm
 Gewicht: 2,7 kg
 Anschlussspannung: 110 – 230 V
 Drehzahl Sprayhandstück: 2.000 – 42.000 U/min
 Handstückgewicht: 190 g

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
NEPTUN NT MICRO, platin Silber	304 206 401
Zubehör	
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 317
Gerlach Spraylösung 5.000 ml	314 191 300
Gerlach AquaSpray 5.000 ml	314 201 300



Abb. Gehäusefarbe in platinsilber

PUCK MICRO

Zweitgerät für Ihre Praxis - auch für Maniküre und Pediküre

Produktdetails:

- leichtes, schlankes und leicht zu reinigendes Elektromikromotor-Handstück mit Automatikspannung
- Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten in der Fußpflege und der Maniküre
- Umdrehungszahl zwischen 2.500 und 20.000 U/min stufenlos regelbar. Gleichbleibende Kraft in allen Drehzahlbereichen
- 25° geneigtes, hygienisches und bedienerfreundliches Tastaturfeld – LED-Anzeige für eingestellte Drehzahl
- vibrationsarmer Lauf, wartungsfrei
- in verschiedenen Farben erhältlich

Technische Daten:

Maße: B 11,5 cm x H 9,5 cm x T 15,5 cm
 Gewicht: 990 g
 Anschlussspannung: 110 – 230 V
 Drehzahl Handstück: 2.500 – 20.000 U/min
 Handstückgewicht: nur 180 g

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
PUCK MICRO, pastellblau	304 401 300
PUCK MICRO, hellgrau	304 401 900
PUCK MICRO, astralsilber	304 401 500
PUCK MICRO, platinsilber	304 401 700



Medizinprodukt

Abb. Gehäusefarbe in weiß



Koffer mit Trolleyfunktion

Fußpflege-Absauggerät AT18

Mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Produktdetails:

- leistungsstarker, elektronisch kommutierter und bürstenloser Motor ermöglicht eine Drehzahl von 6.000 – 40.000 U/min
- hochwertiges Absauggerät für die professionelle, podologische Fußpflege
- übersichtliches Bedienfeld
- ergonomisch geformtes und bewährtes Handstück ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten in Stifthaltung
- vibrationsarmer Lauf des Handstücks sowie das patentierte Spannsystem gewährleisten einen absolut festen Halt des Fräasers und ein angenehmes Arbeiten
- besonders einfache Reinigung des Handstücks
- in Verbindung mit dem Fußpflegekoffer ebenfalls für den mobilen Einsatz geeignet
- ausgestattet mit einem preiswerten Mikrofeinstaubbeutel nach BIA-Norm 99,9%

Technische Daten:

Außenmaße: B 31,3 cm x H 14,2 cm x T 23,5 cm
 Gesamtgewicht: 3,1 kg
 Anschlussspannung: 110 – 240 V
 Drehzahl Absaughandstück: 6.000 – 30.000 U/min.


Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
AT18, weiß	304 207 000
Zubehör	
Fußpflegekoffer mit Trolley für AT18	304 207 001
Filterset AT18	704 200 509
Gerlach Staubschutzringe	704 207 406

Die GERLACH Fußpflegegeräte auf einen Blick

Modell	Fußpflege-Absauggerät TITAN von GERLACH TECHNIK	Fußpflege-Absauggerät SATURN AT MICRO	Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO	Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO
Außenmaße	B 37,5 cm x H 14,5 cm x T 16 cm	B 28 cm x H 12,5 cm x T 28 cm	B 28 cm x H 12,5 cm x T 28 cm	B 35 cm x H 14 cm x T 14 cm
Gesamtgewicht	3,1 kg	3,7 kg	3,7 kg	2,7 kg
Anschlussspannung	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Drehzahl Handstück	2.000 bis 40.000 U/min	5.000 - 42.000 U/min	6.000 - 30.000 U/min	6.000 - 30.000 U/min
Handstückgewicht	168 g	150 g	150 g	150 g
Absaugleistung	60 bis 250 l/min	60 - 150 l/min*	80 - 130 l/min*	80 - 130 l/min*
Farbe - Front	lichtgrau	hellgrau astralsilber platin Silber pastellblau pastelltürkis	hellgrau astralsilber platin Silber pastellblau pastelltürkis	platin Silber
Zubehör	302181206 LED-Kofferleuchte für TITAN 704200508 Staubbeutel-Set für TITAN	304204310 Fußschalter Multichannel, kabellos 704200504 Staubbeutel V 704207231 Feinstaubfilter 704207406 GERLACH Staubschutzring für Absaughandstück (Set à 12 Stück)	304204310 Fußschalter Multichannel, kabellos 704200504 Staubbeutel V 704207231 Feinstaubfilter 704207406 Staubschutzringe für Absaughandstücke (Set à 12 Stück)	304204310 Fußschalter Multichannel, kabellos 704200504 Staubbeutel V 704200504 Feinstaubfilter 704207406 GERLACH Staubschutzring für Absaughandstück (Set à 12 Stück)

* = Angaben zur Absaugleistung unterscheiden sich bei den Wettbewerbern aufgrund unterschiedlicher Messverfahren und -methoden.


Geräte-Farben



hellgrau



astralsilber



platin Silber



pastellblau



pastelltürkis



lichtgrau

TITAN



SATURN AT MICRO



LUNA AT MICRO



TRITON AT MICRO



Die GERLACH Fußpflegegeräte auf einen Blick

Modell	Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO	Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO	PUCK MICRO	Fußpflege-Absauggerät AT18
Außenmaße	B 28 cm x H 11,5 cm x T 28 cm	B 35 cm x H 14 cm x T 15 cm	B 11,5 cm x H 9,5 cm x T 15,5 cm	B 31,3 cm x H 14,2 cm x T 23,5 cm
Gesamtgewicht	2,9 kg	2,7 kg	990 g	3,1 kg
Anschlussspannung	110 – 240 V	110 – 230 V	110 – 230 V	110 – 240 V
Drehzahl Handstück	2.200 – 42.000 U/min	2.000 – 42.000 U/min	2.500 – 20.000 U/min	6.000 – 30.000 U/min
Handstückgewicht	190 g	190 g	nur 180 g	
Absaugleistung				
Farbe - Front	hellgrau astralsilber platin Silber pastellblau pastelltürkis	platin Silber	hellgrau astralsilber platin Silber pastellblau	weiß
Zubehör	304204317 Fußschalter Multichannel, kabellos 314191300 GERLACH Spraylösung 5.000 ml 704207330 GERLACH Abtropfkappe für Sprayhand- stücke (Set à 12 Stück)	304204317 Fußschalter Multichannel, kabellos 302181203 LED Kofferlampe für NEPTUN 314201300 GERLACH AquaSpray 5.000 ml 704207330 GERLACH Ab- tropfkappe für Sprayhandstück (Set à 12 Stück)		304207001 Fußpflegekoffer für AT18 704200509 Filterset AT18 (10 Staubbeutel + 1 Mikrofilter) 704207406 GERLACH Staubschutzring für Absaughand- stück (Set à 12 Stück)

* = Angaben zur Absaugleistung unterscheiden sich bei den Wettbewerbern aufgrund unterschiedlicher Messverfahren und -methoden.

SIRIUS NT MICRO



Neptun NT MICRO



PUCK MICRO



AT18



Handstücke

PRAXIS-
EINRICHTUNGEN




Absaughandstück TITAN AT

Bilder
entsprechen
Originalgröße



Sprayhandstück SIRIUS NT MICRO mit Licht

Bilder
entsprechen
Originalgröße



Absaughandstück SATURN / LUNA AT MICRO

Bilder
entsprechen
Originalgröße



Mikromotor-Handstück PUCK MICRO

Bilder
entsprechen
Originalgröße

Mikromotor-Handstück und Turbinen für Behandlungseinheiten LUNAR


Medizinprodukt



Mikromotor MCX MICRO

Mikromotor-Handstück PM 1132

Abbildung
verkleinert



Medizinprodukt

Winkelturbine
Bora L LED mit Licht

Bilder
entsprechen
Originalgröße

Typ TITAN AT	
U/min	2.000 - 40.000
Ø Handstück	26 mm
Gewicht	168 g
Fräuserspannung	Automatik
Bestell-Nr.	704 270 000

Typ SIRIUS NT Micro* mit Licht	
U/min	2.200-42.000
Ø Handstück	15/20 mm
Gewicht	190 g
Fräuserspannung	Automatik
Bestell-Nr.	

Typ Saturn AT Micro*	
U/min	5.000-42.000
Ø Handstück	21/26 mm
Gewicht	150 g
Fräuserspannung	Automatik
Bestell-Nr.	705 210 200

Typ Luna AT Micro*	
U/min	6.000-25.000
Ø Handstück	21/26 mm
Gewicht	150 g
Fräuserspannung	Automatik
Bestell-Nr.	705 210 300

* Elektronisch kommutierter Motor

Typ Mikromotor-Handstück PUCK MICRO (c€)	
U/min	2.500-20.000
Ø Handstück	20 mm
Gewicht	180 g
Fräuserspannung	Automatik
Bestell-Nr.	

Typ Mikromotor-Handstück PM 1132	
U/min	bis 40.000
Ø Handstück	18 mm
Gewicht	78 g
Fräuserspannung	Drehring-Spannzange 2,35 mm
Bestell-Nr.	305 200 000

Mikromotor MCX MICRO	
Bestell-Nr.	305 200 100

Mikromotor MX	
Bestell-Nr.	305 200 101

Winkelurbine Bora L LED (c€)	
U/min	bis 320.000
Ø Handstück	12,6 mm
Gewicht	78 g
Fräuserspannung	Druckknopf 1,6 mm
Bestell-Nr. (mit Licht)	301 951 002

Lubrifiuid 500 Handstückschmiermittel	
500-ml-Spraydose, nur für PM 1132 und Bora L LED	
Bestell-Nr.	317 109 600

Elektromikromotor-Handstücke für die Fußpflege

Seit fast 40 Jahren entwickelt und vertreibt das Haus GERLACH Elektromikromotor-Handstücke.

Durch ein breiteres Angebot an rotierenden Instrumenten (Fräsen, Schleifkörpern etc.) sind die Anforderungen ständig gewachsen. Hinzu kommt die technische Entwicklung der Antriebsmotoren – kleiner in den Baumaßen, aber größer in der Leistung.

In der Fußpflege werden – aufgrund der verwendeten, teilweise großen, rotierenden Instrumente – wesentlich höhere Kräfte (Drehmomente) verlangt als in anderen Arbeitsbereichen.

Die GERLACH Elektromikromotor-Handstücke erfüllen diese Leistungsanforderungen.

Ausgerüstet für Spray- und Absaugtechnik. Mit Automatik-Spannzangen, die sich beim Lauf automatisch schließen und dadurch einen schnellen Fräserwechsel möglich machen. Für alle Anwendungen in der Fußpflege steht ein entsprechendes Handstück zur Auswahl.

Ergonomische und hygienische Anforderungen einer zeitgemäßen medizinischen Fußpflege wurden bei der Konstruktion dieser leichten und handlichen Handstücke besonders beachtet.

Handstückreinigung/ -pflege

Video: GERLACH TECHNIK
Handstückreinigung Gerlach TITAN leicht gemacht:



<https://youtu.be/FqsvgBLQ3Eg>

Video: GERLACH TECHNIK
Handstückpflege Spraytechnik:



<https://youtu.be/7nwuMZHxGpM>

Video: GERLACH TECHNIK
Handstückpflege Absaugtechnik:



<https://youtu.be/jvWyl0gP8mM>



PATIENTEN- / ARBEITSSTÜHLE

Ergonomie, Hygiene, Bewegungsfreiheit, leistungsfähige Antriebstechnik und Funktionalität gepaart mit einem ansprechenden Design in verschiedenen Farben bieten Ihnen die Patienten- und Arbeitsstühle von GERLACH TECHNIK. Finden Sie die optimale Lösung, die eine komfortable Sitzposition für Ihre Kunden bzw. Patienten bietet und Ihnen ein ergonomisches Arbeiten am Fuß ermöglicht.

Patientenstuhl Concept F3

Concept F3 —
Ergonomie in seiner schönsten Form

Der Concept F3 bedeutet höchste Bewegungsfreiheit dank innovativer Antriebstechnik, ein Höchstmaß an Sitzkomfort für den Patienten sowie eine sichere und optimale Positionierung der zu behandelnden Füße in gesundheits-, rückschonender Arbeitshöhe.

Das Konzept berücksichtigt wesentliche Aspekte für den Behandlungsablauf. Elektromechanische, vertikale, platzsparende Auf- und Abwärtsbewegung. Elektrische Verstellung der Sitzposition (Trendelenburg), Rückenlehnenverstellung bis Horizontalposition (Kosmetikliege). Anatomisch geformte, formstabil gepolsterte Rücken- und Sitzteile für einen entkrampften, entspannten Aufenthalt Ihrer Patienten. Vielseitige, individuelle Einstellmöglichkeiten der ein- bzw. zweiseitigen Bein- und Fußauflagen. Drehbar nach außen um je 70 Grad. Die Beinstützen sind gasfederunterstützt. Der Stuhl lässt sich um 90 Grad nach rechts und links drehen. Mit elektromechanischer Feststellbremse lässt sich der Stuhl komfortabel und bequem über den Fußschalter bedienen. Der komplette Stuhl basiert auf einem integrierten Rollensystem, ist somit leicht rollbar und ermöglicht eine bessere Reinigung der Praxis.

Abb. chrom/perle

Die Concept-Stühle sind auch mit dem Bezugsmaterial „Pandoria-Plus“ (antibakteriell und desinfektionsmittelbeständig) lieferbar. Zu den Farben fragen Sie bitte Ihren Handelsvertreter.



Abb. Elektromechanische Feststellbremse



Es stehen 38 Bezugfarben zur Auswahl.

Beinstütze Standard-Ausführung



Beinstütze Premium-Ausführung



Die Idee

Die Einschränkungen in der Beweglichkeit der Menschen nehmen vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft zu. Das bedeutet für Sie im Alltag, dass Sie Ihren Kunden immer öfter helfen müssen, zum Beispiel beim Einstieg in den Patientenstuhl. Dadurch nehmen die ohnehin schon großen körperlichen Belastungen weiter zu. Schulter- oder Rückenprobleme zählen heute zu den häufigsten gesundheitlichen Problemen von Fußprofis.

Die Idee der Concept-Stühle war der Behandlungssituation eine völlig neue Ausrichtung zu geben, damit Sie Ihre Patienten mit unterschiedlichen Mobilitätsfähigkeiten ohne große Kraftanstrengung behandeln können.

Die Konzeption

In die Stuhlkonzeption sind die Erfahrungen aus der medizinischen Fußpflege und die Anforderungen unserer Kunden in eine technisch perfekte, durchdachte Lösung eingeflossen. Aus ergonomischer Sicht lässt die Stuhlreihe keine Wünsche offen. Flexibilität und Ergonomie für höchste Anforderungen.

Das Markenzeichen

Die Concept-Stühle werden unter hohen Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Überzeugen Sie sich selbst von den hervorragenden Eigenschaften der Concept-Stühle und vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei Ihrem Ansprechpartner im Gerlach-Außendienst.



Komfortables Rollensystem zum Verschieben des Stuhles



Abb. mit Ausgleichskissen

Patientenstuhl CONCEPT F3

Produktdetails:

- hoher Sitzkomfort – auch für kosmetische Behandlungen bestens geeignet
- ausgestattet mit 3 Motoren für die Verstellung der Sitzhöhe, der Rückenlehne als auch der Sitzneigung
- Armlehnen um 180° drehbar (für Kosmetikbehandlungen in Bauchlage umklappbar), synchron laufend zur Rückenlehne
- großzügig dimensionierte, wasserdichte, hygienische Fußsteuerung mit Home- und Resetfunktion sowie elektromechanischer Feststellbremse zur komfortablen Bedienung
- Beinstützenverstellung nach außen um je 70° für ein bequemes Auf- und Absteigen – unterstützt durch die Sitzneigung (Trendelenburg) von -3° bis 30°
- komfortables Rollenaufstellsystem für einfaches Verschieben des kompletten Stuhles und eine optimale Reinigungsmöglichkeit der Praxis
- in 37 verschiedenen Farben erhältlich – ein- oder zweifarbig möglich

Technische Daten:

max. Belastung: 220 kg
 Drehbarkeit des Stuhles: 90° zu jeder Seite
 Stuhlbreite: 70 cm
 Sitztiefe: 48,5 cm
 Sitzbreite: 54,5 cm



Abb. Sonderfarbe chrom/perle, mit Sonderausstattung 2-teilige Beinstütze

max. Neigung der Rückenlehne:
 183° elektromechanisch
 Höhe der Sitzfläche: 47 cm bis 87 cm
 Höhe der Fußauflage: max. 137 cm
 Länge der Bein- und Fußstützen:
 36 cm bis 76 cm
 Beinstützenverstellung nach außen: je 70°
 Gewicht: 80 kg

Lieferumfang:

Nackenkissen, Fußschalter

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
F3 Standard, mint	301 540 200
F3 Standard, anthrazit/chrom	301 540 205
F3 Standard, chrom/perle	301 540 203
F3 Standard, orchidee/perle	301 540 206
Zubehör	
Stuhl mit Sonderausstattung	301 540 204
Sonderfarben Leder Tundra	
Sonderfarben Pandoria	
Beinstütze „Premium“	
Erweiterungsfüße	
Armlehnenverbreiterung	
Gesichtskissen	
Einlegekissen	
Schonbezug für Beinauflage „Standard“	301 525 115
Schonbezug für Bein- und Fernsenauflage „Premium“	301 525 116



Abb. chrom/perle

Concept F3

Premium oder **Standard** – die Fußpflegestühle bieten vielseitige Einstellmöglichkeiten. Für eine sichere, bequeme und entspannte Bein- und Fußpositionierung Ihrer Kunden.

Beinstütze Standard-Ausführung



Beinstütze Premium-Ausführung



Patientenstuhl CONCEPT B2



Abb. mit Sonderausstattung Nackenstütze und chrom/perle

Produktdetails:

- optisch ansprechender Fußpflegestuhl mit hohem Sitzkomfort
- zwei synchron gesteuerte Motoren zur Verstellung der Sitzhöhe sowie der Sitzneigung „Trendelenburg“
- Verstellung der Sitzneigung von -3° bis 30° für einen erhöhten Abstiegskomfort
- großer Fußschalter zur unkomplizierten Bedienung
- gasfederunterstützte Beinstützen unterstützen eine mühelose Einstellung der Arbeitshöhe
- in 37 verschiedenen Farben erhältlich – ein- oder zweifarbig möglich

Technische Daten:

max. Belastung: 200 kg
 Drehbarkeit des Stuhles: 90° zu jeder Seite
 Stuhlbreite: 67 cm
 Sitztiefe: 48 cm
 Sitzbreite: 52 cm
 max. Neigung der Rückenlehne:
 180° mechanisch
 Höhe der Sitzfläche: 53 cm bis 103 cm
 Höhe der Fußauflage: max. 134 cm
 Länge der Beinstützen: 56 cm
 Beinstützenverstellung nach außen: je 70°
 Gewicht: 67 kg

Lieferumfang:

Fußschalter

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Concept B2 Standard, chrom/perle	301 540 303
Concept B2 Standard, anthrazit/chrom	301 540 305
Zubehör	
Stuhl mit Sonderausstattung	301 540 397
Schonbezug für Beinauflage „Standard“	301 525 115
Aufpreis für Sonderfarbe	
Nackenstütze „diverse“	

Patientenstuhl S 3.2

Produktdetails:

- komfortable Sitzbreite von 57 cm
- angenehm weiches Sitz- und Rückenpolster – ebenfalls für kosmetische Behandlungen geeignet
- 3 Elektromotoren zur komfortablen Verstellung der Sitzhöhe, Sitzneigung sowie der Rückenlehne
- die Armlehnen lassen sich abklappen und werden bei Neigung der Rückenlehne automatisch abgesenkt
- gasfederunterstützte Bein- und Fußauflagen um 60° schwenkbar
- gepolsterte, leicht herausziehbare Bein- und Fußauflagen für sicheren Halt der Füße
- im Fußschalter integrierte Home-Funktion

Technische Daten:

max. Belastung: 225 kg
 Drehbarkeit des Stuhles: 90° zu jeder Seite
 Stuhlbreite: 82 cm
 Sitztiefe: 50 cm
 Sitzbreite: 57 cm
 max. Neigung der Rückenlehne: 180°
 elektromechanisch
 Höhe der Sitzfläche: 55 cm bis 112 cm
 Höhe der Fußauflage: max. 142 cm
 Länge der Beinstützen: 37 cm bis 60 cm
 Beinstützenverstellung nach außen: 60°
 Gewicht: 79 kg



Abb. chrom

Lieferumfang:
Fußschalter

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
S 3.2 - extra breit, creme	301 528 531
S 3.2 - extra breit, chrom	301 528 536
S 3.2 - extra breit, perle	301 528 537
S 3.2 - extra breit, limone	301 528 544
Zubehör	
Manikürschale	301 525 001
Halterung für Manikürschale	301 525 002
Ausgleichskissen, Sonderfarbe	301 522 144
Schonbezug Beinauflage	301 525 111
2 Erweiterungsfüße	301 525 100

Patientenstuhl ARCADIA

Produktdetails:

- Höhe, Sitzneigung- und Rückenlehne elektromechanisch verstellbar
- bei Neigung der Rückenlehne laufen die Armlehnen synchron mit der Rückenlehne mit und lassen sich um 270° drehen – bei Bauchlagerung des Patienten können die Arme ermüdungsfrei abgelegt werden
- ausziehbare, abklappbare und um 35° nach außen schwenkbare Beinstützen
- zusätzliche Sicherheits-Stopp-Schalter auf beiden Seiten des Sitzes
- ergonomisch geformtes, fugenfreies Sitz- und Rückenpolster – sehr leicht zu reinigen
- einfache, frontale Bedienung der Feststellbremse

Technische Daten:

max. Belastung: 220 kg
 Drehbarkeit des Stuhles: 180° zu jeder Seite
 Stuhlbreite: 79 cm
 Sitztiefe: 52 cm
 Sitzbreite: 51 cm
 max. Neigung der Rückenlehne: 175° elektromechanisch
 Höhe der Sitzfläche: 53 cm bis 87 cm
 Höhe der Fußauflage: max. 134 cm
 Länge der Beinstützen: 31 cm bis 64 cm
 Beinstützenverstellung nach außen: je 35°
 Gewicht: 109 kg

Medizinprodukt

Abb. anthrazit/chrom



Bedienung des Stuhls Arcadia-X – kabellos (Funk) – mit Behandlungseinheit Lunar XF/XB



Bedienung des Stuhls Arcadia-X – Kabel – mit Behandlungseinheit Lunar XF/XB



Ausziehbare Beinstützen



Rückenlehne elektromechanisch verstellbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
ARCADIA, mint	301 456 330
ARCADIA, anthrazit/chrom	301 456 335
ARCADIA, chrom/perle	301 456 333
ARCADIA, orchidee/perle	301 456 336
Zubehör	
Schonbezug für Beinauflage	701 030 911

Patientenstuhl PLEION



Abb. chrom

Produktdetails:

- die Armlehnen sind klappbar und auch in niedriger Position feststellbar
- beide Beinstützen sind ausziehbar, abklappbar und jeweils um 35° schwenkbar
- Höhe, Sitzneigung- und Rückenlehne elektromechanisch verstellbar
- zusätzliche Sicherheits-Stopp Schalter auf beiden Seiten des Sitzes
- einfache, frontale Bedienung der Feststellbremse
- Die Polster sind fugenlos und daher leicht zu reinigen
- optional auch als PLEION X mit Funkmodul zur Steuerung über die STERN PODIA Behandlungsanlagen erhältlich

Technische Daten:

max. Belastung: PLEION S 160 kg/
PLEION X 190 kg
Drehbarkeit des Stuhles: 360°
Stuhlbreite: 69 cm
Sitztiefe: 50 cm
Sitzbreite: 53 cm
Höhe der Sitzfläche: 54 cm bis 94 cm
Höhe der Fußauflage: max. 130 cm
Länge der Beinstützen: 31 cm bis 64 cm
Beinstützenverstellung nach außen: je 35°
Gewicht: 95 kg



Armlehnen abklappbar



Beinpolster ausziehbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
PLEION S	301 456 225
PLEION X (mit Funkmodul)	301 456 297
Zubehör	
Schonbezug für Beinauflage	701 030 911

STERN PODIA Patientenstuhl LYRA

Produktdetails:

- klappbare Armlehnen erleichtern den Auf- und Abstieg und bieten auch in der Liegeposition maximale Freiheit
- 2 Elektromotoren steuern die Höhe und Neigung des Sitzes synchron mit der Rückenlehne – gasfederunterstützte Rückenlehne lässt sich stufenlos um 180° neigen
- anatomisch geformte Rückenlehne – hochwertige Polsterung
- ausziehbare und nach außen schwenkbare Beinauflagen ermöglichen ein optimales Arbeitsfeld

Technische Daten:

max. Belastung: 200 kg
 Drehbarkeit des Stuhles: 0°
 Stuhlbreite: 66 cm
 Sitztiefe: 50 cm
 Sitzbreite: 52 cm
 max. Neigung der Rückenlehne: 180°
 mechanisch
 Höhe der Sitzfläche: 44 cm bis 70 cm
 Höhe der Fußauflage: max. 105 cm
 Länge der Bein- und Fußstützen: 32 cm bis 46 cm
 Beinstützenverstellung nach außen: je 30°
 Gewicht: 110 kg

Abb. chrom



Armlehnen abklappbar



Stuhlposition Trendelenburg

Lieferumfang:

Fußschalter

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
LYRA, chrom	301 456 436
Zubehör	
Kopfstütze	301 456 440

Fahrbare Fußbadewanne

Produktdetails:

- fahrbar auf 4 leicht laufenden Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- hochwertige, robuste und verchromte Stahlrohrkonstruktion
- mit abgewinkelttem Bügelgriff und Handtuchstange
- hellgraue Kunststoffwanne im Lieferumfang enthalten



Fahrbare Fußbadewanne grau gepulvert



Fahrbare Fußbadewanne weiß gepulvert

Technische Daten:

Außenmaße: B 40 x H 80 x T 40
Einstiegshöhe: 45 cm



Ersatz-Kunststoffwanne, grau



Ersatz-Kunststoffwanne, weiß



Kunststoffbeutel auf Rolle

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Fahrbare Fußbadewanne grau gepulvert	301 930 400
Fahrbare Fußbadewanne weiß gepulvert	301 930 500
Ersatz-Kunststoffwanne, grau	701 930 000
Ersatz-Kunststoffwanne, weiß	701 930 009
Kunststoffbeutel, 20 Stück auf Rolle	701 930 004

Fußpflege-Patientenstühle – die wichtigsten Daten auf einen Blick


Modell	Concept F3*	Concept B2*	S 3.2 – extra breit
Höhenverstellung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch
Sitzneigungsverstellung	-3 bis 30° elektromechanisch	-3 bis 30° mechanisch synchron mit Rückenlehne	bis 30° elektromechanisch
Neigungsverstellung der Rückenlehne	105 – 183° elektromechanisch	108° fest	110 – 180° elektromechanisch
Stuhl drehbar	90° zu jeder Seite	90° zu jeder Seite	90° zu jeder Seite
Sitzfläche (48,5 x 54,5 cm)	53 x 50 cm	52 x 48 cm	57 x 50 cm
min. Sitzhöhe	47 cm	53 cm	55 cm
max. Sitzhöhe	87 cm	103 cm	112 cm
max. Fußhöhe	137 cm	128 cm	142 cm
Beinstützenverstellung nach außen klappbar/schwenkbar	klappbar gasfederunterstützt schwenkbar je 70°	klappbar gasfederunterstützt schwenkbar je 70°	klappbar gasfederunterstützt schwenkbar je 60°
Beinstützen ausziehbar (von Sitzvorderkante)	36 – 76 cm	37 – 53 cm	37 – 60 cm
max. Belastung (Hub)	220 kg	200 kg	225 kg
Stuhlgewicht	80 kg	67 kg	79 kg
Nähere Beschreibung	Seite 188 - 191	Seite 192	Seite 193

Erfragen Sie unsere aktuellen Leasing-Raten.


* = Bezugsstoff TUNDRA

Farbskala für Fußpflegestühle

creme



perle*



mint




orchidee



chrom



anthrazit



sand



limone



Fußpflege-Patientenstühle – die wichtigsten Daten auf einen Blick

Modell	Arcadia	Pleion	LYRA
Höhenverstellung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch
Sitzneigungsverstellung	bis 32° elektromechanisch	bis 32° elektromechanisch	bis 25° elektromechanisch
Neigungsverstellung der Rückenlehne	95 – 180° elektromechanisch	-15° – -90° elektromechanisch	110 – 190° mechanisch
Stuhl drehbar	180° zu jeder Seite	360°	-
Sitzfläche (Breite x Tiefe)	51 x 50 cm	50 x 53 cm	50 x 52 cm
min. Sitzhöhe	53 cm	54 cm	44 cm
max. Sitzhöhe	87 cm	94 cm	70 cm
max. Fußhöhe	134 cm	130 cm	105 cm
Beinstützenverstellung nach außen klappbar/schwenkbar	klappbar schwenkbar je 35°	klappbar schwenkbar je 35°	klappbar schwenkbar je 35°
Beinstützen ausziehbar (von Sitzvorderkante)	31 – 64 cm	31 – 64 cm	32 – 46 cm
max. Belastung (Hub)	220 kg	PLEION S 160 kg/PLEION X 190 kg	200 kg
Stuhlgewicht	109 kg	95 kg	110 kg
Nähere Beschreibung	Seite 194	Seite 195	Seite 196

* = Bezugsstoff TUNDRA



Pending Arbeitsstuhl

Produktdetails:

- freischwiegend aufgehängte Sitzfläche korrigiert Fehlhaltungen und beugt Schäden durch Bewegungsmangel an der Wirbelsäule vor
- Körpermuskeln werden angesprochen und die Durchblutung verbessert
- Rückenlehne mit permanenter Unterstützung des Rückens – in jedem beliebigen Neigungswinkel feststellbar
- idealer Arbeitsstuhl für ergonomisches Sitzen
- Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen

Technische Daten:

Sitzhöhe: 42 cm bis 53 cm
Höhenverstellung durch Gasfeder

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Pending, mint	301 510 030
Pending, chrom	301 510 033
Pending, perle	301 510 037
Pending, anthrazit	301 510 039
Pending, Sonderfarbe	301 510 097

Pending Arbeitsstuhl kompakt vario

Produktdetails:

- freischwiegend aufgehängte Sitzfläche korrigiert Fehlhaltungen und beugt Schäden durch Bewegungsmangel an der Wirbelsäule vor
- Körpermuskeln werden angesprochen und die Durchblutung verbessert
- feste, gepolsterte Rücken- und Armlehne – Rückenlehne höhenverstellbar
- runde Sitzfläche mit Ø 37 cm
- Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen

Technische Daten:

Sitzhöhe: 43 cm bis 54 cm
Höhenverstellung durch Gasfeder

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Pending kompakt vario, mint	301 512 230
Pending kompakt vario, chrom	301 512 233
Pending kompakt vario, perle	301 512 237
Pending kompakt vario, anthrazit	301 512 239
Pending kompakt vario, Sonderfarbe	301 512 297

GERLACH TECHNIK Pending-Arbeitsstühle

Gesunder Rücken

Im Jahr 2020 waren **Rückenschmerzen** mit 5,7 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage die zweitwichtigste Einzeldiagnose unter DAK-Versicherten. Damit gehören Rückenleiden zu den wichtigsten Ursachen für eine Arbeitsunfähigkeit. Die Angaben des Statistischen Bundesamtes zeigen deutlich, wie sehr eine andauernde **Belastung der Wirbelsäule** auf den Rücken wirkt und welche Folgen dies haben kann. Und wer aufgrund von Rückenleiden ausfällt, kann seinem Beruf nicht nachkommen. Eine **optimierte Sitzhaltung** während der Behandlung erleichtert nicht nur Ihren Arbeitsalltag, sondern beugt langfristig auch gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor. Die Pending-Arbeitsstühle aus dem Sortiment von GERLACH TECHNIK ermöglichen Podologen und Fußpflegern, für sich und die Gesundheit selbst Verantwortung zu übernehmen. Denn das Pending-System entlastet die Wirbelsäule und **wirkt dadurch effektiv Rückenproblemen entgegen**. Der Druck auf die Wirbelsäule ist vor allem bei starrem Sitzen enorm. Das multidimensionale Sitzen auf den Pending-Arbeitsstühlen entlastet diese. Das Pending-Prinzip basiert dabei auf einer frei schwingenden Sitzfläche, was **Fehlhaltungen korrigiert**. Die Schwingungen halten den Körper zudem permanent in einer leichten Bewegung, was möglichen **Schäden an der Wirbelsäule vorbeugt** und die Durchblutung des Körpers anregt. Der neueste Pending-Stuhl, der Pending Ponso 1, sorgt zusätzlich dafür, dass der Druck während des Sitzens vom Rücken gleichmäßig auf die Oberschenkel verteilt wird. Das lindert Rückenbeschwerden und **senkt das Risiko eines Bandscheibenvorfalles** sowie einer Wirbelsäulenverschiebung. Zudem wird das Herz-Kreislauf-System angeregt. Die optimierte Druckverteilung fördert somit das entspannte und gesunde Arbeiten.



Pending Arbeitsstuhl kompakt exklusiv

Produktdetails:

- ergonomisch geformte Rückenlehne, fest gepolstert
- frei schwingende, nach allen Seiten bewegliche Sitzfläche – Fehlhaltungen werden vermieden und Rückenschäden vorgebeugt
- besondere Sitzkonstruktion ermöglicht ein dynamisches, entspanntes und rückschonendes Arbeiten
- Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen
- runde Sitzfläche mit Ø 46 cm

Technische Daten:

Sitzhöhe: 42 cm bis 53 cm
Rückenlehne: Höhe 50 cm, Breite 20 cm
Höhenverstellung durch Gasfeder

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Pending kompakt exklusiv, mint	301 512 130
Pending kompakt exklusiv, chrom	301 512 133
Pending kompakt exklusiv, perle	301 512 137
Pending kompakt exklusiv, anthrazit	301 512 139
Pending kompakt exklusiv, Sonderfarbe	301 512 197



© Björn Willer

Multidimensionales Sitzen entlastet die Wirbelsäule. Das Pending-Prinzip des Ponso 1 verringert den Druck auf Sitzknorpel und Steißbein und verteilt den Druck auf die Oberschenkel.



GERLACH Sattelsitz

Produktdetails:

- verhindert eine unnatürliche, gesundheitsgefährdende Sitzhaltung und vermindert Rückenprobleme
- begünstigt eine „aufrechte“ Haltung mit geradem Rücken, waagrecht positionierten Oberschenkeln und damit eine optimale Sitzhaltung
- erlaubt der Wirbelsäule bei natürlicher Krümmung und minimal belasteten Muskeln um ihre ausbalancierte Mittelachse herum zu agieren
- offene Sitzhaltung ermöglicht eine gute Blutzirkulation
- beugt Schäden, die durch falsche Sitzhaltung entstehen können, vor
- Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen

Technische Daten:

Sitzhöhe: 50 cm bis 70 cm

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Gerlach Sattelsitz, mint	301 540 930
Gerlach Sattelsitz, chrom	301 540 936
Gerlach Sattelsitz, perle	301 540 937
Gerlach Sattelsitz, anthrazit	301 540 939
Gerlach Sattelsitz, chrom/perle	301 540 953
Gerlach Sattelsitz, anthrazit/chrom	301 540 955
Gerlach Sattelsitz, orchidee/perle	301 540 956
Gerlach Sattelsitz, Sonderfarbe	301 540 997



Pending Arbeitsstuhl Ponso 1

Produktdetails:

- das Ponso-Sitzprinzip optimiert die Sitzhaltung, wodurch Wirbelsäule und Bandscheiben entlastet werden – das Risiko eines Bandscheibenvorfalles und einer Wirbelsäulenverschiebung wird verringert
- durch das spezielle Pendelprinzip bleibt der Rücken in Bewegung und die Muskeln werden aktiviert – unnatürliches, starres Sitzen wird vermieden
- eine gleichmäßige Druckverteilung vom Rücken auf die Oberschenkel lindert Rückenbeschwerden und fördert ein entspanntes, gesundes Arbeiten
- Herz-Kreislauf-System wird stimuliert
- Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen


Technische Daten:

Sitzhöhe: 46 cm bis max. 58 cm

Sitztiefe: 38 cm


Sitzbreite: 46 cm

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Pending Ponso 1, mint	301 512 430
Pending Ponso 1, chrom	301 512 433
Pending Ponso 1, perle	301 512 437
Pending Ponso 1, anthrazit	301 512 439
Pending Ponso 1, chrom/perle	301 512 440
Pending Ponso 1, anthrazit/chrom	301 512 441
Pending Ponso 1, orchidee/perle	301 512 442
Pending Ponso 1, Sonderfarbe	301 512 497




© Pending

Das Sitzen auf einer starren Fläche bewirkt einen hohen Druck auf die Wirbelsäule.



Das Ponso-Sitzprinzip ermöglicht es uns, das Körpergewicht beim Sitzen mittig über die beiden Hüftgelenke einzuleiten. Die Sitzknorpel und das Steißbein werden dabei entlastet. Das Becken folgt nun wieder seiner natürlichen Aufgabe und stellt sich bei einer Bewegung schräg. Der Ponso-Sitz minimiert den Druck von Wirbelsäule und Bandscheiben und bewegt alle Muskeln auch beim Sitzen.




© Pending

Das Ponso-Sitzprinzip entlastet zusätzlich Sitzknorpel und Steißbein und verteilt den Druck gleichmäßig auf die Oberschenkel.



So funktioniert
das Pending-System:



© Pending

Multidimensionales Sitzen mit dem Pending-System führt zu massiver Druckentlastung.



<https://bit.ly/pendingsystem>



ARBEITSLEUCHTEN

Ob während der Behandlung in der Praxis oder beim mobilen Einsatz – eine Arbeitsleuchte ist eine sinnvolle Ergänzung für einwandfreies und sicheres Arbeiten am Fuß. Statten Sie Ihren GERLACH TECHNIK Fußpflegeschränk oder den Koffer Fuß-Ambulanz mit einer Arbeitsleuchte aus!

Waldmann LED Ringlupenleuchte

Produktdetails:

- Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und schwarzem Hochleistungskunststoff, satinierte Acrylblende
- 3D-Kopfgelenk für individuelle Justierung – federentlastetes Gestänge
- Lichtlenkung durch Reflektor

Technische Daten:

Farbtemperatur neutralweiß 4.000 K
 Glaslinse Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien – Vergrößerung 1,87-fach
 Folientaster im Leuchtenkopf für ein Ein/Aus
 Dimmung oder Visualizer-Funktion
 Leistungsaufnahme ca. 14 W
 Steckernetzteil – 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
 ca. 3,8 m Anschlussleitung



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Waldmann LED Ringlupenleuchte	302 170 800

Waldmann LED Ringlupenleuchte Basic

Produktdetails:

- Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und grauen Hochleistungskunststoff, satinierte Acrylblende
- 3D-Kopfgelenk für individuelle Justierung – federentlastetes Gestänge
- Lichtlenkung durch Reflektor

Technische Daten:

Farbtemperatur neutralweiß 5.000 K
 Glaslinse Ø 16 cm mit 3,5 Dioptrien – Vergrößerung 1,87-fach
 Folientaster im Leuchtenkopf für ein Ein/Aus - stufenlos dimmbar
 Leistungsaufnahme ca. 12 W
 Steckernetzteil – 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
 ca. 3 m Anschlussleitung



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Waldmann LED Ringlupenleuchte Basic	302 170 500

Eschenbach LED Ringlupenleuchte

Produktdetails:

- mit energiesparender SMD-LED Ringbeleuchtung
- verzerrungsfreie Vergrößerung
- flimmerfrei, dimmbar in 3 Stufen und Segmentbeleuchtung

Technische Daten:

Beleuchtungsstärke: max. 4.500 lx in 200 mm Abstand
 Glaslinse Ø 13,6 cm mit 3,55 Dioptrien – Vergrößerung 1,9-fach
 Leistungsaufnahme ca. 15 W



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Eschenbach LED Ringlupenleuchte	302 170 600

Luxo CIRCUS LED Ringlupenleuchte

Produktdetails:

- für anspruchsvolle Arbeiten aber auch als Hilfe für Menschen mit Sehstörung geeignet
- hochflexibler, selbstbalancierender Arm zur exakten Positionierung
- Verstellung des Leuchtenhalses horizontal, vertikal und seitlich

Technische Daten:

Leuchtmittel: 750 Lumen mit 4.000 K; CRI 90
 Glaslinse Ø 16,5 cm mit 3,5 Dioptrien – Vergrößerung 1,87-fach
 Länge des Arms: 100 cm
 Dimmung zwischen 10 – 100% möglich



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Ringlupenleuchte Luxo CIRCUS LED	302 172 400
Leuchtenhalter Luxo CIRCUS	701 506 502



LED-Leuchte Dekostar XL

Produktdetails:

- für Fußpflegekoffer
- ausziehbar von 12,5 cm bis 41 cm
- Vergrößerung der beleuchteten Behandlungsfläche durch 38° Lichtaustrittswinkel des Leuchtmittels

Technische Daten:

Anschlussspannung: 230 V
 Leuchtmittel: 12 Volt / 24 Watt
 1,5 m Zuleitungskabel

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
LED-Leuchte Dekostar XL	302 181 300



GERLACH Nageluntersuchungsleuchte

Produktdetails:

- zur schnellen und effizienten Durchleuchtung der Zehen- und Fingerkuppen
- die Lampe ist durch ihr geringes Gewicht und ihre Handlichkeit ideal einsetzbar

Technische Daten:

Gewicht: 31 g

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH Nageluntersuchungsleuchte	302 300 000



LED Kofferleuchte

Produktdetails:

- geeignet für GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz
- besonders hell leuchtende LEDs
- perfekte Ausleuchtung des zu behandelnden Fußes

Technische Daten:

Gewicht: 109 g



302 181 202



302 181 203



302 181 206



302 181 220

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
LED Kofferleuchte für GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz, für TRITON AT MICRO	302 181 202
LED Kofferleuchte für GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz, für NEPTUN NT MICRO	302 181 203
LED Kofferleuchte für GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz, für TITAN AT MICRO	302 181 206
Rohrverlängerung	302 181 220



AMBULANTE FUSSPFLEGE

Wenn mobile Fußpflege zu Ihrem Praxisalltag gehört, brauchen Sie auf Ihre gewohnten Arbeitsabläufe und Technik nicht verzichten. GERLACH TECHNIK Koffer ermöglichen die Mitnahme von Ihrem Fußpflegegerät und schaffen Stauraum für die Instrumente sowie weiteres Zubehör. Eine LED-Leuchte kann am Koffer angebracht werden.

Technik gut verstaut für den Transport, Instrumente bestens geordnet - so starten Sie Ihre Tour mit voller Ausstattung und arbeiten flexibel unterwegs.



Trolley für Koffer AT/NT MICRO

Produktdetails:

- mit wenigen Handgriffen am Koffer zu befestigen
- große, kugelgelagerte, luftbereifte Räder sorgen für einen besonders leichten, erschütterungsarmen Lauf
- Fußpflegekoffer inkl. Instrumente und weiterer Utensilien wird sicher transportiert

Technische Daten:

Gewicht: 1,9 kg

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Trolley für Koffer AT/NT MICRO	301 930 902



Koffer AT/NT MICRO

Produktdetails:

- handliches Aktenkofferformat
- optimale Platzierung von Gerät und Zubehör – das Fußpflegegerät muss nicht herausgenommen werden
- bietet ausreichend Platz für alle notwendigen Arbeitsutensilien

Technische Daten:

Gewicht (leer): 4,7 kg

Maße: B 41 cm x H 45 cm x T 17 cm

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Koffer AT/NT MICRO	303 106 400

GERLACH transportable Beinstütze

Produktdetails:

- mit praktischem Trageetui
- Stativbeine sowie Mittelsäule sind aus eloxiertem Aluminium; äußere Stativbeine mit Schaumstoffummantelung
- stufenlos höhenverstellbar; Neigung durch handlichen Drehknebel einstellbar
- rutschfeste GummifüÙe und Schnellspann-Clips für einen schnellen Aufbau
- Beinauflage aus Integralschaum

Technische Daten:

Höhe: min. 53,5 cm / max. 135,5 cm

Gewicht (mit Trageetui): 1,7 kg

Gewicht (ohne Trageetui): 1,3 kg



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH transportable Beinstütze mit Trageetui	301 423 310

LED Koffer-Lupenleuchte mit Adapter

Produktdetails:

- Beleuchtung für Fußpflegekoffer
- für anspruchsvolle Arbeiten auch während der mobilen Fußpflege
- das LED-Licht kann einfach und ohne Kraft über einen Berührungssensor ein- und ausgeschaltet werden
- die glatten Oberflächen sind sehr leicht zu reinigen
- die Leuchte ist sehr leicht
- inklusive Adapter für GERLACH Fußpflegekoffer
- mit Anschlussstecker
- geeignet für GERLACH-Fußpflegekoffer Fußambulanz & NT MICRO



Technische Daten:

Leuchtmittel: LED, 5 W
Glaslinse Ø 8 cm mit 8 Dioptrien – Vergrößerung 3-fach
Länge des Arms: 85 cm

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
LED Koffer-Lupenleuchte mit Adapter	302 181 207

GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz

Produktdetails:

- besonders viel Stauraum für alle notwendigen Instrumente in der Fußpflege bei gleichzeitig sehr schmaler Bauform
- alle Instrumentarien können in unterschiedlich großen, dicht schließenden Boxen, hygienisch und sicher verstaut werden
- leicht schwenkbarer Aluminium-Aufstellfuß sichert die Standfestigkeit des Koffers
- konzipiert für die Fußpflege Absauggeräte TITAN und TRITON AT MICRO sowie für das Spraygerät NEPTUN NT MICRO

Technische Daten:

Gewicht: ca. 2,9 kg

Maße: B 45,5 cm x H 38,5 cm x T 16,3 cm

Material: leichtes ABS, innen und außen glatt mit kratzfester, harter Acrylbeschichtung



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Koffer Fuß-Ambulanz	303 106 700
Reduzierstück zur Führung des Sprayschlauches	703 106 703

Trolley für GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz

Produktdetails:

- leicht zu handhabender Trolley ermöglicht einen einfachen Transport des Koffers GERLACH Fuß-Ambulanz
- kugelgelagerte Rollen für besonderen Leichtlauf
- zusätzliche Trolley-Taschen können am Trolleygestänge befestigt werden

Technische Daten:

Gewicht: 1,4 kg



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Trolley für Koffer Fuß-Ambulanz	301 932 501



GERLACH Koffer TITAN AT

Fuß-Ambulanz
Fußpflege-Absauggerät

Produktdetails:

- kompakt, elegant und stabil – im handlichen Aktenkofferformat
- der abnehmbare Kofferdeckel kann als Tablett genutzt werden
- ein rundum laufendes Profil verhindert, dass Schmutz in den Koffer eindringen kann
- seitliche Befestigungsmöglichkeit für eine LED-Kofferleuchte
- Leuchte drehbar zu allen Seiten und damit perfekt für eine optimale Ausleuchtung des Behandlungsfeldes am Fuß

Technische Daten:

Maße: B 455 x H 385 x T 163 mm

Gewicht: ca. 2,9 kg

Material: leichtes ABS, innen und außen glatt mit kratzfester, harter Acrylbeschichtung

Lieferumfang:

1 x Satz Kofferschlüssel

1 x Handstückablage

Für mobiles Arbeiten kann der TITAN im Koffer Fuß-Ambulanz mitgenommen werden

Produktname	Bestell.-Nr.
Koffer mit Fußpflege-Absauggerät TITAN	
Koffer Fuß-Ambulanz	303 106 700
TITAN AT, lichtgrau	304 205 610
Zubehör	
Staubbeutelset mit Feinstaubfilter	704 200 508
Gerlach Staubschutzringe	704 207 452
optional LED-Kofferlampe	302 181 206
Rohrverlängerung für LED-Kofferleuchte	302 181 220
Fräser- und Instrumentenbox, 2 x HPL 806	317 105 000
Fräser- und Instrumentenbox, 1 x HPL 816	317 105 200
Fräser- und Instrumentenbox, 2 x HPL 817	317 105 300

GERLACH Koffer NEPTUN NT MICRO

Fuß-Ambulanz Fußpflege-Spraygerät
mit Licht

Produktdetails:

- kompakt, elegant und stabil – im handlichen Aktenkofferformat
- der abnehmbare Kofferdeckel kann als Tablett genutzt werden
- ein rundum laufendes Profil verhindert, dass Schmutz in den Koffer eindringen kann
- seitliche Befestigungsmöglichkeit für eine LED-Behandlungsleuchte
- Leuchte drehbar zu allen Seiten und damit perfekt für eine optimale Ausleuchtung des Behandlungsfeldes am Fuß

Technische Daten:

Maße: B 455 x H 385 x T 163 mm

Gewicht: ca. 2,9 kg

Material: leichtes ABS, innen und außen
glatt mit kratzfester, harter Acrylbeschichtung

Lieferumfang:

- 1 x Satz Kofferschlüssel
- 1 x Handstückablage



GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz mit Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO

Produktname	Bestell.-Nr.
Koffer mit Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO	
Koffer Fuß-Ambulanz	303 106 700
Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO, platin Silber	304 206 401
Zubehör	
Fußschalter Multichannel	304 204 317
LED-Kofferlampe	302 181 203
Rohrverlängerung für LED-Kofferleuchte	302 181 220
GERLACH Spraylösung 5.000 ml	314 191 300

GERLACH Koffer TRITON AT MICRO

Fuß-Ambulanz
Fußpflege-Absauggerät



GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz mit Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO

Produktdetails:

- kompakt, elegant und stabil – im handlichen Aktenkofferformat
- der abnehmbare Kofferdeckel kann als Tablett genutzt werden
- ein rundum laufendes Profil verhindert, dass Schmutz in den Koffer eindringen kann
- seitliche Befestigungsmöglichkeit für eine LED-Behandlungsleuchte
- Leuchte drehbar zu allen Seiten und damit perfekt für eine optimale Ausleuchtung des Behandlungsfeldes am Fuß

Technische Daten:

Maße: B 455 x H 385 x T 163 mm

Gewicht: ca. 2,9 kg

Material: leichtes ABS, innen und außen glatt mit kratzfester, harter Acrylbeschichtung

Lieferumfang:

1 x Satz Kofferschlüssel

1 x Handstückablage

Produktname	Bestell.-Nr.
Koffer mit Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO	
Koffer Fuß-Ambulanz	303 106 700
Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO, platin Silber	304 206 302
Zubehör	
Fußschalter Multichannel	304 204 310
LED-Kofferlampe	302 181 202
Rohrverlängerung für LED-Kofferleuchte	302 181 220
Fräser- und Instrumentenbox, 2 x HPL 806	317 105 000
Fräser- und Instrumentenbox, 1 x HPL 816	317 105 200
Fräser- und Instrumentenbox, 2 x HPL 817	317 105 300

GERLACH Fußpflegekoffer NT MICRO

für Fußpflege-Spraygerät
SIRIUS NT MICRO mit Licht



Produktdetails:

- kompakter, eleganter und stabiler Fußpflegekoffer im handlichen Aktenkofferformat
- besonders tragfreundlicher Griff
- Innenteile aus tiefgezogenem Kunststoff – leicht zu reinigen, zu desinfizieren und zu pflegen
- Fach für die sichere Platzierung des Handstückes
- zwei zusätzliche Innenschalen als Verstaumöglichkeit
- flache Gummifüße an der Unterseite des Koffers verhindern Kratzer auf Tischen

Technische Daten:

Maße: B 41 cm x H 45 cm x T 16 cm
Gewicht: 4,7 kg (leer)

Lieferumfang:

- 1 x Satz Schlüssel
- 1 x Handstückablage

GERLACH Fußpflegekoffer NT MICRO mit Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO

Produktname	Bestell.-Nr.
Koffer mit Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO	
Koffer NT MICRO, silber	303 106 500
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO, pastelltürkis	304 205 412
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO, pastellblau	304 206 012
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO, hellgrau	304 205 512
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO, astralsilber	304 205 714
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO, platinsilber	304 205 715
Zubehör	
Fußschalter Multichannel	304 204 317
LED-Kofferlampe	302 181 203
Netzkabel, für Spraygeräte	704 204 502
GERLACH Spraylösung 5.000 ml	314 191 300

GERLACH Fußpflegekoffer AT MICRO

für Fußpflege-Absauggerät
LUNA AT MICRO oder
SATURN AT MICRO



GERLACH Fußpflegekoffer AT MICRO mit Fußpflege-Absauggerät LUNA NT MICRO

Produktdetails:

- kompakter, eleganter, stabiler Fußpflegekoffer im handlichen Aktenkofferdesign
- besonders tragfreundlicher Griff
- Innenteile aus tiefgezogenem Kunststoff – besonders leicht zu reinigen, zu desinfizieren und zu pflegen
- Fach für die sichere Platzierung des Handstücks
- zweifache Innensteckdose sowie ein zusätzliches Fach zur Verwendung einer Halogenleuchte
- zusätzliche Innenschale als Verstaumöglichkeit
- das Stromkabel kann im Kofferdeckel untergebracht werden
- flache GummifüÙe an der Unterseite des Koffers verhindern Kratzer auf Tischen

Technische Daten:

MaÙe: B 41 cm x H 45 cm x T 16 cm
Gewicht: 4,7 kg (leer)

Lieferumfang:

- 1 x Satz Schlüssel
- 1 x Handstückablage

Produktname	Bestell.-Nr.
Koffer mit Fußpflege-Absauggerät LUNA	
Koffer mit Fußpflege-Absauggerät SATURN	
Koffer AT MICRO	303 106 400
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO, pastelltürkis	304 205 911
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO, pastellblau	304 205 929
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO, hellgrau	304 205 899
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO, astralsilber	304 205 921
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO, platinsilber	304 205 982
Fußpflege-Absauggerät SATURN, pastelltürkis	304 205 811
Fußpflege-Absauggerät SATURN, pastellblau	304 205 831
Fußpflege-Absauggerät SATURN, hellgrau	304 205 801
Fußpflege-Absauggerät SATURN, astralsilber	304 205 819
Fußpflege-Absauggerät SATURN, platinsilber	304 205 823
Zubehör	
Halogenleuchter Dekostar XL LED für Koffer AT MICRO	302 181 300
Netzkabel für Absauggeräte	704 207 446
Fußschalter Multichannel	304 204 310
Wickletui	303 500 000



Hygiene für Sicherheit und Vertrauen

Für hygienische Fußpflege spielen neben den bestehenden Verordnungen und Gesetzen, Empfehlungen und Richtlinien weitere Aspekte eine bedeutende Rolle: die Ausstattung und die Mittel. Hohe Materialqualität sowie Details in der Verarbeitung wirken sich entscheidend auch auf den Hygieneerfolg aus. Für die Hygiene-Maßnahmen braucht man Technik und geeignete Mittel. Von der Technik für die Sterilisation über Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Desinfektionsmittel bis hin zur Ausstattung zum persönlichen Schutz – in unserem Produktprogramm finden Sie alles, damit Hygiene in Ihrer Praxis Sicherheit und Vertrauen schafft.

Hygiene für Sicherheit und Vertrauen


Hygiene stellt für die Fußpflegepraxis jeden Tag eine neue Herausforderung dar. In der Fußpflege besteht die Gefahr der Übertragung. Daher sind Podologen und Fußpfleger zu Hygienemaßnahmen verpflichtet und unterliegen der staatlichen Aufsicht.

Eine saubere, hell und freundlich eingerichtete Praxis genauso wie ein sauberer Koffer für den mobilen Einsatz schafft die Basis für das Vertrauen der Kunden in Ihre fußpflegerische Arbeit. Doch die Verantwortung des Behandlers geht über das – zweifellos wichtige – Äußerliche hinaus: Bei jeder Fußpflege muss der Übertragung von Krankheiten sicher vorgebeugt werden, um die Gesundheit der Kunden und des Behandlers zu schützen.


Neben der Hände- und Hauthygiene ist die konsequente Instrumentenhygiene unverzichtbar. Sie umfasst – je nachdem, ob es sich um ein unkritisches, semikritisches oder kritisches Instrument handelt – neben der Pflege die Reinigung und Desinfektion sowie Sterilisation.

Doch werden gereinigte und sterilisierte Instrumente falsch gelagert, besteht die Gefahr einer erneuten Kontamination mit Krankheitserregern. Eine Übertragung auf den nächsten Patienten kann nur durch konsequente und lückenlose Hygiene ausgeschlossen werden.

Durch Ultraschall bilden sich in der Flüssigkeit kleinste Hohlräume (Kavitationsbläschen) – auch zwischen Schmutz und Instrument.



Die Kavitationsbläschen sind instabil, fallen in sich zusammen (implodieren) und sprengen dabei den Schmutz von der Instrumenten-Oberfläche ab



Fräser und Schleifkörper stellen wie alle Instrumente eine potentielle Infektionsquelle dar.

(Foto: ungereinigter und mit Ultraschall gereinigter Fräser)



Risikobewertung von Medizinprodukten zur hygienischen Aufbereitung

Unkritische Instrumente

- Berührung mit intakter Haut – Reinigung, Desinfektion

Semikritische Instrumente

- Berührung mit Schleimhaut – mindestens Reinigung + Desinfektion und infektiöser Haut mit geprüften Mitteln und Verfahren – Sterilisation optional

Kritische Instrumente

- Berührung mit Blut – bevorzugt maschinelle Reinigung + Desinfektion (z. B. Thermodesinfektor) – Sterilisation verbindlich; bevorzugt Dampfsterilisation

1. Reinigen und Desinfizieren

Für alle Instrumente gilt: Um Krankheitserreger sofort unschädlich zu machen und eine unkontrollierte Streuung von Keimen zu vermeiden, muss jedes benutzte Instrument nach einer Behandlung gereinigt und desinfiziert werden. Zur Reinigung empfiehlt sich ein Ultraschall-Gerät. Denn Ultraschall reinigt besonders gründlich – auch an Stellen, die eine Bürste niemals erreichen kann. Und mit einem ultraschallgeeigneten Desinfektionsmittel können Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang erfolgen. Das Desinfektionsmittel sollte vom Verbund für angewandte Hygiene (VAH) geprüft und gelistet sein. Bei der Anwendung müssen unbedingt die vorgeschriebene Dosierung und Einwirkzeit eingehalten werden. Das heißt, dass nach der Beschallungszeit gegebenenfalls noch der Ablauf der empfohlenen Desinfektionszeit abgewartet werden muss. Danach werden die Instrumente unter fließendem Wasser gut abgespült und mit einem Einmaltuch abgetrocknet. Abschließend werden Zangen und Scheren im Schließbereich mit einem speziellen Instrumentenöl gepflegt.

2. Sterilisieren

Kritische Instrumente müssen und semikritische Instrumente sollten sterilisiert werden. Durch die Sterilisation werden auch widerstandsfähige Keime und Sporen unschädlich gemacht, die der Desinfektionsvorgang nicht erfasst. Nach der Reinigung und Trocknung werden die Instrumente geöffnet in den Heißluftsterilisator bzw. Autoklaven eingelegt.

Ein Autoklav sterilisiert mit einer Kombination aus Druck und Dampf bei Temperaturen von 120 bis 134 °C. Auch Gegenstände aus Gummi und Kunststoff (bedingt) oder Textilien können autoklaviert werden. Abgenutzte, korrodierte, verformte, poröse und anders beschädigte Instrumente sollten unbedingt aussortiert werden, um zu verhindern, dass sich Flugrost auf „gesundes“ Metall überträgt. Sterilisierboxen oder Einmalverpackungen verhindern Wiederverkeimung.

Für Heißluftsterilisatoren gilt: nur mit Umluft. Nur so können ausreichend hohe Temperaturen (180 °C) in jedem Teil der Sterilisierkammer erreicht werden.



3. Instrumentenaufbewahrung

Sind durch die Sterilisation sämtliche Mikroorganismen vernichtet, besteht bereits beim Öffnen des Autoklaven oder Heißluftsterilisators die Gefahr einer erneuten Verkeimung – sofern die Instrumente nicht einzeln verpackt sind. Auch das vielfach praktizierte Verfahren, vor Feierabend zu sterilisieren und dann die Instrumente über Nacht abkühlen zu lassen, kann eine Neukontamination ermöglichen. Daher ist es wichtig, die Instrumente direkt nach dem Sterilisiervorgang zu entnehmen und steril aufzubewahren.

Erfolgt die Sterilisation in geschlossenen Sterilisationskassetten (Zubehör für die Autoklaven), werden diese aus dem Gerät genommen und einfach an einen vor Sonnenlicht und Luftzug geschützten Platz zum Abkühlen weggestellt. Ungeöffnet halten die Kassetten dann ihren Inhalt bis sechs Wochen steril – allerdings steht auch die Kasette solange nicht zur Verfügung.

Alternativ ist die Lagerung der sterilisierten Instrumente in einem UV-Fach (Bestandteil fast aller Gerlach-Fußpflegeschränke) besonders praktisch, zeit- und kostensparend. Nach der Sterilisation können Sie die Instrumente aus dem Heißluftsterilisator nehmen und dann direkt in das UV-Fach legen. Die Instrumente kühlen im UV-Fach ab und verbleiben dort keimarm bis zum nächsten Gebrauch. Für die Lagerung stehen Ihnen zwei oder drei Kunststofftablets zur Verfügung. Der Einsatz mehrerer Tablets parallel garantiert einen reibungslosen Arbeitsablauf unter keimarmen Bedingungen:

- Der erste Instrumentensatz ist einsatzbereit zur Behandlung der Füße direkt am Arbeitsplatz.
- Ein zweiter Instrumentensatz befindet sich keimarm aufbewahrt zur Abkühlung im UV-Fach.
- Und ein dritter Instrumentensatz kann derweil sterilisiert werden.

Diese Arbeitsteilung versetzt Sie in die Lage, alle Patienten unter optimalen hygienischen Bedingungen zu behandeln. Ihre Kompetenz in Sachen Hygiene brauchen Sie vor Ihren Kunden nicht verstecken – ganz im Gegenteil. Führen Sie routinemäßige Maßnahmen ganz bewusst so aus, dass der Kunde sie auch wahrnimmt. Ein hohes Maß an Hygiene und Gesundheitsschutz erwartet jeder Kunde, ganz besonders, wenn es um Eingriffe am Körper geht. Fühlt er sich in diesem Sinne gut betreut, macht gern einen neuen Termin in Ihrer Praxis aus und empfiehlt Sie weiter.

Anmerkung:

Als Fußpfleger sind Sie verpflichtet, mit einem Hygieneplan den gesamten Hygieneprozess in Ihrer Fußpflegepraxis zu dokumentieren. Darin muss jeder Verfahrensschritt klar definiert sein. Zusätzlich zum Hygieneplan müssen die einzelnen Sterilisationsvorgänge dokumentiert werden. Eine lückenlose und dauerhafte sowie zeitsparende Aufzeichnungsmöglichkeit bieten dabei gute PC-Programme, wie sie zum Beispiel für die Autoklaven MELAtronic 15 EN+ oder Faro SK07 erhältlich sind.

Die oberste Rechtsgrundlage für diese Pflichten sind das Infektionsschutzgesetz (IfSG) sowie die Richtlinien des Robert-Koch-Institutes (RKI) zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten. Für Fußpflegepraxen gelten insbesondere die „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“. Diese Empfehlung wurde vom RKI und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte herausgegeben.



Diesen Reinigungs- und Desinfektionsplan zum Aufhängen in Ihrer Praxis können Sie kostenlos bestellen. Bestell-Nr. 720 902 803

Unsere Empfehlung für einen Reinigungs- und Desinfektionsplan in der Praxis finden Sie auf unserer Website.





Medizinprodukt

Außenansicht PG 8582, Edelstahl



Innenansicht PG 8582, weiß

Reinigungs- und Desinfektionsautomat PG 8582

Sichere und effiziente Aufbereitung von Instrumenten und Zubehör

Produktdetails:

- Stand-/Unterbaugerät
- Außengehäuse weiß oder Edelstahl
- Baubreite 600 mm, H 850 (820 Unterbreite), B 600, T 600 mm
- kürzeste Programmlaufzeit: 21 min.
- Trocknungsfunktion EcoDry
- je nach Ausführung bis zu zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- Chargenkapazität: 6 DIN-Siebe
- mit Ethernet-Modul

Mögliches Zubehör

A 103 Oberkorb

- frontseitig offen
- zur Aufnahme von Einsätzen
- Bestückungshöhe 95 mm
- eingebauter Sprüharm
- besonders geeignet für die Aufbereitung von DIN-Siebschalen sowie weitere Anwendungen mit niedrigen Spülguthöhen
- H 133, B 528, T 528 mm

A 151 Unterkorb/Lafette

- zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze
- Bestückungshöhe abhängig von gewähltem Oberkorb
- H 88, B 531, T 522 mm

DOS K 85 Dosiermodul

- für flüssige Medien wie alkalische Reiniger, chem. Desinfektionsmittel, Neutralisationsmittel
- Schlauchdosierpumpe, einstellbar über die elektronische Steuerung der Maschine
- integrierte Dosierüberwachungsfunktion für höhere Prozesssicherheit nach EN ISO 15883
- kurze Sauglanze (200 mm) für 5-l-Kanister inkl. Füllstandsüberwachung des Kanisters
- Länge Anschlusskabel: 3,00 m
- Länge Saugleitung: 1,80 m

Produktbezeichnung

Desinfektor PG 8582

Bestell.-Nr.

auf Anfrage



Medizinprodukt

E 521/2 Einsatz für 7 Zangen

Produktdetails:

- zur Aufnahme von 7 Zangen, Fächergröße 21 x 80 mm
- Maße in mm: H 114, B 100, T 189
- universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
E 521/2 Einsatz für 7 Zangen	314 108 905



Medizinprodukt

E 337/1 Einsatz für Instrumente, stehend

Produktdetails:

- 4 Kunststoffaufnahmen, 12 Fächer ca. 22 x 28 mm, 4 Fächer ca. 25 x 28 mm, 48 Fächer ca. 13 x 14 mm
- Maße in mm: H 113, B 173, T 445
- universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
E 337/1 Einsatz für Instrumente, stehend	314 108 803



Medizinprodukt

E 473/2 Einsatz/ Sieb mit Deckel für Kleinstteile

Produktdetails:

- zum Einhängen
- Maße in mm: H 85, B 60, T 60
- universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
E 473/2 Einsatz/ Sieb mit Deckel für Kleinstteile	314 108 801



Medizinprodukt

E 491 Einsatz für rotierende Instrumente

Produktdetails:

- für 18 Turbinenschäfte, für 30 Winkelstückschäfte
- Maße in mm: H 53, B 70, T 120
- universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
E 491 Einsatz für rotierende Instrumente	314 108 908



Medizinprodukt

E 451 Einsatz 1/6 Siebschale mit Deckel

Produktdetails:

- für Kleinteile, Drahtgeflecht: 1 mm Boden, 0,8 mm Seiten, 1 mm Deckel;
- Maschenweiten: 3 mm Boden, 1,7 mm Seiten, 3 mm Deckel, Inneneinteilung herausnehmbar
- Maße in mm: H 55, B 150, T 225
- universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
E 451 Einsatz 1/6 Siebschale mit Deckel	314 108 805



Medizinprodukt

E 806/1 Einsatz für 8 Tray-Unterteile/ Tablett

Produktdetails:

- 9 Halterungen (8 Fächer), B 290, T 30 mm, max. Traygröße 290 x 30 mm, für Unterkorb
- Maße in mm: H 114, B 305, T 348
- universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
E 806/1 Einsatz für 8 Tray-Unterteile/ Tablett	314 108 909



Medizinprodukt

E 130 Einsatz 1/2 für 10 Tablett

Produktdetails:

- für 10 Tablett, 11 Halterungen, H 170 mm, Abstand 35 mm, für Unterkorb
- Maße in mm: H 180, B 180, T 445
- universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
E 130 Einsatz 1/2 für 10 Tablett	314 108 907



Medizinprodukt

Neodisher MediClean forte

Produktdetails:

- Spül- und Reinigungsmittel für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
- Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung
- 5-Liter-Kanister

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Neodisher MediClean forte	314 267 001



Medizinprodukt

Neodisher Mediklar special

Produktdetails:

- Spül- und Reinigungsmittel für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
- Nachspülmittel zur maschinellen Aufbereitung
- 1-Liter-Flasche

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Neodisher Mediklar special	314 267 002



Medizinprodukt

Neodisher Z

Produktdetails:

- Spül- und Reinigungsmittel für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
- saures Neutralisations- und Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung
- 1-Liter-Flasche

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Neodisher Z	314 267 000



Medizinprodukt

Neodisher IR

Produktdetails:

- Spül- und Reinigungsmittel für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
- Grundreiniger, wird bei Problemen mit Flugrost von Miele empfohlen
- 1-Liter-Flasche

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Neodisher IR	314 267 003

Podotherm ATV 65

Effektive und wirtschaftliche Instrumentenreinigung und -desinfektion



Medizinprodukt

Podotherm ATV 65 (Auf Tischvariante) geschlossen

Produktdetails:

- als Auf Tischvariante (ATV 65) und Unter Tischvariante (UTV 65) erhältlich
- durchflussmengengesteuerte Dosierpumpen gewährleisten eine individuelle, exakte Dosierung der Reinigungs- und Neutralisationsflüssigkeiten aus den Vorratsbehältern
- optimale Reinigungsergebnisse durch kontinuierliche Überwachung des Spüldrucks
- 65 Liter Kammervolumen
- schnelle und zuverlässige Aufbereitung ohne Qualitätsverlust bei niedrigem Verbrauch
- schnelle und einfache Bedienung durch das farbige und übersichtliche Display sowie GlasTouch
- erfüllt die internationalen Standards DIN-EN ISO 15883-1/-2 für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
- Medizinprodukt Klasse IIa



Podotherm ATV 65 (Auf Tischvariante) geöffnet

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Podotherm ATV 65 (Auf Tisch)	314 108 950

Podotherm UTV 65

Effektive und wirtschaftliche Instrumentenreinigung und -desinfektion



Medizinprodukt

Podotherm UTV 65 (Untertischvariante)

Produktdetails:

- Instrumentenständer vertikal
- Tablett-Tray-Kassetten Instrumentenhalter
- Unterkorb ohne Injektor-Leiste
- 2 Dosierpumpen (Durchflussmengensteuerung)
- integrierte Wasserenthärterbox
- Heißlufttrocknung Drymax mit HEPA 14 Filter
- Farbdisplay
- GlasTouch Bedienfeld
- USB PC-Anschluss
- USB-Stick Ausgang PDF
- RS232 Schnittstelle
- Parallelschnittstelle
- 2 integrierte 1-Liter- (Podotherm ATV) bzw. 5-Liter-Tankbehälter (Podotherm UTV) für Reinigungs- und Neutralisationsflüssigkeit
- 230 Volt

Optionale Extras:

- Zangenständer
- Kleinteilebehälter
- Unterkorb mit Injektor-Leiste
- Anschluss für Demineralisierungsanlage

Zykluszeiten:

Schnellzyklus	45 min
Standardzyklus	60 min
Intensivzyklus	75 min

Produktbezeichnung

Bestell.-Nr.

Podotherm UTV 65 (Untertisch)

314 108 960

Autoklav FD18 B/S Autoklav FD23 B/S

Sichere, benutzerfreundliche, effiziente Sterilisation



Medizinprodukt

Abb. Gehäusefarbe hellgrau

Produktdetails:

- zuverlässiges Sterilisationsverfahren der Zyklen B/S
- programmierbare Programmstarts ermöglichen einen Sterilisationszyklus außerhalb der Arbeitszeiten
- Überprüfung der Wasserqualität des Destilats durch einen Leitfähigkeitssensor
- selbsterklärende und einfache Bedienung durch das hochauflösende 5-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay
- integrierte Befüllpumpe
- motorisierte Ver- und Entriegelung der Tür mit Zuziehhilfe
- fünf unterschiedliche Sterilisationszyklen von 20 bis 54 min Dauer können durch eine Startprogrammierung außerhalb der Arbeitszeit flexibel ausgeführt werden
- zeit- und wassersparendes Sonderprogramm ermöglicht die Durchführung von Zyklen der Klasse B in kürzester Zeit (max. 0,5 kg)
- Staubschutzfilter schützt vor Verunreinigungen im Gerät
- präzises und effektives Trocknen dank High-dry-Technologie
- Benutzerverwaltungssystem für die Identifizierung und Zuordnung der Benutzer zu den durchgeführten Zyklen
- Übertragung der Protokolle im PDF-Format über USB, Ethernet oder optional über Wi-Fi
- Sterilisationsprotokolle mit den Zyklusdaten sowie Barcodeetiketten können optional über einen externen Drucker gedruckt werden
- Medizinprodukt Klasse IIa



FD18 offene Ansicht



externer Drucker für Sterilisationsprotokolle und Barcodeetiketten (optional)



USB und Ethernet-Anschluss



5-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay

Technische Daten FD18:

Gerät	
Maße (B x H x T)	
inkl. hervorstehender Teile 493 x 484 x 646 mm	
Gesamtgewicht	57 kg
Kammervolumen	18 l
Kammermaterial	Edelstahl
Volumen Frischwassertank	5,2 l

Zyklusdauer:

134° C Universal B	30 - 48 min
134° C Superspeed B	21 - 40 min
134° C Universal S	25 - 43 min
134° C Prion	58 - 76 min
121° C Softprogramm S	47 - 67 min

Lieferumfang:

Autoklav, 2 Schläuche und Trichter für Wasserbefüllung und Entleerung, Trayhalter für 5 Tablett, 5 Tablett, Reinigungsset

Lieferumfang optional (Preis auf Anfrage):

- Wi-Fi
- Destillationsanlage
- Osmose-Anlage
- zusätzliche Tablett


Technische Daten FD23:

Gerät	
Maße (B x H x T)	
inkl. hervorstehender Teile 493 x 484 x 646 mm	
Gesamtgewicht	61 kg
Kammervolumen	23 l
Kammermaterial	Edelstahl
Volumen Frischwassertank	5,2 l

Zyklusdauer:

134° C Universal B	30 - 48 min
134° C Superspeed B	21 - 40 min
134° C Universal S	25 - 43 min
134° C Prion	58 - 76 min
121° C Softprogramm	47 - 67 min

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Autoklav FD18 B/S	314 107 920
Autoklav FD23 B/S	314 107 922
Drucker extern für FD18/FD23	314 107 921



Medizinprodukt

Instrumentenhalter

Produktdetails:

- spiralförmiger Instrumentenhalter aus Edelstahl zur stehenden und platzsparenden Unterbringung mehrerer Instrumentensätze in einer Beladung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Instrumentenhalter	314 107 911



Medizinprodukt

Tablett (Tray)

Produktdetails:

- B 180 x H 15 x T 285 mm (für SK07 16 Ltr. und FD18)
- B 183 x H 23 x T 383 mm (für SK07 21 Ltr. und FD23)

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Tablett (Tray) für SK07 und FD18	314 107 900
Tablett (Tray) für SK07 21 Liter und FD23	314 107 645



Medizinprodukt

Sterilisationskammer-Reiniger

Produktdetails:

- gebrauchsfertige Lösung zum Reinigen und Pflegen der Sterilisationskammer
- 15 - 30% Isopropanol, > 5% anionische Tenside, Duft- und Hilfsmittel

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Sterilisationskammer-Reiniger	314 107 910



Helix Text Pro

Produktdetails:

- zur Leistungsprüfung von Kleinsterilatoren Typ B nach EN 13060
- inklusive Prüfkörper und 250 Indikatorstreifen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Helix Test Pro	314 107 925

Dampfindikatorstreifen für S-Klasse-Autoklaven



Medizinprodukt

Produktdetails:

- Indikatorstreifen der Klasse 5 zur Leistungsprüfung von Kleinstерilisatoren Typ S

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Dampfindikatorstreifen für S-Klasse-Autoklaven	314 107 902



Medizinprodukt

FARO Thermo-Druckerpapier

Produktdetails:

- für FARO Autoklaven

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
FARO Thermo-Druckerpapier	314 107 904



Medizinprodukt

FARO Etikettiergerät

Produktdetails:

- zur Kennzeichnung des verpackten Sterilgutes mit Charge, Freigabedatum und Herstellungsdatum

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
FARO Etikettiergerät	314 107 905



Medizinprodukt

Ersatzetiketten

Produktdetails:

- für FARO Etikettiergerät
- 4 Rollen je 500 Stück

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Ersatzetiketten	314 107 909

ENBIO S und ENBIO PRO

Der kleinste und schnellste Autoklav. Besonders attraktiv für kleine Praxen

Produktdetails:

- erfüllt die höchsten Anforderungen der Klasse B
- Medizinprodukt Klasse 2b
- Aufbereitung der Instrumente in nur 7 Minuten, weitere zwei Einstellungen möglich
- Instrumente können lose oder in Folie verpackt und versiegelt sterilisiert werden
- jedes benötigte Instrument kann umgehend sterilisiert werden und ist schnell wieder gebrauchsfertig (sofortiger Sterilisationsprozess)
- einfache und intuitive Bedienung
- Einsteigermodell, besonders geeignet für kleine und mittlere Praxen
- Austausch-Service: ein defektes Gerät wird innerhalb der Garantiezeit (2 Jahre) gegen ein neues Gerät umgetauscht
- einzigartiges Design, ausgezeichnet durch „reddot design award“



Enbio Pro – der schnellste Autoklav am Markt

Medizinprodukt



Einsteigermodell Enbio S – das überzeugt

Technische Daten ENBIO S:

Gerät	
Maße (B x H x T)	25 x 16 x 56 cm
Gesamtgewicht	15 kg
Kammervolumen	2,7 l
Max. Gewicht der Ladung	0,5 kg

Zyklusdauer:

134° C Fast	7 min
134° C	15 min
121° C	30 min

Technische Daten ENBIO PRO:

Gerät	
Maße (B x H x T)	27 x 20 x 56 cm
Gesamtgewicht	20 kg
Kammervolumen	5,3 l
Max. Gewicht der Ladung	1,0 kg

Zyklusdauer:

134° C Fast	9 min
134° C	19 min
121° C	30 min



lose oder in Folie verpackt sterilisieren



intuitive Bedienung – spielend einfach

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
ENBIO S, weiß	314 101 700
ENBIO PRO, weiß	314 101 720

Durchlaufsiegelgeräte FS 1010 Print



Produktdetails:

- sicher, kompakt, einfach zu bedienen und startklar in 1 Minute
- einfache Handhabung durch die großflächige Anzeige, mit klaren und eindeutigen Meldungen
- FS Geräte erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607-2

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Durchlaufsiegelgerät FS 1010 Print	314 108 500

Durchlaufsiegelgerät FS 4000



Produktdetails:

- großer Touchscreen ermöglicht eine einfache Bedienung
- integrierter 3-Linien-Drucker ermöglicht das Drucken von Texten und Barcodes
- Geräterwartung vor Ort durch den Betreiber möglich
- LAN und RS232 Anschluss für eine direkte Anbindung an ein Netzwerk
- automatische Dokumentation über USB-Stick möglich

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Durchlaufsiegelgerät FS 4000 Print	314 108 510

Siegelgerät SL13



Produktdetails:

- kleines Gerät mit elegantem Design
- benutzerfreundlich und auch bei intensivem Gebrauch stets zuverlässig
- interessante Lösung für all jene Anwender, die auf der Suche nach einem professionellen Qualitätsprodukt mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis sind

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Siegelgerät SL 13	314 108 200




Sterilisationsfolie

Produktdetails:

- zum Einschweißen von wiederaufbarem Instrumentarium
- Medizinisches Papier u. Polypropylenfolie (60 g/m²) mit Indikatorpunkten
- Fertigung gemäß DIN EN ISO 11607 EN 868/5
- Rollenlänge: 200 m

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Sterilisationsfolie 5 cm	314 107 146
Sterilisationsfolie 7,5 cm	314 107 147
Sterilisationsfolie 10 cm	314 107 148
Sterilisationsfolie 15 cm	314 107 149



Rollenhalter mit Schneidevorrichtung

Produktdetails:

- Edelstahl
- mit abnehmbaren Standfüßen zur Wandmontage
- Gewicht in kg: 7
- Maße in mm: B 500 x H 400 x T 300

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Rollenhalter mit Schneidevorrichtung	314 107 907



Sterilisationsmarker

Produktdetails:

- zur Beschriftung auf der Papierseite der Sterilisationsverpackung
- für Dampfsterilisatoren
- wasserfest
- auf schwermetallfreier Lösungsbasis
- ISO 11140-1: Klasse 5 Tinte

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Sterilisationsmarker	314 108 505



Seal Test für Siegelgeräte

Produktdetails:

- zur täglichen Anwendung zwecks Funktionsbeurteilung/ Überprüfung nach DIN EN ISO 11607-2
- zur Kontrolle einer durchgehenden und schadenfreier Siegelnaht mit einer Mindestbreite von 6 mm

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Seal Test für Siegelgeräte (VE=100)	314 108 504



Druckerpatrone für Siegelgerät FS 3010 Print

Produktdetails:

- Ersatzpatrone für das Siegelgerät FS 3010 Print

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Druckerpatrone für Siegelgerät FS 3010 Print	314 108 506



Ink Test (Tintentest)

Produktdetails:

- Siegelnahtdichtigkeitstest zur Routineüberprüfung von Siegelnähten gemäß DIN EN ISO 11607-1 Anhang B, sowie ASTM F1929

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Ink Test (Tintentest)	314 108 507



Medizinprodukt

Autoklav MELAtronic® 15 EN+ S-Klasse

Die schnelle Sterilisation

Produktdetails:

- 7 Liter Kesselvolumen
- kurze Sterilisationsprozesszeiten
- kompakte Abmessungen
- 4 vollautomatische Programme
- erfüllt die Forderungen an "Klasse S"-Autoklaven der Norm EN 13060
- bedienerfreundliche Bedienung
- Wasservorratsbehälter integriert
- das Gerät kann alternativ im Wasser-Einwegsystem betrieben werden
- zur Dokumentation hat der Autoklav eine Schnittstelle für den Anschluss an Drucker oder PC
- der MELAtronic® 15 EN+ ist zukunftsicher, da er der Europa-Norm EN 13060 entspricht und nach EN ISO 17665 validierbar ist



Produktbezeichnung
MELAtronic® 15 EN+

Bestell.-Nr.
314 105 800



MELAflash® –
Dokumentations-Set

Produktdetails:

- einfache Handhabung
- keine zusätzliche Software nötig
- übersichtliche, lückenlose und dauerhafte Dokumentation der Sterilisationsvorgänge

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
MELAflash®-Dokumentations-Set	314 105 704



MELAseal® 100+ (ohne Rollenhalter)

Produktdetails:

- hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und leichte Bedienbarkeit
- durch eine kurze Vorwärmzeit von ca. 2 Minuten können Folien hintereinander, ohne Pausenzeiten gesiegelt werden
- die Siegelnahtbreite von 10 mm ist breiter als die von der EN 868-5 geforderte Mindestbreite von 6 mm
- Siegelzeit und Siegeltemperatur werden während der Versiegelung über die Elektronik automatisch überwacht
- bei Abweichungen gibt das Folienschweißgerät ein akustisches sowie ein optisches Signal zur Warnung aus
- eine integrierte Abschneide-Vorrichtung ermöglicht einen individuellen Zuschnitt von Sterilisationstüten entsprechend der Bedarfe in der Praxis
- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- Maße (B x H x T) inkl. Rollenhalter: 41,5 x 42 x 27 cm
- Gewicht 5,4 kg
- Stromanschluss 230 Volt, 50 Hz, 300 Watt

MELAseal® 100+
Abb. inkl. Rollenhalter „komfort“ und MELAfol®-Rollen

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
MELAseal® 100+	314 107 170



Rollenhalter „komfort“

Produktdetails:

- spart Platz bei der Aufbewahrung der Rollen
- Führungsschienen ermöglichen eine Zentrierung und Führung der Rollen
- einfache Montage

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Rollenhalter „komfort“	314 107 105



Rollenhalter „standard“

Produktdetails:

- einfach zu montieren
- ermöglicht einen einfachen Austausch der Folienrollen

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Rollenhalter „standard“	314 107 110



MELAfol®-Rollen

Produktdetails:

- Klarsicht-Sterilisierverpackung für Autoklaven nach EN 868-5
- Länge pro Rolle: 200 Meter

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
MELAfol®-Rollen 5 cm	314 107 101
MELAfol®-Rollen 7,5 cm	314 107 102
MELAfol®-Rollen 10 cm	314 107 103
MELAfol®-Rollen 15 cm	314 107 106



Medizinprodukt



Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1

Produktdetails:

- der Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1 erfüllt in vorbildlicher Art und Weise die Kundenanforderungen nach einem kompakten, preiswerten Gerät
- der Umluft-Heißluftsterilisator mit mechanischer Luftbewegung entspricht den Anforderungen der staatlichen Gesundheitsstellen
- mechanische Luftbewegung verhindert Kaltluftnester, die den Sterilisationserfolg gefährden bzw. gegenstandslos werden lassen
- der Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1 kann wahlweise mit Tablettts oder geschlossenen Aluminiumkassetten bestückt werden
- Betriebszeit bei Einsatz von Tablettts 60 Minuten, bei geschlossenen Kassetten 90 Minuten
- M 75.1 als Frontlademodul mit Zeitschaltuhr 120 Minuten, voll-automatischer Temperaturregelung, Thermostat stufenlos einstellbar und mit eingebautem Thermometer
- Maße (B x H x T):
Außen 31,0 x 26,0 x 37,5 cm
Innen 19,4 x 7,4 x 29,5 cm
- Anschlusswert: 230 V, 50 Hz, 650 W
- Gewicht: 11 kg
- Gerätehaube und Innenbehälter aus Edelstahl

Produktbezeichnung

Bestell.-Nr.

Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1

314 102 900



Aluminiumkassette zusätzlich

Produktdetails:

- passend für Heißluftsterilisator Typ 75
- Maße (B x T x H): 19 x 29 x 4 cm

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Aluminiumkassette zusätzlich	314 102 700



Aluminiumtablett zusätzlich

Produktdetails:

- passend für Heißluftsterilisator Typ 75
- Maße (B x T x H): 19 x 29 x 2 cm

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Aluminiumtablett zusätzlich	314 102 800



Folien für Heißluftsterilisatoren, PlaSteril A Rolle

Produktdetails:

- Stärke 0,04 mm
- mit Indikator und Textfeld
- 100 m Länge

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Folie für Heißluftsterilisatoren, PlaSteril A Rolle, 8 cm	314 107 125
Folie für Heißluftsterilisatoren, PlaSteril A Rolle, 12 cm	314 107 126



PlaSteril A Beutel

Produktdetails:

- 1.000 Stück

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
PlaSteril A Beutel 8 x 20 cm	314 107 127
PlaSteril A Beutel 12 x 25 cm	314 107 128

Ultraschall-Reinigung

Ultraschall-Reinigungsgeräte ermöglichen Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsschritt. Ultraschall hat den Vorteil, besonders gründlich zu reinigen. Die Schallwellen dringen selbst in kleinste Hohlräume vor, die eine Bürste nie erreichen könnte. Außerdem ist das Ultraschallbad sehr materialschonend. Vor allem rotierende und empfindliche Edelstahl-Instrumente haben dadurch eine höhere Lebensdauer. Instrumente werden im Ultraschallbad nicht erhitzt und stehen nach dem Reinigungs- und Desinfektionsvorgang sofort wieder zur Verfügung.

Kein Raum für Keime

Für Fußprofis ist Sorgfalt im Hygienealltag selbstverständlich. Und dennoch: Die Aufbereitung kann zum Beispiel am falschen Platz erfolgen, denn es braucht einen separaten Hygieneraum mit drei getrennten Bereichen. Im Hygieneprozess soll das die Gefahr einer Rekontamination unterbinden.

Die Praxis von Max Meister ist nur 45 Quadratmeter groß mit einer Kabine und einem kleinen Empfangsraum. Die ehemalige Toilette hat er zu einem Hygieneraum umgebaut.

Der Fußprofi kennt die Hygienekette wie seine Westentasche. Vorreinigen, Spülen, gründliches Reinigen im Ultraschallbad, erneutes Spülen, Desinfizieren in der Desinfektionswanne und Spülen. Um alles richtig zu machen, hat Max Meister ein Siegelgerät SL13 von Gerlach angeschafft. Vor jeder Sterilisation versiegelt er seine Instrumente fachgerecht. Und trotzdem: Beim letzten Besuch des Gesundheitsamts gab es eine Beanstandung.

Der Grund lag darin, dass Max Meister das Siegelgerät unmittelbar neben dem Waschbecken benutzt hat. Diese Zone gehört im Hygienejargon zum „unreinen“ Hygieneraum. Die Verpackung jedoch soll ein Sterilbarriersystem erzeugen, das gemäß DIN EN ISO 11607-1 für potenziell kritische Instrumente verpflichtend ist. Im unreinen Bereich besteht aber das Risiko einer erneuten Keimbesiedelung. Der Verpackungsprozess soll daher zusammen mit der Sterilisation zwingend in einem „reinen“ Hygieneraum erfolgen, also in einem klar getrennten Bereich.

In seinen beengten Räumlichkeiten hat Max Meister kaum eine andere Wahl. Er montiert eine Plexiglastrennwand zwischen dem Waschbecken und dem Siegelgerät. Einfacher wird es, wenn der Hygieneraum groß genug ist, um die drei im Hygieneprozess benötigten Bereiche zu trennen. Im Bereich eins erfolgt die Reinigung und Desinfektion, im Bereich zwei die (verpackte) Sterilisation und schließlich im dritten Bereich die Aufbewahrung (siehe Schaubild).

Bereich: Sterilisation


Autoklav, Siegelgerät und Kontrollbuch:
Mit einem Siegelgerät, etwa dem SL13 von Gerlach Technik lassen sich die gereinigten und desinfizierten Instrumente einfach in Folie einschweißen. Der Autoklav FD18 sorgt für die perfekte Keimfreiheit. Jeder Vorgang wird dann im Kontrollbuch dokumentiert.

Bereich: Reinigung und Desinfektion

Im Waschbecken lassen sich die gebrauchten Instrumente vorreinigen und abspülen. Danach folgt ein Ultraschallbad, etwa im GERLACH PODO PRO 3. Anschließend werden die gereinigten Instrumente mit einem geeigneten Desinfektionsmittel wie dem Korsolex basic desinfiziert. Danach noch einmal mit klarem Wasser gründlich abspülen.

Bereich: Getrennte Ablage für das Sterilgut

Das aufbereitete Sterilgut muss im getrennten Bereich aufbewahrt werden, um eine Rekontamination zu vermeiden, etwa in einem Schrank in Instrumentenboxen. UV-Fächer dienen der keimarmen Lagerung am Arbeitsplatz, etwa im Fußpflegeschränk AT/NT clean von GERLACH.




© adobe stock | dentalisizer

Sauber gelöst

Wo Hygiene eine wichtige Rolle spielt, muss man höchste Maßstäbe setzen. In den Statistiken der berufsbedingten Krankheiten stehen Hautkrankheiten vor allem deshalb ganz oben, weil sich Keime und Bakterien nicht durch oberflächliche Reinigung entfernen lassen. Und – Keime lauern überall!

Desinfektion ist daher das A und O der Hygiene. GERLACH TECHNIK liefert Ihnen maßgerechte Lösungen für jeden Bereich: Desinfektionsmittel für Haut, Wunden, Oberflächen und Instrumente. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf die individuellen Anforderungen der verschiedenen Bereiche abgestimmt, machen unsere Produkte das Arbeiten sicherer und unterstützen Ihre Professionalität im Umgang mit Patient und Material.



Vorbeugende Sicherheit

Bei dem Hautschutz dreht es sich in erster Linie um den vorbeugenden Schutz. Da die Hände zu den wichtigsten Übertragungswegen von Keimen zählen, ist hier der Bedarf am größten, beschränkt sich jedoch nicht auf die Desinfektion der Haut. In hygienerelevanten Einrichtungen spielt allerdings gerade die übliche Reinigung – das Waschen mit Wasser – nur eine kleine Rolle. Wasser alleine kann die Keime kaum ausreichend reduzieren, empfindliche Instrumente können beschädigt werden. Mit unseren Desinfektionsmitteln sind Sie auf der sicheren Seite.



HYGIENE



GERLACH PODO PRO 1 (0,8 ltr)

Produktdetails:

- Korb Innenmaß (B x T x H) 17,7 x 7,3 x 3,5 cm
- Gerät Außenmaß (B x T x H) 20,6 x 11,6 x 17,8 cm
- inkl. Korb und Deckel
- Anschlusswert: 220-240 V / 50-60 kHz

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Ultraschall-Reinigungsgerät GERLACH PODO PRO 1	314 109 600



GERLACH PODO PRO 3 (2 ltr)

Produktdetails:

- Korb Innenmaß (B x T x H) 19,8 x 10,6 x 5,5 cm
- Gerät Außenmaß (B x T x H) 30,0 x 17,9 x 21,4 cm
- inkl. Korb und Deckel
- Anschlusswert: 220-240 V / 50-60 kHz

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Ultraschall-Reinigungsgerät GERLACH PODO PRO 3	314 109 700



GERLACH PODO PRO 4 (4,2 ltr)

Produktdetails:

- Korb Innenmaß (B x T x H) 25,5 x 20,0 x 5,5 cm
- Wannen Innenmaß (B x T x H) 30,0 x 24,0 x 10,0 cm
- Gerät Außenmaß (B x T x H) 36,3 x 30,6 x 22,2 cm
- inkl. Korb und Deckel
- Anschlusswert: 220-240 V / 50-60 kHz

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Ultraschall-Reinigungsgerät GERLACH PODO PRO 4	314 109 300



GERLACH PODO Med 3 (1,6 ltr)

Produktdetails:

- cleanes Design – leicht zu reinigende Edelstahloberfläche
- gut leserliches Display – intuitiv bedienbar
- 5 Ultraschallmodi – degas, eco, sweep, pulse, dynamic
- Konfiguration der Grenztemperatur zur Vermeidung einer Proteinfixierung
- Gerätefeedback bei Überschreitung der Soll-Temperatur
- Doppelnutzen des Kunststoffdeckels – reduziert die Betriebslautstärke und kann als Abtropfblech für den Reinigungskorb dienen
- MDR konform
- Schalldruckpegel: <80 dB
- Gerät Außenmaß (B x T x H) 30,5 x 17 x 23 cm inkl. Deckel
- Korb Innenmaß (B x T x H) 25,5 x 20,0 x 5,5 cm
- Gewicht (mit Deckel): 3,6 kg
- Ultraschallfrequenz: 37 kHz
- Ultraschallspitzenleistung max. 480 Watt
- Anschlusswert: 220-240 V / 50-60 kHz

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Ultraschall-Reinigungsgerät GERLACH PODO Med 3	314 109 750



Ultraschallreinigungsgert ELMASONIC S podo basic

Produktdetails:

- für die effiziente sowie einfache und schnelle Reinigung und Desinfektion der fußpflegerischen Instrumente in einem Arbeitsschritt
- anwendungsfreundliche und übersichtliche Bedieneinheit mit Drehwahlschalter zur bequemen Vorwahl der Reinigungszeit, zwischen 1 und 30 Min einstellbar
- Reinigungswanne und Gehäuse aus Edelstahl
- automatische Sicherheitsabschaltung nach 12 Stunden Betrieb
- mit Sweep Funktion für optimierte Schallfeldverteilung und Frequenzmodulation
- inklusive: Abtropfdeckel, Instrumentenkorb, zwei Kleinteilebecher und Pinzette
- Gerät Außenmaß (B x T x H) 20,6 x 11,6 x 17,8 cm
- Wannenmaß (B x T x H) 19 x 8,5 x 6 cm mit 0.8 ltr Füllvolumen
- Korb Innenmaß (B x T x H) 17,8 x 8 x 4,7 cm
- Gewicht 2,0 kg
- Ultraschallfrequenz: 36 kHz
- Ultraschallspitzenleistung: 240 Watt
- Anschlusswert: 220-240 V / 50-60 kHz

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Ultraschall-Reinigungsgerät ELMASONIC S podo basic	314 109 500



Instrumenten-Desinfektionswanne

Produktdetails:

- für das Ansetzen von Desinfektionsbädern
- Wanne und Siebeinsatz aus robustem PVC
- eingearbeitete Griffmulden für eine sichere Handhabung
- Wannenmaß (B x T x H) 30 x 20 x 11 cm
- 3 Liter Füllvolumen

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Instrumenten-Desinfektionswanne	314 126 500



Desinfektionsmittel

MERS, Schweinegrippe, Hanta - kein Virus schaffte bislang das, was Corona in wenigen Monaten erreichte: Eine ausgeprägte Sensibilität für Hygiene. In der Fußpflege wird sie zum Markenzeichen.

Die neue Eigenmarke von GERLASAN und GERLACH TECHNIK deckt den Bedarf an Desinfektionsmitteln für Flächen, Instrumente und Hände ab. Das breite Sortiment umfasst sowohl die Reinigung als auch die Desinfektion.

Eltra®



Produktdetails:

- wäscht, bleicht und desinfiziert gleichzeitig
- biologisch wirksame gegen Eiweiß- und Stärkeverschmutzungen
- optimale Reinigungsergebnisse bereits ab 60 °C

	Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
Medizinprodukt	VAH, RKI (A), RKI (B)	Gebrauchsfertig	-	6 kg	314 266 000

GERLASAN® SOFT med. Waschgel



Produktdetails:

- zur milden und gründlichen Reinigung der Hände
- rückfettendes medizinisches Hand-Wasch-Gel
- hautschonend durch Protein
- ohne Farbstoffe

	Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
Kosmetikum	-	Gebrauchsfertig	-	1.000 ml	205 071 200
	-	Gebrauchsfertig	-	5.000 ml	205 071 300

GEHWOL® Lotion



Produktdetails:

- zur Reinigung und Erfrischung der Füße
- desinfizierende alkoholische Lotion mit Menthol und Lavendelöl
- eignet sich zur Reinigung und Erfrischung der Füße vor oder nach der Fußpflege
- schützt vor Fußpilz und Bakterien

	Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
Kosmetikum	-	Gebrauchsfertig	-	500 ml	101 061 100
	-	Gebrauchsfertig	-	1.000 ml	101 061 200

Cutasept® F¹⁾

Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%

- Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion.
- Haut-Desinfizienz mit entfettender Reinigung

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 423)

Freiverkäufliches Arzneimittel.

Warnhinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Arzneimittel

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertig	15 Sek.	50 ml	314 230 300
VAH	Gebrauchsfertig	15 Sek.	250 ml	314 231 000
VAH	Gebrauchsfertig	15 Sek.	1.000 ml	314 231 100

octenisept® Wund-Desinfektion¹⁾

Antiseptikum zur Behandlung von akuten und chronischen Wunden

Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.)

- Desinfektion akuter und chronischer Wunden
- schützt aktiv vor einer Infektion
- schmerzfrei anzuwenden
- schneller Wirkeintritt
- farblos

octenisept® Wund-Desinfektion ist ein Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Farbloses, sehr verträgliches Spray zur Desinfektion und Nachreinigung von Schnitt-, Kratz- und Schwürfwunden sowie offenen Blasen - schnell und einfach in der Anwendung!

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 423) Freiverkäufliches Arzneimittel.



Arzneimittel

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
Arzneimittel	Gebrauchsfertig	-	50 ml	314 265 000

octenisept® Gel

Zur Wundheilung bei akuten Wunden und leichten Verbrennungen

Produktdetails:

- schnellere Wundheilung durch optimale Versorgung mit Feuchtigkeit
- reduziert den Schmerz
- schützt die Wunde vor Keimen
- reduziert Narbenbildung
- mit Octenidin



Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
Medizinprodukt	Gebrauchsfertig	-	20 ml	316 902 400

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Pedilen N



Produktvorteile:

- pflegt, erweicht und erleichtert die Entfernung von Nagelhaut
- zur Entfernung von Hühneraugen und eingewachsenen Nagelteilen gut geeignet

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
-	Gebrauchsfertig	-	20 ml	314 221 600

GERLASAN® Handcreme



Produktdetails:

- Formulierung aus Aloe Vera, Jojoba, Tapioka und Harnstoff (Urea)
- mit hautberuhigendem Bisabolol und regenerationsförderndem Panthenol
- mit pilzvorbeugenden, antimikrobiellen Inhaltsstoffen für den Schutz der Hände
- pflegt und schützt strapazierte Hände intensiv, insbesondere bei häufigem Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln sowie Verwendung von Schutzhandschuhen
- lässt sich gut verteilen, zieht schnell ein und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl
- feuchtigkeitsspendend
- zur täglichen Pflege der Hände
- Dose mit Spender

Kosmetikum

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
-	Gebrauchsfertig	-	500 ml	205 021 100

GERLASAN® Händedesinfektion



Produktdetails:

- gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zur hygienischen Haut- und Händedesinfektion
- dermatologisch getestet und sehr gut hautverträglich
- keine Zusatzstoffe
- extrem kurze Einwirkzeiten
- bakterizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid
- auch für die chirurgische Händedesinfektion geeignet
- in verschiedenen Packungsgrößen erhältlich, u.a. in praktischer 75 ml-Flasche für die Handhygiene unterwegs

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertig	15 Sek. - 1 Min.	75 ml	314 270 012
VAH	Gebrauchsfertig	15 Sek. - 1 Min.	150 ml	314 270 000
VAH	Gebrauchsfertig	15 Sek. - 1 Min.	500 ml	314 270 001
VAH	Gebrauchsfertig	15 Sek. - 1 Min.	1.000 ml	314 270 002

GERLASAN® Händedesinfektionsgel



Produktdetails:

- gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zur hygienischen Haut- und Händedesinfektion dermatologisch getestet
- sehr gute Hautverträglichkeit
- keine Zusatzstoffe
- extrem kurze Einwirkzeiten
- bakterizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid
- in verschiedenen Packungsgrößen erhältlich, u.a. in praktischer 75-ml-Flasche für die Handhygiene unterwegs

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertig	30 Sek. - 1 Min.	75 ml	314 270 013
VAH	Gebrauchsfertig	30 Sek. - 1 Min.	150 ml	314 270 100
VAH	Gebrauchsfertig	30 Sek. - 1 Min.	500 ml	314 270 101
VAH	Gebrauchsfertig	30 Sek. - 1 Min.	1.000 ml	314 270 102

Dosierpumpe für GERLACH Desinfektion 500 ml und 1.000 ml



Produktdetails:

- passend für alle GERLACH Desinfektionsmittel 500 und 1.000 ml
- für flüssige und geelige Desinfektionsmittel geeignet

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
für 500 & 1.000 ml		-	1 Stück	730 240 100

Sterillium®¹⁾

Wirkstoff: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g



- Zur hygienischen und chirurgischen Hände-Desinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen.
- alkoholische Händedesinfektion mit sehr guter Hautverträglichkeit
- umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren sowie Noro-, Adeno- und Rotavirus
- erhält den natürlichen pH-Wert der Haut

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 423)

Freiverkäufliches Arzneimittel.

Warnhinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, IHO, RKI (A)	Gebrauchsfertig	30 Sek.	100 ml	314 120 600
VAH, RKI (A), RKI (B), IHO	Gebrauchsfertig	30 Sek.	500 ml	314 121 100

Arzneimittel

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel sind aufgeführt in der Liste des Bundesgesundheitsamtes/Robert-Koch-Institut (*4) und des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (***) und entsprechen den Anforderungen der Hygieneverordnungen. (***) = VAH gelistet / ¹⁾ Pflichttexte für Arzneimittel siehe Seite 423.

Sterillium® classic pure¹⁾

Wirkstoff: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetronium etilsulfat (INN)

- Hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion. Haut-Desinfektion vor Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen, Impfungen. Hepatitis B-Prophylaxe.
- rückfettend und hautschonend
- farbstoff- und parfümfrei
- hervorragende Sofortwirkung



(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 423) Freiverkäufliches Arzneimittel.

Warnhinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Arzneimittel

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, RKI (B), RKI (A), IHO	Gebrauchsfertig	30 Sek.	100 ml	314 120 602
VAH, RKI (A), RKI (B), IHO	Gebrauchsfertig	30 Sek.	500 ml	314 121 102
VAH, RKI (A), RKI (B), IHO	Gebrauchsfertig	30 Sek.	1.000 ml	314 121 202
VAH, RKI (A), RKI (B), IHO	Gebrauchsfertig	30 Sek.	5.000 ml	314 121 203

Dosierpumpen für Sterillium®

Produktdetails:

- für 500 und 1.000 ml Gebinde



Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
für 500 ml	-	-	1 Stück	730 100 500
für 1.000 ml	-	-	1 Stück	730 100 600

Sterillium® Gel pure

Produktdetails:

- Händedesinfektions-Gel mit breitem Wirkungsspektrum gegen Pilze, Viren und Bakterien
- optimal zu dosieren
- farbstoff- und parfümfrei



Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertig	-	100 ml	314 121 300
VAH	Gebrauchsfertig	-	475 ml	314 121 301
-	Gebrauchsfertig	-	1.000 ml	314 121 302
VAH	Gebrauchsfertig	-	1.000 ml	314 121 303



CleanSafe Desinfektionsmittelpender

Produktdetails:

- Dosierspender für Händedesinfektionsgel in der hygienischen 1.000-ml-CleanSafe-Flasche
- CleanSafe touchless mit Sensor
- CleanSafe basic mit Drucktaste

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
-	-	-	1 Stück	314 121 304
-	-	-	1 Stück	314 121 305



Sterillium® Desinfektionstuch¹⁾

Wirkstoff: 2-Propanol 1.341,00 mg, 1-Propanol 894,00 mg, Mecetronium etilsulfat 5,96 mg

- Zur Desinfektion von vegetativen Bakterien, Mykobakterien und Pilzen an Händen und Haut.
- alkoholische Hände- und Flächendesinfektion
- sehr gute Hautverträglichkeit, rückfettend
- einzeln verpackt
- für unterwegs

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 423)
Freiverkäufliches Arzneimittel.

Warnhinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertig	30 Sek.	10 Stück	314 120 100
VAH	Gebrauchsfertig	30 Sek.	100 Stück	314 120 100

Arzneimittel

GERLACH TECHNIK Flächendesinfektion

Produktdetails:

- gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion
- sehr gute Materialverträglichkeit
- sehr geringer Alkoholanteil
- ohne quartäre Ammoniumsalze (QAV)
- rückstandsfreie Abtrocknung



Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min. - 2 Min	500 ml	314 270 004
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min. - 2 Min	1.000 ml	314 270 005

Medizinprodukt

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel sind aufgeführt in der Liste des Bundesgesundheitsamtes/Robert-Koch-Institut (*4) und des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (***) und entsprechen den Anforderungen der Hygieneverordnungen. (***) = VAH gelistet / ¹⁾ Pflichttexte für Arzneimittel siehe Seite 423.

GERLACH TECHNIK Desinfektionstücher



Medizinprodukt

Produktdetails:

- Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion
- fusselfreies PP/VIS-Vlies 12 x 20 cm
- rückstandsfreie Abtrocknung
- Dose kann mit dem Refill-Beutel nachgefüllt werden
- Ersatz-Leerdose mit Depotdeckel separat erhältlich

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min. - 5 Min.	100 Tücher	314 270 007
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min. - 5 Min.	100 Tücher Refill-Beutel	314 270 006
-	-	-	1 Stück Ersatz-Leerdose	730 240 102

GERLACH TECHNIK Desinfektionstücher – alkoholfrei



Medizinprodukt

Produktdetails:

- gebrauchsfertige Schnelldesinfektion
- fusselfreies PP/VIS-Vlies 12 x 20 cm
- rückstandsfreie Abtrocknung
- Dose kann mit dem Refill-Beutel – alkoholfrei nachgefüllt werden
- Ersatz-Leerdose mit Depotdeckel separat erhältlich

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min.	100 Tücher	314 270 017
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min.	100 Tücher Refill-Beutel	314 270 016
-	-	-	1 Stück Ersatz-Leerdose	730 240 102

GERLACH TECHNIK Desinfektionstücher BIG – alkoholfrei



Medizinprodukt

Produktdetails:

- gebrauchsfertige Schnelldesinfektion
- fusselfreies PES/VIS Tuch 28 x 30 cm
- nahezu rückstandsfreie Abtrocknung
- Quattro-Eimer zur einfachen Entnahme der Tücher zusätzlich erhältlich

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min. - 5 Min.	90 Tücher	314 270 018
-	-	-	1 Stück Quattro Eimer	730 240 103

GERLACH TECHNIK Flächendesinfektion Konzentrat



Produktdetails:

- zur regelmäßigen Reinigung und Desinfektion von Fußböden
- hervorragende Reinigungsleistung (zusätzlicher Einsatz von Reinigungsadditiven nicht notwendig)
- hinterlässt keine klebrigen Rückstände
- extrem breites Wirkungsspektrum mit niedriger Anwendungskonzentration
- auch für Dosieranlagen geeignet
- ohne Aldehyde oder Phenole

Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
-	Konzentrat	15 Min.	1.000 ml	314 270 011



Bacillol® AF

Produktdetails:

- alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel mit umfassender Wirksamkeit
- rückstandsfreie Auftrocknung
- aldehyd- und parfümfrei

Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, RKI (A), IHO	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	30 Sek.	500 ml	314 151 300
VAH, RKI (A), IHO	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	30 Sek.	1.000 ml	314 151 400
für 500 & 1.000 ml	-	-	-	730 100 000

Mikrobac® forte

Produktdetails:

- aldehydfreie Wischdesinfektion
- breites Wirkspektrum
- gute Reinigungsleistung



Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, IHO	2%	5 Min.	20 ml	314 210 100
VAH, IHO	0,5%	1 Std.	VE 25 Stück	314 210 100

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bacillol® Tissues



Produktdetails:

- gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher mit breitem Wirkungsspektrum
- einfache Entnahme aus der Spenderdose
- nachfüllbar

Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	30 Sek.	Spenderdose Nachfüllbeutel	314 181 500
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	5 Min.	je 100 Tücher	314 181 600

Mikrobac Tissues®



Produktdetails:

- alkohol-, aldehyd-, farbstoff- u. parfümfrei
- schnell wirksam
- sehr gute Materialverträglichkeit

Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	30 Sek.	80 Tücher	314 210 200

PlastiSept eco



Produktdetails:

- alkoholfreier, gebrauchsfertiger Desinfektionsschaum für empfindliche Oberflächen von Medizinprodukten
- alkohol-, aldehyd- und phenolfreie Formulierung

Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, DGHM	Gebrauchsfertig	1 Min.	500 ml Schaumflasche	314 221 300

Korsolex® Bohrerbad



Produktdetails:

- Reinigungs- und Desinfektionsmittel für rotierende Instrumente
- sehr gute Materialverträglichkeit bei Instrumenten aus Stahl, Diamant oder Hartmetall

Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, IHO	Gebrauchsfertig	5 Min.	2.000 ml	314 241 400

GERLACH TECHNIK Instrumentenreiniger



Produktdetails:

- zur Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von zahnärztlichen Bohren und rotierenden Instrumenten
- VAH-gelistet
- nicht korrosiv
- aldehydfrei
- materialschonend

Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertig	5 Min.	2.000 ml	314 270 010

Bodedex® forte



Produktdetails:

- starke Reinigungsleistung und hohe Materialverträglichkeit
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- löst Biofilme
- entfernt selbständig Eiweiße, Blut, Sekrete und fette im Rahmen der Vorreinigung

Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)	0,5% - 1%	5 Min - 10 Min.	2.000 ml	314 182 200

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Korsorex® basic

Produktdetails:

- aldehydisches Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum inklusive Viruzide
- geringe Einsatzkonzentrationen

Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, RKI (A), RKI (B), IHO	2% - 4%	15 Min. - 60 Min.	2.000 ml	314 261 400



Bomix® plus

Produktdetails:

- aldehydfreies Instrumenten-Desinfektionsmittel mit hervorragender Reinigungsleistung
- hervorragende Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit
- sehr ergiebig

Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, IHO	0,25% - 2%	5 Min - 30 Min.	2.000 ml	314 182 100

GERLACH TECHNIK Instrumentendesinfektion Konzentrat

Produktdetails:

- zur Reinigung und Desinfektion von Instrumenten
- VAH-gelistet
- sehr gute Materialverträglichkeit und Reinigungsleistung
- aldehydfrei
- geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad
- angenehmer Geruch



Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Konzentrat	15 Min.	2.000 ml	314 270 009

BIB forte eco



Medizinprodukt

Produktdetails:

- zur nicht proteinfixierenden Reinigung und Desinfektion von rotierenden Instrumenten
- aldehyd- und phenol- und QAV freies Flüssigkonzentrat
- absolut materialverträglich

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, DGHM	ergiebig 0,5%	60 Min. ohne Ultraschall	1.000 ml	314 221 500
VAH, DGHM	ergiebig 2%	30 Min. ohne Ultraschall	1.000 ml	314 221 500
VAH, DGHM	schnell 3%	10 Min. im Ultraschallbad	1.000 ml	314 221 500
VAH, DGHM	schnell 4%	5 Min. im Ultraschallbad	1.000 ml	314 221 500

Stammopur DR 8



Medizinprodukt

Produktdetails:

- aldehydfreies Desinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit
- sehr hohe Materialverträglichkeit
- sehr ergiebig
- geruchsneutral
- aldehyd-, phenol- und chlorfrei

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	0,02	5 Min. mit Ultraschall	2.000 ml	314 104 101
VAH	0,03	15 Min. ohne Ultraschall	2.000 ml	314 104 101

Messbecher für Desinfektionsmittel



Produktdetails:

- 250 ml Füllvolumen
- Teilstriche in 5 ml Schritten
- mit aufgedruckter Dosiermengenumrechnungstabelle

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
-	-	-	-	730 160 000

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Medizinprodukt

Peha-soft nitrile FINO Einmal-Untersuchungshandschuh aus Nitril

Produktdetails:

- Schutz vor pathogenen Keimen und Viren
- höchstes Tastempfinden, höchster Tragekomfort und optimale Passform
- angenehmes, besonders weiches Material mit neutralem Geruch, puderfrei
- 150 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Peha-soft nitrile FINO XS	314 112 700
Peha-soft nitrile FINO S	314 112 701
Peha-soft nitrile FINO M	314 112 702
Peha-soft nitrile FINO L	314 112 703



Medizinprodukt

Peha-soft Latex puderfrei Handschuhe Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Produktdetails:

- aus weichem Latex, puderfrei
- hochelastisch, reißfest und sicher, durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen
- texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit
- hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen
- 100 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Peha-soft LATEX puderfrei Handschuhe XS	314 112 710
Peha-soft LATEX puderfrei Handschuhe S	314 112 711
Peha-soft LATEX puderfrei Handschuhe M	314 112 712
Peha-soft LATEX puderfrei Handschuhe L	314 112 713



Medizinprodukt

Peha-soft Vinyl puderfrei Handschuhe Latexfreie Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl

Produktdetails:

- puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen
- elastisch und reißfest
- gute Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen
- 100 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Peha-soft Vinyl puderfrei Handschuhe S	314 112 720
Peha-soft Vinyl puderfrei Handschuhe M	314 112 721
Peha-soft Vinyl puderfrei Handschuhe L	314 112 722



Medizinprodukt

GERLACH Nitril-Handschuhe Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Produktdetails:

- anschmiegsam, passgenau und mit ausgezeichnetem Tastempfinden
- reißfest für äußerst präzises Arbeiten
- geruchsneutral und puderfrei
- 100 Stück pro Packung; VE = 10 Packungen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH Nitril-Handschuhe S	314 112 800
GERLACH Nitril-Handschuhe M	314 112 801
GERLACH Nitril Handschuhe L	314 112 802



Medizinprodukt

GERLACH Latex-Handschuhe Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Produktdetails:

- allergenarm durch niedrigen Latexproteingehalt und Puderverzicht
- hohe Griffsicherheit durch angeraute Oberfläche, besonders unter feuchten Bedingungen
- extrem anschmiegsam, passgenau und mit ausgezeichnetem Tastempfinden
- hohe Reißfestigkeit, virendicht, desinfizierbar, alkoholresistent
- 100 Stück pro Packung; VE = 10 Packungen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH Latex-Handschuhe S	314 110 500
GERLACH Latex-Handschuhe M	314 110 501
GERLACH Latex-Handschuhe L	314 110 502



Medizinprodukt

GERLACH Vinyl-Handschuhe Einmal-Untersuchungshandschuh aus Vinyl

Produktdetails:

- allergenarm und puderfrei
- beständig gegen Öle, eingeschränkt auch gegen Alkohol
- weiche, anschmiegsame Materialkonsistenz
- 100 Stück pro Packung; VE = 10 Packungen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH Vinyl-Handschuhe S	314 112 300
GERLACH Vinyl-Handschuhe M	314 112 301
GERLACH Vinyl-Handschuhe L	314 112 302



Gerlach Handschuh-Wandspender Für mehr Übersicht und Ordnung bei der Handhygiene

Produktdetails:

- die Wandhalterung bietet Platz für drei Spenderkartons - wahlweise GERLACH Latex-Handschuhe, Nitril-Handschuhe oder Vinyl-Handschuhe
- aus hochwertigem Edelstahl mit matt gebürsteter Oberfläche, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Maße (L x B x H): 38 x 24,5 x 7 cm

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Gerlach Handschuh-Wandspender	314 112 900

Hände-Hygiene

Eine Studie (2018) der SRH Hochschule in Heidelberg ergab, dass Frauen ihre Hände gründlicher und öfter waschen als Männer. 11 Prozent der Männer verzichten ganz auf Händewaschen nach dem Toilettengang und knapp die Hälfte verwendet keine Seife. Dagegen nutzten 82 Prozent der Frauen Wasser und Seife und nur drei Prozent verzichten auf das Händewaschen. Beobachtet wurden im Raum Heidelberg rund 1.000 Besucher von öffentlichen Toiletten in Fastfood-Restaurants, auf Raststätten, in der Mensa und um den Bahnhof herum. Frauen sind demnach zwar besser als die Männer, doch ist das nur die halbe Wahrheit. Über beide Geschlechter hinweg wuschen 27 Prozent ihre Hände nur mit Wasser. Die nötige Gründlichkeit ließen 58 Prozent der Beobachteten vermissen, die Wasser und Seife nutzen.

Das dürfte sich heute sicher geändert haben, denn Händehygiene ist aktuell wichtiger denn je zuvor. Das Händewaschen und Desinfizieren ist essenziell, strapaziert aber die Haut und kann so negativ die natürliche Hautbarriere, das Schutzschild der Haut, beeinflussen. Um die Haut vor Barrierestörungen zu schützen, muss sie ausreichend mit Lipiden (Fetten) und Feuchtigkeit versorgt werden. Seife und Desinfektionsmittel entziehen der Haut Fette, sodass sie auf Dauer austrocknen kann. Das merkt man an Spannungsgefühlen, Rötungen, Juckreiz oder, wenn sich die Haut rau anfühlt und rissig wird. Bakterien, Pilze oder Allergene können leichter in die Haut eindringen. Hier haben wir das Wichtigste zusammengefasst – für hygienisch saubere und gut gepflegte Hände:



Hände waschen

- ausreichend Seife verwenden
- Hände mind. 30 Sekunden einseifen
- Seife abwaschen




Hände desinfizieren

- Hände-Desinfektionsmittel in die trockenen Hände geben, bis die Hände vollständig benetzt sind*
- mind. 30 Sekunden* alle Hautpartien einreiben, insbesondere Fingerkuppen und Daumen
- nach dem Desinfizieren Hände nicht abwaschen



Hände pflegen

- Creme mit ausreichend Fetten und Feuchtigkeit nach jedem Händewaschen verwenden
- mit dem Handrücken beginnen, dann auf den Fingern verteilen und einmassieren
- Fingernägel und die Nagelhaut mitberücksichtigen
- zum Schluss die Handinnenflächen und möglichst auch die Unterarme eincremen



Den HändehygienePlan für Ihre Praxis können Sie hier herunterladen.



*Angaben des Herstellers zum Desinfektionsmittel beachten (z.B. Einwirkdauer, Menge)



Medizinprodukt

GERLACH Mund- und Nasenschutzmaske
Schutz vor Infektionen für Patienten und Behandelnden

Produktdetails:

- wirksamer Schutz durch höchste Filterleistung der 3-Lagen-Konstruktion
- feuchtigkeitsresistent durch atmungsaktives, hautfreundliches 3-Lagen-System
- hoher Tragekomfort durch baumwollbezogene Ohrschlaufen und Nasenbügel
- 50 Stück pro Packung, VE = 10 Packungen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH Mund- und Nasenschutzmaske	316 700 400



Mund-Nasen-Masken, 3-lagig
Schutz vor Infektionen für Patienten und Behandelnden

Produktdetails:

- elastische Ohrenbügel für hohe Flexibilität und hohen Tragekomfort
- weich, bequem und atmungsaktiv
- mit leicht biegbarem Nasenbügel
- 50 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Mund-Nasen-Maske	316 700 500



Medizinprodukt

Hartmann Foliadress® Mask Comfort Loop
Mund- und Nasenschutzmaske

Produktdetails:

- mit weichen, elastischen Gummibändern zur Fixierung hinter den Ohren
- mit integriertem Nasenbügel
- hypoallergen, besonders hautfreundlich
- 50 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
HARTMANN Foliadress Mask Comfort Loop	316 700 300



Medizinprodukt

Crosstex® Isofluid®

Mund- und Nasenschutzmaske mit Ohrschlaufen

Produktdetails:

- flüssigkeitsabweisende Außenseite mit einer weißen Zellstoffinnenseite
- extra langer Aluminiumstreifen über der Nase
- 50 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
CROSSTEX Isofluid	316 700 100



Medizinprodukt

Crosstex® Isofluid FogFree®

Anti-Beschlag Mund- und Nasenschutzmaske

Produktdetails:

- flüssigkeitsabweisende Außenseite mit einer weißen Zellstoffinnenseite
- mit Ohrschlaufen und extra langem Aluminiumstreifen über der Nase
- mit Anti-Beschlagstreifen, besonders angenehm für Brillenträger
- 40 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
CROSSTEX Isofluid FogFree	316 700 200



Atemschutzmaske FFP2

Mund- u. Nasenschutzmaske mit geringem Atemwiderstand

Produktdetails:

- Partikelmaske FFP2 NR (mit Ventil) gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, kompatibel mit Schutzbrillen
- innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände
- Ausatemventil für höchsten Atemkomfort
- vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske
- flexible Nasenbügel für eine optimale Anpassung an die Gesichtsförm
- Material: Vlies
- Farbe: weiß
- Größe: universal
- Normen: EN 149:2001 + A1:2009

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Atemschutzmaske FFP2 (10 Stück)	316 722 000



Gesichtvisier mit Schaumstoffkissen
Zum Schutz des Gesichts

Produktdetails:

- mit Schaumstoffkissen im Stirnbereich
- beständig gegen Desinfektionsmittel
- gestanzt, mit einfachem Steckmechanismus
- Gesichtsbereich 300 x 225 mm
- Made in Germany

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Gesichtvisier mit Schaumstoffkissen	316 700 600



Einmalschürze, weiß
Zur Vermeidung der Arbeitskleidung vor Kontamination

Produktdetails:

- PE Einwegschrürze, 75 x 120 cm
- Stärke 30 µ, lebensmittelecht
- Schürzen zu 100 Stück geblockt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Einmalschürze weiß (100 Stück)	316 724 000



Schuh- und Fußüberzieher
Zum Schutz des Fußes

Produktdetails:

- rutschfest, wärmend, hygienisch
- eignet sich gut für Patienten während der Behandlung
- VE = 100 Stück

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Fußschutz	316 720 100

Uvex Schutzbrille Zum Schutz der Augen



Produktdetails:

- schützt die Augen und bietet mehr Sicherheit im Arbeitsalltag
- innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest
- die direkt mit der Scheibe verbundene Softkomponente hält Staub und Wasser zuverlässig ab
- sehr hoher Tragekomfort

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
UVEX Schutzbrille	316 710 200

Uvex Schutzbrille für Brillenträger Zum Schutz der Augen



Produktdetails:

- passt über alle Korrektionsbrillen
- innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest
- schützt die Augen und bietet mehr Sicherheit im Arbeitsalltag

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
UVEX Schutzbrille für Brillenträger	316 710 300

Schutzbrille „Speed“ Zum Schutz der Augen, mit Seitenschutz



Produktdetails:

- leichte, beschlagfreie Schutzbrille mit einer Polycarbonatscheibe
- mehr Licht fürs Auge durch klare Bügel und Scheiben, wodurch die Seitenwahrnehmung weniger beeinträchtigt wird
- sicherer und bequemer Sitz durch spezielle Bügel
- Farbe der Bügel und Sichtscheibe: klar, Größe: universal
- Normen: Kategorie II EN 166 F

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Schutzbrille mit Seitenschutz „Speed“	316 710 400



Schutzbrille „Crystal“

Zum Schutz der Augen

Produktdetails:

- leichte, beschlagfreie Schutzbrille mit einer Polycarbonatscheibe
- mehr Licht fürs Auge durch klare Bügel und Scheiben, wodurch die Seitenwahrnehmung weniger beeinträchtigt wird
- sicherer und bequemer Sitz durch spezielle Bügel
- Farbe der Bügel und Sichtscheibe: klar, Größe: universal
- Normen: Kategorie II EN 166 F

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Schutzbrille „Crystal“	316 710 500

Eschenbach-Aufstecklupe 2,5 Dioptrien

Sicherer Arbeitsabstand auch bei hoher Vergrößerung

Produktdetails:

- praktische Aufstecklupe für Brillenträger
- einfaches Herunter- und Hochklappen
- leicht und angenehm zu tragen



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Eschenbach-Aufstecklupe 2,5 Dioptrien	302 220 000

Eschenbach-Fassung und Adapter für Aufstecklupe

Für Nicht-Brillenträger

Produktdetails:

- komfortabler Arbeitsabstand auch bei hoher Vergrößerung
- dezente Metallfassung, matt-schwarz
- Lieferung erfolgt in einer Aufbewahrungsbox



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Eschenbach-Fassung und Adapter für Aufstecklupe	302 220 100



Instrumententablets

Produktdetails:

- in 4 Größen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
L/B/T 240 x 180 x 17 mm	317 100 100
L/B/T 290 x 160 x 35 mm	317 100 102
L/B/T 300 x 190 x 17 mm	317 100 104
L/B/T 420 x 140 x 17 mm	317 100 103



Normenschale aus Opalglas

Produktdetails:

- bietet eine gute Ablagemöglichkeit für gebrauchte Fräser
- leicht zu reinigen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
L/B/T 100 x 50 x 22 mm	317 104 700



Fräser- und Instrumentenboxen

Produktdetails:

- Kunststoffboxen zum Lagern und Transportieren von Fräsern und Instrumenten

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
HPL 806, 137 x 104 x 53 mm	317 105 000
HPL 815, 179 x 127 x 53 mm	317 105 100
HPL 816, 207 x 134 x 53 mm	317 105 200
HPL 817, 205 x 134 x 69 mm	317 105 300



Greifpinzette

Produktdetails:

- zum Greifen von kleinen Fräsern wie z. B. Hohlfräsern oder Rosenbohrern, minimiert eine mögliche Verletzungsgefahr
- aus Edelstahl, 13,5 cm
- leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Greifpinzette, Edelstahl, 13,5 cm	309 192 700

Medizinprodukt

Fräserzange



Produktdetails:

- zum sicheren Einsetzen und Entnehmen von Fräsern in das Handstück
- Edelstahl

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Fräserzange, Edelstahl	317 102 000

Edelstahlbehälter




Produktdetails:

- als Abfallbehälter für Pflaster, Zellstoffpuffer etc. gut geeignet
- aus Edelstahl, rostfrei und leicht zu desinfizieren

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Edelstahlbehälter 12 x 12 cm	317 100 500

Zehenspreizer



Produktdetails:

- elastisch gefederter Edelstahl-Zehenspreizer für die Arbeit im Zwischenzehenbereich
- zwei Größen im Set

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Zehenspreizer 1 x klein und 1 x groß	313 380 000

Einmal-Wickeletui



Produktdetails:

- aus stabilem Polypropylen, das auch für medizinische Produkte wie Mund- und Nasenschutzmasken verwendet wird
- verfügt über 13 Steckfächer mit 6 cm bzw. 3 cm Breite und ein großes, seitliches Einschubfach an der linken Seite
- besonders praktisch für die ambulante Fußpflege
- 65 cm x 30 cm

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Wickeletui	303 500 100



Wundversorgung


Nur speziell qualifiziertes Fachpersonal darf auf ärztlicher Anordnung Wundversorgung vornehmen. Wundversorgung ist eine Form der Heilkunde und gehört somit nicht zum Kompetenzbereich des Fußspezialisten. Im akuten Fall Erste Hilfe zu leisten, sind Sie allerdings verpflichtet. Diese sollten Sie auch leisten, indem Sie beispielsweise nach einer Hautdesinfektion das Wundareal mit einer sterilen Wundaufgabe abdecken und einen Entlastungsverband anlegen. Produkte zur Wundversorgung sollten Sie daher immer vorrätig halten.

Wundversorgung und Erste Hilfe

Der Fußspezialist ist in seinem beruflichen Alltag immer wieder mit Wunden konfrontiert, beispielsweise bei der Behandlung von Diabetikern. Aber auch andere Verletzungen – eventuell sogar behandlungsbedingte – begegnen einem regelmäßig in der Fußpflegepraxis. Als Fußpflegerin beziehungsweise Fußpfleger weiß man nie so genau, was einen erwartet, wenn der Kunde Schuhe und Strümpfe auszieht. Sind es „nur“ ungeschnittene Nägel, zu viel Hornhaut oder ein noch nicht allzu tiefes Hühnerauge? Oder präsentiert der Kunde einen eingewachsenen, eitrigen Nagel, ein entzündetes Hühnerauge oder eine tiefe, nässende Rhagade? Umsichtiges Handeln ist in jedem Fall gefragt.

Was ist eine Wunde?

Eine Wunde ist eine gewaltsame Durchtrennung oder Schädigung der Haut beziehungsweise des darunterliegenden Gewebes. Wunden werden unterschieden nach Art ihrer Entstehung (mechanisch, thermisch, chemisch und Geschwürswunden). Diese wiederum werden unterteilt nach Tiefe, Keimfreiheit sowie Lokalisation und Ausdehnung. Am häufigsten sind mechanische Verletzungen. Dazu zählen Schürf-, Schnitt-, Stich-, Riss-, Platz- und Bisswunden sowie Hautblasen, Prellungen und Hautablösungen. Thermische und chemische Wunden treten in einer Fußpflegepraxis eher selten auf. Im Zweifelsfall den Patienten zum Arzt schicken! Um jedoch die Gefahr einer Wundinfektion zu minimieren und so auch die Wundheilung zu fördern, ist eine schnelle und fundierte Erstversorgung notwendig. Grundsätzlich gilt für alle Verletzungen: Die Wunde sollte sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Die weitere Versorgung ist jedoch von der Art und Beschaffenheit der Wunde abhängig. Und für den sogenannten Ersthelfer gilt: Zum eigenen Schutz vor Infektionen Schutzhandschuhe tragen!



Fußpilzerreger Trichophyton

Mechanische Verletzungen

Schürfwunden

Bei Schürfwunden ist nur die Oberhaut (Epidermis) betroffen. Schürfwunden bluten wenig, da „nur“ die feinen Hautkapillaren aufgerissen werden. Dafür sind diese Verletzungen meist recht schmerzhaft. Je nachdem, wo die Schürfwunde erworben wurde, besteht erhöhte Infektionsgefahr durch Schmutzpartikel oder Fremdkörper. Daher muss eine Schürfwunde sorgfältig zum Beispiel mit einer 2- bis 3-prozentigen Wasserstoffperoxid-Lösung (H_2O_2) gereinigt und anschließend desinfiziert werden. Hierzu eignet sich etwa Octenisept. Normalerweise heilen Schürfwunden von selbst und narbenfrei. Mit einem geeigneten Wundverband kann dieser Heilungsprozess unterstützt und die Wunde vor Infektionen geschützt werden.

Schnittwunden

Schnittwunden können unterschiedlich tief sein. Bei der Behandlung kommt es darauf an, welche Hautschichten betroffen sind. Oberflächliche, nicht stark blutende Schnittwunden der Epidermis behandelt man am besten wie Schürfwunden, also reinigen, desinfizieren und mit einem Wundverband (Pflaster) versehen. Je tiefer die Wunde reicht, desto größer ist das Risiko für Komplikationen. Bei Schnitten, die bis in die Unterhaut reichen, besteht die Gefahr, dass Nerven, größere Blutgefäße und Sehnen betroffen sind. Normalerweise bluten diese Wunden auch stark. In einem solchen Fall ist eine ärztliche Untersuchung unerlässlich. Zur Erstversorgung gehört, den Blutverlust so gering wie möglich zu halten. Dazu reicht es oft, wenn der betroffene Körperteil hoch gelagert und die Wunde mit einem sterilen Verband geschützt wird. Kommt die Blutung dadurch nicht zum Stillstand, sollte ein Druckverband angelegt werden. Tiefe Schnittwunden müssen so schnell wie möglich behandelt werden, um Folgeschäden wie Lähmungen bei durchtrennten Nerven und unschöne Narben zu vermeiden.

Risswunden

Für Risswunden, zu denen auch Rhagaden zählen, sind – im Gegensatz zu Schnittwunden – ausgefranste Wundränder charakteristisch. Dies birgt eine erhöhte Infektionsgefahr.

Die Behandlung solcher Wunden beginnt daher mit einer großzügigen Spülung. Sind die Wundränder, wie oftmals bei Rhagaden, bereits verhornt, müssen diese sorgfältig entfernt werden. Sonst kann die Wunde nicht zusammenwachsen. Ist eine primäre Naht (z. B. Klammern) für den Wundverschluss nötig, so darf dies nur der Arzt durchführen.

Hautblasen (Bulla)

Nahezu täglich begegnen dem Fußpfleger Hautblasen – vorzugsweise an der Ferse, auf den Zehen oder unter der Fußsohle.

Durch übermäßige und ungewohnte Belastung entsteht ein mit Gewebsflüssigkeit gefüllter Hohlraum zwischen Ober- und Lederhaut (Epidermis und Dermis).

Dieser „biologische Wundverband“ schützt die gereizte Dermis und sollte daher nicht geöffnet oder entfernt werden. Lediglich große Blasen können punktiert werden. Doch auch dies darf nur der Arzt durchführen. Ist die Blase bereits offen, sollte die Epidermis nicht entfernt werden. Hier beschleunigen Hydrokolloid-Pflaster (zum Beispiel das GEHWOL Blasenpflaster) die Heilung.

Hautablösung

Ein Abscheren der Haut vom Unterhautzellgewebe ist sehr schmerzhaft und führt zu einer stark blutenden Wunde. Die Behandlung sollte durch einen Arzt erfolgen. Dieser ist im Normalfall die erste Anlaufstelle für einen Patienten mit Hautablösung.

Bei Diabetikern mit Neuropathie passiert es jedoch leider immer wieder, dass sie sich unbemerkt eine solche Läsion am Fuß zuziehen. Meist werden diese Verletzungen erst vom Fußpfleger entdeckt. Einen entsprechenden Patienten müssen Sie direkt zu einem Arzt schicken. Denn es besteht die Gefahr, dass die abgelöste Hautpartie abstirbt (Gangrän).

Alles, was recht ist

Die geltende Rechtslage besagt, dass die Wundversorgung eine Form der Heilkunde darstellt und demnach nicht zum Kompetenzbereich eines Fußpflegers oder Podologen gehört. Das heißt, dass nur der Arzt eine medizinische Wundversorgung durchführen darf. Zur Leistung von Erster Hilfe ist man jedoch verpflichtet. Wer allerdings die Grenze zur heilkundlichen Wundversorgung überschreitet, macht sich unter Umständen einer Körperverletzung strafbar. Um sich und Ihren Kunden vor Schaden zu schützen, sollten Sie einige Verhaltensregeln beachten:

- Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! Sie als Fußspezialist müssen wissen, was Sie dürfen und was nicht.
- Und:
- Sie müssen wissen, was sie tun.
- Dokumentieren Sie genau, ob und mit welchen Wunden Ihr Patient zu Ihnen gekommen ist, und lassen Sie sich dies bestätigen.
- Ersuchen Sie ärztliche Unterstützung!
- Klären Sie Ihren Patienten in einer entsprechenden Konfliktsituation auf!
- Frischen Sie Ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auf.
- Schützen Sie sich selbst! Verwenden Sie Handschuhe, Mundschutz und frischen Sie Ihren Impfschutz regelmäßig auf und machen Sie sich vertraut mit notwendigen Erstmaßnahmen nach Verletzungen mit potentiell infektiösem Material.

Erstmaßnahmen nach Verletzungen mit Hepatitis-B/C- und HIV-infiziertem Material

Stichverletzung

- Blutfluss verstärken
- ausbluten lassen > 1 Minute
- Desinfektion mit 80%igem Alkohol
- bei Hepatitis B/C sofort passive Impfung mit Immunglobulin

Schnittverletzung

- Blutfluss verstärken
- Spülung mit viruzidem Antiseptikum
- Desinfektion

Hautexposition (bei vorgeschädigter Haut)

- Entfernung des infizierten Materials mittels Alkoholtupfer
- Tränken des betroffenen und angrenzenden Areals mit 80%igem Alkohol

Exposition Auge

- sofortiges Spülen mit reichlich Wasser, eventuell mit 5%iger wässriger PVP-Lösung oder Betaisodonna-Lösung 1:1

Exposition Mundhöhle

- sofortiges mehrmaliges Ausspucken
- mehrfaches Ausspülen mit 80%igem Alkohol



Medizinprodukt

Chirofix

Produktdetails:

- selbstklebender Fixierverband mit hoher Luft- und Wasserdampf-Durchlässigkeit
- extrem dünn, querelastisch, reißfest und anschmiegsam
- hinterlässt keine Klebstoff-Reste auf der Haut

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
1,25 cm x 10 m, 4 Stück	315 170 500	CE
2,50 cm x 10 m, 2 Stück	315 170 600	CE



Medizinprodukt

Curaplast® Sensitiv

Produktdetails:

- weiches, anschmiegsames Vliespflaster für sensible Haut mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber
- ein mikroperforierter Trennfilm verhindert Verklebungen im Wundbereich
- hautfarbener Vliesstoff, 100 % Polyester mit durchlaufendem Wundkissen
- ermöglicht schonenden, schmerzlosen Verbandwechsel

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
6 cm x 5 m	315 170 400	CE



Medizinprodukt

CUTIPLAST*STERIL

Produktdetails:

- elastischer und atmungsaktiver Wundverband für die primäre Wundversorgung
- verklebt nicht mit der Wunde und passt sich konturierten Körperstellen bestens an
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- saugfähig und sicher

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
7,2 cm x 5,0 cm, 100 Stück	316 800 700	CE



Kosmetik

FOCALEX BLAU N

Produktdetails:

- erfrischende, alkoholische Pflegelösung zum Schutz vor Fuß- und Nagelpilz
- gut einziehendes Neutralöl und ätherische Öle pflegen angegriffene Haut und Nägel
- dringt gut bis in die kleinsten Haut- und Nagelvertiefungen ein

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
10 ml Lösung zum Einpinseln	314 221 700	



Kosmetik

FOCALEX ROT N

Produktdetails:

- alkoholische Pflegelösung für empfindliche Haut an Druckstellen wie z. B. an den Fußballen, am Nagelbett und um Hühneraugen
- bestens geeignet zur Pflege von Nagelbettdruckstellen nach Nagelmodellagen mit künstlichen Fingernägeln

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
10 ml Lösung zum Einpinseln	314 221 800	



Medizinprodukt

Gazofix®

Produktdetails:

- kohäsive, elastische und extra dünn gewebte Fixierbinde mit sehr guter Hautverträglichkeit
- haftet auf sich selbst (nicht auf Haut und Kleidung)
- mit mikropunkteller Latexbeschichtung für zuverlässigen Sitz und Rutschfestigkeit

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
4 m x 4 cm	316 902 000	CE
4 m x 8 cm	316 902 200	CE



Medizinprodukt

Leukoplast® Elastic

Produktdetails:

- schützt die Wunde zuverlässig, besonders im Bereich der viel bewegten Finger- und Fußgelenke
- aus flexiblem und atmungsaktivem Material
- stark klebend und luftdurchlässig

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
1,9 cm x 12 cm, 100 Stück - für kleine Zehen	315 800 200	CE
1,9 cm x 18 cm, 100 Stück - extra lang - für große Zehen	315 800 201	CE



Nagelfalz-Tamponade

Produktdetails:

- Vlies-Tamponade für sensible Arbeiten im Nagelfalz
- Nagelfalz-Tamponade schützt vor scharfen Nagelkanten und ermöglicht ein beschwerdefreies Nachwachsen des Nagels
- besonders anschmiegsam und weich

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
dünn 1,4 cm x 10 m, 10 Rollen	316 402 300	
dick 1,4 cm x 4 m, 10 Rollen	316 402 600	

octenisept® Gel

Zur Wundheilung bei akuten Wunden und leichten Verbrennungen

Produktdetails:

- schnellere Wundheilung durch optimale Versorgung mit Feuchtigkeit
- reduziert den Schmerz
- schützt die Wunde vor Keimen
- reduziert Narbenbildung
- mit Octenidin



Medizinprodukt

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
20 ml Tube	316 902 400	CE

(Arzneimittel-
informationen
siehe Seite 423)
Freiverkäufliches
Arzneimittel.

octenisept® Wund-Desinfektion¹⁾

Antiseptikum zur Behandlung von akuten und chronischen Wunden

Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.)

- Desinfektion akuter und chronischer Wunden
- schützt aktiv vor einer Infektion
- schmerzfrei anzuwenden
- schneller Wirkeintritt
- farblos



Arzneimittel

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
50 ml Sprayflasche	314 265 000	

Pedilen N

Produktdetails:

- pflegt, erweicht und erleichtert die Entfernung von Nagelhaut
- zur Entfernung von Hühneraugen und eingewachsenen Nagel-
teilen gut geeignet



Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
20 ml	314 221 600	

SOFT 1 NEXT

Produktdetails:

- selbsthaftender, angenehmer und kohäsiver Wundverband
- klebstofffrei, hochelastisch, hautfreundlich, luftdurchlässig
- haftet auch im Wasser
- gut geeignet für die schnelle Wundversorgung



Medizinprodukt

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
4,5 m x 6 cm	315 171 200	CE
4,5 m x 3 cm	315 171 300	CE

Sternf. Zehenkuppenschutzpflaster



Medizinprodukt

Produktdetails:

- zum Schutz der Zehenkuppen
- besonders gut einsetzbar bei entfernten Hühneraugen, bei Hammer- und Reiterzehen
- ermöglicht eine gute Fixierung von z. B. Sterilsalben

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
12 Stück	315 203 800	CE



Medizinprodukt

Zellstofftupfer

Produktdetails:

- Zellstofftupfer zur Wundbehandlung, für Salbenverbände und zum Polstern
- randfest und fusselfrei
- aus hochgebleichtem Verbandszellstoff mit allseitiger Mullumhüllung

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
2 Rollen à 500 Stck.	316 131 000	CE
Spender für Zellstofftupfer	316 600 000	



Medizinprodukt

Elastomull®

Produktdetails:

- latexfreie Fixierbinde mit hohem Baumwollanteil
- hervorragende Elastizität des Gewebes mit hoher Rückstellkraft und großer Dehnungsreserve
- Feuchtigkeit wird gut aufgenommen und so Schwitzen und Hautjucken weitgehend verhindert
- weich und sanft zur Haut, hautverträglich

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
4,0 m x 4,0 cm	316 800 100	CE
4,0 m x 6,0 cm	316 800 200	CE



Medizinprodukt

Elastomull® haft

Produktdetails:

- selbsthaftende, hochelastische Kohäsivbinde mit Naturkautschuk-Latex
- sorgt für sehr gut haftende Wickellagen und einen faltenfreien Sitz
- zur Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an viel bewegten und konischen Körperteilen sowie Gelenken

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
4,0 m x 4,0 cm	316 800 400	CE
4,0 m x 6,0 cm	316 800 500	CE



Medizinprodukt

Fixomull® transparent

Produktdetails:

- als vollflächige Verbandfixierung geeignet, wasserdicht und atmungsaktiv, bietet Schutz vor Keimen
- Wundauflagen und Verbände lassen sich sicher abdecken, so dass der Patient mit dem Verband duschen und sogar schwimmen kann
- durch die transparente Wundfixierung ist eine ständige Sichtung der Wundumgebung möglich

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
10 m x 5 cm	316 901 400	CE



Medizinprodukt

Geka® Mullbinden

Produktdetails:

- zum Fixieren von Wundauflagen
- zum Ruhigstellen von Körperteilen
- unelastisch, mit Webkanten
- Farbe: weiß

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
4 m x 4,0 cm	316 200 400	CE
4 m x 6,0 cm	316 200 600	CE



Medizinprodukt

Leukomed® - Sterile Wundverbände

Produktdetails:

- aus Viskose-Vlies besonders weich, anschmiegsam, hautfreundlich und saugfähig
- deckt die Wunde rundum ab und verklebt nicht mit der Wunde
- einzeln und steril verpackt
- besonders geeignet zur Wundversorgung bei Schnittwunden

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
7,20 cm x 5 cm, 5 Stück	315 802 100	CE
8 cm x 10 cm, 5 Stück	315 802 200	CE



Medizinprodukt

Leukomed® T plus

Produktdetails:

- transparenter, wasserdichter, steriler Wundverband
- gleichzeitig wasserdampf- und sauerstoffdurchlässig
- reduziert das Risiko von Mazerationen
- durch eine besondere Beschichtung wird das Verkleben mit der Wunde verhindert
- Trägerfolie mit Griffleiste für eine sichere und exakte Fixierung

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
5 cm x 7,20 cm, 5 Stück	315 802 300	CE



Medizinprodukt

Leukoflex®

Produktdetails:

- transparentes, anschmiegsames Fixierpflaster mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber
- der Träger besteht aus einer dünnen und dehnbaren Polyethylenfolie
- gute Sofort- und Dauerklebkraft und zusätzlich wasserdicht
- schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
5,0 m x 2,5 cm	315 800 600	CE



Medizinprodukt

Leukoplast®

Produktdetails:

- hautfarbenes Fixierpflaster mit Zinkoxid-Kautschuk-Harz-Kleber
- zu empfehlen, wenn die Fixierung ganz besonders sicher kleben muss
- haftet auch bei starker Belastung fest und sicher und ist zudem wasserabweisend

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
5,0 m x 2,50 cm	315 802 500	CE



Medizinprodukt

Leukoplast® wasserfest

Produktdetails:

- weißes Fixierpflaster mit Zinkoxid-Kautschuk-Harz-Kleber
- der Träger besteht aus Zellwolle und ist wasserfest imprägniert
- hohe Sofort- und Dauerklebekraft

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
5,0 m x 2,50 cm	315 802 600	CE



Medizinprodukt

Leukosilk®

Produktdetails:

- weißes Fixierpflaster mit Polyacrylat-Klebmasse
- der Träger besteht aus Celluloseacetat und ist zugfest
- leicht von Hand reißbar
- schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar
- für empfindliche Haut

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
5,0 m x 1,25 cm	315 801 000	CE
5,0 m x 2,50 cm	315 801 100	CE



Medizinprodukt

Optiplaste®-C

Produktdetails:

- längselastische Kompressionsbinde bei einer Längsdehnung von ca. 60 %
- für Stütz-, Entlastungs- und Kompressionsverbände geeignet
- hohe Klebekraft
- wasserabweisend

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
6 cm x 2,5 m	315 210 100	CE



Medizinprodukt

Omnitape®

Produktdetails:

- stark klebender Pflasterverband aus 100 % Zellwollgewebe
- besonders zugfest und unelastisch für eine präzise, dauerhafte Fixierung
- starke Haftung auch auf textilen Untergründen

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
2 cm x 10 m	316 902 300	CE



Medizinprodukt

Peha-haft®

Produktdetails:

- kohäsive, elastische Fixierbinden mit zweifachem Hafteffekt durch gekreppte Gewebestruktur und mikropunktueller Lateximpregnierung
- Dehnbarkeit ca. 85 %
- geringer Materialverbrauch durch starke Eigenhaftung, kein Verkleben mit Haut, Haaren oder der Kleidung
- 46 % Viskose, 36 % Baumwolle, 18 % Polyamid

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
2,50 cm x 4 m, 8 Stück	316 800 800	CE
6 cm x 4 m, 1 Stück	316 901 500	CE




Medizinprodukt

tg® Schlauchverband

Produktdetails:

- nahtlos gestricktes Material zur schnellen Fixierung von Kompressen
- lässt sich um das Vierfache dehnen und durch Ziehen in Längsrichtung sofort wieder verengen
- besonders hautverträglich

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
Für Finger, Zehe: Größe 1 (1,40 cm); 5 m	316 901 600	CE
Für Finger, Zehe: Größe 2 (2,30 cm); 5 m	316 901 700	CE



Applikator Nr. 0

Produktdetails:

- Applikator für ein schnelles und einfaches Anbringen des Schlauchverbands

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
	316 510 000	



Fleecy-Web-EXTRA

Produktdetails:

- 3 mm dicker Flächendruckschutz aus geflauschtem Baumwollgewebe mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber
- sehr anschmiegsam und optimal zur individuellen Anpassung geeignet
- 4 Platten (40 x 22,50 cm)

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
	315 204 000	CE
mit Acrylkleber	315 204 400	CE

Medizinprodukt



Tubifoam

Produktdetails:

- schützt Zehen und Finger vor Druck und Reibung und liegt weich und anschmiegsam auf der Haut
- lässt sich z. B. als Ballenschutz oder Vorfußpolster zuschneiden

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
Gr. 2, Innen-Ø 15 mm ax	315 210 200	CE
Gr. 3, Innen-Ø 18 mm bx	315 210 300	CE
Gr. 4, Innen-Ø 21 mm cx	315 210 400	CE
Gr. 6, Innen-Ø 25 mm dx	315 210 600	CE

Medizinprodukt



Instrumente

Instrumente gehören zum festen Bestandteil Ihrer Arbeitsausstattung. Eine große Auswahl an Zangen, Scheren, Skalpellen, Klingen, Feilen und weiteren Spezialinstrumenten steht für Ihre Arbeit zur Verfügung. GERLACH TECHNIK Qualitätsinstrumente zeichnen sich durch eine hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit aus. Sie sind sicher und komfortabel in der Handhabung.

Qualität in edlem Stahl

Handinstrumente für die Fußpflege müssen hohe Qualitätsanforderungen erfüllen. Nur hochwertige Werkstoffe in erstklassiger Verarbeitung und ein durchdachtes Design gewährleisten Sicherheit und Komfort in der Handhabung. Produkte, die lange Lebensdauer bei gleichbleibend guten Anwendungseigenschaften aufweisen, punkten zudem in Sachen Wirtschaftlichkeit.

Nur Instrumente aus rostfreiem Stahl erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinien und dürfen – im Gegensatz zu vernickelten Instrumenten - uneingeschränkt das CE-Zeichen tragen und sind damit als Medizinprodukte zugelassen. Mit diesen geprüften und zertifizierten Instrumenten kann die medizinische Fußpflege auch allen Ansprüchen im Hinblick auf ihre hygienische Sorgfaltspflicht gerecht werden.

Hohe Qualität ist...

- wenn Griffe passend und angenehm in der Hand liegen,
- wenn Scheren und Zangen beim Bewegen der Griffe leicht und gleichmäßig auf- und zugleiten,
- wenn Gelenke so gefertigt sind, dass eine Instrumentenhälfte durch die andere durchgesteckt und anschließend nachgeschmiedet ist und der Schließbereich so keinen unerwünschten Bewegungsspielraum erhält,
- wenn die Schneiden von Zangen bis zur Spitze exakt aufeinandertreffen,
- wenn Scheren keine Lücken zwischen den scharfen Schneidflächen zeigen,
- wenn alle Oberflächen glatt sowie frei von Rost und Verfärbungen sind – auch Gelenke, Schneid- und Reibungsflächen.

Geprüfte Sicherheit


Um den eigenen hohen Ansprüchen und den Erwartungen der Anwender in allen Bereichen gerecht zu werden, sind die Qualitätsanforderungen unseres Partners Aesculap außerordentlich hoch.

Von vornherein hat man sich daher eine eigene Qualitätsnorm auferlegt, die die Erlaubten DIN/ISO Standard-Toleranzen in jeder Hinsicht stark begrenzt. Das macht sich bereits bei der Auswahl und Prüfung der Werkstoffe bemerkbar und setzt sich über den gesamten Fertigungsprozess fort.

Die auf einer Symbiose aus Hightech und Handarbeit basierende Herstellungstechnik der Instrumente sowie eine hohe Fertigungstiefe ermöglichen Modelltreue und höchste Präzision in stets gleichbleibender Qualität. Bei Aesculap weiß man schließlich seit über 130 Jahren, dass es nichts Wirtschaftlicheres gibt, als eine hohe Qualität.

Hohe Qualität bleibt...

- denn es entsteht keine Korrosion bei leichten mechanisch verursachten Oberflächenschäden (z. B. nach Herunterfallen),
- denn die Oberflächen bleiben – sachgerecht gepflegt – über Jahre intakt und schön,
- denn es können Rostbildungen an Schneidflächen und Rostnester an Gelenken und Reibungsflächen dauerhaft vermieden werden,
- denn es kommt auch bei täglich mehrfachem Einlegen in Reinigungs- und Desinfektionslösungen bei Edelstahl-Instrumenten nicht zum „Abblättern“ oder zu anderen Veränderungen an der Materialoberfläche, was wichtig für die Hygiene ist,
- denn rostfreier Stahl kann im Gegensatz zu rostbildenden Metallen und Legierungen im Autoklaven sterilisiert werden, wodurch die Instrumente keimfrei und schnell wieder einsetzbar sind.



Detail-Aufnahme:
Schließbereich einer
durchgesteckten Zange von AESCULAP



Das geschulte und kritische Auge der Aesculap-Mitarbeiter*innen sieht die Form und Gestaltung eines Instrumentes in der Gesamtheit. Mit der Sensibilität der Hände wird die Elastizität und Spannung, die Gleichmäßigkeit des Ganges oder das weiche Einrasten der Sperre ertastet.

Einblick in die Fertigung

Je nach Modell benötigt ein Instrument 50 und mehr Arbeitsschritte, wobei etwa zwei Drittel der Arbeiten von Hand erledigt werden. Das Schmieden der Gelenke erfolgt mit Kraftstärken bis zu 100 Tonnen. Es folgen das Ausstanzen, die Wärmebehandlung, Säge- und Fräsarbeiten. Das Härten bei über 1.000° C stellt die gewünschte Festigkeit des Instrumentes ein – Pinzetten müssen z. B. elastischer bleiben als Scheren. Gleichzeitig sorgt ein homogenes Härtegefüge für die gleichmäßige Verteilung der Chromanteile und damit für Korrosionsbeständigkeit von der Oberfläche bis zum Kern.

Durch Polieren wird die Oberfläche geebnet und das Passivieren aktiviert schließlich die korrosionsbeständige Chromoxidschutzschicht (Passivschicht). Meist mattiert man die Instrumente, um sie blendfrei zu machen.

Die Fachleute in der Fertigung (Werkzeugmechaniker mit Fachrichtung Instrumententechnik und 3,5-jähriger Ausbildung) nehmen ein komplexes Werkstück wie z. B. eine Zange, etwa 150- bis 180-mal in die Hand, bevor es die Fertigung verlässt.

Was man bei einer Instrumentenpflege unbedingt beachten sollte:

- Zur Desinfektion und Reinigung der Instrumente sollten nur hierzu geeignete Desinfektions- und Reinigungsmittel verwendet werden. Zur manuellen Reinigung sollten keine Bohrerbürsten zum Einsatz kommen. Wir empfehlen eine mittelfeste Zahnbürste.
- Beim Einlegen der Instrumente in das Ultraschallbad sollte man immer darauf achten, dass die Gelenke geöffnet sind und die Instrumente im Gelenkbereich gereinigt werden.
- Beim Einsatz von Ultraschall sollten die Einlegezeiten und Dosierung des Reinigungsmittels beachtet werden.
- Vor der Sterilisation sollten die Instrumente mit vollentsalztem oder destilliertem Wasser abgespült und getrocknet werden.
- Um ein „Festsitzen“ zu vermeiden, sollten die Instrumente im Gelenkbereich regelmäßig mit einem speziellen Paraffin-Öl besprüht werden. Wir empfehlen AESCULAP–Sterilit-Ölspray vor dem Sterilisieren im Autoklaven.
- Instrumente, die Rost oder andere sicherheitsrelevante Beschädigungen aufweisen, sollten unbedingt aussortiert werden.

Aus dem breiten Angebot das passende Instrument wählen...




Nagelzange

Schneiden der freien Nagelränder.
Besonders stabile, kräftige Modelle.



Übersetzungszange

Nagelzange, die bei stärkeren Belastungen Hand und Ellenbogen-gelenk des Behandlers schont.



Eckenzange (klein)

Schneiden der seitlichen, distal liegenden freien Nagelränder. Entfernen des eingewachsenen Nagelteils (Unguis incarnatus) im Nagelfalz und Entfernen von Hyperkeratosen und Clavi (Hühneraugen und Hornhaut).



Eckenzange (groß)

Schneiden der seitlichen, distal liegenden freien Nagelränder und dünner, weicher Nagelplatten. Entfernen des eingewachsenen Nagelteils (Unguis incarnatus) im Nagelfalz und Entfernen von Hornhaut und Schwielen.



Hautzange

Entfernen unterschiedlicher Claviarten am Fuß, von Clavi im Zwischenzehenbereich, von Hyperkeratosen, von überstehenden Hornhauträndern.



Pinzette

Entfernen von Hornhaut, Nagelteilen und Fremdkörpern. Einlegen von Hilfsmitteln in den Nagelfalz. Auflegen und Abnehmen von Wundauflagen.



HF 250
Nagelzange

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge
- mit Übersetzung
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 200 000	CE



G 495 Nagelzange

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- mit Übersetzung
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 200 100	CE



G 345 Nagelzange

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- mattiert
- Schneide 11 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 200 200	CE



HF 203 Nagelzange

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- aufgelegt
- gewölbte Schneide 22 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 100 400	CE



HF 241 Nagelzange

Produktdetails:

- 11 cm Gesamtlänge
- aufgelegt
- gewölbte Schneide 16 cm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 134 200	CE



HF 243 Nagelzange

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- aufgelegt
- gewölbte Schneide 19 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 134 400	CE





HF 210 Nagelzange

Produktdetails:

- Kopfschneider
- 13,5 cm Gesamtlänge
- durchgesteckt
- gewölbte Schneide 20 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 111 200	CE



HF 211 Nagelzange

Produktdetails:

- Kopfschneider
- 13,5 cm Gesamtlänge
- durchgesteckt
- gewölbte Schneide 14 mm
- Edelstahl




Bestell.-Nr.	MP
309 111 300	CE



HF 223 Nagelzange

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- durchgesteckt
- gerade Schneide 20 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 122 400	CE



HF 475 Eckenzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 15 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 187 800	CE

HF 476 Eckenzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- extra schlank
- gerade Schneide 13 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 187 900	CE

HF 477 Eckenzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 15 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 188 000	CE



HF 481 Eckenzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 16 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 186 700	CE

HF 478 Eckenzange

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 17 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 188 100	CE

HF 479 Eckenzange

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 17 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 186 000	CE





HF 480
Eckenzange

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 18 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 186 100	CE




HF 483 Eckenzange

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 17 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 186 200	CE



HF 482 Eckenzange

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- Schneide 16 mm
- Edelstahl


Bestell.-Nr.	MP
309 187 000	CE

Bilder
entsprechen
Originalgröße

G 490 Eckenzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 13,5 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 185 100	CE

G 491 Eckenzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 11 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 185 000	CE

HF 470 Eckenzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 11 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 188 200	CE

HF 460 Hautzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- gewölbte Schneide 7 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 166 200	CE



HF 461 Hautzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gewölbte Schneide 7 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 166 300	CE



HF 465 Hautzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gewölbte Schneide 11 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 166 700	CE



HF 448 Nagelhautzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Schneide 10 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 188 300	CE

HF 266 Nagelspaltzange

Produktdetails:


- 13,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 193 000	CE

HF 441 Nagelhautzange

Produktdetails:

- 8,5 cm Gesamtlänge
- gewölbte Schneide 7 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 154 200	CE

HF 443 Nagelhautzange

Produktdetails:

- 10,5 cm Gesamtlänge
- gewölbte Schneide 8 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 154 400	CE

HF 445 Nagelhautzange

Produktdetails:

- 10,5 cm Gesamtlänge
- abgeschrägte Schneide 8 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 154 600	CE



HF 446 Nagelhautzange

Produktdetails:

- 10,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 8 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 154 700	CE

BC 324 Verbandschere

Produktdetails:

- 14,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 48 mm stumpf-spitz
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 192 400	CE

HF 30 Nagelschere

Produktdetails:

- 9,5 cm Gesamtlänge
- gebogene Schneide
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 143 000	CE



HF 31 Nagelschere

Produktdetails:

- 10,5 cm Gesamtlänge
- gebogene Schneide
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 143 100	CE

HF 409 Nagelhautschere

Produktdetails:

- 9 cm Gesamtlänge
- gebogene Schneide 16 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 141 000	CE




OC 069R Anatomische Pinzette

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 112 500	CE



BD 223R Anatomische Pinzette

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 112 700	CE



BD 303 Splitterpinzette

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gerade
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 106 600	CE


BD 023 Anatomische Pinzette
Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- mittelbreit
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 112 300	CE


OC 220 Anatomische Pinzette
Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 112 600	CE


BD 963 Splitterpinzette
Produktdetails:

- 8 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 106 300	CE



BD 964 Splitterpinzette

Produktdetails:

- 9,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 106 400	CE



BD 965 Splitterpinzette

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 106 500	CE



BD 312 Splitterpinzette

Produktdetails:

- 10,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 101 200	CE





HH 225 Cilienpinzette

Produktdetails:

- 8,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 120 000	CE



234 Nagelzange

Produktdetails:

- 14 cm Gesamtlänge
- aufgelegt
- gewölbte Schneide 22 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 210 500	CE



203 Nagelzange

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- aufgelegt
- gewölbte Schneide 22 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 210 100	CE



243 Nagelzange

Produktdetails:

- 13,5 cm Gesamtlänge
- aufgelegt
- gewölbte Schneide 19 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 210 700	CE





210 Nagelzange

Produktdetails:

- Kopfschneider
- 13,5 cm Gesamtlänge
- durchgesteckt
- gewölbte Schneide 20 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 210 200	CE



495 Nagelzange

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- mit Übersetzung
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 250 300	CE



211 Nagelzange

Produktdetails:

- Kopfschneider
- 13,5 cm Gesamtlänge
- durchgesteckt
- gewölbte Schneide 14 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 210 300	CE





345 Nagelzange

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- aufgelegt
- gewölbte Schneide 11 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 213 400	CE



475 Eckenzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 15 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 212 300	CE



476 Eckenzange

Produktdetails:

- extra schlank
- 11,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 14,5 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 212 400	CE





481 Eckenzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 16 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 212 100	CE



478 Eckenzange

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 17 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 212 600	CE



479 Eckenzange

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 17 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 211 700	CE





480 Eckenzange

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 18 mm
- Edelstahl

(Abb. verkleinert)



Bestell.-Nr.	MP
309 211 900	CE



483 Eckenzange

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 17 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 212 000	CE



486 Eckenzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 24,5 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 213 600	CE





490 Eckenzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 13,5 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 213 200	CE



491 Eckenzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 11 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 213 100	CE



492 Eckenzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 13,5 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 213 700	CE





470 Eckenzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 11 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 212 700	CE



477 Eckenzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 15 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 212 500	CE



2510 Nagel- und Eckenzange

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- gewölbte Schneide 14 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 213 500	CE



460 Hautzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- gewölbte Schneide 7 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 211 400	CE

461 Hautzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gewölbte Schneide 11 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 211 500	CE

465 Hautzange

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- gewölbte Schneide 11 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 211 600	CE



448 Nagelhautzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- gewölbte Schneide 10 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 212 800	CE

441 Nagelhautzange

Produktdetails:

- 8,5 cm Gesamtlänge
- gewölbte Schneide 7 mm
- Edelstahl




Bestell.-Nr.	MP
309 211 000	CE

443 Nagelhautzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- gewölbte Schneide 8 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 211 100	CE





445 Nagelhautzange

Produktdetails

- 10,5 cm Gesamtlänge
- abgeschrägte Schneide 8 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 211 200	CE



446 Nagelhautzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- gerade Schneide 8 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 211 300	CE



409 Nagelhautschere

Produktdetails:

- 9 cm Gesamtlänge
- gebogene Schneide 16 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 210 800	CE



30 Nagelschere

Produktdetails:

- 9,5 cm Gesamtlänge
- gebogene Schneide 16 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 210 900	CE



3031 R, Pinzetten-Hautzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Schneide 3 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 116 200	CE



3039 R, Pinzetten-Hautzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Schneide 5 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 116 000	CE



3032 R, Pinzetten-Hautzange

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Schneide 7 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 116 100	CE





Augenbrauen-Pinzette R

Produktdetails:

- 9 cm Gesamtlänge
- rostfrei

Bestell.-Nr.	MP
310 115 000	CE

AESCULAP STERILIT



Produktdetails:

- Instrumenten-Öl
- 50-ml-Flasche
- zur Pflege von Zangen und Scheren
- Verwendung vor der Sterilisation

Bestell.-Nr.	MP
317 120 200	CE


AESCULAP STERILIT Ölspray



Produktdetails:

- 300 ml Spraydose
- (FCKW-frei), zur Instrumentenpflege vor der Sterilisation
- Sterilisationstemperatur max. 180° C

Bestell.-Nr.	MP
317 120 300	CE



AESCULAP Skalpell-
klingen mit verbesserter
Spitze

Skalpellgriffe AESCULAP

In der Fußpflege ist die fachlich einwandfreie Entfernung von Hornhaut und Hühneraugen an besonders belasteten Stellen des Fußes tägliche Routine.

Durch den Einsatz der richtigen Skalpelle, Klingen und handlicher Klingenthaler ist eine schnelle und schmerzlose Behandlung gegeben. Wählen Sie aus den vorhandenen Modellen aus.



BB 63
für Klingen BB 10-15

Produktdetails:

- Rundgriff
- Edelstahl
- 14,5 cm Gesamtlänge

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
BB 63	311 100 300	1	CE



BB 73
für Klingen BB 6-156-15

Produktdetails:

- Edelstahl
- 12,5 cm Gesamtlänge

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
BB 73	311 100 100	1	CE



BB 84
für Klingen BB 18-2318-23


Produktdetails:

- Edelstahl
- 13,5 cm Gesamtlänge

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
BB 84	311 100 200	1	CE

Preisvorteil bei Klengen-
Großpackungen 100 Stück

Bitte Mengenangaben
nicht vergessen!



AESCULAP Skalpellklingen steril

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
BB 6	311 100 600	10	CE
		100	CE
BB 10	311 101 000	10	CE
		100	CE
BB 11	311 101 100	10	CE
		100	CE
BB 13	311 101 300	10	CE
		100	CE
BB 15	311 101 500	10	CE
		100	CE
BB 18	311 101 800	10	CE
		100	CE
BB 19	311 101 900	10	CE
		100	CE
BB 20	311 102 000	10	CE
		100	CE
BB 21	311 102 100	10	CE
		100	CE
BB 22	311 102 200	10	CE
		100	CE
BB 23	311 102 300	10	CE
		100	CE

Preisvorteil bei Klinsen-
Großpackungen 100 Stück

Bitte Mengenangaben
nicht vergessen!

Gr. 10



Gr. 11



Gr. 13



Gr. 15



Gr. 18



Gr. 20



Gr. 21



Gr. 22



Gr. 23



PARAMOUNT Skalpellklingen steril

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 10	311 301 000	10	CE
		100	CE
Größe 11	311 301 100	10	CE
		100	CE
Größe 13	311 301 300	10	CE
		100	CE
Größe 15	311 301 500	10	CE
		100	CE
Größe 18	311 301 800	10	CE
		100	CE
Größe 20	311 302 000	10	CE
		100	CE
Größe 21	311 302 100	10	CE
		100	CE
Größe 22	311 302 200	10	CE
		100	CE
Größe 23	311 302 300	10	CE
		100	CE

Wechselskalpelle

Zur Entfernung von

- Hühneraugen
- Hornhaut
- Schwielen




Hühneraugenentfernung mit einem Skalpell.



Das Skalpell wird bei gestraffter Haut unter gleichzeitig leichtem Druck geführt.



Hornhautentfernung am Vorfuß mit dem Skalpell.



OR-Skalpellgriff für Klingen 01001/00-6

Produktdetails:

- Edelstahl
- 14,5 cm Gesamtlänge

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
0 1001/A/1	311 129 800	1	CE

01001/00



01001/0



01001/1



01001/2



01001/3



01001/6



OR-Skalpellklingen steril

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
0 1001/00	311 129 901	10	CE
	311 129 900	100	CE
0 1001/0	311 120 001	10	CE
	311 120 000	100	CE
0 1001/1	311 120 101	10	CE
	311 120 100	100	CE
0 1001/2	311 120 201	10	CE
	311 120 200	100	CE
0 1001/3	311 120 301	10	CE
	311 120 300	100	CE
0 1001/6	311 120 601	10	CE
	311 120 600	100	CE

Skalpellsklingen-Entferner und -Sammler

Produktdetails:

- geeignet für Klingen der Halter BB 73, BB 84, 85 x 25 x 55 mm
- verhindert den direkten Kontakt des Personals mit den Klingen und verhindert somit mögliche Infektionen
- Einmalprodukt



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Skalpellsklingen-Entferner und Sammler	311 150 400	1	

Klingen-Entferner, universal

Produktdetails:

- für sicheren Klingenwechsel
- aus Edelstahl



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Klingen-Entferner universal	311 401 000	1	CE

Klingen-Sammelbox 500

Produktdetails:

- zur sicheren, problemlosen Entsorgung
- praktikabler Behälter zur sicheren und anwenderfreundlichen Entsorgung von spitzen, scharfen und grundsätzlich gefährlichen Gegenständen
- kein Zurückfedern der Verschlusskappe
- geprüft nach TRBA 250, UN 3291 und ISO 23907



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Entsorgungsbox für Skalpellklingen	311 150 300	1	

Hohlmeißelklingen

Mit Hohlmeißelklingen lassen sich viele Fußprobleme besonders effektiv und präzise behandeln. Die Bleistift-Haltung erlaubt eine besonders feinfühlige Behandlung von Problemstellen. Der exakte Schliff der Klingen ermöglicht einen tiefen und sauberen Schnitt. Hohlmeißelklingen sind leicht auswechselbar, einzeln steril verpackt und stellen somit einen hygienischen Standard sicher. Je nach Problem stehen verschiedene Größen zur Verfügung.



Größe 1-3

Die Größen 1 – 3 eignen sich hervorragend für das Abtragen verschiedener Clavi und insbesondere für filigrane Arbeiten im Nagelfalz sowie bei eingewachsenen Nägeln. Die feingearbeiteten Klingen lassen sich mit einer drehenden Bewegung von links nach rechts oder umgekehrt führen. Ebenso können damit problemlos Hühneraugen wie bspw. Clavus durus abgetragen werden.

Größe 5-8

Für die Entfernung von Verhornungen am Fuß beispielsweise bei der Behandlung von

Rhagaden sowie flächiger und strangförmiger Hornhaut arbeitet man am besten mit den Klingengrößen 5-8.

Größe 10-12

Die Klingen der Größe 10 und 12 eignen sich gut für die Entfernung starker und flächiger Verhornungen.

Tipp:

Besonders gut lässt sich Hornhaut abtragen, wenn diese mit GEHWOL Hornhaut-Gelee oder auch GEHWOL FUSSKRAFT Hornhauterweicher-Schaum vorbehandelt wurde.

Bei Hühneraugen



Bei Arbeiten mit der Hohlmeißelklinge unterstützt die Schreibhaltung die Feinmotorik des Anwenders und ermöglicht ein wesentlich feinfühligeres, filigraneres Arbeiten.




Der Mittelfinger unterstützt bei feinen Arbeiten, wie hier am Nagelfalz, durch sichere und bessere Führung Ihre sensible Behandlung.



Entfernen eines Hühnerauges mit kleiner Klinge. Der Kern wurde bereits entfernt.



Die umgebende Hornhaut wird bequem mit dem Hohlmeißel abgetragen.



Mit dem Hohlmeißel erreicht man leicht die schwer zugänglichen Problemstellen des Zwischenzehenbereiches.




Herauslösen und Entfernen eines Hühnerauges unter der großen Zehe mit Hohlmeißelklingen der Nummer 1 oder 2.



Nach dem Klingenswechsel erfolgt die Nachbearbeitung des Bereiches mit einer Hohlmeißelklinge der Nummer 3 oder 5.

Bei Hornhaut



Druckstellen an der 2. Zehe werden mit einer breiten Hohlmeißelklinge bearbeitet.



Sichere Instrumentenführung bei Hornhautabtragung im Zwischenzehenbereich.



So einfach lassen sich Druckstellen am Vorderfuß entfernen.



Hohlmeißelklingen-Halter CAPRON

Produktdetails:

- Edelstahl
- 13,5 cm Gesamtlänge

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Hohlmeißelklingen-Halter	311 140 000	1	CE
		3	CE



Hohlmeißelklingen-Halter PARAMOUNT

Produktdetails:

- Edelstahl
- 14,5 cm Gesamtlänge

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Hohlmeißelklingen-Halter	311 160 000	1	CE
	311 160 000	3	CE

Preisvorteil
bei Klinsen-
Großpackungen
100 Stück

Bitte Menge-
angaben
nicht
vergessen!



Klingen für Halter CAPRON

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 1	311 140 100	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 2	311 140 200	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 3	311 140 300	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 5	311 140 500	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 8	311 140 800	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 10	311 141 000	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 12	311 141 200	20	CE
		60	CE
		100	CE

Klingen für Halter PARAMOUNT



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 1	311 160 100	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 2	311 160 200	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 3	311 160 300	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 5	311 160 500	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 8	311 160 800	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 10	311 161 000	20	CE
		60	CE
		100	CE



Doppelinstrument HH 106 R

Produktdetails:

- 14,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 120 600	CE



Tamponstopfer DC 64 R

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 176 400	CE



Doppelinstrument DC 271 R

Produktdetails:

- 17 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 120 700	CE



Tamponstopfer DC 200 R

Produktdetails:

- 17 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 172 000	CE



Tamponstopfer 87035-160

Produktdetails:

- 16 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
312 210 100	



Löffel doppelt DC 241 R

Produktdetails:

- 17 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 143 800	CE



Löffel doppelt 87034-160

Produktdetails:

- 16 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
312 210 200	



Hornhauthaken HH 120 R

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge, stumpf
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 132 000	CE



Löffel HH 118 R

Produktdetails:

- 12,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 143 700	CE



Eckenfeile HH 125 R

Produktdetails:

- 13,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 152 500	CE



Eckenfeile G 540 R

Produktdetails:

- 17,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 153 400	



Hühneraugenmeißel HH 60/1 R

Produktdetails:

- 14 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
312 116 000	CE



Hufstäbchen

Produktdetails:

- 11 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.	MP
318 010 000	



Hornhaufzahn aus Holz

Produktdetails:

- doppelseitig (60er u. 100er Korn)
- 27 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

MP

312 230 501



Hornhaufzahn aus Edelstahl

Produktdetails:

- 23,5 cm Gesamtlänge
- schneller Wechsel bei jedem neuen Patienten
- der Edelstahlgriff lässt sich problemlos sterilisieren
- für sterile, einzeln verpackte Schleiffolien in grob und mittel
- Schleiffolien separat bestellen

Bestell.-Nr.

MP

312 230 600



Schleiffolien grob, Korn 60

Produktdetails:

- 80 Stück
- einzeln und steril im Dispenser verpackt

Bestell.-Nr.

MP

312 230 601



Schleiffolien mittel, Korn 100

Produktdetails:

- 80 Stück
- einzeln und steril im Dispenser verpackt



Bestell.-Nr.

MP

312 230 602



Auflagebänkchen für Hornhautfeile

Produktdetails:

- verhindert Verkratzen der Schrankarbeitsfläche

Bestell.-Nr.	MP
312 230 700	



Hornhautfeile Doppelfeile

Produktdetails:

- 23 cm Gesamtlänge
- Kunststoffgriff

Bestell.-Nr.	MP
312 230 400	



Credo Keramik-Hornhauthraspel

Produktdetails:

- 20 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.	MP
312 100 900	



Secora Hornhauthobel, 0,50 mm

Produktdetails:

- 17,3 cm Gesamtlänge
- rot
- sterilisierbar

Bestell.-Nr.	MP
312 101 200	



Secora Hornhauthobel, 0,25 mm

Produktdetails:

- 17,3 cm Gesamtlänge
- anthrazit
- sterilisierbar

Bestell.-Nr.	MP
312 101 300	



Credo Hornhaut-Längshobel

Produktdetails:

- 14,5 cm Gesamtlänge
- sterilisierbar

Bestell.-Nr.	MP
312 100 400	



Credo Profi-Ersatzklingen

Produktdetails:

- M 2 (10 Stück)
- M 2 (100 Stück)
- für Quer- und Längshobel
- auch für Secora Hornhauthobel passend

Bestell.-Nr.	MP
312 100 201	
312 100 201	



Malteser Ersatzklingen

Produktdetails:

- M 5 (10 Stück)
- für Quer- und Längshobel

Bestell.-Nr.	MP
312 101 100	CE



Pedi Ersatzklingen

Produktdetails:

- 10 Stück
- für Quer- und Längshobel

Bestell.-Nr.	MP
312 100 300	CE



Excellent Hornhaut-Längshobel

Produktdetails:

- 07202/140 sterilisierbar
- 14 cm Gesamtlänge
- 2,8 cm Schneide

Bestell.-Nr.	MP
312 210 500	



Credo Hornhaut-Flachraspel

Produktdetails:

- 19 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.	MP
312 100 500	



Saphir-Nagelfeile

Produktdetails:

- 17,4 cm Gesamtlänge
- Kunststoffgriff
- spitz

Bestell.-Nr.	MP
312 230 200	



Sandpapierfeile

Produktdetails:

- 17 cm Gesamtlänge
- 6 Stück

Bestell.-Nr.

MP

318 020 000



Nagel-feile, gekerbt

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge
- Edelstahl
- spitz

Bestell.-Nr.

MP

312 226 600

CE

Nagelkorrektur-Systeme

Ob eingewachsene Nägel oder Rollnägel – die Nagelkorrektur-Systeme verschaffen schnell und nachhaltig Linderung für die Betroffenen. Finden Sie heraus, welche Spangen bzw. Nagelkorrektur-Technik für Ihre Kunden am besten ist.

Bereits nach wenigen Tagen erzielen Sie Nagelverbesserungen mit dem Naspan®-Platinium-Korrektursystem. Alternativ können Sie auch mit der VHO-Spange oder der B/S-Spangentechnik arbeiten.



Die Verpackung des Naspan®-Platinum-Korrektursystems in Buchform beinhaltet ein praktisches Rondell mit dem Sie die passende Spange für den ausgemessenen Nagel entnehmen können. Die in der Verpackung verbleibenden Spangen bleiben dabei ungeöffnet geschützt.

Naspan®-Platinum-Korrektursystem

Die Naspan®-Platinum-Spange von GERLACH TECHNIK

So einfach war das Setzen einer Nagelspange noch nie. Die Naspan®-Platinum-Spange von GERLACH TECHNIK setzt Maßstäbe. Sie ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit und kann auf diese Weise schnell am betroffenen Nagel angebracht werden. Durch die Eigenschaft der Selbstregulation und die hervorragende Wirkung hat sie das Potenzial zum echten Star.

Vorteile auf einen Blick:

- sekundenschnelles Anlegen
- kaum Nacharbeiten nötig
- Nagelverbesserung bereits nach wenigen Tagen
- Medizinprodukt Klasse 1



Im Slowenischen bedeutet das Wort Naspan „ausgeschlafen“. Bezogen auf die Naspan®-Platinum-Spange von GERLACH TECHNIK lässt sich daraus das Attribut „ausgereift“ ableiten. Denn ihre Entwicklung stammt komplett aus der Branche. Die Podologen Inge Blind und Norbert Cohrs hatten die Idee dazu und entwickelten die Naspan über mehrere Jahre gemeinsam mit Hermann Bürtlmair.

In umfangreichen Tests wurde das geschützte Produkt erprobt. „Wir haben über neun Monate die neue Spange sehr intensiv getestet“, erklärt Norbert Cohrs. „Die Handhabung ist sehr einfach und spart im Fußpflegealltag enorm viel Zeit. Wir haben mit ihr herausragende Ergebnisse erzielt.“ Das wiederum liegt an der intelligenten Konstruktion. Die Naspan®-Platinum ist komplett vorgefertigt. Auch die Haken

müssen nicht eigens mit einer Zange zurechtgebogen werden. Lediglich in Einzelfällen ist das Nacharbeiten der Haken und Schenkel erforderlich.

Die einteilige Spange ist wie eine Sinuskurve geformt und erzeugt dadurch eine einmalige Rückstell- und Hebelwirkung. Für die unterschiedlichen Nägel gibt es verschiedene Größen.

Um die richtige Passform zu wählen, wird der Nagel zunächst ausgemessen. Ein vorheriger Abdruck ist nicht nötig. Beim Setzen kann die Spange um 1 bis 3 Millimeter gedehnt werden. Sie zieht sich nach dem Setzen automatisch wieder in die Ursprungsgröße zurück. „Die Naspan®-Platinum reguliert sich quasi selbst und passt sich dem Nagel an“, so Cohrs. Dadurch braucht es keine Aktivierung oder ein Zusammendrehen wie bei

anderen Spangen. Auch an problematischen Stellen ist die Spange ganz einfach und schmerzfrei zu applizieren.

GERLACH TECHNIK bietet die Spange im Set an. Sie ist komplett vorgefertigt. Sie brauchen für den Einsatz der Naspan®-Platinum keine weiteren Instrumente. Für eventuell anfallende Nacharbeiten wie das Einkürzen der Häkchen oder das Entgraten können Sie vorhandene

Instrumente verwenden.

Die Anwendung der Naspan®-Platinum ist ausschließlich qualifizierten Podologen, Fußpflegern und Ärzten vorbehalten.

Einzigartig einfach und wirksam

Sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden ist die Naspan®-Platinum eine Wohltat. Ob bei eingewachsenen Nägeln oder Rollnägeln – die Spange verschafft schnell und nachhaltig Linderung. Das Nagel-Korrektursystem lässt sich ganz einfach applizieren und ist schmerzfrei für den Betroffenen. Nagelkorrek-

turen mit der Naspan®-Platinum tragen auf diese Weise zu einem entspannten Arbeiten in der Praxis oder der mobilen Fußpflege bei. Fußpfleger, Podologen und Ärzte, die Erfahrung in der Spangentechnik haben, können diese sofort nutzen. Wer sich dabei unsicher ist und die Technik im Detail erlernen möchte, für den werden vom Hersteller Seminare angeboten.



Wie die Naspan®-Platinum-Spange funktioniert, können Sie sich ganz einfach in einem eigens dafür produzierten Film anschauen.

Dieses finden Sie im Internet unter:
https://youtu.be/ODqx_bZsl9o



Oder besuchen Sie ein Seminar zu Naspan®-Platinum-Korrektursystem. Termine finden Sie unter:
<https://podosem.de/events/>




1. Nagelvorbereitung

Stellen Sie den Bedarf einer Nagelkorrektur fest, ist bei allen Spangen die obligatorische Nagelvorbereitung der erste Schritt. Dazu werden der Nagelfalz (Sulcus) von Hornhaut befreit und die Nagelränder geglättet.



2. Nagel ausmessen

Für die Auswahl der richtigen Spangengröße ist es wichtig, den Nagel vorher auszumessen. Das dazu benötigte Maßband wird bei der Naspan®-Platinum automatisch mitgeliefert. Ein Abdruck des Nagels ist hierbei nicht nötig.




3. Nagelspange auswählen

Wählen Sie nun die richtige Spangengröße aus. Dazu verschieben Sie den Deckel des Rondells bis zur Öffnung der passenden Spange. Die übrigen Spangen im Rondell bleiben dadurch geschützt. Verwenden Sie bei dünnen bis normalen Nägeln die Naspan®-Platinum soft und bei normalen bis kräftigen Nägeln die Naspan®-Platinum extra. Bei sehr stark gerollten Nägeln sollten Sie mit der „soft“ beginnen und nach der zweiten Behandlung auf „extra“ wechseln.



4. Spange desinfizieren

Bevor die Spange angebracht wird, ist – wie bei allen Spangen – eine Desinfektion nötig. Verwenden Sie dazu nur Desinfektionsmittel, die vom Bundesgesundheitsamt/ Robert-Koch-Institut oder vom Verbund für Angewandte Hygiene e.V. gelistet sind.




5. Spange aufsetzen

Nun kann die komplett vorgefertigte Spange aufgesetzt werden. Schieben Sie dazu das Häkchen einer Seite entweder unter dem seitlichen Nagelrand entlang bis zur gewünschten Position oder haken Sie die Spange direkt dort ein. Danach folgt das Häkchen der anderen Seite in gleicher Weise. Die Spange können Sie für das Aufsetzen um circa 1 bis 3 Millimeter dehnen. Anschließend zieht sie sich automatisch in ihre Ausgangsposition zurück. In manchen Fällen kann ein Kürzen der Häkchen oder eventuell ein leichtes Anpassen der Schenkel nötig sein. Nutzen Sie dafür eine vorhandene Drahtschneidezange. Achten Sie aber immer darauf, gekürzte Häkchen zu entgraten, am besten mit einem Korund- oder einem feinen Diamantschleifer. Nach etwa vier bis maximal sechs Wochen sollte die Naspan®-Platinum-Nagelspange entfernt werden. Hierfür wird sie ganz einfach mit der Drahtschneidezange durchtrennt und herausgenommen. Ob und wie viele Folgeanwendungen notwendig sind, hängt vom Schweregrad der Nageldeformierung ab.



6. Spange fixieren

Um die Spange zu fixieren, verwenden Sie am besten GEHWOL Nail repair Gel. Entfetten Sie aber vorab den Nagel mit dem GEHWOL Nail repair Cleaner. Fixieren Sie die Spange an den drei Punkten, wie dies im Bild zu sehen ist. Härten Sie die Fixpunkte zwei Minuten unter UV-Licht aus. Entfernen Sie dann mit dem GEHWOL Nail repair Cleaner die entstandene Dispersionsschicht und Kleberückstände auf dem Nagel.



7. Nagel tamponieren

Im letzten Schritt tamponieren Sie den Nagel. Versorgen Sie vorab Nagelwall und -falz mit einem Tropfen GEHWOL Fluid. Das Pflege-Fluid desinfiziert, beruhigt die gereizte Haut und macht Nagel- und Nagelhaut geschmeidig. So können Sie jetzt leichter einen dünnen Streifen Zellstoffmull mit einem Tamponstopfer in den Nagelwall einbringen.




Naspan®-Platinum-Korrektursystem Set, soft

Produktdetails:

- 5 verschiedene Spangengrößen mit einem Griff zur Hand
- für Nagelgrößen von 1,5 bis 3,0 cm geeignet
- praktische, verschließbare, nach Größen geordnete Verpackung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Set „soft“	313 381 001	1	



Medizinprodukt

Naspan®-Platinum-Korrekturspange, soft

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 1	313 381 011	5	CE
Größe 2	313 381 022	5	CE
Größe 3	313 381 033	5	CE
Größe 4	313 381 044	5	CE
Größe 5	313 381 055	5	CE
Größe 6	313 381 066	5	CE
Größe 7	313 381 077	5	CE




Naspan®-Platinum-Korrektursystem Set, extra

Produktdetails:

- für alle Nägel, die etwas "extra-Zugkraft" benötigen
- 5 verschiedene Spangengrößen mit einem Griff zur Hand
- für Nagelgröße von 1,5 bis 3,0 cm geeignet
- praktische, verschließbare, nach Größen geordnete Verpackung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Set „extra“	313 382 001	1	



Medizinprodukt

Naspan®-Platinum-Korrekturspange, extra

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 1	313 382 011	5	CE
Größe 2	313 382 022	5	CE
Größe 3	313 382 033	5	CE
Größe 4	313 382 044	5	CE
Größe 5	313 382 055	5	CE
Größe 6	313 382 066	5	CE
Größe 7	313 382 077	5	CE




Naspan®-Platinum-Korrektursystem Set, small

Produktdetails:

- Nagelspange für die kleineren Nägel der 2. bis 5. Zehe
- 5 verschiedene Spangengrößen mit einem Griff zur Hand
- praktische, verschließbare, nach Größen geordnete Verpackung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Set „small“	313 384 001	1	

Naspan®-Platinum-Korrekturspange, small



Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 1	313 384 011	5	CE
Größe 2	313 384 022	5	CE
Größe 3	313 384 033	5	CE
Größe 4	313 384 044	5	CE
Größe 5	313 384 055	5	CE

Naspan®-Minimaßband

Produktdetails:

- sehr flexibel, passt sich gut der Nagelform an
- desinfizierbar
- 0 – 6 cm lang, Einteilung in Millimeter-Schritten



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Minimaßband	313 383 000	1	

Naspan®-Pinzette

Produktdetails:

- mit geriffelter Grifffläche für einen besseren Halt
- desinfizierbar
- 12 cm Gesamtlänge



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Pinzette	313 383 100	1	

GTO-Nagelspange GTO-Schlaufe

Eine weitere Möglichkeit für die Nagelkorrektur bietet die GTO-Nagelspange. Namenhafte Mediziner und Podologen sind von der qualitativ sehr hochwertigen Spange und den damit erzielten Therapieerfolgen überzeugt.

Die GTO-Schlaufe hat in ihrer Verwendung viele Vorteile:

- anwendbar bei allen gängigen dreiteiligen Spangentypen am Markt
- unabhängig von der Spangen-Schenkellänge
- durch die bauchige U-Form trifft der Therapeut automatisch den korrekten Zug- und Hebelpunkt für die Kraftereinwirkung auf die Spangenschenkel auf dem Nagel
- durch leichtes Ausrichten des Windehakens – mehr nach links oder mehr nach rechts – kann dieser Zug-



Fixierte GTO-Nagelspange


- und Hebelpunkt spielend einfach verlagert werden
- extrem reißfest

Das richtige Setzen, die korrekte Behandlung mit der dreiteiligen Spange, ist eminent wichtig.

Sämtliche auf einer dreiteiligen Orthonyxie-Spange ausgebildeten Therapeuten können ohne erneute Ausbildung die „GTO-Nagelspange“ bestellen.

- 1 Omega (hier vertikal) liegt später auf dem Nagel auf und zeigt dann zum Nagelbett
- 2 Nase zum besseren Halten
- 3 Öse

- 4 GTO-Schlaufe
- 5 S-Biegung (hinter dem Omega) dient als Führung für die Schlaufe
- 6 Spangenende



GTO-Nagelspange und -Schlaufe


Kurzanleitung zum Anlegen




1. Maßnahmen für den Spangenschenkel




2. Kürzung des gebogenen Spangenenendes




3. Gekürzter Spangenschenkel




4. Richtig angelegte Spangenschenkel



5. Schenkelverbindung mit der GTO-Schleufe




6. Resultat nach dem Anziehen der Schleufe



7. Nach Entfernen sämtlicher Drahtenden



8. Endresultat



Medizinprodukt

GTO-Nagelspange

Produktdetails:

- Drahtdicke in 0,3 mm oder 0,4 mm verfügbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
0,3 mm	313 340 100	5	CE
0,4 mm	313 340 200	5	CE



Medizinprodukt

GTO-Schleufe

Produktdetails:

- Drahtdicke in 0,3 mm oder 0,4 mm verfügbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
0,3 mm	313 340 300	5	CE
0,4 mm	313 340 400	5	CE



Windehaken

Produktdetails:

- aus Edelstahl; 15,5 cm Gesamtlänge
- rostfrei und desinfektionsmittelbeständig
- zum Zusammendrehen der beiden Häkchen der Spange mit der Schlaufe

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Windehaken	313 270 000	1	

Die VHO-Osthold-Spange PERFECT ist medizinisch bei folgenden Nagelveränderungen indiziert:

- Eingewachsene Zehennägel (Unguis incarnatus), z. B. nach falscher Nagelpflege oder bei Hallux valgus
- Nagelfehlstellungen bei Diabetikern zur Vermeidung einer Operation
- Zangen- und Rollnägeln
- Bei Wachstumsstörungen des Nagels, z.B. in Folge von Psoriasis (Schuppenflechte), chronischer Polyarthritis, Krallennagel (Onychogrypose) mit Verdickung der Nagelplatte
- Nagelfehlwachstum nach traumatischem Nagelverlust oder bei genetischer Veranlagung
- Nagelpilz (Onychomykose) mit Verdickung der Nagelplatte und eingegrabenen Nagelrändern
- Entzündungen im Nagelfalz oder -bett (Paronychie)
- Hühneraugen im Nagelfalz

Das Prinzip der VHO-Osthold-Spange PERFECT

Im Unterschied zu anderen Spangentechniken beruht der Erfolg der VHO-Osthold-Spange auf der Wechselwirkung von Hebel und Zug. Nur so lässt sich die enorme Rückstellkraft des Nagels, die bei einem Erwachsenen bis zu 10 kg betragen kann, überlisten. Während herkömmliche Spangen lediglich die elastischen Rückstellkräfte eines vorgebogenen Federstahldrahtes ausnutzen, der bestrebt ist, seine ursprüngliche Form wieder einzunehmen, kommt die Kraft der VHO-Osthold-Spange PERFECT aus der Verdrillung der Mittelschlaufe und der damit verbundenen Längenverkürzung der Spange. Diese Längenverkürzung hat eine Formveränderung des Nagels zur Folge, welche dazu führt, dass die Nagelränder aus dem Wundgebiet gehoben werden. Das bedeutet eine sofortige Linderung der Schmerzen sowie eine bessere Einwirkung entzündungshemmender, pilz- und bakterienabtötender Mittel.

Bei Anwendung der VHO-Osthold-Methode ist selbst die Behandlung einer stark entzündeten und vereiterten Nagelumgebung nahezu schmerzlos.



Aufgesetzte, gespannte Nagelspange.



Nagelspange mit Onycholit fixiert.



Fixierte Nagelspange. Nagelfalztamponade und Medikamentengabe bei Granulationsgewebe.



Erkundigen Sie sich bei Ihrem Berater im GERLACH Außendienst nach einem Tages-Schulungsseminar.

Die Spangen gibt es:

- in 3 Spangengrößen – mini, midi, maxi – sowie eine micro-Spange für extrem kleine Nägel (z. B. Kinder)
- in 9 Schlaufengrößen (2–10 mm)
- in Drahtstärken 0,3, 0,4 und 0,5 mm
- mit Schlaufen in den Stärken 0,3 mm für schwächere Nägel und zum Vorspannen sowie 0,4 mm für stärkere Nägel und zum Nachspannen

Anwendung der VHO-Osthold-Spange PERFECT

Zwei mit Häkchen versehene Federstahldrähte werden schmerzlos in die Nagelränder eingehängt und mit einer Schlaufe zusammengezogen. Die Nagelränder werden dadurch aus dem entzündeten Nagelfalz herausgehoben. Es sind keine aufwändigen Silikonabdrücke und Gipsmodelle und damit auch keine Wartezeiten erforderlich.




1. Die VHO-Spange besteht aus 3 Teilen: a, b und c. a und b sind zwei vorgeformte Kleinsthebel, die rechts und links an einem Federstahldraht gefertigt sind. In der Mitte ist eine Formbiegung, die zur Führung mit den 3 Fingern der linken Hand bestimmt ist. a und b werden später auf der Nagelplatte mit der Schlaufe c durch Drehen fest miteinander verbunden, abgeschnitten und verklebt.


2. Der kleine Hebel wird für eine Nagelseite genau eingepasst. Sie müssen nur den Draht nach Nagelstärke und Krümmung anpassen und das Häkchen h kürzen. Mit Sekundenkleber fixieren und abschneiden.




3. Die andere Seite wird ebenfalls genau eingepasst. Sie wird nicht abgeschnitten.



4. Die Schlaufe muss nach Augenmaß ausgewählt und um die kleinen Ausbügungen herumgelegt werden. Dabei sollte der Ösenanfang zu Ihnen schauen. Die Schlaufen werden ein wenig zueinander gedrückt.



5. Der Windehaken wird durch beide Ösen gesteckt und in senkrechte Stellung gebracht.



6. Durch Drehen mit dem Windehaken (im Uhrzeigersinn) werden die drei Teile der VHO-Spange fest miteinander verbunden.



7. Alle überstehenden Drahtteile werden so kurz wie möglich abgeschnitten.




8. In einen dicken Tropfen Kunstnagelmaterial werden alle spitzen Teile eingeschlossen. Bei sehr hochgewölbten, gerollten Nägeln kann der Verschluss der Drahtteile mit dem Kunstnageltropfen auch an die Seite, ganz rechts oder ganz links verlegt werden.

VHO-Osthold-Spange PERFECT

Produktdetails:

- Länge der MINI-Spange: 7,5 mm
- Länge der MIDI-Spange: 10 mm
- Länge der MAXI-Spange: 12 mm
- Länge der MEZZO-Spange: 7,5 mm



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
0,3 mm MEZZO	313 280 002	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm MINI	313 280 202	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm MIDI	313 280 302	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm MAXI	313 280 402	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,5 mm MIDI	313 290 302	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,5 mm MAXI	313 290 402	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE

Medizinprodukt

VHO-Test-Set (ohne Kasten)

Produktdetails:

Inhalt Spangen:

- 1 Stück 0,3 MEZZO
- 1 Stück 0,4 MINI
- 2 Stück 0,4 MIDI
- 1 Stück 0,4 MAXI
- 2 Stück 0,5 MIDI
- 1 Stück 0,5 MAXI



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Set	313 320 102	1	CE

Medizinprodukt

VHO-Osthold-Schlaufe PERFECT

Produktdetails:

- Drahtdicke in 0,3 oder 0,4 mm Stärke
- Breiten (Gr.) von 2 bis 10 mm

0,3 mm Stärke



Gr. 2 2 mm **Gr. 4** 4 mm **Gr. 6** 6 mm **Gr. 8** 8 mm **Gr. 10** 10 mm

0,4 mm Stärke



Gr. 3 3 mm **Gr. 5** 5 mm **Gr. 7** 7 mm **Gr. 9** 9 mm

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
0,3 mm Größe 2	313 300 202	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,3 mm Größe 4	313 300 402	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,3 mm Größe 6	313 300 602	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,3 mm Größe 8	313 300 802	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,3 mm Größe 10	313 301 002	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm Größe 3	313 310 302	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm Größe 5	313 310 502	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm Größe 7	313 310 702	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm Größe 9	313 310 902	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE



Sortimentskasten für VHO-System

Produktdetails:

- 25 Fächer, leer
- mit praktischen Etiketten zur Kennzeichnung der einzelnen Fächer

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Sortimentskasten	313 270 200	1	

B/S[®] SPANGE Classic

B/S Spangen-System

Der „Klassiker“ für den problemlosen Einsatz

Die B/S-Spange ist eine dünne, leicht anzuwendende Kunststoff-Klebestange zur kosmetischen Behandlung von empfindlichen Fußnägeln. Über die gesamte Nagelfläche geklebt, werden die notwendigen Federkräfte bestens verteilt und das betroffene Gewebe entlastet. Die optimale Passform als auch der feste Sitz ermöglichen dem Patienten einen hohen Tragekomfort.



1. Die gründliche Vorbereitung



2. Das sorgsame Entfetten



3. Die exakte Anprobe vom Anfang



4. Die exakte Anprobe bis zum Ende



5. Das Zuschleifen der Spangenenenden



6. Das Auftragen des B/S-Aktivators



7. Das Auftragen des B/S-Basic-Klebers



8. Die korrekte Mittenfixierung



9. Das Andrücken der B/S-Spange rechts



10. Das Andrücken der B/S-Spange links



11. Das Angleichen der Spangenübergänge



12. Die individuelle Spannungskorrektur



13. Die gewissenhafte Abschlussreinigung



14. Die abschließende Versiegelung



15. Das überzeugende Ergebnis

B/S Classic Starter-Set

Produktdetails:

- B/S-Starter-Set enthält:
1 DVD, 40 Spangen (je 10 Stück in Gr. 16, 18, 20, 22), 5 Übungsspangen, 1 Applikator, 1 Kleber 5 g, 1 Aktivator 8 ml, 1 Reiniger 25 ml
- QR-Code für Schulungsvideos auf der Umverpackung und in der Anleitung



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Starter-Set	313 210 000	1	



B/S Classic Profi-Set

Produktdetails:

- B/S-Profi-Set enthält:
1 DVD, 60 Spangen (je 10 Stück in Gr. 14, 16, 18, 20, 22, 24), 5 Übungsspangen, 1 Applikator, 1 Kleber 5 g, 1 Aktivator 8 ml, 1 Reiniger 25 ml
- QR-Code für Schulungsvideos auf der Umverpackung und in der Anleitung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Profi-Set	313 210 200	1	



B/S Applikator

Produktdetails:

- zum Applizieren und Andrücken der Nagelspange auf dem Nagel

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Applikator	313 210 300	1	



B/S Basic-Pinselkleber, 5 g

Produktdetails:

- B/S-Pinselkleber zur Fixierung von B/S-Spangen Classic & Magnet

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Basic-Pinselkleber	313 210 400	1	



B/S Reiniger Clean-Ex, 25 ml

Produktdetails:

- zum Entfetten der Nagelplatte vor dem Kleben einer B/S-Spange
- 25-ml-Flasche

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Reiniger Clean-Ex	313 210 100	1	



B/S Classic Aktivator

Produktdetails:

- schnelltrocknend
- die Stiftform ermöglicht eine gezielte Applikation
- 8 ml

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Classic Aktivator	313 210 800	1	



B/S Classic Spangen (Stärke: 0,26 mm)

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 14	313 211 400	10	
Größe 16	313 211 600	10	
Größe 18	313 211 800	10	
Größe 20	313 212 000	10	
Größe 22	313 212 200	10	
Größe 24	313 212 400	10	

© Eduard Gerlach GmbH

© Bernd Stolz GmbH

B/S[®] SPANGE Magnet

B/S Spange mit Magnetapplikator Die komfortable Arbeitsmethode

Der Magnetapplikator sorgt für ein noch einfacheres, noch schnelleres und noch sicheres Aufbringen der B/S-Spange Classic auf den Nagel. Die B/S-Spange wurde mit einem Magnetpoint, der B/S-Applikator mit einem Magneten versehen. Dadurch ist die Handhabung erheblich einfacher und unkomplizierter. Zwei unterschiedliche Applikationsmöglichkeiten anwendbar.



1. Nagelvorbereitung



2. Entfetten des Nagels



3. Ausmessen von
Nagelrand



4. zu Nagelrand




5. Zuschleifen der Spangenenden




6. Auftragen des B/S-
Aktivators



7. Auftragen des B/S-
Basic Klebers



8. Applizieren der
B/S-Spange links,
andrücken ca.
10 Sekunden



9. Weiterführung über
den Nagel



10. bis zum Nagelrand
rechts, andrücken
ca. 10 Sekunden



11. Abschließendes
Versiegeln für
funktionelles Finish



B/S Magnet Starter-Set

Produktdetails:

- Starter-Set enthält:
1 DVD, 40 Spangen (je 10 Stück in Gr. 16, 18, 20, 22),
5 Übungsspangen, 3 Magnetapplikatoren, 1 Kleber 5 g,
1 Aktivator 8 ml, 1 Reiniger 25 ml
- QR-Code für Schulungsvideos auf der Umverpackung und in der Anleitung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Starter-Set	313 242 502	1	



B/S Magnet Profi-Set

Produktdetails:

- Profi-Set enthält:
1 DVD, 60 Spangen (je 10 Stück in Gr. 14, 16, 18, 20, 22, 24), 5 Übungsspangen, 3 Magnetapplikatoren, 1 Kleber 5 g, 1 Aktivator 8 ml, 1 Reiniger 25 ml
- QR-Code für Schulungsvideos auf der Umverpackung und in der Anleitung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Profi-Set	313 242 501	1	



B/S Magnetapplikator-Set, 3 Größen

Produktdetails:

- erleichtert das Aufsetzen der Spange auf den Nagel in einem Zug
- für die Spangengrößen 14/16, 18/20 sowie 22/24

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Set in 3 Größen	313 211 000	1	
Größe 14/16	313 211 100	1	
Größe 18/20	313 211 200	1	
Größe 22/24	313 211 300	1	



B/S Rondell, Magnet Spangen Starter

Produktdetails:

Inhalt:

- je 10 Stangen Größe 16, 18, 20, 22
- 5 Übungsspangen Größe 18

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Rondell	313 242 503	1	



B/S Magnet Spangen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 14	313 242 514	10	
Größe 16	313 242 516	10	
Größe 18	313 242 518	10	
Größe 20	313 242 520	10	
Größe 22	313 242 522	10	
Größe 24	313 242 524	10	

B/S[®] SPANGE Quick

B/S Quick-Spange

Die fingergerechte Applikationsmethode

Eine besonders leicht und schnell anwendbare Nagelkorrektur-Spange. Ideal für den Anfänger. Nagel vorbereiten, Schnellkleber auftragen und Nagelspange aufsetzen. Nur 10 Sekunden werden für das Aufkleben dieser Nagelspange benötigt. Kein Instrument notwendig.



1. Nagelvorbereitung



2. Nagelbreite ab-messen



3. Abschneiden der Trägerfolie mit B/S-Spange



4. Dünner schleifen der B/S-Spange vor der Applikation



5. Aktivatorauftrag auf den Nagel



6. Auftragen des B/S-Basic Klebers auf die Spange



7. Anfangsfixierung der B/S-Spange



8. Andrücken an den gesamten Nagel



9. Abziehen des Trägers vom Nagel



10. Egalisieren der Übergänge / Spannungskorrektur



11. Abschließendes Versiegeln für funktionelles Finish



B/S Quick Profi-Set

Produktdetails:

- Profi-Set enthält:
 - 1 DVD, 30 Spangen (je 5 Stück in Gr. 14, 16, 18, 20, 22, 24), 3 Übungsspangen, 1 Kleber 5 g, 1 Aktivator 8 ml, 1 Reiniger 25 ml
- QR-Code für Schulungsvideos auf der Umverpackung und in der Anleitung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Profi-Set	313 240 000	1	



Klebfix saBesto, 5 g

Produktdetails:

- cleverer Spezial-Drehverschluss ermöglicht eine genaue Dosierung und verhindert das Verkleben der Spitze
- sofortige Klebewirkung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Klebfix	313 330 000	1	



© Eduard Gerlach GmbH

© Bernd Stolz GmbH

B/S Quick Spangen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 14	313 241 400	5	
Größe 16	313 241 600	5	
Größe 18	313 241 800	5	
Größe 20	313 242 000	5	
Größe 22	313 242 200	5	
Größe 24	313 242 400	5	

Orthonyxie- bedarf

Die Ursachen für eingewachsene Nägel und Rollnägeln sind vielfältig: Deformationen wie Hallux valgus, Wachstumsstörungen, übermäßige Länge der Zehen, falsches Schuhwerk und falsches Schneiden der Nägel. Die Orthonyxie beschreibt eine schonende Alternative zur häufig noch gängigen Operation. Die Spangentherapie gehört somit für den Fußspezialisten zu einem sinnvollen Bestandteil des Leistungsangebotes. Das Produktprogramm von GERLACH TECHNIK bietet Ihnen dabei eine Variation an Nagelkorrektursystemen, die Lösungen für die unterschiedlichen Nageldeformitäten bieten.

Spangenhalter BM 360R



Produktdetails:

- für den sicheren Halt der Nagelspange bei allen Arbeitsvorgängen
- AESCULAP-Qualitätsinstrument
- aus Edelstahl
- 14 cm Gesamtlänge

Medizinprodukt

Bestell.-Nr.	MP
313 126 000	CE

Drahtfasszange DP O31R



Produktdetails:

- unentbehrlich zur Herstellung von Nagelspangen sowie zur Formung und Anpassung der Spange
- AESCULAP-Qualitätsinstrument
- aus Edelstahl
- 15 cm Gesamtlänge

Medizinprodukt

Bestell.-Nr.	MP
313 103 100	CE

Orthonyxie-3-Stufen-Zange



Produktdetails:

- 3 unterschiedlich große Schlaufenbiegevorrichtungen sowie spitzes Zangenmaul
- 14 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.	MP
313 124 110	



Schlaufenbiegezange

Produktdetails:

- 7 unterschiedliche Biegestufen in einer Zange
- für Federdraht bis Ø 0,7 mm
- aus Edelstahl
- AESCULAP-Qualitätsinstrument
- 14 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.	MP
313 124 200	

Rund-Hammer

Produktdetails:

- zur Abflachung der Nagelspangenhaken
- 30 cm Gesamtlänge



Bestell.-Nr.	MP
313 260 300	

Drahtschneidezange R

Produktdetails:

- mit Hartmetalleinsätzen an den Schneiden
- sterilisierbar und rostfrei
- 13 cm Gesamtlänge




Bestell.-Nr.	MP
313 128 000	

Stimmgabel nach Rydel-Seiffer

Produktdetails:

- Vibrationsmessgerät zur Feststellung von Polyneuropathien beim Diabetiker
- 23,5 cm Gesamtlänge



Bestell.-Nr.


MP

312 260 000

Brettamboss

Produktdetails:

- zur Abflachung von Nagelspangen
- Größe: 6 x 6 cm



Bestell.-Nr.

MP

313 260 400

Federstahldraht

Produktdetails:

- zur Herstellung bzw. Anpassung von Ross-Fraser-Spangen
- 0,5 mm x 50 m



Bestell.-Nr.

MP

313 150 500

Beispiele verschiedener individuell angefertigter Silikonorthesen:



a) Reiterzehenorthese



b) Zwischenzehenkeil



c) Ballenschale



Medizinprodukt

Erkoton 20

Silikon zur Herstellung von individuellen Orthesen inkl. Härterpaste 2 x 100 g

Produktdetails:

- weich – 20 Shore
- einfache Handhabung
- hochelastisch bei sehr guter Reißfestigkeit
- nach Aushärtung optimal bearbeitbar

Bestell.-Nr.

313 201 000

MP

CE



Medizinprodukt

Erkoton 30

Silikon zur Herstellung von individuellen Orthesen inkl. Härterpaste 2 x 100 g

Produktdetails:

- mittel – 30 Shore
- einfach in der Handhabung
- hochelastisch
- nach dem Aushärten sehr einfach bearbeitbar

Bestell.-Nr.

313 202 000

MP

CE

Onycholit Pulver, rosa



Produktdetails:

- 2-Phasenkunststoff für Nagelprothetik und Sicherung von Nagelspangen, 30 g
- zur Reparatur von beschädigten oder krankhaften Nägeln
- zur Herstellung von Modellnagelplatten
- zur Befestigung von Nagelspangen

Bestell.-Nr.

MP

313 250 800

Onycholit Pulver, klar



Produktdetails:

- 2-Phasenkunststoff für Nagelprothetik und Sicherung von Nagelspangen, 30 g
- zur Reparatur von beschädigten oder krankhaften Nägeln
- zur Herstellung von Modellnagelplatten
- zur Befestigung von Nagelspangen

Bestell.-Nr.

MP

313 250 900

Onycholit Flüssigkeit



Produktdetails:

- 2-Phasenkunststoff für Nagelprothetik und Sicherung von Nagelspangen, 25 ml
- zur Reparatur von beschädigten oder krankhaften Nägeln
- zur Herstellung von Modellnagelplatten
- zur Befestigung von Nagelspangen

Bestell.-Nr.

MP

313 251 100

LISKO Polierscheiben fein

Produktdetails:

- zur schonenden Nachbearbeitung von Silikonorthesen
- Farbe: weiß
- 10 Stück, mit Träger



Bestell.-Nr.	MP
313 360 200 (1 VE = 10 Stück)	

Nagelfalz-Tamponade

Produktdetails:

- Vlies-Tamponade für sensible Arbeiten im Nagelfalz
- dünn 1,4 cm x 10 m
- mittel 1,4 cm x 4 m
- 10 Rollen



Bestell.-Nr.	MP
316 402 300	
316 402 600	

Anmischbecher für Hartgips

Produktdetails:

- Anmischbecher aus flexiblem Kunststoff
- Fassungsvermögen: 200 ml
- Farbe: blau



Bestell.-Nr.	MP
313 170 000	

Einmal-Anmischbecher



Produktdetails:

- zum Anmischen unterschiedlicher Flüssigkeiten oder Pasten wie z. B. Onycholit
- mit 3 Halterungen zur besseren Handhabung sowie 3 Kunststoffspateln

Bestell.-Nr.

MP

313 360 300 (1 VE = 50 Stück)

Abdrucklöffel nach Eckle



Produktdetails:

- praktisch für Nagelabdrücke zur Herstellung von Orthonyxie-Spangen

Bestell.-Nr.

MP

313 360 100 (1 Paar)

Super-Hartgips



Produktdetails:

- zum Ausgießen von Abdrücken und Erstellen von Gipsmodellen im Rahmen der Nagelprothetik
- sehr gute Detailwiedergabe durch extrem glatte Oberfläche

Bestell.-Nr.

MP

313 160 000 (1 kg)

Sitran-O/F



Produktdetails:

- Silikonmasse zur Herstellung von Orthesen nach OSM Türk und zur Erstellung eines Abdrucks bei Nagelspangen
- zähfließend, pastös

Medizinprodukt

Bestell.-Nr.	MP
313 360 000 (150-ml-Tube)	CE

Härterpaste braun für Sitran-O/F



Produktdetails:

- Silikon für Nagelabdrücke
- für Erkodent Silikone wie Sitran-O/F oder Kneton
- Farbe: braun

Medizinprodukt

Bestell.-Nr.	MP
313 360 001 (35-ml-Tube)	CE

Windehaken

Produktdetails:

- Edelstahl-rostfrei
- Spezialinstrument zum Setzen der VHO-Osthold-Spange
- zum Zusammendrehen der Spangen-Häkchen mit der Schlaufe
- 15,5 cm Gesamtlänge



Bestell.-Nr.	MP
313 270 000	

Delfinzange DP 501 R

Produktdetails:

- zum Zusammenbiegen des Häkchens auf die benötigte Nagelstärke und zum Erstellen der Gesamneigung der Spange
- Edelstahl
- AESCULAP-Qualitätsinstrument
- 15,5 cm Gesamtlänge



Medizinprodukt

Bestell.-Nr.	MP
313 260 600	CE

Rund-/Spitzzange

Produktdetails:

- Spezialzange, um Spangen-Häkchen anzupassen und in die sogenannte „Demuthaltung“ zu biegen
- verchromt
- 11,5 cm Gesamtlänge



Bestell.-Nr.	MP
313 260 500	

Lehrbuch und Bildatlas für die Podologie

Vierte aktualisierte und erweiterte Neuauflage

Dieses Neuerscheinung soll eine Brücke schlagen zwischen dem „traditionellen medizinischen Fußpfleger“ in Deutschland und dem neu geschaffenen Berufsbild des Podologen. Der Schwerpunkt des Titels liegt in der praktischen Anwendung der verschiedensten podologischen Techniken, die durch umfangreiches podologisches Basiswissen begründet werden. Zum besseren Verständnis sind die einzelnen Behandlungsschritte und krankhafte Veränderungen reichlich fotografisch dokumentiert oder schematisch erläutert. Fremdwörter werden sofort im laufenden Text erklärt und sind zusätzlich in einem kleinen Lexikon erläutert. Der Autor kombiniert die ärztliche Erfahrung aus seiner Fuß-Schwerpunkt-Praxis und seine Kenntnisse aus der Anwendung der verschiedensten Spangentechniken mit seiner Erfahrung als medizinischer Fußpfleger.



Prüfungsfragen für die Podologie

Dieses Buch bietet einen Überblick über die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Podologinnen und Podologen. Die hier zusammengestellten Fragen ermöglichen eine Vertiefung und den Ausbau des Wissens zum Thema Podologie. Durch ausführliche Beantwortung und Kommentierung der einzelnen Fragen bietet das Buch eine hilfreiche und nützliche Ergänzung zum „Lehrbuch und Bildatlas für die Podologie“.

Extremfälle aus der podologischen Praxis

In dem neu erschienen Band „Extremfälle aus der podologischen Praxis“ stellt der Autor Dr. med. Norbert Scholz 100 podologische Fälle in interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Arzt und Podologe vor. Dabei versteht er den Begriff „Podologie“ in seiner eigentlichen Bedeutung als „Lehre vom Fuß“, denn Podologie ist für ihn mehr als nur Nägel schneiden und Hornhaut entfernen.

So beschreibt das Buch die Verläufe von Extremfällen, die in der podologischen Praxis nicht alltäglich sind, aber auftreten können. Die Verläufe sind zum Teil über mehrere Jahre fotografisch dokumentiert. Den meisten Fußexperten ist es nicht möglich, den Krankheitsverlauf ihrer Patienten über so lange Zeit genau zu beobachten und den Heilungsprozess – aber auch mögliche Misserfolge – bis zum Schluss zu verfolgen. Das Buch bietet diesen Vorteil und ist das einzige, das in dieser Form bisher auf dem Markt erschienen ist. Es ist deshalb sowohl für Anfänger in der medizinischen Fußpflege als auch für erfahrene Podologen und Ärzte zu empfehlen.



© Eiler-Zimmer GmbH & Co. KG

Bestell.-Nr.	
318 101 500	Lehrbuch und Bildatlas für die Podologie 630 S., 2. Aufl., 20,5 x 27,5 cm, ISBN 3-937346-04-X
318 101 600	Prüfungsfragen für die Podologie 497 S., 12,5 x 19,0 cm, ISBN 3-937346-05-8
318 101 800	Extremfälle aus der podologischen Praxis 400 S., 17,5 x 21,5 cm, ISBN 3-937346-19-8
720 080 600	Schautafel Fuß und Fußgelenke 70 cm breit, 100 cm hoch, Kunststoff, mit Metallbeileistung und Aufhängekordel, desinfizierbar, wasserfest

Schautafel

Mehrfarbdruk als Information
für Schüler und Patienten.

Sulci-Protektoren


Zum Begradigen, Ergänzen und Formen des seitlichen Nagelrandes sowie zum Abpolstern des Nagels gegen einen gereizten oder entzündeten Nagelwall eignen sich Sulci-Protektoren ideal. Besonders beim eingewachsenen Nagel bieten sie gegenüber Tamponaden Vorteile.

Die Verweildauer beträgt bis zu 8 Wochen (Neu-Fixierung nach 4 Wochen). Die Schienen polstern nicht nur, sondern bewirken auch, dass der Nagel am freien Rand seine breite Form behält. Das beugt Veränderungen des Nagelbettes, Aufwölbungen des Nagelwalls und daraus


entstehenden Verformungen und Wachstumsstörungen des Nagels vor. Sulci-Protektoren können mit einer Pinzette oder einem Sulci-Injektor angesetzt werden. Diese gibt es in 3 verschiedenen Größen. **GEHWOL Nagelmasse** fixiert den Protektor.




1. Beim eingewachsenen Nagel drückt der seitliche Nagelrand – oft mit Ecken oder Dornen – tief in den Falz, der mit schmerzhaften Entzündungen reagiert.



2. Zunächst gilt es, den Nagelrand zu begradigen und zu glätten – z. B. mit Hilfe einer Eckenfeile.




3. Die kleinen Schienen aus weichem Kunststoff sind in Längsrichtung offen. Sie werden auf die passende Länge zugeschnitten und am kurzen Rand geglättet.



4. Nach dem Desinfizieren und Entfetten des Nagels den Sulci-Protector mit der Pinzette über den freien seitlichen Nagelrand schieben.



5. Der fertig eingesetzte Sulci-Protector.



6. Den sichtbaren, auf der Nagelplatte liegenden Teil des Sulcis mit GEHWOL Nagelmasse fixieren.

Sulci-Injektor MK 2

Produktdetails:

- zum Einbringen der Protektoren in die Sulci



Bestell.-Nr.
313 370 000

MP

Sulci-Protektoren MK 3

Produktdetails:

- klein, weiß



Medizinprodukt

Bestell.-Nr.	MP
313 370 200 (1 VE = 100 Stück)	CE

Sulci-Protektoren MK 2

Produktdetails:

- mittel, pink



Medizinprodukt

Bestell.-Nr.	MP
313 370 300 (1 VE = 100 Stück)	CE

Sulci-Protektoren MK 1

Produktdetails:

- groß, gelb



Medizinprodukt

Bestell.-Nr.	MP
313 370 400 (1 VE = 100 Stück)	CE

Onyclip


Die bequeme Nagelkorrektur. Nagelkorrektur-System mit exakt dosierbaren Zugkräften, verwendbar für jede Nagelform.

Bei eingewachsenen, einseitig oder beidseitig eingerollten Nägeln, Hypergranulationen, Teilresektionen und Irritationen im Nagelfalz.

Epoxid-beschichtete federbare Edelstahlstreifen mit Klebe-Gel.




1. Maßnahmen am Nagel mit schmalen Maßband.



2. Abschneiden des Onyclip-Streifens auf individuelle Länge – 2 verschiedene Stärken stehen zur Verfügung.



3. **Streifen vorformen**
Um die Zugkraft einzustellen, können Sie den Onyclip-Streifen mit der Rundzange vorbiegen und der Nagelform anpassen. Berücksichtigen Sie dabei die Federkraft. Vorsicht: Der Streifen darf nicht knicken!



4. **Kleber auftragen**
Geben Sie jetzt einen kleinen Tropfen des im Onyclip-Set enthaltenen Klebe-Gels auf das eine Ende des Streifens. Zwischen dem Auftragen des Klebers und dem Applizieren dürfen einige Sekunden liegen.



5. Die Zugkraft des federharten kunststoffbeschichteten Edelstahlstreifens wirkt sofort nach dem Aufbringen der Onyclip-Klebespange.



6. Die fertige Onyclip-Spange.



Medizinprodukt

Onyclip-Packung

Produktdetails:

- mit je 4 Edelstahlstreifen 0,1 mm und 0,15 mm stark, 10 cm lang
- 1 Mess-Streifen
- 1 Spatel
- 2 x 1 g Klebe-Gel

Bestell.-Nr.	MP
313 250 600	CE



Klebe-Gel

Produktdetails:

- die gelartige Beschaffenheit erlaubt ein genaues Dosieren des Klebers und verhindert ein Wegfließen
- haftet sekundenschnell
- 3 x 1 g

Bestell.-Nr.	MP
313 250 700	



Medizinprodukt

Ersatz-Edelstahlstreifen

Produktdetails:

- Nagelkorrektursystem aus Edelstahl
- Zugkräfte können genau dosiert werden
- für alle Nagelformen geeignet
- 0,1 mm stark, 8 Stück
- 0,15 mm stark, 8 Stück

Bestell.-Nr.	MP
313 250 601	CE
313 250 602	CE

Nagelprothetik mit GEHWOL Nagelmasse

Eine Verstärkung des Nagels oder das Anfertigen einer schützenden Nagelteilprothese ist bei vielen Nagelproblemen sinnvoll:

- nach der apparativen Behandlung von Nagelpilz zum Ersatz abgefräster Nagelpartien
- nach der Entfernung von Hühneraugen unter dem Nagel
- bei brüchigen, eingerissenen, scharfkantigen oder dünnen Nägeln
- bei zu kurzen oder verletzten Nägeln
- bei deformierten Nagelplatten

Eine Nagelteilprothese aus **GEHWOL Nagelmasse** lässt sich leicht und ohne


aufwändige Gipsmodelle herstellen. Das elastische, atmungsaktive Material schützt das Nagelbett vor mechanischen Einwirkungen; eingearbeitete Desinfektionsmittel verhüten Entzündungen und Pilzbefall. Mit **GEHWOL Nagelmasse** entsteht ein kosmetisch einwandfreier und optisch »normaler« Nagel, der mitwächst und sich wie ein natürlicher Nagel schneiden, feilen, pflegen und auf Wunsch lackieren lässt.

Durch das Ergänzen fehlender Nagelteile gelingt es, einer Verformung des Nagelbettes und des Zehennagels vorzubeugen und den Restnagel zu stabilisieren. Folgeschäden, z. B. Wachstumsstörungen durch einen

sich aufwölbenden distalen Nagelwall oder Verhornungen des Nagelbettes, lassen sich so vermeiden. Der Nagel kann ungehindert nachwachsen.

Nachbehandlung:

Um auch die nicht mit Nagelmasse bedeckten Partien des Nagels vor Pilzbefall zu schützen, empfiehlt sich die tägliche Anwendung von **GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Creme** oder -Öl. Beide Produkte wirken antimyketisch, fördern das Wachstum und sorgen für gesunde, elastische Nägel.



1. Ein Nagelpilz im fortgeschrittenen Stadium der Infektion.



2. Lose Nagelteile, bei Nagelpilz alle befallenen Partien, gründlich mit einem Fräser bis herunter auf das Nagelbett abtragen.



3. GEHWOL Nagelmasse in dünnen Schichten mit einer Trockenzeit von jeweils ca. fünf Minuten auftragen.



4. Die Nagelprothese bei Bedarf je nach Nageldicke durch 1-2 Lagen Vlies verstärken.



5. Mit dem nassen Finger oder nassen Instrument lässt sich die noch feuchte Prothese leicht modellieren und glätten. Das Ergebnis: ein optisch einwandfreier Nagel mit »natürlichen« Eigenschaften.

GEHWOL® Nagelmasse

Für Verschönerung, Schutz und Reparatur der Zehen- und Fingernägel

Produktdetails:

- stark haftend, dauerelastisch zur Glättung unebener und zur Festigung eingerissener Nägel sowie zur Fixierung künstlicher Nägel
- zum Schutz vor Nagelpilz
- gibt dem Nagel ein schönes und natürliches Aussehen
- Nagellack kann zusätzlich verwendet werden



Bestell.-Nr.	MP
102 520 100	



GEHWOL med® Nagel- und Hautschutz-Öl

Zur Pflege der Nägel und Haut sowie zum Schutz vor Pilzbefall

Produktdetails:

- enthält die hochwertigen Pflegestoffe Weizenkeimöl, Panthenol und Bisabolol
- brüchige, spröde Nägel werden elastisch und schön und erhalten einen natürlichen Seidenglanz
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall

Bestell.-Nr.	MP
104 020 100	
104 020 300	



GEHWOL med® Nagel- und Hautschutz-Creme

Zur Pflege der Nägel und Haut sowie zum Schutz vor Pilzbefall

Produktdetails:

- enthält die hochwertigen Pflegestoffe Weizenkeimöl, Panthenol und Bisabolol
- brüchige, spröde Nägel werden elastisch und schön und erhalten einen natürlichen Seidenglanz
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall

Bestell.-Nr.	MP
104 030 100	



Rotierende Instrumente

Für die Behandlung unterschiedlicher Fußprobleme braucht es unterschiedliche Bohrer und Fräser. Denn mit jedem Patienten wechseln die Fuß- und Hautprobleme, die sich mit den verschiedenen Arten von Bohrern und Fräsern bearbeiten lassen. Im umfangreichen Angebot von GERLACH TECHNIK finden Sie für alle Ansprüche das jeweils passende Instrument.

GERLACH bietet aus hygienischen Gründen nur noch Fräser, Diamantschleifer und Schleifkörper in rosticherer Qualität an!

Darum dreht sich's: beständige Werte

Bohrer, Fräser und Schleifkörper sind in der professionellen Fußpflege zur schonenden und effektiven Bearbeitung von Hornhaut und Nägeln unverzichtbar. Der richtige Umgang mit den rotierenden Instrumenten verlängert ihre Lebensdauer und erspart dem Patienten Schmerzen. Diamantierte Schleifkörper, Edelstahl-Instrumente und Hartmetallfräser sind im Hinblick auf die sachgerechte medizinische Hygiene besonders zu empfehlen.

Die Auswahl von Größe, Form und Durchmesser eines rotierenden Instrumentes wird u. a. davon bestimmt, ob eine großflächige oder eine punktuelle Behandlung erfolgen soll. Wichtig ist auch die materialabtragende Eigenschaft eines Instrumentes, die Schleifkraft (Abrieb, Abrasivität). Sie hängt von der Umdrehungsgeschwindigkeit ab und von der Größe der Strukturen bzw. Körnchen auf der Instrumentenoberfläche. Grobe Oberflächen und scharfkantiges Material bewirken allgemein einen stärkeren Abrieb.

Tempolimit beachten!

Für jedes rotierende Instrument gilt eine vom Hersteller vorgegebene maximale Drehzahl. Diese wichtige sicherheitsrelevante Angabe finden Sie in diesem Katalog für jedes rotierende Instrument. Diese maximale Drehzahl darf auf keinen Fall überschritten werden!

Die optimale Drehzahl in der Anwendungspraxis ist in der Regel deutlich niedriger. Sie hängt von der Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck und von Art und Größe des Instruments ab.

Allgemein gilt: Je größer der Durchmesser eines rotierenden Instrumentes, desto niedriger die Drehzahl.

Das Arbeiten mit zu hohen Drehzahlen kann, durch die entstehende Reibungswärme, schmerzhafte Verbrennungen beim Patienten verursachen. Zudem können die entstehenden Fliehkräfte und Vibrationen auf Dauer den Fräser und das Handstück beschädigen. Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte auch die Empfehlungen zur maximalen Fräsergröße in der Gebrauchsanleitung Ihres Fußpflegegerätes.

Für viele Anwendungen sind Drehzahlen um die 15.000 U/min vollkommen ausreichend. Große Schleifkörper, Kappenschleifer und Hartmetallsplitterfräser sollten nicht mit über 10.000 U/min verwendet werden. Eine Ausnahme bilden schneidende Hartmetallfräser, die höhere Drehzahlen brauchen, damit die Schneiden sich nicht zusetzen.

Nicht unter Druck arbeiten!

Die ideale Umdrehungszahl hängt wesentlich von der Haut- und Nagelbeschaffenheit des Kunden, vom Anpressdruck sowie der Größe des Instruments ab. Zuviel Druck beim Schleifen ist für den Kunden unangenehm und kann Hitze Probleme hervorrufen. Starkes Andrücken bewirkt auch eine hohe Belastung des Mikromotors, der Spannvorrichtung im Handstück sowie der Fräser und Schleifkörper. Fräser oder Schleifkörper sollten deshalb nur mit leichtem Druck aufgesetzt werden. Ein scharfes, intaktes Instrument zieht sich wie von selbst durch das Behandlungsfeld. Verzahnte (schneidende) Instrumente dürfen nur rechtsdrehend eingesetzt werden.

Wichtig: ein sauberer Dreh!

Ebenso wie Zangen und Scheren müssen auch rotierende Instrumente vor jedem Einsatz am Patienten hygienisch aufbereitet werden, um die Übertragung von Pilzen und anderen Mikroorganismen zu vermeiden. Da Desinfektion, Reinigung und z. T. auch Sterilisation (Autoklav) im feuchten Milieu stattfinden, ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit des Materials von großer Bedeutung.

Um eine hygienisch einwandfreie medizinische Fußpflege zu ermöglichen, bietet Gerlach alle rotierenden Metall-Instrumente in rostfreier Ausführung aus Edelstahl oder Hartmetall an. Ebenso wie Diamantschleifer (mit Edelstahlschaft) weisen diese Instrumente eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf, sind somit leichter zu pflegen, länger einsetzbar und damit langfristig gesehen auch wirtschaftlicher.

Wichtig: Einsatz von Instrumenten in Fußpflegegeräten

Beim Einsatz der Instrumente in Fußpflegegeräten achten Sie bitte stets auf die vom Hersteller ausgewiesene Produktkategorie sowie die Kompatibilität. Für medizinische Anwendungen im Rahmen der Podologie nutzen Sie bitte Fußpflegegeräte, die Medizinprodukte darstellen und kombinieren Sie diese wiederum mit Instrumenten, die ebenfalls Medizinprodukte sind. Für Anwendungen außerhalb der Medizin, also in der kosmetischen Fußpflege, ist der Einsatz eines Fußpflegegerätes in Form eines Medizinproduktes nicht erforderlich. Bitte beachten Sie jedoch, dass ein Fußpflegegerät, welches kein Medizinprodukt darstellt, nicht dazu bestimmt ist, mit Instrumenten angewendet zu werden, die Medizinprodukte darstellen. Bitte kombinieren Sie Ihr Fußpflegegerät daher in diesem Fall nur mit Instrumenten, die keine Medizinprodukte darstellen.

Die insoweit notwendigen Informationen zur Kategorisierung bzw. dem Medizinproduktstatus der Fußpflegegeräte und Instrumente finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten in unserem Katalog. Im Rahmen der nachfolgenden Darstellung der Instrumente steht die Abkürzung MP für „Medizinprodukt“. Sofern in der jeweiligen Zeile ein CE-Kennzeichen vorhanden ist, bedeutet dies, dass es sich bei dem bezeichneten Instrument um ein Medizinprodukt handelt.

Pflegehinweis

Sind in der Praxis außerdem noch rotierende Instrumente aus normalem Stahl im Einsatz, gilt es Folgendes zu beachten:

- Damit Rostpartikel nicht auf intakte Instrumente übergehen (Flugrost), sollten normale Stahlinstrumente immer getrennt von Edelstahl-Instrumenten aufbereitet werden.
- Desinfektionsmittel mit Korrosionsschutz verwenden!
- Vor der Sterilisation sind Stahlinstrumente auch in den feinen Verzahnungen vollständig zu trocknen!
- Nach der Sterilisation Instrumente im Sterilisateur abkühlen lassen!
- Stahlinstrumente nur dort lagern, wo keine großen Temperaturschwankungen auftreten und wo die Luftfeuchtigkeit gering ist!
- Ein sterilisierbares Rostschutzspray schützt während und nach der Sterilisation im Autoklaven vor Rostbildung.



Diamantierte Schleifkörper

Diamantierte Schleifkörper sind die optimalen Arbeitsgeräte zum Abtragen von Hornhaut und Nägeln – sowohl für die Absaug- als auch für die Spraytechnik. Auch die an Spitzen und Rändern gleichmäßige und dichte Diamant-Verteilung bewirkt, dass die Schleifkörper vibrationsarm und für den Patienten angenehm laufen. Die Gefahr von Verletzungen ist dabei sehr gering, obwohl sie in puncto Schleifleistung (Abrasivität) andere Schleifkörper übertreffen.

Durch ihre präzise, stabile Form mit exakt gedrehten Schäften aus rostsicherem Stahl erhalten diamantierte Schleifkörper eine hohe Rundlaufgenauigkeit. Sie sind deshalb für den Einsatz in hochtourigen Handstücken besonders geeignet.

Eine breite Palette unterschiedlicher, anwendungsspezifischer Formen und Körnungen steht zur Auswahl – für Feinst- ebenso wie für Grobarbeiten. Diamantkristalle (Naturdiamanten) sind galvanisch aufgebracht oder im festen, besonders haltbaren Metallverbund verarbeitet. Beide Varianten arbeiten sehr effektiv, allerdings verfügen Naturdiamanten aufgrund der unregelmäßigen Kristalloberflächen bei gleicher Korngröße über eine noch größere Schleifkraft.

Diamantschleifkörper stellen aufgrund ihrer langen Lebensdauer eine besonders wirtschaftliche Alternative zu Kappenschleifern und Keramikschleifkörpern dar. Da sie korrosionsbeständig sind, eignen sie sich für alle in der Fußpflege gebräuchlichen Sterilisations- und Reinigungsverfahren.

Diamantschleifkörper stellen aufgrund ihrer langen Lebensdauer eine besonders wirtschaftliche Alternative zu Kappenschleifern und Keramikschleifkörpern dar. Da sie korrosionsbeständig sind, eignen sie sich für alle in der Fußpflege gebräuchlichen Sterilisations- und Reinigungsverfahren.



Diamantschleifer: Die Oberflächen von Industriediamanten sind regelmäßiger. Deshalb darf die Körnung ruhig gröber gewählt werden (REM-Aufnahme)



Diamantierter Schleifkörper mit Naturdiamanten: Die unregelmäßige Oberfläche der Kristalle bewirkt eine enorme Schleifkraft (REM-Aufnahme)



Industriediamanten in einem Diamantschleifer: Die besonders langlebige galvanische Bindung umschließt einen Großteil der Kristalle.



Hartmetallfräser

Die äußerst langlebigen, rostfreien Hartmetallfräser erweisen sich als besonders effektiv. Durch maßgenaue Verarbeitung, bleibende Schärfe des exakten, computer-gesteuerten Schliffs und hohe Rundlaufgenauigkeit ermöglichen sie ein angenehmes, vibrationsarmes Arbeiten.

Keramische Schleifkörper

Keramische Schleifkörper bestehen aus ausgewähltem Edelkorund, der keramisch auf einen rostsicheren Träger (Schaft) gebunden ist. Sie eignen sich zum Abschleifen von Nägeln und Hornhaut sowie zum Glätten.

Im Gegensatz zu Stahlfräsern und Diamantschleifern dürfen keramische Schleifkörper nicht in alkalischen Bohrerbädern desinfiziert werden, denn die Fräserköpfe lösen sich darin auf. Die Reinigung kann mit einer Messingdrahtbürste, besser aber im Ultraschall-Reinigungsbad durchgeführt werden.



Kappenschleifer

Auf Gummikappenträger unterschiedlicher Durchmesser können Schleifkappen verschiedener Körnung aufgebracht werden. Sie eignen sich zum Abschleifen von Hornhaut, allerdings nur bei trockenem Arbeiten mit Absaugtechnik.

Ein hochtouriges Arbeiten ist mit Schleifkappen von 13 oder 16 mm Durchmesser nicht möglich. Da sie sich nicht desinfizieren und sterilisieren lassen, sind Schleifkappen ausschließlich als Einmal-Artikel zu verwenden!

Keramikfräser

Keramikfräser sind vibrationsarm und erlauben hochtouriges Arbeiten. Durch ihre unterschiedlichen Formen lassen sie sich flexibel einsetzen. Die Keramikfräser gibt es in drei Ausführungen: die Birnenform, die Zylinderform und die Spitzform. Damit arbeiten Sie von der großen Fläche bis in die kleinsten Bereiche präzise und schonend.



Diamant-Schleifkörper

Produktdetails:

- für Arbeiten an Hornhaut, Hühneraugen und Nägeln
- alle Diamantschleifer, Bohrer, Fräser, Polierer und Schleifkörper sind rostsicher und hygienisch
- diamantierte Schleifkörper haben je nach Anwendung eine mindestens 5-mal längere Lebensdauer als Stahlfräser
- die Diamanten tragen Hornhaut- und Nagelteile bei verminderter Verletzungsgefahr sofort ab
- besonders gut geeignet für hochtourige Handstücke und Spraytechnik



Reinigung des Nagelfalzes mit D 407H/010 mittel



Reinigung der Nageloberfläche mit D 407LH/010 mittel



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
D 407H/010, mittel, 50.000 max. 1/min	307 204 000	1	CE
D 407LH/010, mittel, 50.000 max. 1/min	307 204 100	1	CE
860LH/010, mittel, 50.000 max. 1/min	307 150 800	1	CE
861LH/010, mittel, 50.000 max. 1/min	307 150 900	1	CE
801/009, mittel, 50.000 max. 1/min	307 140 100	1	CE
801G/010, grob, 50.000 max. 1/min	307 140 200	1	CE
		ab 2	CE
801G/014, grob, 50.000 max. 1/min	307 140 400	1	CE
		ab 2	CE
801G/016, grob, 50.000 max. 1/min	307 140 500	1	CE
		ab 2	CE
801G/018, grob, 50.000 max. 1/min	307 140 600	1	CE
		ab 2	CE
801G/023, grob, 50.000 max. 1/min	307 140 800	1	CE
849G/014, grob, 50.000 max. 1/min	307 150 300	1	CE
849G/016, grob, 50.000 max. 1/min	307 150 400	1	CE
850G/018, grob, 50.000 max. 1/min	307 150 500	1	CE
850G/023, grob, 50.000 max. 1/min	307 150 600	1	CE
858G/018, grob, 120.000 max. 1/min	307 150 700	1	CE
868G/012, mittel, 50.000 max. 1/min	307 143 100	1	CE



Medizinprodukt

Diamant-Schleifkörper

Alle Diamantschleifer, Bohrer, Fräser, Polierer und Schleifkörper sind

- rostsicher
- hygienisch
- langlebig
- wirtschaftlich



Arbeiten an der Nagelfalz mit
879 S 104 050



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
879 H/047, super grob, 35.000 max. 1/min	307 142 100	1	CE
879 S 104 050, super grob, 35.000 max. 1/min	307 173 100	1	CE
878/060, mittel, 35.000 max. 1/min	307 192 200	1	CE
879 H/060, super grob, 35.000 max. 1/min	307 142 200	1	CE
875/045, mittel, 45.000 max. 1/min	307 201 800	1	CE
875 G/055, grob, 40.000 max. 1/min	307 202 100	1	CE
875 S 104 065, super grob, 30.000 max. 1/min	307 172 900	1	CE
875/060, mittel, 35.000 max. 1/min	307 172 200	1	CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Medizinprodukt

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Diamant-Schleifkörper

Produktdetails:

- kopfbeschichtet mit abgerundeten Kanten
- seitenbeschichtet



Glätten der Nagelkante mit 839 H 050 super grob



Glätten der Nageloberfläche mit 837 H/050 super grob

Produktbezeichnung Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
839/050, mittel, 40.000 max. 1/min	307 225 000	1	CE
839 W 050 Top Grip, grob, 40.000 max. 1/min	307 225 500	1	CE
837 W 055 Side Grip, grob, 35.000 max. 1/min	307 225 600	1	CE
847/033, mittel, 50.000 max. 1/min	307 161 300	1	CE
854 LH 040, mittel, 50.000 max. 1/min	307 161 700	1	CE
847/040, mittel, 50.000 max. 1/min	307 143 000	1	CE
835/035, mittel, 50.000 max. 1/min	307 220 200	1	CE
837 RG 104 055, grob, 35.000 max. 1/min	307 225 400	1	CE
837 R 104 055, mittel, 35.000 max. 1/min	307 225 300	1	CE
837 RF 104 055, fein, 35.000 max. 1/min	307 225 200	1	CE
837 S 104 060, super grob, 35.000 max. 1/min	307 172 700	1	CE
837 104 060, mittel, 35.000 max. 1/min	307 172 600	1	CE
837 F 104 060, fein, 35.000 max. 1/min	307 172 500	1	CE
837 H/050, super grob, 35.000 max. 1/min	307 141 500	1	CE
837 H/060, super grob, 35.000 max. 1/min	307 141 800	1	CE
837 XL/100, mittel, 30.000 max. 1/min	307 141 400	1	CE



Medizinprodukt

DiaKap



Hornhautabtrag an der Ferse mit DiaKap
881 PS 104 085 mega grob



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
881 PS 104 085, mega grob, 5.000 max. 1/min	307 224 100	1	CE
881 PS 104 095, mega grob, 5.000 max. 1/min	307 224 200	1	CE

MeiKap



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
8024 104 095, 5.000 max. 1/min	307 300 500	1	CE

Meigrit Fräser

Produktdetails:

- Hartmetallsplitterfräser mit besonders grober Beschichtung
- ideal für die Bearbeitung starker Hornhaut
- auch nach einem reinigenden Fußbad ideal einzusetzen



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
HM 72 LZ5 H095, grob, 10.000 max. 1/min	307 300 300	1	CE

ONY-Clean

Dreikantfräser

Produktdetails:

- für Arbeiten an Hühneraugen



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
407/012, 12.000 max. 1/min	306 204 000	1	CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Medizinprodukt

Hartmetall-Fräser

Produktdetails:

- für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut

Empfehlung:

Um das beste Arbeitsergebnis zu erreichen, betreiben Sie Hartmetall-Fräser mit min. 16.000 bis 18.000 1/min. Kleinere Fräser z. B. HM 296 GX 040 mittel mit min. 25.000 1/min, möglichst mit höherer Geschwindigkeit von 40.000 1/min verwenden.



Hornhautabtrag an der Ferse mit HM 251 SX 060



Arbeiten am Nagel mit HM 251 SX 060



Hornhautabtrag am Unterfuß mit HM 251 GM 060



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
HM 72 FS 060, Hornclean, 30.000 max. 1/min	306 261 200	1	CE
HM 251 SX 060, super grob, 30.000 max. 1/min	306 210 200	1	CE
HM 251 GM 060, mittel, 30.000 max. 1/min	306 251 200	1	CE
HM 251 FS 104 060, Nailclean, 30.000 max. 1/min	306 260 900	1	CE
HM 251 DF 104 060, Doppelklinge fein, 20.000 max. 1/min	306 261 000	1	CE
HM 79 GX 104 060, mittel, 30.000 max. 1/min	306 250 600	1	CE
HM 75 GX 104 060, mittel, 30.000 max. 1/min	306 250 400	1	CE
HM 75 GX 104 040, mittel, 50.000 max. 1/min	306 250 300	1	CE
HM 79 GX 104 040, mittel, 50.000 max. 1/min	306 250 500	1	CE
HM 79 FM 040, mittel, 50.000 max. 1/min	306 251 100	1	CE
HM 79 FX 104 040, fein, 50.000 max. 1/min	306 210 300	1	CE
HM 23 FX 023, fein, 50.000 max. 1/min	306 250 200	1	CE
HM 23 EX 023, extra fein, 50.000 max. 1/min	306 250 100	1	CE

Hartmetall-Fräser

Produktdetails:

- für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
HM 141 F/014, fein, 50.000 max. 1/min	306 240 200	1	CE
HM 141 F/018, fein, 50.000 max. 1/min	306 240 300	1	CE

Rosenbohrer

Produktdetails:

- für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut
- Rosenbohrer werden in Einheiten
je 2 Stück geliefert



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
1/005, 50.000 max. 1/min	306 017 600	2	CE
1/007, 50.000 max. 1/min	306 017 800	2	CE
1/009, 50.000 max. 1/min	306 018 000	2	CE
1/010, 50.000 max. 1/min	306 018 100	2	CE
1/012, 50.000 max. 1/min	306 018 200	2	CE
1/014, 50.000 max. 1/min	306 018 300	2	CE
1/016, 50.000 max. 1/min	306 015 300	2	CE
1/018, 45.000 max. 1/min	306 015 500	2	CE
1/021, 40.000 max. 1/min	306 018 400	2	CE
1/023, 35.000 max. 1/min	306 015 900	2	CE
1/029, 25.000 max. 1/min	306 016 000	2	CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Medizinprodukt

Querhiebohrer

Produktdetails:

- für Arbeiten an Hühneraugen, Nägeln und Nagelfalz
- **Querhiebohrer werden in Einheiten zu je 2 Stück geliefert**



Behandlung am Hühnerauge mit 11/023



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
11/009, 50.000 max. 1/min	306 022 000	2	CE
11/010, 50.000 max. 1/min	306 022 100	2	CE
11/012, 50.000 max. 1/min	306 022 200	2	CE
11/014, 50.000 max. 1/min	306 022 300	2	CE
11/016, 50.000 max. 1/min	306 022 800	2	CE
11/018, 45.000 max. 1/min	306 023 000	2	CE
11/021, 40.000 max. 1/min	306 022 400	2	CE
11/023, 35.000 max. 1/min	306 023 400	2	CE
11/027, 30.000 max. 1/min	306 023 500	2	CE
11/031, 30.000 max. 1/min	306 023 600	2	CE

Fissuren-Fräser

Produktdetails:

- für Arbeiten am Nagelfalz
- **Fissuren-Fräser werden in Einheiten zu je 2 Stück geliefert**



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
39/008, 50.000 max. 1/min	306 031 900	2	CE
39/009, 50.000 max. 1/min	306 032 000	2	CE
39/010, 50.000 max. 1/min	306 032 300	2	CE
39/012, 50.000 max. 1/min	306 032 500	2	CE
39/014, 50.000 max. 1/min	306 032 100	2	CE
39/016, 50.000 max. 1/min	306 032 800	2	CE



Medizinprodukt

Fissuren-Fräser

Produktdetails:

- für Arbeiten am Nagelfalz
- **Fissuren-Fräser werden in Einheiten zu je 2 Stück geliefert**



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
39/018, 45.000 max. 1/min	306 032 200	2	CE



39/021, 40.000 max. 1/min	306 033 000	2	CE
------------------------------	-------------	---	----



39/023, 35.000 max. 1/min	306 033 100	2	CE
------------------------------	-------------	---	----

Spezialfräser

Produktdetails:

- für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
128/070, 10.000 max. 1/min	306 046 300	1	CE

Spezialfräser

Produktdetails:

- für Arbeiten an Nägeln und Schwielen



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
136/100, 8.000 max. 1/min	306 047 300	1	CE



138/100, 8.000 max. 1/min	306 047 100	1	CE
------------------------------	-------------	---	----



159/018, 45.000 max. 1/min	306 046 100	1	CE
-------------------------------	-------------	---	----

Fräser mit Querhieb

Produktdetails:

- für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
81/050, 15.000 max. 1/min	306 093 000	1	CE



82/040, 20.000 max. 1/min	306 093 100	1	CE
------------------------------	-------------	---	----

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Medizinprodukt

Fräser mit Querhieb

Produktdetails:

- für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut



Abtragen eines mykotischen Nagels mit 85/060



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
82/060, 12.000 max. 1/min	306 062 300	1	CE
85/050, 18.000 max. 1/min	306 092 100	1	CE
85/060, 12.000 max. 1/min	306 092 300	1	CE
85/070, 10.000 max. 1/min	306 092 500	1	CE
95/040, 18.000 max. 1/min	306 121 700	1	CE
95/050, 18.000 max. 1/min	306 094 100	1	CE

Langloch-Hohlfräser

Produktdetails:

- mit gezackter Schneide
- für Arbeiten am Nagel



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
224/018, 3.000 max. 1/min	306 130 600	1	CE
224/023, 3.000 max. 1/min	306 130 800	1	CE
224/027, 3.000 max. 1/min	306 131 000	1	CE

Produktdetails:

- mit glatter Schneide
- für Arbeiten an Hühneraugen und Hornhaut



Behandlung eines Hühnerauges mit 225/021



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
225/014, 8.000 max. 1/min	306 140 600	1	CE
225/018, 8.000 max. 1/min	306 140 800	1	CE
225/021, 8.000 max. 1/min	306 141 000	1	CE



Medizinprodukt

Schleifkörper

Produktdetails:

- montiert
- für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
618/050, 35.000 max. 1/min	307 101 800	1	CE
		ab 2	CE
620/050, 35.000 max. 1/min	307 102 000	1	CE
		ab 2	CE
624/060, 50.000 max. 1/min	307 102 400	1	CE
		ab 2	CE
637/020, 50.000 max. 1/min	307 103 700	1	CE
		ab 2	CE
638/025, 50.000 max. 1/min	307 103 800	1	CE
		ab 2	CE
639/035, 50.000 max. 1/min	307 103 900	1	CE
		ab 2	CE
640/050, 50.000 max. 1/min	307 104 000	1	CE
		ab 2	CE

Keramisch gebundene Schleifstifte

Produktdetails:

- Ø 10 mm
- für Arbeiten an Hornhaut



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Schleifstift, zylindrisch, 20.000 max. 1/min	307 130 100	1	CE
Schleifstift, rund, 20.000 max. 1/min	307 130 200	1	CE
Schleifstift, spitz, 20.000 max. 1/min	307 130 300	1	CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.
















Medizinprodukt

Schleifkörper

Produktdetails:

- montiert
- für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut

	Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
 ★	648/020, 50.000 max. 1/min	307 104 800	1	CE
			ab 2	CE
	649/025, 50.000 max. 1/min	307 104 900	1	CE
			ab 2	CE
	650/028, 50.000 max. 1/min	307 105 000	1	CE
			ab 2	CE
 ★	733/035, 30.000 max. 1/min	307 105 200	1	CE
			ab 2	CE
	661/025, 50.000 max. 1/min	307 106 100	1	CE
			ab 2	CE
	662/035, 50.000 max. 1/min	307 106 200	1	CE
			ab 2	CE
 ★	663/060, 50.000 max. 1/min	307 106 300	1	CE
			ab 2	CE
	666/025, 50.000 max. 1/min	307 106 600	1	CE
			ab 2	CE
	667/035, 50.000 max. 1/min	307 106 700	1	CE
			ab 2	CE
 ★	671/060, 50.000 max. 1/min	307 107 100	1	CE
			ab 2	CE
 ★	732/050, 50.000 max. 1/min	307 125 500	1	CE
			ab 5	CE
	731/065, 50.000 max. 1/min	307 125 400	1	CE
 ★	453/100, 50.000 max. 1/min	307 125 300	1	CE
			ab 5	CE



Medizinprodukt

Nagelpolierer

Produktdetails:

- für die Politur von Nägeln
- aus hochwertigem Feinstschleif- und Poliermittel in einer resistenten, elastischen Bindung aus Polysiloxan und Kautschuk, welche auf rostfreien Schäften montiert sind
- garantieren ein sauberes, geruchloses und glänzendes Polierergebnis bei geringster Wärmeentwicklung



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
9669, fein, 7.000 max. 1/min	306 201 200	1	CE
9569, mittel, 7.000 max. 1/min	306 201 300	1	CE
9769, grob, 7.000 max. 1/min	306 201 400	1	CE
9679, fein, 6.000 max. 1/min	306 201 500	1	CE
9579, mittel, 6.000 max. 1/min	306 201 600	1	CE
9779, grob, 6.000 max. 1/min	306 201 700	1	CE
9571 P 065, mittel, 7.000 max. 1/min	306 201 800	1	CE
9577 P 080, mittel, 7.000 max. 1/min	306 202 000	1	CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Medizinprodukt

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Diamant-Schleifkörper „Premier“

Produktdetails:

- natürliche Rohdiamantkristalle in besonders stabilem, unablösbaren Metallverbund auf einteiligen, ausgehärteten Edelstahlschäften
- gleichmäßige und dichte Verteilung der Diamantkristalle an den Spitzen und Rändern
- Körnungen: mittel, grob und extra grob
- durch optimale Anordnung der Rohdiamantkristalle können Patienten angenehmer behandelt werden, da weniger Erschütterungs- und Vibrationsbelastigung auftritt



Behandlung mit Premier 150/070 mittel



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
150/070, mittel, 30.000 max. 1/min	307 180 300	1	CE
153/071, grob, 30.000 max. 1/min	307 180 400	1	CE
156/072, extra grob, 30.000 max. 1/min	307 181 400	1	CE
168/068, mittel, 30.000 max. 1/min	307 180 500	1	CE
020/031, grob, 40.000 max. 1/min	307 181 000	1	CE
030/020, grob, 40.000 max. 1/min	307 181 100	1	CE
040/046, grob, 40.000 max. 1/min	307 181 200	1	CE
045/103, grob, 20.000 max. 1/min	307 181 300	1	CE



Gelochte Diamant-Schleifkörper

Produktdetails:

- gelochte Ausführung für bessere Verteilung des Sprays
- Fräser mit grober oder super grober Körnung eignen sich besonders gut zum Abtragen verdickter Nägel oder Hornhaut
- u.a. in der beliebten Kappenform



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
115H D 427, grob, 15.000 max. 1/min	307 145 400	1	CE
10 x 15 D 252, mittel, 15.000 max. 1/min	307 140 000	1	CE
10 x 15 D 427, grob, 15.000 max. 1/min	307 145 000	1	CE
10 x 15 D 602, super grob, 15.000 max. 1/min	307 145 700	1	CE



Diamant-Schleifkörper FG

Produktdetails:

- für hochtourige Winkelhandstücke
- Schaft Ø 1,6 mm



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
FG 801/008, mittel, 300.000 max. 1/min	307 250 000	1	CE
FG 801/010, mittel, 300.000 max. 1/min	307 250 200	1	CE
FG 801G/016, grob, 280.000 max. 1/min	307 250 500	1	CE
FG 830/018, mittel, 250.000 max. 1/min	307 260 600	1	CE
FG 837/012, mittel, 300.000 max. 1/min	307 270 300	1	CE
FG 849/012, mittel, 300.000 max. 1/min	307 260 300	1	CE
FG 850/012, mittel, 300.000 max. 1/min	307 240 300	1	CE
FG 860/010, mittel, 300.000 max. 1/min	307 290 200	1	CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Medizinprodukt

Keramikfräser von GERLACH TECHNIK

Die Keramikfräser sind vibrationsarm und erlauben hochoberflächiges Arbeiten. Durch ihre unterschiedlichen Formen lassen sie sich flexibel einsetzen.

Zum Beispiel eignet sich die Birnenform in den Stärken grob, mittel und fein für eine Bearbeitung großer Flächen und die zylindrische Form für die Nagelränder.

Bei den Zylinderfräsern wurde darüber hinaus eine Schutzfase eingearbeitet, die durch abgerundete Kanten vor Verletzungen schützt.

Mit dem richtigen Umgang sind die Fräser äußerst langlebig. Achten Sie darauf, dass die Keramik nicht gegeneinander stößt, da feine Risse entstehen könnten.

Nutzen Sie nach der Reinigung für die weitere Aufbereitung einen autoklavierbaren Ständer, wie etwa den Fräserständer aus Edelstahl.



Keramikfräser. Formveredelt.

Die Keramikfräser gibt es in drei Ausführungen:

- die Birnenform
- die Zylinderform
- die Spitzform.

Damit arbeiten Sie von der großen Fläche bis in die kleinsten Bereiche präzise und schonend.

Keramik in hochwertiger Qualität

Keramikfräser zeichnen sich durch hochwertige Qualität, herausragende Eigenschaften sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Die Fräser sind sehr vibrationsarm. Mit ihnen lässt sich je nach Anwendung in Drehzahlenbereichen von bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute arbeiten.

Die erzielten Ergebnisse, etwa beim Glätten der Nagelplatte, sind herausragend. Die Fräser zeichnen sich zudem durch Beständigkeit und Härte aus.

Keramikfräser

Produktdetails:

- mit Schutzfase
- äußerst langlebig



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
--------------------------------------	--------------	-------	----

Kreuzverz. Birnenform, mittel, 30.000 max. 1/min	306 275 000	1	CE
--	-------------	---	----



Kreuzverz. Zylinderform, mittel, 30.000 max. 1/min	306 275 100	1	CE
--	-------------	---	----



Kreuzverz. Birnenform, grob, 30.000 max. 1/min	306 275 200	1	CE
--	-------------	---	----



Kreuzverz. Zylinderform, grob, 30.000 max. 1/min	306 275 300	1	CE
--	-------------	---	----



Einfachverz. Birnenform, GH, 30.000 max. 1/min	306 275 400	1	CE
--	-------------	---	----



Einfachverz. Zylinderform, GH, 30.000 max. 1/min	306 275 500	1	CE
--	-------------	---	----

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Medizinprodukt

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Querhiebohrer

Produktdetails:

- für Arbeiten an Hühneraugen, Nägeln und Nagelfalz
- **Querhiebohrer werden in Einheiten zu je 2 Stück geliefert**



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
11/010, 50.000 max. 1/min	306 022 105	2	
11/014, 50.000 max. 1/min	306 022 305	2	
11/016, 50.000 max. 1/min	306 022 805	2	
11/023, 35.000 max. 1/min	306 023 405	2	
11/031, 30.000 max. 1/min	306 023 605	2	

Fissuren-Fräser

Produktdetails:

- für Arbeiten am Nagelfalz
- **Fissuren-Fräser werden in Einheiten zu je 2 Stück geliefert**



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
39/010, 50.000 max. 1/min	306 032 305	2	
39/016, 50.000 max. 1/min	306 032 805	2	

Fräser mit Querhieb

Produktdetails:

- für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
85/060, 12.000 max. 1/min	306 092 305	1	



Abtragen eines mykotischen Nagels mit 85/060



Langloch-Hohlfräser

Produktdetails:

- mit glatter Schneide
- für Arbeiten an Hühneraugen und Hornhaut



Behandlung eines Hühnerauges mit 225/021

Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
225/014, 8.000 max. 1/min	306 140 605	1	
225/018, 8.000 max. 1/min	306 140 805	1	

Nagelpolierer

Produktdetails:

- für die Politur von Nägeln
- aus hochwertigem Feinstschleif- und Poliermittel in einer resistenten, elastischen Bindung aus Polysiloxan und Kautschuk, welche auf rostfreien Schäften montiert sind
- garantieren ein sauberes, geruchloses und glänzendes Polierergebnis bei geringster Wärmeentwicklung



Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
9569, mittel, 7.000 max. 1/min	306 201 305	1	
9579, mittel, 6.000 max. 1/min	306 201 605	1	
9577 P 080, mittel, 7.000 max. 1/min	306 202 005	1	

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Hartmetall-Fräser

Produktdetails:

- für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut

Empfehlung:

Um das beste Arbeitsergebnis zu erreichen, betreiben Sie Hartmetall-Fräser mit min. 16.000 bis 18.000 1/min. Kleinere Fräser z. B. HM 296 GX 040 mittel mit min. 25.000 1/min, möglichst mit höherer Geschwindigkeit von 40.000 1/min verwenden.



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
HM 251 FS 104 060, Nailclean, 30.000 max. 1/min	306 260 905	1	



HM 72 FS 060, Hornclean, 30.000 max. 1/min	306 261 205	1	
--	-------------	---	--

ONY-Clean

Dreikantfräser

Produktdetails:

- für Arbeiten an Hühneraugen



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
407/012, 12.000 max. 1/min	306 204 005	1	

Diamant-Schleifkörper

Produktdetails:

- für Arbeiten an Hornhaut, Hühneraugen und Nägeln
- alle Diamantschleifer, Bohrer, Fräser, Polierer und Schleifkörper sind rostsicher und hygienisch
- diamantierte Schleifkörper haben je nach Anwendung eine mindestens 5-mal längere Lebensdauer als Stahlfräser
- die Diamanten tragen Hornhaut- und Nagelteile bei verminderter Verletzungsgefahr sofort ab
- besonders gut geeignet für hochtourige Handstücke und Spraytechnik



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
868G/012, mittel, 50.000 max. 1/min	307 143 105	1	



850G/023, grob, 50.000 max. 1/min	307 150 605	1	
--------------------------------------	-------------	---	--



878/060, mittel, 35.000 max. 1/min	307 192 205	1	
---------------------------------------	-------------	---	--



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
D 407H/010, mittel, 50.000 max. 1/min	307 204 005	1	



837 R 104 055, mittel, 35.000 max. 1/min	307 225 305	1	
--	-------------	---	--



837 RG 104 055, grob, 35.000 max. 1/min	307 225 405	1	
---	-------------	---	--



Keramikfräser

Produktdetails:

- mit Schutzfase
- äußerst langlebig

	Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
	Birnenform, fein, 30.000 max. 1/min	306 271 000	1	
	Birnenform, mittel, 30.000 max. 1/min	306 271 100	1	★
	Birnenform, grob, 30.000 max. 1/min	306 271 200	1	
	Birnenform, linkshän- disch, mittel, 30.000 max. 1/min	306 271 300	1	
	Birnenform, linkshän- disch, grob, 30.000 max. 1/min	306 271 400	1	
	Zylinderform mit Schutzfase, mittel, 30.000 max. 1/min	306 271 500	1	
	Zylinderform mit Schutzfase, grob, 30.000 max. 1/min	306 271 600	1	
	Zylinderform mit Schutzfase, extra grob, 30.000 max. 1/min	306 271 700	1	
	Spitzfräser Vollkera- mik, mittel, 30.000 max. 1/min	306 271 800	1	★
	Zylinderfräser Voll- keramik rund, mittel, 30.000 max. 1/min	306 271 900	1	★
	Zylinderform mit Kuppe, grob, Ø 8mm, 30.000 max. 1/min	306 272 000	1	★
	Zylinderform mit Kuppe, grob, Ø 6mm, 30.000 max. 1/min	306 272 100	1	

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.




Effektives Korn

Hygienisch, effektiv und preiswert – Einmalinstrumente haben sich zu einer echten, wirtschaftlichen Alternative bei rotierenden Instrumenten entwickelt. Die exklusiv bei GERLACH TECHNIK erhältlichen Schleifkappen von Lukas im Tonnenformat erweisen sich als noch effektivere Instrumente für die Praxis.

Die Lukas-Schleifkappen sind zylindrisch geformt und eignen sich besonders gut für das schnelle und großflächige Entfernen übermäßiger Hornhaut.

Auch das Glätten von angerauten Stellen gelingt mit den Einmalinstrumenten ohne Probleme. Wie gewohnt bestehen die Schleifer in Tonnenform im Sortiment von GERLACH TECHNIK aus robustem Schleifgewebe und werden zum ausschließlichen Einsatz auf den dazugehörigen Schleifkappenträgern passgenau hergestellt.

Die Kappen gibt es in den Körnungen 80 grob und 60 supergrob. Durch das grobe und supergrobe Korn erzielen die Schleifer eine sehr hohe Schleifleistung, wodurch auch extrem dicke und spröde Verhornungen problemlos beseitigt werden können. Die preiswerte Alternative unter den rotie-



Die plane Arbeitsfläche des Tonnenformats ist im Vergleich zu kuppelförmigen Kappenschleifern deutlich größer. Große Hautareale können schneller bearbeitet werden.

renden Instrumenten gewährleistet dabei die erforderliche Flexibilität im Einsatz.

Gutes Handling

Das zeigen auch erste Erfahrungen von Fußspezialisten im Umgang mit den Schleifkappen, die ein positives Feedback ergeben haben. Hervorgehoben wird unter anderem die gute Handhabung. Die Tonnenform der Schleifkappen bietet eine größere Schleiffläche, mit der am Fuß des Klienten gearbeitet werden kann.

Das wiederum erhöht die Effektivität beim Schleifen, zumal die Kappen auch in einer verlängerten Variante (22 mm) erhältlich sind.

So bietet das Tonnenformat bei 22 Millimetern Länge und 10 Millimetern Durchmesser 100 Prozent mehr plane Arbeitsfläche als ein klassisches Kuppelformat mit 15 Millimetern Länge und gleichem Durchmesser (siehe Grafik).

Die Form bestimmt maßgeblich auch die Einsatzmöglichkeiten. So lassen sich mit der zylindrischen Tonnenform großflächige



Abb. 1




Abb. 2

Variabler Einsatz: Großflächige Verhornungen lassen sich mit der planen Arbeitsfläche schnell und effektiv bearbeiten (Abb. 1). Die leicht abgeflachte Kante des Tonnenformats wiederum eignet sich sehr gut für punktuelle Arbeiten wie etwa an der Zehenkuppe (Abb. 2).

Hornhautstellen genauso leicht bearbeiten wie punktuelle Problembereiche. Der angebotene Durchmesser von zehn Millimetern erweist sich ferner als ideal für die schonende Nutzung des Fußpflegegerätes.

Optimierte Rotation

Die größere Arbeitsfläche der Schleifer hat Einfluss auf die Umdrehungszahlen. Bei einer größeren Fläche und hohen Umdrehungszahlen steigt die Geschwindigkeit des Schleifers auf der Haut. Entsprechend hoch sind Reibung und Abrasion. Die Instrumente erreichen daher auch bei niedriger Drehzahl eine hohe Effektivität. Die maximale Umdrehungszahl (20.000 U/Min.) sollte nicht überschritten werden.

Präzise Verarbeitung ...

Die hochwertige Qualität der Kappen, deren Schleifpartikel aus dem mineralischen Korund bestehen, ergibt sich aus ihrer professionellen Herstellung. Diese erfolgt in mehreren Arbeitsschritten, dem sogenannten Multibond-Verfahren. Die Kappen werden zunächst imprägniert und dann zweimal gebrannt. Eine wasser-

Das sagen unsere Anwender

„Die Tonnenform bewirkt schnelleres und effektiveres Arbeiten. Auch die Verletzungsgefahr minimiert sich.“

„Die Handhabung ist sowohl in Korn 60 als auch in Korn 80 sehr gut.“

„Mit einem Durchmesser von 10 mm schonen die Kappenschleifer auch das Handstück.“

„Die Arbeitsfläche nimmt durch die Form deutlich zu.“

„Die Tonnenform eignet sich sehr gut zum Abtragen und Glätten der Hornhaut – auch an der Zehenkuppe.“

„Besonders positiv ist, dass man auch schwierige Stellen, zum Beispiel am Nagelfalz, bearbeiten kann.“

festen Grundbindung fixiert die Schleifpartikel des synthetisch erzeugten Edelkorns auf den Gewebeträger. Dieser wird dann durch den ersten Brennvorgang stabilisiert.

... für eine wirtschaftliche Leistung

Eine farbige Deckbindung aus hochwertigem, speziellem Phenolharz füllt die Zwischenräume der Schleifpartikel aus und führt nach dem zweiten Brennvorgang zu einer extrem strapazierfähigen Schleifkappenoberfläche.

Auf diese Weise entstehen äußerst hochwertige und zudem optisch ansprechende Schleifkappen. Diese erreichen zudem eine hohe Rundlaufgenauigkeit, die das wertvolle Handstück zusätzlich vor Beschädigung schützt.

Achtung: Aus Gründen der besseren Bildoptik wurde auf Arbeitshandschuhe verzichtet. Im Arbeitsalltag sind grundsätzlich immer Schutzhandschuhe zu tragen.

Schleifkappen (Medizinprodukt)

Dank hochmoderner Technologie ist die Schleifkappe deutlich effektiver als vergleichbare Instrumente. Resultat: Hornhautentfernung gelingt erheblich schneller und schonender. Zurück bleibt wunderbar glatte und schöne Haut.

Bereits geringer Druck genügt beim Arbeiten mit der blauen Schleifkappe. Die behandelte Hautstelle wird weniger strapaziert – eine Wohltat für die Patienten. Der Antihaft-Effekt sorgt dafür, dass sich auf der Kappenoberfläche praktisch keine Hautreste absetzen. Selbst große Mengen Hornhaut lassen sich ohne umständlichen, zeitraubenden Werkzeugwechsel entfernen.

Der Schleifkappenträger bietet der Schleifkappe hohe Passgenauigkeit. Die Kappe bleibt während der Behandlung verlässlich fest auf dem Träger. Bei Bedarf kann sie problemlos abgenommen und gewechselt werden. Bitte beachten Sie, dass die CE-Konformität der Kappe nur erhalten bleibt, wenn Sie diese mit einem CE-konformen Träger verwenden.


Weitere Vorteile:

Einfachere und schnellere Behandlung: Das eingesetzte Korundkorn in drei Feinheitsgraden ist deutlich effektiver als bei vergleichbaren Werkzeugen.

Sanftere Anwendung: Die Schleifkappe benötigt nur wenig Anpressdruck. Das Arbeiten ist ermüdungsfreier. Die Haut wird nicht so stark beansprucht.

Antihaft-Effekt: Der Antihaft-Effekt verringert das lästige und unhygienische Zusetzen der Kappenoberfläche mit Hautrückständen.

blaue Schleifkappe



Wichtiger Hinweis!
Bitte denken Sie an den entsprechenden Gummiträger.

Schleifkappen

	Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
5 mm Ø	Kappe blau, mittel, 11.000 max. 1/min	307 133 110	10	CE
			100	CE
5 mm Ø	Kappe blau, grob, 11.000 max. 1/min	307 133 210	10	CE
			100	CE
7 mm Ø	Kappe blau, mittel, 11.000 max. 1/min	307 133 610	10	CE
			100	CE
7 mm Ø	Kappe blau, grob, 11.000 max. 1/min	307 133 710	10	CE
			100	CE
10 mm Ø	Kappe blau, mittel, 11.000 max. 1/min	307 134 110	10	CE
			100	CE
10 mm Ø	Kappe blau, grob, 11.000 max. 1/min	307 134 210	10	CE
			100	CE
10 mm Ø	Kappe blau, super- grob, 11.000 max. 1/min	307 134 510	10	CE
			100	CE



Schleifkappen

		Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
13 mm Ø		Kappe blau, fein, 11.000 max. 1/min	307 135 210	10	CE
				100	CE
13 mm Ø		Kappe blau, mittel, 11.000 max. 1/min	307 135 310	10	CE
				100	CE
13 mm Ø		Kappe blau, grob, 11.000 max. 1/min	307 135 410	10	CE
				100	CE
13 mm Ø		Kappe blau, super- grob, 11.000 max. 1/min	307 135 010	10	CE
				100	CE
16 mm Ø		Kappe blau, fein, 11.000 max. 1/min	307 136 210	10	CE
				100	CE
16 mm Ø		Kappe blau, mittel, 11.000 max. 1/min	307 136 310	10	CE
				100	CE
16 mm Ø		Kappe blau, grob, 11.000 max. 1/min	307 136 410	10	CE
				100	CE
13 mm Ø		Kappe blau, mittel, 11.000 max. 1/min	307 136 710	10	CE
				100	CE
13 mm Ø		Kappe blau, grob, 11.000 max. 1/min	307 136 810	10	CE
				100	CE
16 mm Ø		Kappe blau, mittel, 11.000 max. 1/min	307 136 910	10	CE
				100	CE
16 mm Ø		Kappe blau, grob, 11.000 max. 1/min	307 137 010	10	CE
				100	CE

Wichtiger Hinweis!
Schleifkappen mit 13 und 16 mm Ø
sind für hohtourige Handschleifer
nicht geeignet.

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Medizinprodukt



Noch strapazierfähiger und in optisch ansprechender Farbe – die Schleifkappen entfernen Hornhaut perfekt

Schleifkappen

Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Kappe blau, fein, 11.000 max. 1/min	307 139 010	10	CE
Kappe blau, mittel, 11.000 max. 1/min	307 139 110	10	CE
Kappe blau, grob, 11.000 max. 1/min	307 139 210	10	CE
Kappe blau, grob, 20.000 max. 1/min	307 138 010	10	CE
		100	CE
Kappe blau, extra grob, 20.000 max. 1/min	307 138 210	10	CE
		100	CE
Kappe blau, grob, 20.000 max. 1/min	307 138 610	10	CE
		100	CE
Kappe blau, extra grob, 20.000 max. 1/min	307 138 810	10	CE
		100	CE
Kappen blau, in Box	300 000 707	1	
Aufbewahrungsbox, leer	720 280 612	1	



Medizinprodukt

Schleifkappen im Set

Produktdetails:

- 150 Schleifkappen in sechs gängigen Größen, fertig sortiert
- praktische Aufbewahrungsbox gratis



Abgebildet nur grobe Kappen

Thermo-Schleifkappen

Sichere medizinische Fußpflege dank Farbwechseltechnologie.

Produktdetails:

- patentierte Farbwechseltechnologie signalisiert frühzeitig die Gefahr einer Überhitzung der Haut und schließt somit das Risiko einer Hautschädigung durch Überhitzung nahezu aus
- mehr Sicherheit für Anwender und Patienten in der Podologie und Fußpflege
- insbesondere geeignet für Diabetiker, da sie oft nur über eine reduzierte Wahrnehmung von Temperatur und Schmerz (Neuropathie) verfügen
- angenehme Behandlung für den Patienten – ohne Kribbeln oder Schmerzen
- empfohlene Drehzahl 1/min 7.000 - 10.000 (max. 11.000)



Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Medizinprodukt

	Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
7 mm Ø	Thermo-Schleifkappe, mittel, 11.000 max. 1/min	307 130 020	10	CE
7 mm Ø	Thermo-Schleifkappe, grob, 11.000 max. 1/min	307 130 030	10	CE
10 mm Ø	Thermo-Schleifkappe, mittel, 11.000 max. 1/min	307 130 040	10	CE
10 mm Ø	Thermo-Schleifkappe, grob, 11.000 max. 1/min	307 130 050	10	CE
13 mm Ø	Thermo-Schleifkappe, mittel, 11.000 max. 1/min	307 130 080	10	CE
13 mm Ø	Thermo-Schleifkappe, grob, 11.000 max. 1/min	307 130 090	10	CE
11 mm Ø	Thermo-Schleifkappe konisch mittel, 11.000 max. 1/min	307 130 060	10	CE
11 mm Ø	Thermo-Schleifkappe konisch grob, 11.000 max. 1/min	307 130 070	10	CE

Wichtiger Hinweis
Schleifkappen mit 13 und 16 mm Ø sind für hochoberflächige Handschleifer nicht geeignet.

Gummiträger für Kappenschleifer

Produktvorteile:

- schneller Wechsel der Schleifkappen
- längere Haltbarkeit
- besonders gehärtete und magnetische Edelstahlschäfte
- problemlose Reinigung/ Desinfektion im Ultraschallbad

5 mm Ø



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
--------------------------------------	--------------	-------	----

Gummiträger GT 5 R, Ø 5 mm	307 133 000	1	CE
-------------------------------	-------------	---	----

7 mm Ø



Gummiträger GT 7 R, Ø 7 mm	307 133 500	1	CE
-------------------------------	-------------	---	----

10 mm Ø



Gummiträger GT 10 R, Ø 10 mm	307 134 000	1	CE
---------------------------------	-------------	---	----

13 mm Ø



Gummiträger GT 13 R, Ø 13 mm	307 134 900	1	CE
---------------------------------	-------------	---	----

16 mm Ø



Gummiträger GT 16 R, Ø 16 mm	307 135 900	1	CE
---------------------------------	-------------	---	----

13 mm Ø



Gummiträger GT 13 S, Ø 13 mm	307 136 500	1	CE
---------------------------------	-------------	---	----

16 mm Ø



Gummiträger GT 16 S, Ø 16 mm	307 136 600	1	CE
---------------------------------	-------------	---	----

11 mm Ø



Gummiträger GT 11, Ø 11 mm, konisch	307 130 010	1	CE
--	-------------	---	----

10 mm Ø



Gummiträger GT 10, Ø 10 mm, L=15 mm	307 138 000	1	CE
--	-------------	---	----

10 mm Ø



Gummiträger GT 10, Ø 10 mm, L=22 mm	307 138 500	1	CE
--	-------------	---	----

Gummiträger für Kappenschleifer

Produktvorteile:

- schneller Wechsel der Schleifkappen
- längere Haltbarkeit
- besonders gehärtete und magnetische Edelstahlschäfte
- problemlose Reinigung/ Desinfektion im Ultraschallbad

5 mm Ø



Produktbezeichng. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
--------------------------------------	--------------	-------	----

Gummiträger GT 5 R, Ø 5 mm	307 133 000	1	
-------------------------------	-------------	---	--

7 mm Ø



Gummiträger GT 7 R, Ø 7 mm	307 133 500	1	
-------------------------------	-------------	---	--

10 mm Ø



Gummiträger GT 10 R, Ø 10 mm	307 134 000	1	
---------------------------------	-------------	---	--

13 mm Ø



Gummiträger GT 13 R, Ø 13 mm	307 134 900	1	
---------------------------------	-------------	---	--

16 mm Ø



Gummiträger GT 16 R, Ø 16 mm	307 135 900	1	
---------------------------------	-------------	---	--

13 mm Ø



Gummiträger GT 13 S, Ø 13 mm	307 136 500	1	
---------------------------------	-------------	---	--

16 mm Ø



Gummiträger GT 16 S, Ø 16 mm	307 136 600	1	
---------------------------------	-------------	---	--

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Schleifkappen, braun

Produktvorteile:

- zum Abschleifen von Hornhaut
- schneller Wechsel der Schleifkappen
- längere Haltbarkeit
- verschiedene Körnungen
 fein = Korn 320 zum Glätten der Haut
 mittel = Korn 150 zum Abschleifen feinerer, nicht so grober Hornhaut
 grob = Korn 80 zum Abschleifen gröberer Hornhaut
 supergrob = Korn 60 zum Abschleifen sehr grober, extremer Hornhaut

		Produktbezeichnung. Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stück	MP
5 mm Ø		Kappe braun, mittel, 11.000 max. 1/min	307 129 000	10	100
5 mm Ø		Kappe braun, grob, 11.000 max. 1/min	307 129 010	10	100
7 mm Ø		Kappe braun, mittel, 11.000 max. 1/min	307 129 020	10	100
7 mm Ø		Kappe braun, grob, 11.000 max. 1/min	307 129 030	10	100
10 mm Ø		Kappe braun, mittel, 11.000 max. 1/min	307 129 040	10	100
10 mm Ø		Kappe braun, grob, 11.000 max. 1/min	307 129 050	10	100
10 mm Ø		Kappe braun, supergrob, 11.000 max. 1/min	307 129 060	10	100
13 mm Ø		Kappe braun, fein, 11.000 max. 1/min	307 129 120	10	100
13 mm Ø		Kappe braun, mittel, 11.000 max. 1/min	307 129 130	10	100
13 mm Ø		Kappe braun, grob, 11.000 max. 1/min	307 129 140	10	100
13 mm Ø		Kappe braun, supergrob, 11.000 max. 1/min	307 129 110	10	100



ROTIERENDE INSTRUMENTE

Produktbezeichng.
Körnung / 1/min Bestell.-Nr. Stück MP

16 mm Ø		Kappe braun, fein, 11.000 max. 1/min	307 129 150	10
				100
16 mm Ø		Kappe braun, mittel, 11.000 max. 1/min	307 129 160	10
				100
16 mm Ø		Kappe braun, grob, 11.000 max. 1/min	307 129 170	10
				100
13 mm Ø		Kappe braun, mittel, 11.000 max. 1/min	307 129 180	10
				100
13 mm Ø		Kappe braun, grob, 11.000 max. 1/min	307 129 190	10
				100
16 mm Ø		Kappe braun, mittel, 11.000 max. 1/min	307 129 200	10
				100
16 mm Ø		Kappe braun, grob, 11.000 max. 1/min	307 129 210	10
				100
		Kappen braun, in Box	300 000 708	1
		Aufbewahrungsbox, leer	720 280 612	1

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Bilder
entsprechen
Originalgröße



GERLACH Abtropfkappe für Sprayhandstück

Verschmutztes, an Fräser und Fräserschaft herunterlaufendes Spraywasser kann das Handstückinnenleben verunreinigen und möglicherweise zu Funktionsausfällen führen.

Die Abtropfkappe schützt wirkungsvoll vor Verschmutzung und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Handstück. Dieses wirkt sich positiv auf die Lebensdauer des Handstücks aus.

Die Montage der Abtropfkappe erfolgt schnell und einfach mit der Fräserprüflehre.

Eine Abtropfkappe wird in die ausgesparte Kontur der Fräserprüflehre eingelegt, der Fräser durchgesteckt und bis zum Anschlag in die Fräserprüflehre eingeschoben.

Damit hat die Abtropfkappe den richtigen Abstand zur Handstückspitze. Die Kappe kann auch beim Reinigen des Fräasers im Autoklaven, Heißluftsterilisator oder Ultraschallbad belassen werden.



Zur genauen Positionierung der Abtropfkappe auf dem Fräserschaft wird die Fräserprüflehre verwendet, die genau die richtige Länge hat.

Evtl. ist eine Positionskorrektur nach Behandlung im Ultraschallbad erforderlich.



Die Abtropfkappe schützt das Handstückinnenleben vor verschmutzter Flüssigkeit.

GERLACH Staubschutzring für Absaughandstück

Der Staubschutzring reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln erheblich und verhindert das Verschmutzen der inneren Lager. Verschmutzte Lager führen zu Funktionsausfall.

Der Staubschutzring schützt wirkungsvoll vor Verschmutzung und trägt zu einer Verlängerung der Lebensdauer des Handstücks bei.

Der Staubschutzring kann bei Reinigung oder Sterilisation im Autoklaven o. ä. auf dem Fräserschaft belassen werden. Eventuell Position korrigieren.



Positionieren Sie den Staubschutzring ca. 5 mm am unteren Ende des Fräserschaftes. Schieben Sie den Fräser mit dem Staubschutzring bis zum Anschlag in das Handstück hinein.



Der Staubschutzring muss vollständig auf der rotierenden Kappe des Handstückes aufliegen.

Fräserprüflehre

Zur einfachen, schnellen und problemlosen Überprüfung der Rundlaufgenauigkeit Ihrer Fräser und Schleifkörper.



GERLACH Abtropfkappe



Produktdetails:

- schützt wirkungsvoll vor Verschmutzung und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Handstück
- kann beim Reinigen des Fräsers im Autoklaven, Heißluftsterilisator oder im Ultraschallbad belassen werden

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
GERLACH Abtropfkappe	704 210 503	10	

GERLACH Staubschutzring



Produktdetails:

- reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln erheblich und verhindert das Verschmutzen der inneren Lager
- der Staubschutzring kann bei Reinigung oder Sterilisation im Autoklaven, Heißluftsterilisator oder im Ultraschallbad auf dem Fräserschaft belassen werden

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
GERLACH Staubschutzring TITAN	704 207 452	12	

Prüflehre für Fräser



Produktdetails:

- zur einfachen, schnellen und problemlosen Überprüfung der Rundlaufgenauigkeit der Fräser und Schleifkörper

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Prüflehre für Fräser	704 207 322	1	

Steri-Block-Maxi

Der Steri-Block-Maxi eignet sich für die übersichtliche Platzierung der Fräser für Ihre Arbeit. Egal ob Grundsoriment oder spezielle, z. B. Diabetiker- oder Nagel-Sets. Bei der Behandlung klappen Sie einfach diesen stabilen Fräserständer auf und haben alle rotierenden Instrumente übersichtlich und griffgerecht bereit. So wie Sie es gewohnt sind. Einfacher und schneller geht es nicht.

Praktisch ist der Ständer auch für die Reinigung und Desinfektion des Fräsersortiments – einfach zusammenklappen und zur intensiven Reinigung in das Ultraschallbad legen.

Beim Schließen sollten Sie darauf achten, den schwenkbaren Sicherheitsbügel gut zu arretieren, um ein Herausfallen der Fräser zu verhindern.

Der Steri-Block-Maxi ist ebenso zur Sterilisation im Heißluftgerät oder Autoklaven geeignet. Die speziell abgerundeten Ecken verhindern ein Durchstoßen der Sterilisierbeutel.

In Verbindung mit der Instrumentenbox eignet sich der Ständer ideal für die Desinfektion und Reinigung von Fräsern im ambulanten Einsatz.

Die dicht schließende Box passt genau in das dafür vorgesehene Fach aller Fußpflegekoffer von GERLACH TECHNIK, so dass ein Auslaufen während des Transports ausgeschlossen werden kann.

Die Instrumentenbox muss nur halb mit Desinfektions- und Reinigungslösung gefüllt werden, da die Fräser so platziert werden, dass sie beim Tragen des Koffers automatisch auf die Kopfseite rutschen und von der Flüssigkeit umspült werden. Zur Behandlung können Sie die Fräser optimal entnehmen, da sich die Flüssigkeit am Boden der Box sammelt.

Der Steri-Block-Maxi sorgt mit seinen vorteilhaften 27 Einsteckmöglichkeiten, zusammen mit der Instrumentenbox, für eine gute, staubfreie und griffbereite Lagerung Ihrer wichtigsten Fräser.



Abb. Steri-Block-Maxi mit Normenschale




Abb. Steri-Block-Maxi



Abb. Steri-Block-Maxi in Instrumentenbox



Steri-Block-Maxi

Produktdetails:

- Bohrerständer für alle gängigen Desinfektions-, Reinigungs- und Sterilisationsmethoden (nicht befüllt, ohne Box)
- 27 Einsteckmöglichkeiten für Fräser mit 2,35 mm Schaftdurchmesser
- schwenkbarer Sicherheitsbügel gegen Herausfallen der Fräser
- Maße 10 x 3,6 cm (L x B)

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Steri-Block-Maxi (ohne Box)	308 119 501	1	



Steri-Block-Maxi mit Box

Produktdetails:

- Bohrerständer für alle gängigen Desinfektions-, Reinigungs- und Sterilisationsmethoden (nicht befüllt)
- 27 Einsteckmöglichkeiten für Fräser mit 2,35 mm Schaftdurchmesser
- schwenkbarer Sicherheitsbügel gegen Herausfallen der Fräser
- Klarsichtbox für hygienischen Transport bei Hausbesuchen und für staubfreie Lagerung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Steri-Block-Maxi (mit Box)	308 119 500	1	



Klarsichtige Instrumentenbox

Produktdetails:

- Klarsichtbox für hygienischen Transport bei Hausbesuchen und für staubfreie Lagerung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Klarsichtige Instrumentenbox	317 105 000	1	



Normenschale aus Opalglass für Steri-Block-Maxi

Produktdetails:

- bietet eine gute Ablagemöglichkeit z. B. für gebrauchte Fräser
- für Steri-Block-Maxi
- Maße 10 x 5,0 x 2,2 cm (L x B x T)

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Normenschale aus Opalglass	317 104 700	1	

Fräsersätze

Sie haben in der Fußpflege mit unterschiedlichen Situationen und Problemen am Fuß zu tun, die mit den verschiedensten Arten von Fräsern bearbeitet werden können. Sie können diese Werkzeuge aus unserem reichhaltigen Angebot auswählen. Um es Ihnen bequemer zu machen, haben wir nach unseren Erfahrungswerten folgende Fräsersätze zusammengestellt:

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Einsteiger-Set

Produktdetails:

- die Fräserauswahl erlaubt die Bearbeitung aller gängigen Probleme am Fuß, wie Hühneraugen und Hornhaut, am Nagel und im Nagelfalz



Abbildung ähnlich

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Fräser RS 407/012	306 204 000	1	CE
Querhiebböhrer RS 11/014	306 022 300	1	CE
Querhiebböhrer RS 11/031	306 023 600	1	CE
Fräser Querhieb Knospe RS 85/070	306 092 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 850G/018	307 150 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 837H/050	307 141 500	1	CE
Gummiträger 10 mm Ø	307 134 000	1	
Kappe mittel 10 Stück	307 134 110	1	CE
Steri-Block/Maxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Einsteiger-Set	300 001 026	1	

Podologie-Set

Produktdetails:

- eine fachkundige Zusammenstellung von Profiinstrumenten für die in der Podologie anfallenden Spezialanwendungen an Haut und Nägeln




Abbildung ähnlich

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Diamantierter Schleifkörper 837 H/050 grob	307 141 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 837 F 104 060 fein	307 172 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 878/060 mittel	307 192 200	1	CE
Diamantierter Schleifkörper D 407 H 010	307 204 000	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 860 LH 010	307 150 800	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 861 LH 010	307 150 900	1	CE
DiaKap 881 PS 104 095	307 224 200	1	CE
Ony-Clean 407/012	306 204 000	1	CE
Hartmetallfräser HM 141 F/014	306 240 200	1	CE
Hartmetallfräser HM 141 F/018	306 240 300	1	CE
Hartmetallfräser HM 79 GM 040	306 251 100	1	CE
Hartmetallfräser 251 GM 060	306 251 200	1	CE
Langloch-Hohlfräser 225/023 glatte Schneide	306 140 800	1	CE
Schleifkörper MeiKap 80Z4 104 095 mittel	307 300 500	1	CE
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Podologie-Set	300 001 030	1	

Hornhaut-Set

Produktdetails:

- eine Zusammenstellung von Fräsern und Schleifkörpern zur Bearbeitung dicker, harter Hornhaut an den Füßen sowie im Nagelfalz



Abbildung ähnlich

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
39/014 Fissuren-Fräser RS	306 032 100	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 868/012	307 143 100	1	CE
Diamantierter Schleifkörper DiaKap 881PS 104 095	307 224 200	1	CE
Hornclean HM 72 FS 060	306 261 200	1	CE
Keramikfräser Kreuzver. Birne grob	306 275 200	1	CE
Schleifkörper MeiKap 80Z4 104 095 mittel	307 300 500	1	CE
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Hornhaut-Set	300 001 037	1	

Nagel-Set

Produktdetails:

- Werkzeuge für alle Arbeiten an verdickten, deformierten Nägeln, zum Glätten und Polieren sowie für den Gebrauch im Nagelfalz



Abbildung ähnlich

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Fräser 407/012 RS	306 204 000	1	CE
Hartmetallfräser HM 141 F/014	306 240 200	1	CE
Hartmetallfräser HM 79 FX 104 040	306 210 300	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 850G/018	307 150 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 837H/050	307 141 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 878/060	307 192 200	1	CE
Schleifkörper 648/104	307 104 800	1	CE
Schleifkörper 640/050	307 104 000	1	CE
Schleifkörper 453/100, weiß	307 125 300	1	CE
Nagelpolierer 9579 mittel, grau	306 201 600	1	CE
Steri-Block:Maxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Nagel-Set	300 001 029	1	

Hühneraugen-Set

Produktdetails:

- Zusammenstellung spezieller Fräser für unterschiedliche Arten und Sitz der Hühneraugen
- kleine Fräserköpfe ermöglichen eine saubere und vollständige Entfernung der Wurzel eines Hühnerauges in tieferen Regionen



Abbildung ähnlich

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Rosenbohrer 1/010 RS	306 018 100	1	CE
Rosenbohrer 1/014 RS	306 018 300	1	CE
Querhiebohrer 11/009 RS	306 022 000	1	CE
Querhiebohrer 11/032 RS	306 023 600	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 801G/020	307 140 200	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 801G/016	307 140 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 879H/047	307 142 100	1	CE
Langloch-Hohlfräser 225/018 RS	306 140 600	1	CE
Steri-Block:Maxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Hühneraugen-Set	300 001 028	1	

Diabetiker-Set

Produktdetails:

- dieser Instrumentensatz ist speziell für die sicherheitsbetonte Arbeit am diabetischen Fuß geeignet
- sowohl Formen zum Abtragen und Glätten von Hornhaut als auch die Form für die Arbeit im Nagelfalz sind zuverlässig abgerundet und in ihrer Körnung auf die besondere Hautbeschaffenheit eingestellt
- die extra feine Körnung erlaubt das Arbeiten selbst an sehr empfindlicher Haut und das Polieren der Nägel



Abbildung ähnlich

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Diamantierter Schleifkörper 10 x 15 D 427, gelocht	307 145 000	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 835/035	307 220 200	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 878/060	307 192 200	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 801G/016	307 140 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 868/012	307 143 100	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 847/040	307 143 000	1	CE
Fräser 407/012 RS	306 204 000	1	CE
Steri-BlockMaxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Diabetiker-Set	300 001 031	1	

Nail repair-Set

Produktdetails:

- zum Abschleifen loser, verpilzter, verdickter Nagelteile und die Nacharbeit am fertigen Kunstnagel
- Hartmetall zum Abschleifen der Nagelplatte
- diamantierte Schleifkörper für das Begradigen und Säubern des Nagelfalzes
- Polierer zur abschließenden Nachbehandlung



Abbildung ähnlich

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Diamantierter Schleifkörper D 407 010	307 204 000	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 854 L H 040	307 161 700	1	CE
Hartmetallfräser HM 75 GX 040	306 250 300	1	CE
Hartmetallfräser HM 79 FX 040	306 210 300	1	CE
Hartmetallfräser 79 GM 060	306 251 100	1	CE
Hartmetallfräser 251 GM 060	306 251 200	1	CE
Polierer 9571 V 065, grün	306 201 900	1	CE
Polierer 9571 P 065, grau	306 201 800	1	CE
Polierer 9577 P 080, grau	306 202 000	1	CE
Steri-BlockMaxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Nail repair-Set	300 001 036	1	



UVEX Schutzbrille

Produktdetails:

- zum Tragen bei Verwendung von grobkörnigen Schleifkörpern/ Diamantschleifern



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
UVEX Schutzbrille	316 710 200	1	



UVEX Schutzbrille für Brillenträger

Produktdetails:

- Überbrille für Brillenträger konventioneller Korrektionsbrillen
- äußerst flexible, metalllose Bügel sorgen für einen angenehmen Sitz
- innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
UVEX Schutzbrille für Brillenträger	316 710 300	1	



RS-Spray

Produktdetails:

- sterilisierbares Rostschutzspray für Stahlinstrumente
- verhindert zuverlässig die Bildung von Rost während und nach der Sterilisation
- für alle Sterilisationsverfahren geeignet

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
RS-Spray	317 120 100	1	



Diamant Reinigungsstein ohne Box

Produktdetails:

- für die Reinigung von Diamantfräsern
- den Fräser einspannen, laufen lassen und auf den vorher gut gewässerten Reinigungsstein drücken
- ohne Box, Maße 7,5 x 2,5 x 0,8 cm (L x B x H)

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Diamant Reinigungsstein ohne Box	307 210 300	1	

Diamant Reinigungsstein mit Box



Produktdetails:

- für die Reinigung von Diamanfräsern
- den Fräser einspannen, laufen lassen und auf den vorher gut gewässerten Reinigungsstein drücken
- mit Box, Maße (ohne Box) 10 x 1,5 x 1 cm (L x B x H)

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Diamant Reinigungsstein mit Box	307 210 100	1	


Fräserständer 115



Produktdetails:

- mit Klarsichtdeckel aus Kunststoff
- cremefarben
- 144 Loch
- Schrägeinschub
- Maße 5 x 11,5 x 6,5 cm (L x B x H)

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Fräserständer 115	308 119 000	1	



Fräserkasten 130

Produktdetails:

- mit Deckel, leer
- weiß
- für 28 Fräser

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Fräserkasten 130	308 119 100	1	



Fräserständer aus Edelstahl

Produktdetails:

- Ständer für alle gängigen Desinfektions-, Reinigungs- und Sterilisationsmethoden
- 17 Einsteckmöglichkeiten für Fräser mit 2,35 mm Schaftdurchmesser
- schwenkbarer Sicherheitsbügel gegen Herausfallen der Fräser
- Maße 7 x 2,8 x 5,87 cm (L x B x H)

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Fräserständer Edelstahl	308 119 600	1	

Ziegenhaar-Reinigungsbürste 564



Produktdetails:

- zur Vorreinigung von Instrumenten

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Ziegenhaar-Reinigungsbürste 564	308 106 400	1	

Träger für Ziegenhaarbürste 303/050 RS



Produktdetails:

- zur Verwendung mit der Ziegenhaar-Reinigungsbürste 564 (Artikelnummer 308 106 400)

Medizinprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Träger für Ziegenhaarbürste 303/050 RS	308 100 300	1	CE

Nylonfaser-Reinigungsbürste



Produktdetails:

- mit einstellbarer Härte
- austauschbare Nylon-Ersatzbürste

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Nylonfaser-Reinigungsbürste	308 106 600	1	
Nylon-Ersatzbürste	308 106 700	1	

SONSTIGE INFORMATIONEN

In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Informationen, wie Arzneimittelinformationen, Pflichttexte, unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie das Stichwortregister in alphabetischer Reihenfolge.

Hühneraugen Tinktur

Pflichtangaben nach § 4 HWG
 GEHWOL® Hühneraugen-Tinktur 14 g/100 g
 Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Wirkstoff: Salicylsäure.

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten 14,0 g Salicylsäure.
 Sonstige Bestandteile: Essigsäure 99 %, Pyroxylin, 2-Ethoxyethanol, natives Rizinusöl, Levomenthol, Ethylacetat, Ether, Ponceau 4R (E 124).

Anwendungsgebiete:

Hornhautlösendes Mittel zur äußerlichen Anwendung gegen Hühneraugen.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen Salicylsäure, Salicylate oder einen der sonstigen Bestandteile, Säuglinge und Kleinkinder, Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion (Niereninsuffizienz). Während der Schwangerschaft darf GEHWOL Hühneraugen-Tinktur nur kleinflächig (Fläche kleiner als 5 cm²) angewendet werden. Während der Stillzeit darf GEHWOL Hühneraugen-Tinktur nicht an der Brust angewendet werden, um die zufällige Aufnahme von Salicylsäure durch den Säugling zu vermeiden.

Nebenwirkungen:

Selten: Lokale Hautreizungen (Brennen und Rötung). Sehr selten: Allergische Hautreaktionen.
 Warnhinweis: Kontakt mit den Augen vermeiden.

Pharmazeutischer Unternehmer:
 Eduard Gerlach GmbH
 Bäckerstraße 4-8
 32312 Lübbecke

Zul.-Nr. 6495467.00.00
 PZN 02159360

Stand 06/2018

Hühneraugenpflaster mit Salicylsäure

Wirkstoff: Salicylsäure

Zusammensetzung:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
 1 Pflaster mit einem Kerngewicht von 80 mg enthält: Salicylsäure 24 mg
 Sonstige Bestandteile:
 Copolymerharz (Evatane), Wollwachs.
 Trägermaterial: Pflasterstoff, starr, einseitig mit Acrylat beschichtet, Paramoll, getrocknetes Polyacrylat mit Polybutylitanat als Vernetzer, Hydroabietylalkohol als Kleber, Copolymeres auf Acrylatbasis (Acronal).

Anwendungsgebiete:

Gegen Hornhaut und Hühneraugen

Gegenanzeigen:

Das Hühneraugenpflaster mit Salicylsäure darf nicht angewendet werden:

- bei Überempfindlichkeit gegen Salicylsäure, Salicylate oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.
- bei Säuglingen und Kindern.
- bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion.

In der Schwangerschaft nur kleinflächig (Fläche kleiner als 10 cm Ø) und nicht mehr als in 1%iger Konzentration anwenden.

Zur Behandlung von Hühneraugen (kleiner als 5 cm Ø) darf maximal eine Konzentration von 60 % verwendet werden, dies entspricht maximal 2 Pflastern in Originalgröße.

Nicht an der stillenden Brust anwenden.

Nebenwirkungen:

Selten treten lokale Hautreizungen (Brennen und Rötung) auf. In Einzelfällen kann es bei Kontakt mit dem Arzneimittel zu allergischen Hautreaktionen kommen.

Warnhinweis:

Enthält Wollwachs.

Packungsbeilage beachten.

Pharmazeutischer Unternehmer:
 Eduard Gerlach GmbH
 Bäckerstraße 4-8
 32312 Lübbecke

Zul.-Nr. 6002855.00.00
 PZN 06812928

Stand 03/2014

Sterillium**Zusammensetzung:**

100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Zur hygienischen und chirurgischen Hände-Desinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen.

Gegenanzeigen:

Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:

Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Erst nach Aufrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23°C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach dem Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden.

Stand 19.9.2014

Sterillium classic pure**Zusammensetzung:**

100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetronium etilsulfat (INN) 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Myristylalkohol, Glycerol, Levomenol, Dexpanthenol, Lanolinalkohol, Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion. Haut-Desinfektion vor Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen, Impfungen. Hepatitis B-Prophylaxe.

Gegenanzeigen:

Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Warnhinweise:

Flammpunkt nach DIN 51755: 23 °C. Entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen anwenden. Anwendungshinweise und Sicherheitsregeln für alkoholische Desinfektionsmittel beachten.

Stand 19.9.2014

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Sterillium Desinfektionstuch**Zusammensetzung:**

1 Feuchttuch mit einem Gesamtgewicht von ca. 4,2 g enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol 1.341,00 mg, 1-Propanol 894,00 mg, Mecetronium etilsulfat 5,96 mg. Sonstige Bestandteile: Myristylalkohol, Glycerol, Geruchsstoffe, Gereinigtes Wasser, Papier.

Anwendungsgebiete:

Zur Desinfektion von vegetativen Bakterien, Mykobakterien und Pilzen an Händen und Haut.

Gegenanzeigen:

Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Nicht anwenden bei Unverträglichkeit gegen Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:

Bei sehr häufigem Gebrauch als Hände-Desinfektionsmittel tritt gelegentlich leichte Trockenheit der Haut auf. Als Gegenmaßnahme wird eine regelmäßige Hautpflege wie zum Beispiel die Verwendung von Hautcremes empfohlen.

Warnhinweise:

Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen anwenden.

Stand 19.9.2014

Cutasept F**Zusammensetzung:**

100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion.

Gegenanzeigen:

Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Nebenwirkungen:

Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten.

Warnhinweise:

Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Bluteere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Aufrocknung abwarten. Erst nach Aufrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zünd-

quellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21°C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Stand 19.9.2014

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
89522 Heidenheim

octenisept® Wund-Desinfektion**Pflichttext octenisept® Wund-Desinfektion - FACHWERBUNG****Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG****octenisept® Wund-Desinfektion****Wirkstoffe:**

Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.).

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: 2-[[3-Kokosfettsäureamidopropyl]dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Das Arzneimittel soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase sowie nicht am Trommelfell angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z.B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich.

Stand 03./20

Schülke & Mayr GmbH
D-22840 Norderstedt
Tel. +49 40 52100-666
info@schuelke.com

Die Lieferung

erfolgt bei Bestellungen ab € 150,- netto frachtfrei und einschließlich Verpackung.

Für Aufträge mit einem Gesamtwert von unter € 25,- berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 2,50.

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

Berechnet werden jeweils die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Preisänderungen ohne vorherige Anzeige müssen wir uns vorbehalten.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur restlosen Bezahlung Eigentum der Firma **GERLACH**. Der Eigentumsvorbehalt erlischt erst mit der völligen Bezahlung des Kaufpreises.

Zahlungsziel

Netto Kasse innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum.

Innerhalb 8 Tagen oder bei Nachnahme mit 2% Skonto.

Bei Bankeinzugsverfahren oder Vorkasse 3% Skonto.

Für Reparaturen, Ersatzteile sowie Versandkosten gewähren wir kein Skonto.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

für Lieferungen und Zahlungen ist Lübbecke (Westf.).

Der Käufer willigt ein, dass der Verkäufer Daten aus den Vertragsunterlagen und der Vertragsdurchführung an eine Kreditschutzorganisation weitergibt.

Die Weitergabe der Daten durch den Verkäufer ist nur zulässig, wenn der Käufer seine Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise nicht vertragsgemäß erfüllt.

Die aktuelle Fassung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie im Internet unter: www.gehwol.de/kontakt/geschaeftsbedingungen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für in Deutschland ansässige Kunden

(Stand: 2021. Die aktuelle Fassung ist nachzulesen im Internet unter www.gehwol.de/kontakt/geschaeftsbedingungen)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für in Deutschland ansässige Kunden der Eduard Gerlach GmbH

1. Allgemeines
2. Angebote
3. Preise
4. Zahlungsbedingungen
5. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
6. Lieferzeiten
7. Versand
8. Liefermengen
9. Datenschutz
10. Bonität
11. Bonitätsprüfung; SCHUFA-Hinweis
12. Sachmängelansprüche sowie Schadensersatzansprüche und Rücktritt aufgrund sonstiger Pflichtverletzungen
13. Verjährung von Sachmängelansprüchen
14. Rücktrittsrecht
15. Pauschalierter Schadensersatz aufgrund von Pflichtverletzungen des Käufers
16. Eigentumsvorbehalt
17. Ersatzgeräte
18. Entsorgung von Elektro-Altgeräten
19. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl

1. Allgemeines

Der Vertrieb von GEHWOL-Produkten ist ausschließlich dem Fachhandel (Unternehmer i. S. § 14 BGB) wie z.B. Podologiepraxen, Fußpflegepraxen, Apotheken und Fachdrogerien vorbehalten ist. Die Eröffnung eines Kundenkontos ist nur mit entsprechendem Tätigkeitsnachweis oder einer Ausbildungsbescheinigung möglich. Eine Belieferung von Verbrauchern i. S. § 13 BGB ist somit ausgeschlossen. Für die Lieferung unserer Erzeugnisse sind ausschließlich die nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgebend, sofern nicht eine von uns schriftlich verfasste oder bestätigte andere Vereinbarung getroffen worden ist. Diese Bedingungen gelten für unseren gesamten Geschäftsverkehr. Widersprechende, anderslautende und/oder weitergehende allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner werden nicht anerkannt. Ihrer Geltung wird ausdrücklich widersprochen. Schweigen unsererseits auf die Übersendung von allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers gilt nicht als Zustimmung zur Einbeziehung der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer jeweils geltenden Fassung werden, soweit diese einmal wirksam vereinbart wurden, bei laufenden Geschäftsbeziehungen auch Bestandteil aller zukünftigen Verträge, ohne dass es im Einzelfall noch eines ausdrücklichen Hinweises bedarf, auch wenn diese Bedingungen auf einzelne Geschäfte ausnahmsweise ganz oder teilweise unanwendbar sein sollten, weil für diese Geschäfte abweichende Vereinbarungen getroffen wurden. Für Geschäfte und Verkäufe in das Ausland gelten die internationalen Verkaufsbedingungen für nicht in Deutschland ansässigen Kunden.

2. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend. Ein mündliche Absprachen sind wir erst nach weiterer schriftlicher Bestätigung gebunden. Erklärungen unserer Mitarbeiter, Reisenden oder Handelsvertreter bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

3. Preise

Die Preise in unserem Katalog sind unverbindlich. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten allein die Preise am Tag der Bestellung. Die Gültigkeit der Preise erlischt mit der Herausgabe der neuen Preise. Alle unsere Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei Bestellungen über unseren Internet-Shop gelten die dort zum Zeitpunkt der Bestellung angegebenen Preise. Maßgeblich ist der im Menü „Kasse“ angegebene Endpreis unter Berücksichtigung dort etwa angegebener Aufschläge (z. B. Mindermengenzuschlag, Versandkosten) oder Abzüge (z. B. Rabatte).

4. Zahlungsbedingungen

Für die Bezahlung unserer Rechnungen gelten folgende Konditionen:

Vorkasse oder Bankinzugsverfahren: 3 % Skonto
Zahlung innerhalb 8 Tagen ab Rechnungsdatum oder Nachnahme: 2 % Skonto
Zahlung innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum: ohne Abzug
Reparaturen inklusive benötigter Ersatzteile sowie sonstige gelieferte Ersatzteile sind sofort zahlbar: ohne Abzug

Wechsel und Schecks werden, wenn überhaupt, nur erfüllungshalber und vorbehaltlich der Diskontierungsmöglichkeit entgegengenommen. Alle anfallenden Spesen sind von dem Käufer zu tragen, ebenso im Falle der Nichteinlösung von Banklastschriften die Bankgebühren und Auslagen. In diesen Fällen werden vorher gutgeschriebene Skontobeträge rückbelastet. Die Annahme eines Wechsels nach Fälligkeit oder Prolongation stellt keine Stundung dar. Wir behalten uns vor, Wechsel oder Schecks jederzeit zurückzugeben. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, ohne besonderen Nachweis Verzugszinsen von 9 % p. a. zuzüglich des gesetzlichen Basiszinssatzes (§ 247 Abs. 1, Satz 1 BGB) ab Verzugsbeginn zu berechnen und für jede Mahnung Mahngebühren in Höhe von 5 Euro zu erheben. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens im Einzelfall bleibt vorbehalten. Falls der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt oder einen Wechsel oder Scheck zu Protest gehen lässt oder falls sonstige Umstände bekannt werden, die die Erfüllung der Verbindlichkeit des Käufers uns gegenüber gefährdet erscheinen lassen, werden ohne Rücksicht auf vorher getroffene Zahlungsvereinbarungen alle unsere Forderungen aufgrund erfolgter Lieferungen sofort fällig. Noch ausstehende Lieferungen unsererseits an den Käufer können dann von uns per Nach-

nahme vorgenommen oder von der Gestellung geeigneter Sicherheiten abhängig gemacht werden, bis zu deren Leistung unsere Lieferverpflichtung ruht. Der Käufer ist berechtigt, anstelle einer geeigneten Sicherheitsleistung auch vor auszuzahlen. Wird die geforderte Sicherheitsleistung nicht vor Ablauf einer Woche geleistet, können wir vom Vertrag zurücktreten. Sind Teilzahlungen vereinbart, ist der jeweilige Restbetrag sofort fällig, wenn der Käufer mit einer Rate mit mehr als 7 Tagen in Verzug gerät. Zahlungen an Dritte, insbesondere an Handelsvertreter oder -reisende, werden nicht anerkannt, es sei denn, diese Personen sind ausdrücklich inkassobevollmächtigt.

5. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

Die Aufrechnung gegen unsere Forderungen ist, soweit die Gegenforderung nicht aus demselben vertraglichen Verhältnis herrühren, nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Käufers zulässig. Das Zurückbehaltungsrecht wegen anderer nicht aus demselben Vertragsverhältnis stammender Ansprüche des Käufers gegen uns ist ausgeschlossen.

6. Lieferzeiten

a) Die Angabe von Lieferfristen ist freibleibend, es sei denn, dass eine ausdrückliche Vereinbarung über einen Fixtermin schriftlich getroffen wurde. Ferner stehen unsere Lieferfristen unter den Vorbehalten der Selbstbelieferung, der Liefermöglichkeit und von Zwischenverkäufen. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Bestellsannahme durch uns, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten.
b) Die Lieferfrist ist mit der rechtzeitigen Meldung der Versandbereitschaft eingehalten, wenn uns die Absendung ohne eigenes Verschulden unmöglich ist. Als Liefertag gilt der Tag der Versendung, bei vereinbarter Abholung der Tag der Absendung der Meldung der Versandbereitschaft. Überschreiten wir bei einer bestellten Ware einen unverbindlichen Liefertermin oder eine unverbindliche Lieferzeit um mehr als 30 Tage, so hat der Käufer das Recht, uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. Mit dieser Mahnung werden wir in Verzug gesetzt.
c) Bei Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt, Aufruhr, Streit, Aussperrung oder von uns nicht zu vertretenden Betriebsstörungen, auch bei unseren Lieferanten, verlängert sich die Leistungszeit um den Zeitraum bis zur Behebung der Störung, soweit die Störung auf die Fertigung oder Auslieferung des Liefergegenstandes Einfluss hat. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer baldmöglichst mit. Bei dauerhaften von uns nicht zu vertretenden Betriebsstörungen, zu denen auch der Fall gehört, dass wir von unseren Vorlieferanten ohne unser Verschulden nicht beliefert werden, haben sowohl der Käufer als auch wir das Recht, unter Ausschluss jedweder Ersatzansprüche ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Betriebsstörungen sind dauernd, wenn sie mindestens zwei Monate andauern.
d) Schadenersatzansprüche gegen uns aus dem Gesichtspunkt des Lieferverzuges können nur unter den Voraussetzungen der nachstehenden Punkte 12 c) bis e) geltend gemacht werden.

7. Versand

Die Lieferung erfolgt nach unserer Wahl durch ein üblicherweise geeignetes Beförderungsmittel und auf Rechnung des Käufers zuzüglich der Verpackungs- und Versicherungskosten, es sei denn, dass sich aus unserer jeweils gültigen Preisliste etwas anderes ergibt. Transportversicherungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers abgeschlossen. Die Lieferungen erfolgen – auch wenn wir die Frachtkosten tragen – stets auf Gefahr des Käufers, es sei denn, dass wir den Transport mit eigenen Fahrzeugen und eigenem Personal durchführen und die Schäden nicht von Dritten verursacht werden. Für eventuell sich daraus ergebende Schadensersatzansprüche gegen uns gelten die Regelungen unter Punkt 12 c) bis e) dieser Bedingungen. Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an die Post, den Paketdienst, den Spediteur oder den Frachtführer, spätestens aber mit dem Verlassen des Werks oder Lagers auf den Käufer über. Dies gilt insbesondere auch für Verkäufe, bei denen CIF, CFR, FAC, FAS oder FOB vereinbart wurde. Für Lieferungen ins Ausland gelten die gesondert angegebenen Versandkonditionen.

8. Liefermengen

Abweichungen zwischen Bestellung und der Lieferung bezüglich des Gewichts, der Stückzahl und Abmessungen sind in einem Umfang von bis zu 10 % sowohl hinsichtlich der gesamten Lieferung wie auch hinsichtlich eines Teils der Lieferung gestattet, soweit die von der Firma Eduard Gerlach GmbH verwendeten Verpackungsgrößen bzw. Verpackungseinheiten eine genaue Ausführung der Bestellung nicht ermöglichen. Mehr- oder Mindermengen werden bei der Fakturierung entsprechend berücksichtigt. Einwendungen können nur binnen 8 Tagen nach Erhalt der Lieferung schriftlich erhoben werden. Die Rücknahme einer Mehrlieferung ist nur insoweit möglich, als nur vollständige Verpackungseinheiten zurückgegeben werden.

9. Datenschutz

Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung ggf. an verbundene Unternehmen weitergegeben. Die Weitergabe und Nutzung der Daten erfolgt nur, wie dies für die Durchführung des abgeschlossenen Geschäftes und die Pflege der daraus resultierenden Kundenbeziehung notwendig ist, gesetzlich zulässig und vom Kunden gewünscht ist. Bei der Datenverarbeitung werden schutzwürdige Belange der Kunden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Der Kunde hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner gespeicherten Daten. Sofern einer Löschung gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungspflichten oder sonstige gesetzliche Gründe entgegenstehen, werden die Daten gesperrt.

10. Bonität

Die Eduard Gerlach GmbH behält sich nach dem Ergebnis einer Bonitätsprüfung (vgl. 11.) den Ausschluss bestimmter Zahlungsarten, die Nichtannahme des Kundenauftrags oder die Verweigerung der Leistung nach § 321 BGB vor, soweit der Kaufpreisanspruch der Eduard Gerlach GmbH gefährdet ist.

11. Bonitätsprüfung; SCHUFA-Hinweis

Der Kunde willigt ein, dass die Eduard Gerlach GmbH seine Daten, die er im Rahmen der Kaufabwicklung und der Abwicklung des Kaufvertrages zur Verfügung stellt (Personendaten), an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, zum Zwecke der Bonitätsprüfung übermittelt.

Unabhängig davon übermittelt Gerlach der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Kündigung bei unbestrittener Forderung). Bis zur endgültigen Abwicklung der Geschäftsbeziehung, insbesondere aber für die Dauer einer Ratenzahlungsvereinbarung, kann die Eduard Gerlach GmbH hierüber ebenfalls Auskünfte erhalten. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten für Bonitätsanfragen an ihre Vertragspartner in der EU. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren). Die Daten werden nur dann zur Verfügung gestellt, wenn ein berechtigtes Interesse daran glaubhaft dargelegt wurde. Auskunft über die zu der Person des Kunden bei der SCHUFA gespeicherten Daten kann der Kunde bei der SCHUFA erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Ebenso kann sich der Kunde über die SCHUFA im Internet unter www.schuфа.de informieren. Die Service-Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

12. Sachmangelansprüche sowie Schadensersatzansprüche und Rücktritt aufgrund sonstiger Pflichtverletzungen

- a) Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt die Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Darüber hinaus stehen dem Käufer die weiteren gesetzlichen Ansprüche auf Rücktritt vom Vertrag und Minderung zu, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. § 377 HGB bleibt unberührt.
- b) Soweit ausnahmsweise nach den gesetzlichen Bestimmungen Rückgriffsansprüche des Käufers nach § 478 BGB bestehen, bestehen diese nur insoweit, als der Käufer seinem Abnehmer keine Rechte gewährt, die über die gesetzlichen Rechte aufgrund von Sachmängeln hinausgehen.
- c) Schadensersatzansprüche des Käufers bestehen nach den gesetzlichen Bestimmungen in unbegrenzter Höhe, wenn diese auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen und sie durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung durch uns, einen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht sind oder auf dem Produkthaftungsgesetz beruhen oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen oder auf Arglist beruhen oder wir ein Beschaffungsrisiko oder eine Garantie übernommen haben und deshalb haften.
- d) Beruht ein Schaden nur auf fahrlässiger Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, haften wir ebenfalls auf Schadensersatz, jedoch der Höhe nach beschränkt auf den typischerweise entstehenden und vorhersehbaren Schaden, es sei denn, wir haften nach Abschnitt c) dieses Paragraphen unbegrenzt.
- e) Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) im Sinne der vorstehenden Regelungen sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Ferner sind vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) solche, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. Es bleibt bei der gesetzlichen Beweislastverteilung. Weitere Schadensersatzansprüche gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen sind ausgeschlossen, gleich auf welchem Rechtsgrund sie beruhen.

13. Verjährung von Sachmängelansprüchen

Ansprüche des Käufers aufgrund von Sachmängeln verjähren in einem Jahr, es sei denn,

a) es handelt sich um Ansprüche der in § 478 BGB geregelten Art oder

b) der Mangel wurde arglistig verschwiegen oder beruht auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns oder unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen. In den Fällen a) und b) und für Schadensersatzansprüche, die nicht nach Punkt 12 dieser Bedingungen ausgeschlossen sind, gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Es bleibt bei den gesetzlichen Bestimmungen über die Hemmung, Ablaufhemmung und über den Neubeginn der Verjährung.

14. Rücktrittsrecht

Wenn nichts Besonderes vereinbart ist, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten, wenn die Kaufsache mangelhaft ist und die gesetzlichen Rücktrittsvoraussetzungen (insbes. § 440 BGB) erfüllt sind. Im Falle einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel der Kaufsache besteht, kann der Käufer darüber hinaus nur vom Vertrag zurücktreten, wenn wir oder unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen die Pflichtverletzung zu vertreten haben und die gesetzlichen Rücktrittsvoraussetzungen erfüllt sind. Es bleibt bei der gesetzlichen Beweislastverteilung. Punkt 6 c) dieser Bedingungen bleibt unberührt. In sonstigen Fällen (z. B. versehentliche Falschbestellung oder sonstige Motivirrtümer des Käufers) kann der Käufer nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung den Vertrag stornieren oder von ihm zurücktreten. Ein Anspruch auf Zustimmung zum Rücktritt besteht nicht. Im Falle unserer Zustimmung ist die Ware dann mit unserer Artikelnummer zu versehen und frachtfrei und originalverpackt an uns (Firma Eduard Gerlach GmbH, Carl-Vogeler-Straße 10, 32312 Lübbecke) zurückzusenden. Die Rücksendung erfolgt in diesen Fällen stets auf Gefahr des Käufers. Für die Rücknahme berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von 20 % des Auftragswertes, mindestens jedoch 25 Euro, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Haben wir in diesen Fällen für Sonderanfertigungen bereits Material eingekauft, ist dieses in jedem Fall zusätzlich zu den Selbstkosten vom Käufer zu übernehmen, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.

15. Pauschalierter Schadensersatz aufgrund von Pflichtverletzungen des Käufers

Verletzt der Käufer seine Pflichten – verweigert er z. B. die Abnahme trotz Aufforderung – und sind wir aus diesem Grunde berechtigt, Schadensersatzansprüche statt der Erfüllung geltend zu machen, sind wir berechtigt, eine Schadenspauschale in Höhe von 25 % des Kaufpreises zu verlangen. Das gilt nicht, sofern und soweit der Käufer nachweist, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist. Die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt uns vorbehalten.

16. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung und so lange vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt sind. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang

weiter zu verarbeiten und weiter zu veräußern, solange er sich mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen uns gegenüber nicht im Verzug befindet oder seine Zahlungen einstellt. Im Einzelnen gilt Folgendes: Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Durch Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer nicht das Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, vermischt, vermengt oder verbunden, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache zu einem Anteil, der dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zum Gesamtwert entspricht. Auf die nach den vorstehenden Bestimmungen entstehenden Miteigentumsanteile finden die für die Vorbehaltsware geltenden Bestimmungen entsprechend Anwendung. Der Käufer tritt hiermit die Forderungen aus dem Weiterverkauf oder den sonstigen Veräußerungsgeschäften wie z. B. Werkverträgen mit allen Nebenrechten an uns ab und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt oder verbunden oder fest eingebaut ist und wir hieran in Höhe unseres Fakturenwertes Miteigentum erlangt haben. Soweit die Vorbehaltsware verarbeitet, vermischt, vermengt, verbunden oder fest eingebaut ist, steht uns aus dieser Zession ein im Verhältnis vom Fakturenwert unserer Vorbehaltsware zum Fakturenwert des Gegenstandes entsprechender Bruchteil der jeweiligen Forderung aus der Weiterveräußerung zu. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen nicht von uns gelieferten Waren veräußert, tritt der Käufer hiermit einen Anteil der Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe des Fakturenwertes unserer Vorbehaltsware an uns ab. Hat der Käufer diese Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er hiermit die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab. Wird die Forderung aus der Weiterveräußerung durch den Käufer in ein Kontokorrentverhältnis mit seinem Abnehmer gestellt, tritt der Käufer seine Forderungen aus dem Kontokorrentverhältnis hiermit in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen die obigen Abtretungen hiermit an. Der Käufer ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen berechtigt. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, der bei Zahlungsverzug des Käufers oder Zahlungseinstellung durch den Käufer erfolgt. In diesem Fall sind wir vom Käufer bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen. Der Käufer ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. zu geben und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten. Pfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware oder der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen sind wir unter Angabe des Pfändungsgläubigers sofort zu unterrichten. Übersteigt der realisierbare Wert der uns zustehenden Sicherungen unsere Gesamtforderung gegen den Käufer um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Er hat sie gegen übliche Gefahren wie Feuer, Diebstahl und Wasser im üblichen Umfang zu versichern. Der Käufer tritt hiermit seine Schadensersatzansprüche, die ihm aus Schäden der genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe unserer Forderungen ab. Wir nehmen die Abtretung an.

17. Ersatzgeräte

Für die Überlassung von Ersatzgeräten für die gesamte Dauer einer Reparatur eines Gerätes des Kunden wird grundsätzlich eine Mietpauschale in Höhe von 30 Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. erhoben. Wir behalten uns vor, in Einzelfällen auf eine Gebühr zu verzichten. Die Rücksendung eines für die Dauer einer Reparatur überlassenen Ersatzgerätes muss spätestens innerhalb von 7 Werktagen nach Rückhalt des eigenen Gerätes erfolgen. Maßgeblich für die Einhaltung der Rücksendefrist ist der Versandtag. Erfolgt die Rückgabe mehr als 7 Werktage nach Rückhalt des eigenen Gerätes, sind wir berechtigt, ab dem 8. Werktag einen Mietzins in Höhe von 10 Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. pro Werktag zu berechnen. Für beschädigte oder unbrauchbare Ersatzgeräte behalten wir uns vor, die notwendigen Reparatur- oder Wiederbeschaffungskosten zu berechnen. Der Versand eines Ersatzgerätes von uns zum Kunden und zurück erfolgt stets auf Gefahr des Kunden.

18. Entsorgung von Elektro-Altgeräten

Der Kunde übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Für den Fall einer Weitergabe hat er eine entsprechende Weiterverpflichtung aufzulegen.

19. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus vertraglichen Beziehungen zwischen uns und dem Käufer ist Lübbecke in Westfalen. Gerichtsstand ist Bielefeld, wenn der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist und zwar auch für Klagen im Wechsel- oder Scheckprozess. Wir behalten uns vor, den Käufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen. Für das Vertragsverhältnis ist ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich. Die Anwendbarkeit internationaler Gesetze, z. B. das UN-Kaufrecht, ist ausgeschlossen.

Stand 2021

Inhalt	Seite	Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
Elastomull® haft	281	G		GEHWOL Hühneraugen-Schutzpolster-Ring G	96, 116
Eltra®	252	Gazofix®	279	GEHWOL Hühneraugen-Tinktur	64
ENBIO PRO	234	GEHWOL / GERLASAN balance Serie	127	GEHWOL Hühneraugenpflaster mit Salicylsäure	107
ENBIO S	234	GEHWOL Badesalz	58, 87	GEHWOL Klassik Serie	51
Erkoton 20	363	GEHWOL balance Bein & Fußlotion	128	GEHWOL Kleinzehen-Ballenpolster G	101, 120
Erkoton 30	363	GEHWOL balance Fußcreme	128	GEHWOL Korrekturring G	96, 116
ErsatzEdelstahlstreifen	373	GEHWOL Ballenpolster G	101, 121	GEHWOL Lotion	90, 252
ErsatzKunststoffwanne	197	GEHWOL Ballenpolster mit Elastikbinde	102	GEHWOL med Antitranspirant	47
Ersatzetiketten	233	GEHWOL Ballenpolster mit Zehenteiler	100	GEHWOL med Express Pflege-Schaum	44, 84
Eschenbach LED Ringlupenleuchte	207	GEHWOL Ballenringe oval	110	GEHWOL med Fußdeco-Creme	46, 85
Eschenbach-Aufstecklupe 2,5 Dioptrien	271	GEHWOL Ballenringe rund	110	GEHWOL med Fußpuder	49
Eschenbach-Fassung und Adapter für Aufstecklupe	271	GEHWOL Balsam normale Haut	53	GEHWOL med Hornhaut-Creme	46
Excellent Hornhaut-Längshobel	337	GEHWOL Balsam trockene, spröde Haut	54	GEHWOL med Lipidro Creme	45, 84
F		GEHWOL Bein-Balsam	53, 87	GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Creme	48, 375
Fachmessen	13	GEHWOL Bein-Balsam	53, 87	GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Öl	48, 86, 375
Fahrbare Fußbadewanne	197	GEHWOL Blasenpflaster mit Hydrokolloid-System	106	GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Öl	48, 86, 375
FARO Etikettiergerät	233	GEHWOL Blasenpflaster mit Hydrokolloid-System groß	106	GEHWOL med Nagelschutz-Stift	47
FARO Thermo-Druckerpapier	233	GEHWOL Creme-Fußbad	59, 88	GEHWOL med Nagelweicher	49, 86
Federstahldraht	362	GEHWOL Druckschutz-Produkte	95	GEHWOL med Schrunden-Salbe	45, 85
Fensteraufkleber	144	GEHWOL Emulsion zur Fußmassage	89	GEHWOL med Sensitiive	44, 83
Fissuren-Fräser	386 f	GEHWOL Fersenpolster G	105, 122	GEHWOL med Serie	43
Fissuren-Fräser	396	GEHWOL Fluid	64	GEHWOL Nagelmasse	66, 375
Fixomull® transparent	282	GEHWOL Frische-Balsam	55	GEHWOL Nagelpflege	65
Fleecy-Web-EXTRA	285	GEHWOL Frische-Fußbad	57	GEHWOL Nagelweicher	65
FOCALEX BLAU N	278	GEHWOL FUSSKRAFT BEIN-VITAL	38, 81	GEHWOL Nail repair Cleaner	70
FOCALEX ROT N	279	GEHWOL FUSSKRAFT BLAU	36, 79	GEHWOL Nail repair Gel, H	69
Folien für Heißluftsterilisatoren, PlaSteril A Rolle	242	GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN	36, 79	GEHWOL Nail repair Gel, M	69
Fräser mit Querhieb	396	GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN	36, 79	GEHWOL Nail repair System	67
Fräser mit Querhieb	387 f	GEHWOL FUSSKRAFT Hornhautweicher	83	GEHWOL Perlmuth-Peeling	52
Fräser- und Instrumentenboxen	272	GEHWOL FUSSKRAFT Hydrolipid-Lotion	38, 81	GEHWOL pflegendes FUSSDEO	56
Fräserkasten 130	419	GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterbad	41, 82	GEHWOL pflegendes Fußspray	56
Fräsersätze	414	GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterlotion	39, 82	GEHWOL Praxisware	75
Fräserständer 115	419	GEHWOL FUSSKRAFT MINT	37, 80	GEHWOL Praxisware Druckschutz	113
Fräserständer aus Edelstahl	419	GEHWOL FUSSKRAFT Nagel- und Hautschutz-Spray	39	GEHWOL Schutzpflaster dick zum Zuschneiden	108
Fräserzange	273	GEHWOL FUSSKRAFT Pflegespray	40	GEHWOL Schutzpflaster oval	108
Funk-Wanduhr	145	GEHWOL FUSSKRAFT ROT	37, 80	GEHWOL Softening-Balsam	52
FUSSPFLEGE AKTUELL	148	GEHWOL FUSSKRAFT Serie	35	GEHWOL Spender	92
Fußpflege im Wandel	152	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Butter	32, 76	GEHWOL Spezial-Cremes	61
Fußpflege-Absauggerät AT18	181	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Creme	32, 76	GEHWOL Spezial-Präparate	63
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO	176	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Lotion	33, 77	GEHWOL Sprayer	93
Fußpflege-Absauggerät SATURN AT MICRO	175	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling	34, 78	GEHWOL Vorfuß- und Ballenpolster mit Elastikbinde	102
Fußpflege-Absauggerät TITAN	174	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Pflegebad	34, 78	GEHWOL Vorfußpolster	103, 122
Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO	177	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Schaum	33, 77	GEHWOL Vorfußpolster G	103, 121
Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO	179	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Serie	31	GEHWOL Vorfußpolster mit Bandage	104
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO	178	GEHWOL FUSSKRAFT Wärmebad-Konzentrat	40	GEHWOL Vorfußpolster mit Elastikbinde	104
Fußpflegegeräte	173	GEHWOL Fuß + Schuh Deo	55	GEHWOL Wärme-Balsam	54
Fußpflegegeräte auf einen Blick	182	GEHWOL Fußbad	58, 88	GEHWOL Zehenkappe	98, 118
Fußpflegeschränk AT/NT clean	165	GEHWOL Fußpuder	57	GEHWOL Zehenkappe G	98, 118
Fußpflegeschränk AT/NT clean mini	166	GEHWOL Hammerzehen-Polster G	105, 123	GEHWOL Zehensprayer	93
Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2 MINI	163	GEHWOL Hornhaut-Gelee	91	GEHWOL Zehensprayer	93
Fußpflegeschränk SMALL	167	GEHWOL Hornhaut-Schwamm	111	GEHWOL Zehensprayer	93
Fußpflegeschränke	161	GEHWOL Hornhautweicher	89	GEHWOL Zehenschutz	97, 117
Fußpflegeschränke auf einen Blick	170	GEHWOL Hühneraugen-Schutzpflaster	107	GEHWOL Zehenschutzring G	97, 117
				GEHWOL Zehenspreizer G	99, 119

Inhalt	Seite	Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
GEHWOL Zehenteiler	100, 120	GTO-Nagelsponge/ GTO-Schlaufe	345	Klingen-Entferner, universal	326
GEHWOL Zehenteiler G D	99, 119	GTO-Schlaufe	347	Klingen-Sammelbox 500	326
Geka® Mullbinden	282	Gummiträger für Kappenschleifer	407	Koffer AT/NT MICRO	212
Gel-Schlauch	124	Gummiträger für Kappenschleifer (Medizinprodukt)	406	Konditionen	25
Gelmodellagepinsel	71	H		Korsorex® basic	262
Gelochte Diamant-Schleifkörper	393	Händehygiene-Plan	266	Korsorex® Bohrerbad	261
GERLACH Abtropfkappe	411	Handstückreinigung/-pflege	185	Kundenpflege	149
GERLACH Fußpflegekoffer AT MICRO	219	Härterpaste braun für Sitran O/F	367	L	
GERLACH Fußpflegekoffer NT MICRO	218	Hartmann Foliodress® Mask Comfort Loop	267	Langloch-Hohlfräser	388, 397
GERLACH Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2	156, 162	Hartmetall-Fräser	398	LED Koffer-Lupenleuchte mit Adapter	213
GERLACH Handschuh-Wandspender	266	Hartmetall-Fräser, Meisinger	384	LED Kofferleuchte	209
GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz	214	Hautzange 460	315	LED-Leuchte Dekostar XL	208
GERLACH Koffer NEPTUN NT MICRO	216	Hautzange 461	315	LED-Lichthärtegerät BiLED	71
GERLACH Koffer TITAN AT	215	Hautzange 465	315	Lehrbücher und Bildatlas für die Podologie	369
GERLACH Koffer TRITON AT MICRO	217	Hautzange HF 460	299	Leukoflex®	283
GERLACH Latex-Handschuhe	265	Hautzange HF 461	299	Leukomed® - Sterile Wundverbände	282
GERLACH Mund- und Nasenschutzmaske	267	Hautzange HF 465	299	Leukomed® T plus	282
GERLACH Nageluntersuchungsleuchte	208	Helix Test Pro	232	Leukoplas®	283
GERLACH Nitril-Handschuhe	265	Historie	6	Leukoplas® Elastic	279
GERLACH PODO Med 3 (1,6 ltr)	248	Hohlmeißelklingen Anwendung	327	Leukoplas® wasserfest	283
GERLACH PODO PRO 1 (0,8 ltr)	246	Hohlmeißelklingen-Halter CAPRON	328	Leukosilk®	283
GERLACH PODO PRO 3 (2 ltr)	246	Hohlmeißelklingen-Halter PARAMOUNT	328	LSKO Polierscheiben fein	365
GERLACH PODO PRO 4 (4,2 ltr)	247	Hornhaut-Set	415	Löffel doppelt 87034-160	331
GERLACH Sattelsitz	202	Hornhaufeile aus Edelstahl	334	Löffel doppelt DC 241 R	331
GERLACH Staubschutzring	411	Hornhaufeile aus Holz	334	Löffel HH 118 R	332
GERLACH TECHNIK Desinfektionstücher	258	Hornhaufeile Doppelfeile	335	Lubrifluid 500 Handstückschmiermittel	185
GERLACH TECHNIK Desinfektionstücher – alkoholfrei	258	Hornhauthaken HH 120 R	332	Luxo CIRCUS LED Ringlupenleuchte	207
GERLACH TECHNIK Desinfektionstücher BIG – alkoholfrei	258	Hufstäbchen	333	M	
GERLACH TECHNIK Flächendesinfektion	257	Hühneraugen-Set	416	Malteser Ersatzklingen	336
GERLACH TECHNIK Flächendesinfektion Konzentrat	259	Hühneraugenmeißel HH 60/1 R	333	Markenversprechen	27
GERLACH TECHNIK Instrumentendesinfektion Konzentrat	262	Hygiene	221	Medizinisches Pflegekonzept	42
GERLACH TECHNIK Instrumentenreiniger	261	Hygiene-Informationen	222	Meigrit Fräser	383
GERLACH transportable Beinstütze	213	I		MeiKap	383
GERLACH Vinyl-Handschuhe	265	Inhaltsübersicht - GERLACH TECHNIK	150	MELAfash® – Dokumentations-Set	239
Gerlachs GEHWOL EXTRA	62	Inhaltsübersicht - Präparate/ Verkaufsförderung	28	MELAfal®-Rollen	240
Gerlachs GEHWOL FUSSKREM	62	Ink Test (Tintentest)	237	MELAseal® 100+ (ohne Rollenhalter)	239
GERLASAN achselfrisch	133	Innovation und Entwicklung	14	Messbecher für Desinfektionsmittel	263
GERLASAN balance Handcreme	129	Instrumente	287	Mikrobac Tissues®	260
GERLASAN Handcreme	91, 132, 254	Instrumenten-Desinfektionswanne	249	Mikrobac® forte	259
GERLASAN SOFT med. Waschgel	90, 252	Instrumentenhalter	232	Mikrometer-Handstück PM 1132	184
GERLASAN Händedesinfektion	254	Instrumententablets	272	Mikrometer-Handstück PUCK MICRO	184
GERLASAN Händedesinfektionsgel	255	K		Mund-Nasen-Masken, 3-lagig	267
GERLAVIT / GERLASAN	131	Kein Raum für Keime	244	N	
GERLAVIT Moor Vitamin Creme	132	Keramikfräser	394 f	Nagel- und Eckenzange 2510	314
Geschäftszeitenaufkleber	144	Keramikfräser, KEMMER NAIL	399	Nagel-Set	416
Geschenkgutschein	145	Keramisch gebundene Schleifstifte, LUKAS	389	Nagelfalz-Tamponade	279, 365
Gesichtsvisier mit Schaumstoffkissen	269	Klarsichtige Instrumentenbox	413	Nagelfeile, gekerbt	338
GEWHOL JOURNAL	149	Klebe-Gel	373	Nagelhautschere 409	317
Greifpinzette	272	Klebfix saBesto, 5 g	358	Nagelhautschere HF 409	303
GTO Kurzanleitung zum Anlegen	346	Klingen für Halter CAPRON	329	Nagelhautzange 441	316
GTO-Nagelsponge	347	Klingen für Halter PARAMOUNT	329	Nagelhautzange 443	316

Inhalt	Seite	Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
Nagelhautzange 445	317	○		Q	
Nagelhautzange 446	317	oclenisep® Gel	253, 280	Qualität und Herstellung	15
Nagelhautzange 448	316	oclenisep® Wund-Desinfektion	253, 280	Querhiebböhrer	386
Nagelhautzange HF 441	301	Omnitape®	284	Querhiebböhrer	396
Nagelhautzange HF 443	301	ONYClean	383, 398	R	
Nagelhautzange HF 445	301	Onycholit Flüssigkeit	364	Regalaufsätze	136
Nagelhautzange HF 446	302	Onycholit Pulver, klar	364	Reinigungs- und Desinfektionsautomat PG 8582	224
Nagelhautzange HF 448	300	Onycholit Pulver, rosa	364	Reinigungs- und Desinfektionsplan	144
Nagelkorrektur-Systeme	339	Onyclip	372	Ringlupenleuchten	206 ff.
Nagelpolierer	391	Onyclip-Packung	373	Rollenhalter „komfort“	240
Nagelpolierer	397	Oптиplaste®C	284	Rollenhalter „standard“	240
Nagelprothetik	68	OR-Skalpellgriff	325	Rollenhalter mit Schneidevorrichtung	236
Nagelprothetik mit GEHWOL Nagelmasse	374	OR-Skalpellklingen steril	325	Rosenböhrer	385
Nagelschere 30	318	Orthonyxie-3-Stufen-Zange	360	Rotierende Instrumente	377
Nagelschere HF 30	302	Orthonyxiebedarf	359	Rotierende Instrumente Informationen	378 ff.
Nagelschere HF 31	303	P		RS-Spray	418
Nagelspaltzange HF 266	300	PARAMOUNT Skalpellklingen steril	324	Rund-/Spitzzange	368
Nagelzange 203	308	Partnerschaftspflege	148	Rund-Hammer	361
Nagelzange 210	309	Patienten-/ Arbeitsstühle	187	S	
Nagelzange 211	309	Patientenstuhl ARCADIA	194	Sandpapierfeile	338
Nagelzange 234	308	Patientenstuhl CONCEPT B2	192	Saphir-Nagel-feile	337
Nagelzange 243	308	Patientenstuhl CONCEPT F3	188	Schaufenster-Dekoration	146
Nagelzange 345	310	Patientenstuhl PLEION	195	Schautafel Fuß und Fußgelenke	369
Nagelzange 495	309	Patientenstuhl S 3.2	193	Schlauchverband tg®	284
Nagelzange G 345	292	Patientenstuhl STERN PODIA LYRA	196	Schlaufenbiege-zange	361
Nagelzange G 495	292	Patientenstühle auf einen Blick	198	Schleiffohlen grob, Korn 60	334
Nagelzange HF 203	293	Pedi Ersatzklingen	337	Schleiffohlen mittel, Korn 100	334
Nagelzange HF 210	294	Pedilen N	254, 280	Schleifkappen GERLACH TECHNIK	400 f
Nagelzange HF 211	294	Peha-haft®	284	Schleifkappen, blau (Medizinprodukt)	402 ff.
Nagelzange HF 223	294	Peha-soft Latex puderfrei Handschuhe	264	Schleifkappen, braun	408 f
Nagelzange HF 241	293	Peha-soft nitrile FINO	264	Schleifkörper	389 f
Nagelzange HF 243	293	Peha-soft Vinyl puderfrei Handschuhe	264	Schuh- und Fußüberzieher	269
Nagelzange HF 250	292	Pending – Gesunder Rücken	201	Schutzbrille „Crystal“	271
Nail repair-Set	417	Pending Arbeitsstuhl	200	Schutzbrille „Speed“	270
Naspan®-Minimalband	344	Pending Arbeitsstuhl kompakt exklusiv	201	Seal Test für Siegelgeräte	237
Naspan®-Pinzette	344	Pending Arbeitsstuhl kompakt vario	200	Secora Hornhauthobel, 0,25 mm	336
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, extra	343	Pending Arbeitsstuhl Ponso 1	202	Secora Hornhauthobel, 0,50 mm	335
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, small	344	Pinzetten-Hautzange 3031 R	319	Service	8
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, soft	343	Pinzetten-Hautzange 3032 R	319	Servicewerkstätten	12
Naspan®-Platinium-Korrektursystem	340 ff.	Pinzetten-Hautzange 3039 R	319	Siegelgerät SL13	235
Naspan®-Platinium-Korrektursystem Set, extra	343	Plakate	140	Sitran O/F	367
Naspan®-Platinium-Korrektursystem Set, small	344	PlaSteril A Beutel	242	Skalpellklingen-Entferner und -Sammler	326
Naspan®-Platinium-Korrektursystem Set, soft	343	PlastiSept eco	260	SOFT 1 NEXT	280
Neodisher IR	227	Podologie-Set	415	Sonstige Informationen	421
Neodisher MediClean forte	226	Podotherm ATV 65	228	Sortimentsboxen GEHWOL Druckschutz	114 f.
Neodisher Mediklar special	227	Podotherm UTV 65	229	Spangenhalter BM 360R	360
Neodisher Z	227	Präparateübersicht	20	Spezialfräser	387
Normenschale aus Opalglas	272	Praxis-einrichtungen	159	Splitterpinzette BD 303	304
Normenschale aus Opalglas für Steri-Block-Maxi	413	Proben	142	Splitterpinzette BD 312	306
Nylonfaser-Reinigungsbürste	420	Produktinfos	143		
		Produktvielfalt	26		
		Prüflehre für Fräser	411		
		PUCK MICRO	180		

Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
Splitterpinzette BD 963	305	V	
Splitterpinzette BD 964	306	Vegane Rezepturen	23
Splitterpinzette BD 965	306	Verbandschere BC 324	302
Sprayhandstück SIRIUS NT MICRO mit Licht	184	Verbraucherinfos	142
Spreizfuß Expertise	125	Verkaufsförderung	135
Stammopur DR 8	263	VHO-Osthold-Schlaufe PERFECT	351
Steri-Block-Maxi	413	VHO-Osthold-Spange PERFECT	350
Steri-Block-Maxi Informationen	412	VHO-Osthold-Spange PERFECT Anwendung	349 ff.
Steri-Block-Maxi mit Box	413	VHO-System-Sortimentskasten	351
Sterilisationsfolie	236	VHO-Test-Set (ohne Kasten)	350
Sterilisationskammer-Reiniger	232	W	
Sterilisationsmarker	236	Waldmann LED Ringlupenleuchte	206
Sterillium®	255	Waldmann LED Ringlupenleuchte Basic	206
Sterillium® classic pure	256	Windehaken	347, 368
Sterillium® Desinfektionstuch	257	Winkelturbine Bora L LED mit Licht	184
Sterillium® Gel pure	256	Wirkstoffe	16
Sternf. Zehenkuppenschutzpflaster	281	Wundversorgung	275
Stimmgabel nach Rydel-Seiffert	362	Wundversorgung Informationen	276
Studie belegt	24	Z	
Sulci-Injektor MK 2	370	Zehenspreizer	123, 273
Sulci-Protektoren	370	Zellstoffupfer	281
Sulci-Protektoren MK 1	371	Ziegenhaar-Reinigungsbürste 564	420
Sulci-Protektoren MK 2	371		
Sulci-Protektoren MK 3	371		
Super-Hartgips	366		
T			
Tablett (Tray)	232		
Tamponstopfer 87035-160	331		
Tamponstopfer DC 200 R	330		
Tamponstopfer DC 64 R	330		
Terminkärtchen	143		
Therapie-Kalender	143		
Thermo-Schleifkappen	405		
Tischdisplays	137		
Träger für Ziegenhaarbürste 303/050 RS	420		
Tragetasche Papier	145		
Trolley für GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz	214		
Trolley für Koffer AT/NT MICRO	212		
Tubifoam	285		
U			
Ultraschall-Reinigung	243		
Ultraschallreinigungsgesetz ELMASONIC S podobasic248			
Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1	241		
Unser Bestreben nach Innovation	155		
Unsere Werte	4		
Unternehmen	3		
UV-Lampe für die ambulante Fußpflege	71		
Uvex Schutzbrille	270, 418		
Uvex Schutzbrille für Brillenträger	270, 418		

